

EU biztonsági adatlap	AdheSE DC Activator
Kiállítás dátuma / Referencia	2006. 07. 11. hot
Előző változat	2005. 06. 07.
Nyomtatás dátuma	2006. 07. 11. lapsz. 1577
Cég	Ivoclar Vivadent AG, Bedererstrasse 2, FL – 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1. Kereskedelmi név és szállító

- 1.1 Kereskedelmi név / áru ismertető jel **AdheSE DC Activator**
- 1.2 Felhasználás önkötő (kémiai) ragasztó komponensek aktiválása
- 1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bedererstrasse 2, FL – 9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
- 1.4 Szállító
- 1.5 TOX segélyhívó + 423 / 235 35 35 vagy 373 40 40
Ivoclar Vivadent AG, FL–9494 Schaan, Liechtenstein
-

2. Összetétel

- 2.1 Kémiai jellemzők iniciátorok, oldószer
- 2.2 Veszélyes alkotóelemek > 80 % ethanol (CAS-sz. 64-17-5)
F: gyulladékos. R11: gyulladékos.
MAK-érték: 1000 ppm
> 7 % amin (CAS-sz. 99-97-8)
- 2.3 További adatok nincsenek
-

3. Lehetséges veszélyek Gyulladékos.
Szem-, bőr- és nyálkahártya-irritációt okozhat.
A bőrrel való érintkezés érzékenységet okozhat.
-

4. Elsősegély

- 4.1 Szemkontaktus A szemet azonnal öblítse ki bő vízzel (10–15 percig), majd forduljon orvoshoz.
- 4.2 Bőrkontaktus Vízzel és szappannal alaposan mossa le.
- 4.3 Lenyelés Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz (ezzel az adatlappal). Igyon sok vizet.
- 4.4 Belélegzés Belélegzés esetén friss levegő belélegzése.
- 4.5 További adatok A termékkel szennyezett öltözéket vegye le.
-

5. Tűz esetén

5.1	Megfelelő oltóanyag	Vízpára, széndioxid, hab, száraz oltóanyag.
5.2	Alkalmatlan oltóanyag	nincs
5.3	További adatok	Tűzveszélyes tárolóedényeket vízzel kell hűteni.

6. Intézkedés véletlen kiömlés esetén Folyadékot felvevő anyaggal törölje fel, a szennyezett területet bő vízzel kell felmosni. Kerülje a bőr- és szemkontaktust.

7. Kezelés és tárolás

7.1	Kezelés	Csak megfelelő képzettséggel rendelkező személyzet kezelheti.
7.2	Munkahigiéné	Szokásos higiéniai előírások betartása. Gondosan és óvatosan kezelje, kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Gyermek kezébe nem kerülhet.
7.3	Tárolás	2–28 °C között
7.4	Tárolóhely	Közvetlen napsugárzástól óvni kell.
7.5	Gyulladásvédelem	Hőforrástól távol tartandó.

8. Expozíciós korlátozások és védőfelszerelés

8.1	Technikai rendelkezések	Megfelelő általános szellőzés.
8.2	Határérték betartása	Határérték nem meghatározott.
8.3	Személyi védőfelszerelés	
8.3.1	Légutak védelme	
8.3.2	Kéz védelme	Gumikesztyű.
8.3.3	Szem védelme	Védőszemüveg.
8.3.4	Egyéb	nincs

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1	Megjelenési forma	folyékony
9.2	Szín	tiszta, színtelen
9.3	Illat	alkoholos
9.4	Állapotváltozás	merevedési hőmérséklet ellenőrzött
9.5	Sűrűség	0.8465 g/cm ³ (20 °C)
9.6	Gőznyomás	
9.7	Viszkozitás	nem ismert
9.8	Oldódás	
	Vízben oldódás	keverhető
9.9	Ph-érték	9.2
9.10	Éghetés	< 21 °C
9.11	Gyulladáspon	400 °C
9.12	Robbanáshatár	alsó: felső:
9.13	További adatok	

10. Stabilitás és reaktivitás

10.1	Termikus bomlás	Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.2	Veszélyes bomlási anyag	Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.3	Veszélyes reakció	Kerülje a túlhevítést és a közvetlen napsugárzást.
10.4	További adatok	A terméket fénytől óvni kell.

11. Toxikológiai adatok

11.1	Akut toxicitás	
11.2	Szubakut/krónikus toxicitás	
11.3	További adatok	

12. Ökológiai adatok

A termék nem kerülhet lefolyóba, talajvízbe,

nyílt vízbe illetve a talajba.

13. Elszállítás

Különleges szemétegető helyi, hivatalos előírásainak betartásával kell a keletkező hulladékot elszállítani.

- 13.1 EU waste key 19 02 08
- 13.2 Swiss waste code ---
- 13.3 Origin
-

14. Szállítás

- 14.1 Szárazföldön
- 14.2 Vízi úton
- 14.3 Levegőben
- 14.4 További adatok
-

15. Előírások

Az EU 93/42/EWG előírásai alá eső gyógyászati termék.

- 15.1 UN-szám 1170
- 15.2 Nemzeti előírások
- 15.3 EU-szám
- 15.4 Veszélyszimbólumok **F**
[szimbólum]
- 15.5 Veszély megjelölés F: gyulladékony. Amint és ethanolt tartalmaz.
- 15.6 Veszély-utasítás **R: 11**
11 gyulladékony
- 15.7 Biztonsági tanácsok **S: 7-16**
7 Tárolóedényt szorosan lezárni.
16 Tűzforrástól távol kell tartani – dohányzás kerülendő
- 15.8 MAK-érték

15.9BVD-osztály (CH)

15.10 VbF (D)

15.11 További adatok

16. További adatok

Változat: 3

Változtatások: 14

A fentebb felsorolt adatok ismereteink és tapasztalataink mostani állásának felelnek meg. A biztonsági adatlap a termék biztonságos használatának szempontjából írja le a terméket. Az adatoknak nincs garanciális jelentősége.
