

BIZTONSÁGI ADATLAP

Dokumentum száma: 18-3435-7

A kiállításának kelte: 2003-06-22.

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Clinpro Cariol L-pop indikátor fogszuvasodásra való hajlam kimutatására, komponens 2

(Clinpro Cario Diagnosis L-Pop Lactic Acid indicator SWAB –Component 2)

Gyártó cég neve: 3M ESPE Dental Products

3M Center

St. Paul, Minnesota

55144-1000

Importáló/Forgalmazó cég neve: 3M HUNGÁRIA Kft.

1138. Budapest, Váci út 178.

Tel: 270-77-11

Fax: 320-0951

2. ÖSSZETÉTEL

Kálium-klorid (CAS szám: 7447-40-7, EINECS szám: 231-211-8) <1% és 99% víz.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Besorolás az EU irányelvek, a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet és a gyártó szerint:

Veszély-jel és veszélyszimbólum feltüntetése nem indokolt
nem veszélyes készítmény.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Belégzést követően: nem szükséges

4.2. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Irritatív tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz.

4.3. Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek esetén szakorvosi ellátás indokolt.

4.4. Lenyelés esetén: nem szükséges

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1. Oltóanyag: A környezethez alkalmazkodva mindenfajta oltószer használható

5.2. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: -

5.3. Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, izolációs légzésvédő használata szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak.

6.1. Személyi védelem: ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel.

6.2. Kiömlés esetén

A kiömlött anyagot itassuk fel nedvszívó anyaggal (pl. homok, kovaföld, univerzális megkötő anyag) majd gyűjtsük konténerbe. A maradékot tisztítsuk fel vízzel.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Kezelés: szellőzést kell biztosítani. Ne érintkezzen a szemmel, a bőrrel.

7.2. Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, oxidálószerektől, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Védjük a direkt napfénytől, a hőtől. Gyermekektől távol tartandó. Az üres, szennyezett tárolóedényt tilos más célra felhasználni.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1. A munkavégzés feltételei:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását. Munka közben étkezni, dohányozni tilos.

8.2. Műszaki intézkedések: szellőzés mellett alkalmazható

8.3. Munkahelyi levegőben megengedett határérték: -

8.4. Egyéni védelem

8.4.1. Légzésvédelem: nem szükséges

8.4.2. Bőr- és testfelület védelme: -

8.4.3. Kézvédelem: óvakodjunk az expozíciótól

8.4.4. Szemvédelem: óvakodjunk a szembe kerülésétől, védőszemüveget viseljünk.

9. FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK:

Fizikai állapot:

halmazállapot: folyadék

szín: sárgás

szag: kemikáliákra emlékeztető

forráspont: 100 C°

sűrűség: 1 g/ml

pH: 2,5

oldhatóság vízben (g/l): oldódik

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: előírászerű tárolás és felhasználás esetén stabil.

Veszélyes polimerizációs termék nem keletkezik.

Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: -

Hőtől és az erős oxidálószerektől tartsuk távol.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék a gyártó tapasztalatai és a rendelkezésre álló adatok szerint rendeltetészerű felhasználás esetén nem károsítja az emberi szervezetet.

Enyhe szemirritációt okozhat.

12. ÖKOTOXIKOLÓGIAI ADATOK:

A termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nincs szabályozva.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Címkézésre vonatkozó előírások az EG szabályozás szerint:

Veszély jel és veszély szimbólum: -

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

-

A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 25 Kerülni kell a szembejutást

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.2. Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei.

15.3. Veszélyes anyagok

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

15.4. Veszélyes hulladék

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet

16. EGYÉB

Foglalkozásszerű alkalmazásra.

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról. Az Adatlapban közölt információk, adatok csak az adott termékre vonatkoznak, más készítményre történő kiterjesztése nem lehetséges.