

A megszokott **M+W** minőség új köntösben.



az **M+W** Minőségi termékek új neve **M+W** Select.

Az **M+W** Select termékcsalád megadja Önnek mindazt, amire mindennapi munkája során szüksége van:

- több évtizedes tapasztalaton alapuló minőséget;
- megbízható termékeket, melyeket elégedett fogorvosok ezrei használnak Európa-szerte, nap mint nap;
- kiváló ár-érték arányt.



HEXAGUM 0.12%, 0.2%

a terméket a 121. oldalon találja

Gyógyhatású készítmények sebészeti beavatkozásokhoz	120- 121
Gyógyhatású készítmények parodontális és fogínykezelésekhez	121- 124
Kavítás-, foggyökércsatorna-, koronacsonk fertőtlenítő készítmények	124
Injekciós fecskendők	125

Gyógyhatású készítmények sebészeti beavatkozásokhoz



roeko Gelatamp (COLTÉNE)

Steril, 14 x 7 x 7 mm, ezüstkolloid tartalmú zselatin tampon. Az ezüsttartalom megakadályozza az alveolus újrafertőződését.

063 306	20 db	1 csomag	4.995
063 305	50 db	1 csomag	10.295
063 307	blister, 20 db (egyesével csomagolva)	1 csomag	5.395

ÚJDONSÁG



roeko Gelatamp forte (COLTÉNE)

100%-ban tisztított sertés zselatinból készített zselatinszivacs. Közvetlen vérfelvételt és gyors vérzéscsillapítást biztosít, így a vérzés nem akadályozza a látást. Alvadásgátló gyógyszerek szedése esetén is megfelelő vérzéscsillapításról gondoskodik. 50 db, egyesével csomagolva. 10 x 10 x 4 mm

063 308	50 db	1 csomag	24.995
---------	-------	----------	--------

3



Kiváló minőség, egyszerű ár!

Equispon Dental (Himed)

Steril, felszívódó vérzéscsillapító zselatinszivacsok. 10 x 10 x 10 mm.

098 388	2 x 30 kocka dobozban	1 csomag	9.495
098 389	5 x 10 kocka egyesével csomagolva	1 csomag	12.795



Alveogyl (septodont)

Kiválóan használható a száraz fogmederben, gyorsan hat a fájdalom ellen, használata egyszerű. Alkalmazható foghúzás utáni sebpakolásként is. Egyszerűen applikálható, nem szükséges eltávolítani, nem igényel varrást.

056 300	10 g	1 csomag	11.995
---------	------	----------	--------



PARASORB HD kúp (Hammacher)

Steril, felszívódó, kollagén kúpok helyi vérzéscsillapításra. Gyorsan és egyszerűen applikálható. Gyorsan beépül a környező szövetbe, támogatja a sebgyógyulást. Helyi antibiotikus védelmet biztosít a foghúzás helyén.

398 300	10 db	1 csomag	25.495
---------	-------	----------	--------



Hemocollagene (septodont)

Felszívódó, szarvasmarha eredetű kollagén szivacs sebészeti beavatkozások utáni vérzéscsillapításra. Egyesével, sterilen csomagolva. 15 x 15 x 8 mm.

056 360	24 db	1 csomag	17.495
---------	-------	----------	--------



Résorcell por (septodont)

Haemosztatikus, steril, felszívódó por kapilláris vérzések elállítására.

056 354	Résorcell por, 2 g	1 csomag	16.495
---------	--------------------	----------	--------

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

GapSeal (Hager & Werken)

Lezárja az implantátumok réseit és belső üregeit a baktériumok elől. Tartósan megakadályozza a csírák bejutását az üregekbe és az implantátum körüli szövetek újrafertőződését, hatékonyan megszüntetve ezáltal a periimplatititis fő okát. Az anyagról több mint 10 éves klinikai tapasztalat áll rendelkezésre.

122 887	készlet: applikátor, 10 x 0,06 ml Tips	1 csomag	24.995
122 888	utántöltő: 10 x 0,06 ml Tips	1 csomag	18.995
122 889	Applikátor	1 csomag	6.995



Géztekercs (Hartmann)

098 614	steril, 1 cm x 5 m	1 csomag	1.995
---------	--------------------	----------	-------



roeko gézcsík (COLTÉNE)

Jodoformmal vagy jodoform nélkül.

063 607	steril, jodoform nélkül, 1 cm x 5 m	1 csomag	3.995
063 608	5% jodoformmal, 1 cm x 5 m	1 csomag	7.875
063 610	5% jodoformmal, 2 cm x 5 m	1 csomag	8.995



Izotóniás sóoldat 0,9 % (B. BRAUN)

0,9%-os izotóniás sóoldat. Gyökécsatorna-kezeléseknél öblítőoldatként, szájsebészetben hűtőfolyadék-ként, sebkezeléseknél kötések, szövetek nedvesítéséhez alkalmazható. A szűrőpont steril, alumínium ráttéttel védett. Könnyen kezelhető a flakon alján lévő integrált foglalatnak és a szűrőtűskés infúziós tömlőnek (Intrafix Primeline) köszönhetően.

055 320	műanyag flakon: 1000 ml	1 flakon	1.245
055 001	Intrafix Primeline infúziós tömlő, 150 cm	1 db	425



Gyógyhatású készítmények parodontális és fogínykezelésekhez

M+W select HEXAGUM 0,12% / HEXAGUM FORTE 0,2%

Alkoholmentes, kellemes rágógumi ízű, 0,12% klórhexidin-glukonát tartalmú szájöblítő oldat, professzionális száj- és garatápolásra. Ideálisan használható preventív intézkedésként minden fogászati beavatkozás előtt. Friss leheletet biztosít, elpusztítja a káros mikroorganizmusokat, megakadályozza a plakk újraképződését. Segít megelőzni a szuvasodást, ínygyulladást és a parodontózist. Gyulladt fogíny esetén is használható.

Hexagum 0,12%:			
100 880	flakon, 500 ml	1 flakon	2.795
	3 flakontól	flakononként	2.545
100 881	kanna, 5 l	1 kanna	8.495
100 884	adagolópumpa az 5 l kannához	1 db	2.145
Hexagum Forte 0,2%:			
100 882	flakon 100 ml	1 flakon	995
100 883	flakon, 500 ml, adagoló flakonban	1 flakon	3.245
	3 flakontól	flakononként	2.995



már **2.545 Ft-tól**

már **995 Ft-tól**



Cupral (HUMANICHEMIE)

Víztartalmú, nagy diszperzitású kalciumhidroxidpaszta réz- és hidroxocupranion tartalommal. Fertőtlenítő hatása 100-szorosa a kalciumhidroxid pasztának. Indikációk: endodoncia- lúgos gyökérkezeléshez, felületi fogínygyulladás higítva (1:1 deszt.vízzel) kell ecsetelni a fogínyseleket, fogágybetegségek- fogínytasakba applikálható, oldja a felhámot, nincs maró hatása. Anaerobok ellen is hatékony.

198 309	5 g paszta, flakon	1 csomag	8.795
198 306	15 g paszta, flakon	1 csomag	16.995
198 308	1,8 g paszta, fecskendő 5 kanül	1 csomag	9.995



Miradont Gel (Hager & Werken)

Mikrotápanyag gél természetes hatóanyagokkal mint pl. ásványianyagok (magnézium, réz, cinklaktát) vitaminok (A, E, C, B2, B5, PP) és növényi hatóanyagok (szegfű, bodza, parlagi róza, szőlőmagolaj stb.). A mikrofinom részecskék biztosítják a tápanyagok közvetlen felvételét és felgyorsítják a kezelt terület sejtregenerációját. Hatásai: antiszeptikus hatás, fájdalomcsillapítás, revitalizálás ill. sejtregenerálás. Alkalmazás: sebészeti beavatkozások illetve foghúzás utáni posztoperatív kezelés, parodontális kezelések, fogköeltávolítás utáni panaszok enyhítése, fogíny irritációk.

022 668	tubus, 15 ml	1 csomag	2.245
---------	--------------	----------	-------



OXYSAFE Gel Professional (Hager & Werken)

Parodontitisz és periimplantitisz kezelésére. Megsemmisíti a káros anaerob baktériumokat, az aktívoxigén technológia gyorsítja a sebgyógyulást. Nem tartalmaz peroxidot és szabad gyököt, antibiotikumot és klórhexidint. Csökkenti a tasakmélységet és a plakkot. Nem citotoxikus.

Bevezető készlet:

022 330	3 x 1 ml gél, 3 x 250 ml szájöblítő, 3 applikációs kanül	1 csomag	39.995
022 331	gél, 3 x 1 ml	1 csomag	37.995
022 332	szájöblítő, 250 ml	1 flakon	3.195



Miraclin Implant (miradent)

Nátriumszulfát- és triclosanmentes nátriumfluorid (200 ppm fluorid) fogkrém implantátummal rendelkező betegek számára. A paszta aktív oxigén tartalma gátolja a gyulladást okozó baktériumok keletkezését.

222 890	100 ml	1 csomag	3.245
---------	--------	----------	-------



durimplant (lege artis)

Implantátum ápoló gél periimplantitis és gyulladások megelőzésére. Ápolja a fogínyt és a száj nyálkahártyáját, támogatja a sebgyógyulást és a szövetregenerációt. Hidrofób tulajdonságának köszönhetően véd a kémiai irritációktól, csökkenti a csíraszámot. A durimplanttal ápoltság fogíny gyulladástól mentes marad növelve a beteg komfortérzetét.

044 805	tubus, 10 ml	1 csomag	5.245
---------	--------------	----------	-------



Legased natur (lege artis)

Gyulladt szájnyálkahártya kezelésére, afták és protézis által okozott sebek kezelésére szolgáló készítmény. A viszkozus, szirupszerű folyadék egy vékony filmréteget képez sebtapaszhoz hasonló módon, így megvédi a sérülést a savaktól, baktériumoktól, ételmaradványoktól és mechanikus irritációktól. A természetes összetevők (gyanta) kíméletesek a fogakhoz és fogínyhez.

044 346	5 ml flakon	1 csomag	4.745
044 345	20 ml flakon	1 csomag	9.495

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Myzotect Tincture (Hager & Werken)

Jól tapadó, mirhás, benzoinos, aloe-s folyadék, nyílt fogíny sebekhez (parodontális illetve sebészeti beavatkozások után), feltört helyekre, aftákra.

098 328	5 ml	1 üveg	3.745
098 336	50 ml	1 üveg	8.495



Coe-Pak (GC)

Eugenolmentes parodontális sebpakolás.

047 300	normál csomag: 90 g bázis, 90 g katalizátor	1 csomag	16.795
047 301	kemény és gyors csomag: 90 g bázis, 90 g katalizátor	1 csomag	16.795



Reso-Pac (Hager & Werken)

Használatra kész, hidrofil fogíny pakolás. 3 perc után sima gélserű felületet ad. Jól tapad, használható nedves, vérző felületen is. Gyógyszerhordozóként is használható.

098 351	tubus, 25 g	1 db	4.995
098 315	50 x 2 g	1 csomag	15.995



Septo-pack (septodont)

Önkötő, fibrózus paszta parodontitisz kezelés esetén fedőkötés, vagy foghúzást követően sebkötés készítésére. Ideiglenes tömésként is használható inlay/onlay-hez előkészített kavitásokhoz.

056 324	tégely, 60 g	1 csomag	14.995
---------	--------------	----------	--------



Al-Cu vérzéscsillapító (HUMANCHEMIE)

Koagulációs alapon ható vérzéscsillapító és fertőtlenítő hatású oldat a fogíny, a bőr és a pulpa kapilláris vérzéseinek azonnali csillapítására. Kiválóan alkalmazható fogtisztításkor és fogköeltávolításkor. Csökkenti a csírák szervezetbe jutásának veszélyét.

198 303	flakon, 20 ml	1 csomag	8.495
---------	---------------	----------	-------



ViscoStat (Ultradent)

20% vas-szulfátot tartalmazó viszkózus gél, amely azonnali koagulációt okoz. Másodperceken belül elállítja a vérzést és a sulcusnedv szívárgást. A speciális pufferoló összetevőknek köszönhetően egyaránt kíméletes a kemény és a lágy szövetekhez. Zselés állaga miatt nem folyik szét és precízen felvihető. Tiszta és száraz körülményeket teremt a lenyomatvétel előtt. Használata pulpotomiánál is javasolt.

917 544	ViscoStat gyűjtőfecskendő, 30 ml	1 csomag	9.795
---------	----------------------------------	----------	-------



Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



ViscoStat Clear (Ultradent)

A ViscoStat Clear viszkózus, 25% alumínium kloridot tartalmazó haemostatikus hatású zselé. Használata különösen a frontfogak területén javasolt, mivel másodpercek alatt elállítja a kisebb vérzést és a sulcusnedv szivárgást, valamint nem okoz elszíneződést. A megvágott kapillárisokat nem koagulumbépzés útján zárja el, hanem a környező szövetek enyhe megduzzadását okozza, és ezáltal az erek nyílása összenyomódik. Ez a hatásmechanizmus nagyon hatékony a sulcusnedv szivárgás elállításakor is. Az Ultrapak fonal előzetes beáztatás nélkül, közvetlenül a zselébe nyomva is hatásos tasaktágitó.

917 546	ViscoStat Clear gyűjtőfecskendő, 30 ml	1 csomag	9.445
---------	--	----------	-------



Gel Cord (sigma)

25 %-os alumínium-szulfát a lenyomatvétele előtti retrakció megkönnyítésére, illetve célzott vérzéscsillapításra. A nehezen folyó gél az applikálás helyén marad. Nem okoz gingiva elszíneződést. Kellemes málna ízű. Kék színe jó láthatóságot biztosít, segít a pontos applikálásban. Kompatibilis minden lenyomatanyaggal, használható bármely semleges fonallal. Kiválóan alkalmas olyan V osztályú restaurációk esetében, ahol a szövet a kavitátspreparáció során megsérült. Kenőhatásának köszönhetően megkönnyíti a fonal behelyezését.

005 295	12x1g fecskendő	1 csomag	14.645
---------	-----------------	----------	--------



Stat-Gel FS (sigma)

15,5%-os vas-III-szulfát. A legrövidebb idő alatt csökkenti a kapilláris vérzést. Speciális zselé konzisztenciájának köszönhetően nem csöpöppen le. pH értéke optimális, így kíméletes a lág- és keményszövetrel. Kenőanyagként megkönnyíti a fonal behelyezését. Ellenőrzés alatt tartja a szulkuszfolyadékot az indirekt restaurációk adhezív rögzítése során.

005 290	12x1g fecskendő	1 csomag	14.645
---------	-----------------	----------	--------

Kavitás-, foggyökércsatorna-, koronacsonk fertőtlenítő készítmények



Fokaldry (lege artis)

Oldat kavitások, gyökércsatornák és fogfelszínek tisztításához, szárításához és fertőtlenítéséhez.

044 312	80 ml	1 csomag	11.995
---------	-------	----------	--------



Orthoskavident C (Kettenbach)

A preparált kavitások és fogcsonkok tisztítására és szárítására.

098 316	150 ml	1 csomag	12.495
---------	--------	----------	--------



Cavidex (Detax)

Kavitások, preparációk öblítésére és szárítására. Segíti a tömő- és rögzítőanyagok kötését.

030 300	150 ml	1 csomag	8.995
---------	--------	----------	-------



Dentinzároló folyadék (HUMANICHEMIE)

Réztartalmú oldat, kavitások mélyfluoridálására és a csonkok ellátására. Tartósan fertőtlenítő hatásának köszönhetően védi a pulpát a káros anyagoktól, különösen az anaerob kollagén folyósítóktól, melyek a dentint meglágyítják és ezáltal lerombolják. Stimulálja a szekunder dentin képződését. A kavitás alapos bedörzsölése a dentinzároló folyadékkal műanyag tömés esetén helyettesíti az alábélelést.


198 304	próbacsomag: 5-5 ml ecsetelő és utánecsetelő oldat	1 csomag	10.495
198 305	gazdaságos cs.: 20-20 ml ecsetelő és utánecsetelő oldat	1 csomag	26.995
198 302	20 ml utánecsetelő oldat	1 csomag	5.495

Injekciós fecskendők

M+W select ASPIRÁCIÓS FECSEKENDŐ

Továbbfejlesztett aspirációs fecskendő optimalizált aspirációs horoggal és szabadon forgó visszahúzó gyűrűvel. Az injekciós tű könnyen pozícionálható majd kicsavarható. Minden ismert 1,8 ml-es cilinderampullával és cilinderampullás fecskendőkbe való injekciós tűvel használható.

000 305	M+W aspirációs fecskendő	1 db	12.995
---------	--------------------------	------	--------




csak **12.995 Ft**

M+W select NEMESACÉL ASPIRÁCIÓS FECSEKENDŐ

Önspiráló cilinderampulla-fecskendő infiltrációs vagy vezetékes érzéstelenítéshez. Minden része nemesacélból készült, így thermodezinfektorba is helyezhető. A három aspirációs horog biztos visszaszívást biztosít. 1,8 ml-es cilinderampullákhoz használható.

100 699	M+W Select nemesacél aspirációs fecskendő	1 db	24.995
---------	---	------	--------



csak **24.995 Ft**

Pluraject 2 fecskendő (3M)

A Pluraject fecskendő továbbfejlesztett változata. 4 aspirációs horog biztosítja az erős kapcsolatot a dugattyú és az ampulla gumidugója között.

020 351	Pluraject 2	1 db	21.245
---------	-------------	------	--------



Henke-Dent 100 (HSW)

Német gyártmány. 1A-minőség. Cilinderampullás fecskendő aspiráció nélküli lecsapódó mechanizmussal. Mankós vég. Paszta állagú anyagokhoz is alkalmas.

098 360	Henke-Dent 100	1 db	11.995
---------	----------------	------	--------



Henke-Ject fecskendő (HSW)

Német gyártmány. Intraligamentáris aneszteziológiához, nyomóerő szabályozó nélkül, 1,8 ml-es cilinderampullához. Pontos adagolás. Hengerűrtartalom 0,2 ml. 200°C-ig sterilizálható. 5 év garancia a gyártótól.

098 365	Henke-Ject fecskendő	1 db	45.495
098 366	védőcső, 6 db	1 csomag	8.495



Ultraject (sanofi aventis)

Intraligamentáris fecskendő nyomóerő szabályozóval.

028 352	Ultraject, tartószettel	1 db	104.995
028 353	tartószett Ultraject-hez: 1 cil.ampulla-tartó, 2 védőcső	1 csomag	14.995

