



Minden, amire szüksége van.



PERMAPLAST LH NANO

a terméket a 8. oldalon találja



PERMAPLAST LH FLOW

a terméket a 8. oldalon találja



PERMAPLAST BULK

a terméket a 7. oldalon találja

Amalgámok	5
Csonkfelépítő kompozitok	6 - 7
Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek	7 - 30
Savak, kanülök	30 - 33
Kompomerek	33 - 34
K+B javító anyagok	34 - 36
Végleges üveginomer tömőanyagok	36 - 40
Üveginomer alábélelő és ragasztócementek	40 - 42
Kompozit ragasztócementek	42 - 51
Karboxilát és foszfát cementek	51
Alábélelők, pulpasapkázók	52 - 53
Ideiglenes tömőanyagok	54 - 55
Lakkok	55 - 56
Segédeszközök	56 - 69
Kofferdam	70 - 72
Parapulpális csapok (pins)	72 - 73
Gyökércsapok (posts)	73 - 74
Üvegszál és karbon csapok	74 - 78
Artikulációs papírok, fóliák	78 - 82
Fogsínezés	82 - 83



Minden, amire szüksége van.



PERMABOND

a terméket a 9. oldalon találja



PERMABOND SE

a terméket a 9. oldalon találja



SAV

a terméket a 30. oldalon találja



PERMAPLAST BUILD-UP

a terméket a 6. oldalon találja

Amalgámok

Az ezüst világpiaci árának változása az amalgám termékek eladási árát jelentősen befolyásolhatja. Az esetleges árváltozásról a megrendelt áru szállítása előtt tájékoztatjuk Önt.



NORMALLOY AMALGÁM KAPSZULA

Kapszulás finom forgácsokból (73,5%) és gömbrészecskékből (26,5%) álló NG2 amalgám.

Összetétel: 69,2% Ag, 18,6% Sn, 11,9% Cu, 0,3% Zn. 50 kapszula/csomag.

000 127	méret 1, sárga, 360 mg por, 380 mg Hg	1 csomag	16.495
000 128	méret 2, narancs, 540 mg por, 570 mg Hg	1 csomag	20.595
000 129	méret 3, zöld, 900 mg por, 950 mg Hg	1 csomag	26.995



már **16.495 Ft-tól**

Amalcap Plus (ivoclar vivadent)

Önaktíváló rendszerű NG2, 70% amalgám kapszulák, 50 darabos kiszerezésben.

091 110	méret 1, Regular: 420 mg por, 400 mg Hg	1 csomag	19.995
091 115	méret 2, Regular: 605 mg por, 590 mg Hg	1 csomag	27.995
091 118	méret 3, Regular: 890 mg por, 900 mg Hg	1 csomag	32.895
191 110	méret 1, Fast: 420 mg por, 400 mg Hg	1 csomag	19.995
191 115	méret 2, Fast: 620 mg por, 590 mg Hg	1 csomag	27.995
191 118	méret 3, Fast: 915 mg por, 900 mg Hg	1 csomag	32.895



Epoque 70 Duett (Nordiska)

Magas ezüsttartalmú, diszperziós amalgám. Összetétel: Ag 69,3%, Sn 19,4%, Cu 10,9%, Zn 0,4%.

Epoque 70 Duett:

400 tabletta 390 mg,

400 higany zacskó 390 mg,

498 110	8 többszörhasználatos kapszula, 1 csipesz	1 csomag	146.495
---------	---	----------	---------



Epoque 2000 Duett (Nordiska)

Non-Gamma-2. A legfinomabb szemcséjű amalgám, szilárd, mégis krémszerű konzisztenciával, magas réztartalommal. Összetétel: Ag 43,0%, Sn 29,6%, Cu 25,4%, Hg 2,0%

Epoque 2000 Duett:

400 tabletta 390 mg,

400 higany zacskó 390 mg,

498 100	8 többszörhasználatos kapszula, 1 csipesz	1 csomag	110.995
---------	---	----------	---------



AMALGÁMPISZTOLY

Kiváló minőségű műanyagból készült, 140°C-ig autoklávozható amalgámpisztoly.

000 134	egyes	1 db	3.995
000 135	hajlított	1 db	3.995
000 136	pisztolyvég, egyes	1 db	1.995
000 137	pisztolyvég, hajlított	1 db	1.995



csak **3.995 Ft**

Csonkfelépítő kompozitok



PERMAPLAST BUILD-UP CSONKFELÉPÍTŐ

Duálkötésű, folyékony csonkfelépítő anyag praktikus automix fecskendőben. Gyökércsapok beragasztására is alkalmas.

M+W Permaplast Build-up: 5 ml automix fecskendő A2,

000 107	5 keverőcsőr, 5 intraorális csúcs	1 csomag	13.995
000 109	endo-csúcs, 10 db	1 csomag	2.275
000 110	barna keverőcsőr, 10 db	1 csomag	2.995
000 111	intraorális csúcs, 10 db	1 csomag	1.995

csak **13.995 Ft**



Mirafit Core (Hager & Werken)

Gyanta alapú, szálerősített, dual kötésű csonkfelépítő anyag. Fluoridot tartalmaz és radiopak. Kiváló a nyomószilárdsága, teljes kerámia vagy kompozit restaurációk alá is ajánlott. Csapok cementezésére vagy preparált fogak restaurációs anyagaként is alkalmas.

2 x 4 ml dupla fecskendő,

5-5 db keverőcsőr és applikációs csúcs:

122 160	A2	1 csomag	24.425
122 161	A3	1 csomag	24.425
122 163	kék	1 csomag	24.425
122 164	opak fehér	1 csomag	24.425



Visalys Core (Kettenbach)

Kompozitbázisú, fluorid tartalmú duálkötésű csonkfelépítő anyag. Röntgenárnyékot ad, optimális kötést biztosít minden egy- és többrétegű adhézióval. Csiszolhatósága a dentinéhez hasonlós, stabil, tartós, nyomószilárdsága magas, kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkezik. Közvetlenül használható gyökércsapok beragasztására is. **Bisphenol-A-mentes.**

1 x 5 ml Automix fecskendő, 10 keverőcsőr, 5 intraorális csúcs, 5 endo csőr:

140 229	fehér	1 csomag	19.495
140 237	dentin	1 csomag	19.495

2 x 5 ml Automix-fecskendő, 20 keverőcsőr, 10 intraorális csúcs, 10 endo csőr:

037 130	fehér	1 csomag	38.495
037 131	dentin	1 csomag	38.495

1 x 25 ml kartus, 20 keverőcsőr, 20 intraorális csúcs:

037 132	fehér	1 csomag	59.995
037 133	dentin	1 csomag	59.995
037 134	Applyfix 8 adagolópisztoly	1 db	25.795

keverőcsőr, 50 db:

037 135	4,2 mm, sárga	1 csomag	15.795
037 136	2,5 mm, barna	1 csomag	15.795

intraorális csúcs, 50 db:

037 137	4,2 mm, sárga	1 csomag	9.995
037 138	2,5 mm, barna	1 csomag	9.995
037 139	endo csőr, 2,5 mm, barna, 50 db	1 csomag	9.995



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Alfacomp LC (voco)

Fényrekötő csonkfelépítő- és tömőanyag kis- és nagy örlőfogak területére. A kiváló minőségű hibrid anyag - remek hajlítósilárdságának, kopásállóságának, valamint minimális zsugorodásának köszönhetően - tartós ellátást biztosít. Szürke színével könnyen megkülönböztethető a fogállomány és a tömőanyag egymástól. Ez nagy fognyaki pótlás esetén vagy szubgingivális preparációs határoknál különösen előnyös. Kiválóan alkalmas caries profunda-kezelésnél ideiglenes lezárásra is. Röntgenopak és bármely zománc-és dentinadhezívvel használható.

375 127	fecskendő, 4 g	1 csomag	16.425
---------	----------------	----------	--------

LuxaCore Z-Dual (DMG)

Cirkon-oxid tartalmú prémium csonkfelépítő anyag. Minden más anyagnál jobban közelíti a dentin természetes tulajdonságait. A csonkfelépítésre és gyökércsap beragasztásra alkalmas kompozit a dentinhez hasonlóan csiszolható. A cirkon-oxidnak köszönhetően nyomásslárdúsága és csiszolhatósága még a LuxaCore Dual anyagét is meghaladja. Egy lépésben használható, nem igényel rétegtechnikát. Automatikusan keverhető és közvetlenül applikálható. (A 48 gr-os kartushoz a 25 ml-es anyagokhoz használatos kinyomópisztoly szükséges.)

LuxaCore Z-Dual Automix, 48 g kartus, 30 sárga keverőcsőr,
20 intraorális csúcs, 10 endo csúcs:

098 120	A3	1 csomag	67.595
098 121	világos opak	1 csomag	67.595
098 124	kék	1 csomag	67.595
298 265	adagoló pisztoly 25 ml-es kartushoz (1:1)	1 db	26.995

LuxaCore Z-Dual Smartmix, 2 x 9 g dupla fecskendő,
20 Smartmix csúcs, 10 intraorális csúcs, 10 endo csúcs:

098 122	A3	1 csomag	35.875
098 123	világos opak	1 csomag	35.875
813 529	kék	1 csomag	35.875
098 129	Smartmix-Tips Endo, 50 db	1 csomag	18.175
098 130	Smartmix-Tips Combi, 50 db	1 csomag	18.175



Build-It FR (Pentron)

Üvegszálerősítésű, stífték beragasztására is alkalmas, duálkötésű csonkfelépítő anyag. Kiváló folyási tulajdonságokkal és magas stabilitással rendelkezik. Fizikai tulajdonságai a dentinéhez hasonlóak.

Build-It FR Core készlet

25 ml/48 g Auto-Mix kartus A2, 1 kinyomópisztoly 1:1,

659 130	20 keverőcsőr, 20 intraorális csúcs	1 csomag	40.945
---------	-------------------------------------	----------	--------

25 ml/ 48 g Auto-Mix kartus, 20 keverőcsőr, 20 intraorális csúcs:

659 131	A2	1 csomag	23.845
659 132	A3	1 csomag	23.845
659 133	kék	1 csomag	23.845
659 134	arany	1 csomag	23.845
659 135	opak-fehér	1 csomag	23.845

4 x 4 ml Mini-Mix fecskendő, 20 keverőcsőr, 20 intraorális csúcs:

659 136	A2	1 csomag	31.495
659 137	A3	1 csomag	31.495
659 138	blau	1 csomag	31.495
659 139	arany	1 csomag	31.495
659 140	opak-fehér	1 csomag	31.495

tartozékok 25 ml-es kartushoz:

659 141	intraorális csúcs, sárga, 48 db	1 csomag	8.245
659 142	keverőcsőr, kék, 48 db	1 csomag	10.445
659 143	kinyomópisztoly 1:1	1 csomag	24.995

tartozék Mini-Mix fecskendőhöz:

659 144	48 keverőcsőr / 48 intraorális csúcs	1 csomag	11.435
---------	--------------------------------------	----------	--------



Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek



PERMAPLAST BULK

Fényrekötő, egyszerű és gyors feldolgozású rágófogkompozit Bulk-Fill technikához. Optimális folyékonyságával kitűnően illeszkedik a kavitás aljához valamint falához. Kiváló fizikai tulajdonságai minőségi és tartós rágófog-restaurációt eredményeznek. Hatékony, 4mm-ig rétegezhető, univerzális dentin színben. Az M+W Permaplast Bulk Bis-GMA mentes és erősen röntgenopak.

fecskendő, 2g

100 114	10 applikációs kanül	1 csomag	7.275
---------	----------------------	----------	-------

applikációs kanül, 100 db

098 103	45°-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø0,5 mm.	1 csomag	8.395
---------	---	----------	-------

kapszula

100 113	20 x 0,3 g	1 csomag	18.995
---------	------------	----------	--------



csak **7.275 Ft**

már **4.745 Ft-tól**



már **10.995 Ft-tól**



PERMAPLAST LH HYBRID

Fényrekötő, röntgenárnyékot adó hibrid kompozit valamennyi (I-V) kavitás osztályba, VITA színekben. Előnyei: nem ragad, magas szilárdságú, kopásálló, színtabil, jól polírozható. Töltőanyagok aránya: 83 súly%, 75 térfogat%.

fecskendő, 3 g:

000 171	A2	1 csomag	4.995
000 170	A3	1 csomag	4.995
000 174	A3.5	1 csomag	4.995
000 175	B1	1 csomag	4.995
000 172	B3	1 csomag	4.995
000 173	C3	1 csomag	4.995
3 csomagtól		csomagonként	4.745

kapszula, 20 x 0,3 g:

100 130	A2	1 csomag	11.675
100 131	A3	1 csomag	11.675
100 132	A3.5	1 csomag	11.675
100 133	B2	1 csomag	11.675
100 134	B3	1 csomag	11.675
100 135	C3	1 csomag	11.675
3 csomagtól		csomagonként	10.995

már **5.595 Ft-tól**



már **12.275 Ft-tól**



PERMAPLAST LH NANO

Kiválóan polírozható, fényrekötő, ultrafinom, röntgenárnyékot adó, kerámia töltőreszcscékkel töltött kompozit az adhezív tömestechnikához. Az ultrafinom töltőreszcscéknek köszönhetően az anyagból különösen homogén és magasfényűre polírozható restaurációk készíthetők. Az ún. kaméleon-effektusból adódóan színilleszkedése optimális. Töltőanyagok aránya: 83 súly%, 75 térfogat%. Indikációk: direkt front- és rágófog restaurációk valamennyi (I-V) kavitás osztályban, indirekt restaurációk, inlay-k, onlay-k, héjak, kiterjedt barázdázások premoláris és moláris területen, csomkfelépítés, meglazult fogak sínezése, forma- és színtkorrekciók.

fecskendő, 4 g:

100 115	A2	1 csomag	5.925
100 116	A3	1 csomag	5.925
100 117	A3.5	1 csomag	5.925
100 118	B2	1 csomag	5.925
100 119	B3	1 csomag	5.925
100 120	C3	1 csomag	5.925
3 csomagtól		csomagonként	5.595

kapszula, 20 x 0,3g:

100 121	A2	1 csomag	12.995
100 122	A3	1 csomag	12.995
100 123	A3.5	1 csomag	12.995
3 csomagtól		csomagonként	12.275



már **4.375 Ft-tól**



PERMAPLAST LH FLOW

Fényrekötő, röntgenárnyékot adó, folyékony hibrid kompozit Vita színekben. Töltőanyagok aránya: 55 súly%, 36 térfogat%. Indikációk: premoláris és moláris barázdázás, V osztályú tömések (fognyaki kariesz, gyökérerózió, ék formájú defektusok), minimálinvazív tömések az I és II osztályban a rágással csak enyhén terhelt felületeken, III osztályú tömések, fogzománc hibák javítása, alámenő részek javítása, kisebb zománc forma- és színtkorrekciók.

2 g fecskendő, 10 applikációs kanül:

100 105	A1	1 csomag	4.695
100 106	A2	1 csomag	4.695
100 107	A3	1 csomag	4.695
100 108	B3	1 csomag	4.695
3 csomagtól		csomagonként	4.375

applikációs kanül, 100 db

098 103	45°-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø0,5 mm.	1 csomag	8.395
---------	---	----------	-------



PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW


Fényrekötő, erős röntgenárnyékot adó, magasviszkózitású, folyékony hibrid kompozit, nano-optimalizált töltőrézecskekkel. (Töltőanyag 77 súly%). Kiváló fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, folyékony és mégis szilárd, ezért kiválóan használható kavitásfalakhoz és fognyaki tömésekhez. Kopásállósága magas, jól polírozható. Indikációk: I, II és V osztályú restaurációk, tejfog tömések, kompozit restaurációk javítása, barázdazárások, alábélelések, minimal invazív tömések.

fecskendő 2g, 10 applikációs kanül:

100 165	A1	1 csomag	4.995
100 166	A2	1 csomag	4.995
100 167	A3	1 csomag	4.995
100 168	B3	1 csomag	4.995
	3 csomagtól	csomagonként	4.625

applikációs kanül, 100 db

098 103	45°-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø0,5 mm.	1 csomag	8.395
---------	---	----------	-------



már **4.625 Ft-tól**



PERMABOND

Fényrekötő egykomponensű bond total-etch technikára. Az M+W Permabond továbbfejlesztett változata. Elegendő csupán egy rétegben felhordani, így használata időtakarékos. Optimális kötés biztosít úgy a dentinhez, mint a zománchoz. Valamennyi fényrekötő kompozitához használható.

000 185	5 ml	1 csomag	9.345
---------	------	----------	-------



csak **9.345 Ft**



PERMABOND SE

Önsavazó, fényrekötő egykomponensű zománc és dentin bond. Víz-etanol bázisú, minden fényrekötő kompozit és kompomerhez ajánlott. Időtakarékos felhasználás, mert a bondot csak egyszer kell felvinni: 10 mp felvitel, 20 mp hatóidő, 5 mp szárítás és 10 mp megvilágítás = csak 45 mp. Kiváló kötési erő. Az önsavazó technikának köszönhetően posztoperatív érzékenység nem fordul elő.

000 181	5 ml	1 csomag	15.495
---------	------	----------	--------



csak **15.495 Ft**

Valux Plus (3M)

Univerzális fényrekötő hibrid kompozit.

fecskendő, 4 g*:

917 160	A1	1 db	5.875
917 161	A2	1 db	5.875
917 162	A3	1 db	5.875
917 163	A3.5	1 db	5.875
917 164	B2	1 db	5.875
917 165	B3	1 db	5.875
917 166	C2	1 db	5.875
917 167	UD	1 db	5.875

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes



Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



Filtek Z250 (3M)

Esztétikus univerzális kompozit valamennyi restaurációra.

fecskendő, 4 g*:

917 243	A1	1 db	11.545
917 244	A2	1 db	11.545
917 245	A3	1 db	11.545
917 246	A3.5	1 db	11.545
917 247	A4	1 db	11.545
917 250	B2	1 db	11.545
917 251	B3	1 db	11.545
917 252	C2	1 db	11.545
917 255	D3	1 db	11.545
917 257	UD (Universal Dentin)	1 db	11.545

***tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes**



Filtek Z550 (3M)

Bármilyen direkt restaurációra alkalmas új nano-hybrid kompozit. Erős, kopásállósága kiváló. Könnyen polírozható, polírozottságát sokáig megtartja. 12 népszerű színben kapható.

7050TK Filtek Z550 próbakészlet:

4 x 4g Filtek Z550 (A2, A3, A3.5, OA2) 1 x 6g Adper Single Bond 2,

917 553	1 x 3 ml Scotchbond savazógél	1 készlet	62.495
---------	-------------------------------	-----------	--------

Utántöltő, 4g:

917 554	A1	1 db	13.995
917 555	A2	1 db	13.995
917 556	A3	1 db	13.995
917 557	A3.5	1 db	13.995
917 558	A4	1 db	13.995
917 559	B1	1 db	13.995
917 560	B2	1 db	13.995
917 561	B3	1 db	13.995
917 562	C2	1 db	13.995
917 563	D3	1 db	13.995
917 564	OA2	1 db	13.995
917 565	OA3	1 db	13.995

ÚJDONSÁG



Filtek Universal (3M)

Univerzális fényrekötő nanokompozit. Kiemelkedő esztétikát érhetünk el a 8+2 (extra fehér és Pink Opak) egyszerűsített színárnyalattal az anterior régióban, de az erős, kopásálló tulajdonságoknak köszönhetően a posterior régióban is kiválóan használható. Az anyag univerzális opacitása – mely NaturalMatch technológiának köszönhető – lehetővé teszi, hogy a tömés tökéletesen illeszkedjen a környezetéhez. A szabadalmaztatott igazi nanokompozittal készített felszín fénye sokkal jobb és tartósabb, mint más kompozitoké. Melegíthető, röntgenárnyékot ad.

Filtek Universal fecskendő készlet:

917 790	5 x 4 g fecskendő(A1, A2, A3, A3.5, PO)	1 csomag	96.795
---------	---	----------	--------

Filtek Universal kapszulás készlet:

20 x 0,2 g kapszula (A1, A2, A3, A3.5)

917 791	10 x 0,2 gr kapszula PO	1 csomag	86.995
---------	-------------------------	----------	--------

Filtek Universal fecskendő, 4 g:

917 089	A1	1 db	21.995
917 090	A2	1 db	21.995
917 091	A3	1 db	21.995
917 092	A3.5	1 db	21.995
816 146	A4	1 db	21.995
816 147	B1	1 db	21.995
816 148	B2	1 db	21.995
816 149	D3	1 db	21.995
816 150	XW	1 db	21.995
816 151	PO	1 db	21.995

Filtek Universal kapszula, 20x0,2 g:

917 780	A1	1 db	21.995
917 781	A2	1 db	21.995
917 782	A3	1 db	21.995
917 783	A3.5	1 db	21.995
816 156	A4	1 db	21.995
816 157	B1	1 db	21.995
816 158	B2	1 db	21.995
816 159	D3	1 db	21.995
816 160	XW	1 db	21.995

Filtek Universal kapszula, 10x0,2 g:

816 161	PO	1 db	17.495
---------	----	------	--------

Természetes árnyalatok, határtalan kreativitás

Válassza vadonatúj
3M™ Filtek™ Universal
nanotechnológiás
kompozit tömőanyagunkat!

f 3M Dental Solutions
www.3m.hu/filtekuniversal

ÚJDONSÁG



3M Science.
Applied to Life.™



Filtek Ultimate (3M)

Az első tényleges nanotechnológiával készült kompozit, ami kizárólag preferált nano tartományba eső részecskéket tartalmaz. Használható akár a két-, akár a többárnyalatú fogrestaurációs technikához. **Egyszerű használat:** - Kitűnő kezelhetőség - Több body szín az egyárnyalatú technikához - Könnyen kiválasztható a megfelelő szín és opacitás. **Mesteri esztétika:** - Könnyű elérni a tökéletes polírozást - Széles színválaszték - Továbbfejlesztett fluoreszcencia - Továbbfejlesztett zsugorodás **Egyedülálló nanotechnológia:** - Hosszan tartó polírozottság - Tartósabb, mint a többi vezető tömőanyag - Kiváló, mind a front, mind a poszterior régióba.

utántöltő fecskendő, 4 g:

917 405	A1D	1 db	23.745
917 406	A2D	1 db	23.745
917 407	A3D	1 db	23.745
917 408	A4D	1 db	23.745
917 409	B3D	1 db	23.745
917 410	C4D	1 db	23.745
917 411	WD	1 db	23.745
917 412	A1B	1 db	23.745
917 413	A2B	1 db	23.745
917 414	A3B	1 db	23.745
917 415	A3.5B	1 db	23.745
917 416	A4B	1 db	23.745
917 417	A6B	1 db	23.745
917 418	B1B	1 db	23.745
917 419	B2B	1 db	23.745
917 420	B3B	1 db	23.745
917 421	B5B	1 db	23.745
917 422	C1B	1 db	23.745
917 423	C2B	1 db	23.745
917 424	C3B	1 db	23.745
917 425	D2B	1 db	23.745
917 426	D3B	1 db	23.745
917 427	WB	1 db	23.745
917 428	XWB	1 db	23.745
917 429	A1E	1 db	23.745
917 430	A2E	1 db	23.745
917 431	A3E	1 db	23.745
917 432	B1E	1 db	23.745
917 433	B2E	1 db	23.745
917 434	D2E	1 db	23.745
917 435	WE	1 db	23.745
917 436	XWE	1 db	23.745
917 437	CT	1 db	23.745
917 438	BT	1 db	23.745
917 439	GT	1 db	23.745
917 440	AT	1 db	23.745

ÚJDONSÁG



Filtek One Bulk Fill (3M)

A Filtek One Bulk Fill tömőanyag jobb esztétikai eredményt ad a megnövekedett opacitás miatt. A nagy mechanikai ellenállást és a kiváló polírozhatóságot a nanofiller töltőanyag, a 3M technológiája garantálja. Az anyagot kitűnő szilárdság és alacsony kopási tulajdonság jellemzi, ez biztosítja a tartósságot és a megfelelő esztétikát. Optimalizált optikai tulajdonságainak és feszültségmentesítő gyanta rendszerének köszönhetően 5 mm rétegvastagságban is használható.

20 x 0,2 g kapszula

917 920	A1	1 csomag	24.995
917 921	A2	1 csomag	24.995
917 922	A3	1 csomag	24.995
917 923	B1	1 csomag	24.995
917 924	C2	1 csomag	24.995

1 x 4 g fecskendő

917 925	A1	1 csomag	24.995
917 926	A2	1 csomag	24.995
917 927	A3	1 csomag	24.995
917 928	B1	1 csomag	24.995
917 929	C2	1 csomag	24.995

Filtek Bulk Fill Flowable (3M)

Gyors és egyszerű megoldást kínál a poszterior régió töméseire. Feldolgozhatósága megegyezik a folyékony kompozitokéval, de nagy tömegben, 4mm-es rétegvastagságig alkalmazható, minimalizált zsugorodási stressz mellett. Indikációk: I. és II. osztályú kavitások direkt helyreállítása, alábélelés, barázdázás, csomófelépítés.

Filtek Bulk Fill Flowable 2x2 g fecskendő:

316 187	A1	1 csomag	23.995
316 188	A2	1 csomag	23.995
316 189	A3	1 csomag	23.995
316 190	univerzális	1 csomag	23.995

Filtek Bulk Fill Flowable 15x0,2 g kapszula:

316 191	A1	1 csomag	21.795
316 192	A2	1 csomag	21.795
316 193	A3	1 csomag	21.795
316 194	univerzális	1 csomag	21.795



Filtek Ultimate Flowable (3M)

Fényrekötő, folyékony nanokompozit, magas szilárdsággal és nagy kopásállósággal rendelkezik. A 3M egyedülálló nanotechnológiája szebb esztétikát biztosít • Hosszantartóbb magasfényre polírozott felszínek • A fogorvosok által kedvelt „igény szerinti” megfolyási képesség • Jobb in vitro kopásállóság a többi folyékony kompozitokhoz képest • 12 színben kapható • A ritkábban használt színek egyes kiszerelésben szállíthatók.

Utántöltő 2 x 2 g*:

917 482	A1	1 csomag	18.995
917 483	A2	1 csomag	18.995
917 484	A3	1 csomag	18.995
917 485	A3.5	1 csomag	18.995
917 486	A4	1 csomag	18.995

Utántöltő 1 x 2 g:

917 487	B1	1 csomag	12.495
917 488	B2	1 csomag	12.495
917 489	C2	1 csomag	12.495
917 490	D2	1 csomag	12.495
917 491	W	1 csomag	12.495
917 492	XW	1 csomag	12.495
917 493	OA3	1 csomag	12.495

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes



Filtek P60 (3M)

Tömöríthető, csekély zsugorodású (2,2 térfogat%) kompozit, tartós rágófog tömésekhez. Új rezin formula, új töltőanyagok (cirkónium/szilícium - 61 térfogat%, 83 súly%).

bevezető készlet nr. 4720 E:

3 x 4 g fecskendő (A3, B2, C2), 3 ml Single Bond 2,
3 ml Scotchbond sav, tartozékok, színkulcs

917 197		1 készlet	65.625
---------	--	-----------	--------

fecskendő, 4 g*:

917 124	A3	1 csomag	16.145
917 125	B2	1 csomag	16.145
917 126	C2	1 csomag	16.145

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes



Adper Single Bond (3M)

Víz/etanol bázisú adhezív. A rendkívül kis nanotöltőrézecskek alkalmazása a részecskek stabilitását eredményezi, melynek köszönhetően az üvegcsét használat előtt nem szükséges felrázni. Tökéletes tapadást biztosít mind a zománc-bond, mind a dentin-bond határon, ezért kiválóan alkalmas minden fotopolimerizációs direkt és indirekt indikációra. A kiváló ragasztási teljesítménynek köszönhetően a posztoperatív érzékenység alacsony.

917 196	6 ml*	1 db	18.995
---------	-------	------	--------

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Adper Easy One (3M)

A 3M 7. generációs egy lépéses adhezív rendszere. Elég egy rétegben felvinni. Alkalmas fognyaki érzékenység kezelésére, nedves és száraz dentin-, valamint zománcfelületen is erős kötést biztosít.

917 297	5 g*	1 db	22.995
---------	------	------	--------

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes





Single Bond Universal (3M)

Kombinált Total-Etch, Self-Etch adhezív. Nedves és száraz dentinen is egyaránt erős tapadást biztosít. Minimalizált posztoperatív érzékenység. Nagy kötésező minden indirekt restaurációs felülethez (cirkónium, alumínium-oxid, üveg-kerámiák és fémek) külön primer nélkül. Kiváló széli záródás a magas esztétikájú restaurációknál. Egy lépéses, egy rétegű alkalmazás. Önkötő és kettőskötésű kompatibilitás (Single Bond DCA aktivátorral). Nincs szükség hűtésre, szobahőmérsékleten is tárolható két évig. Flip Top (felhajtható) cseppadagoló kupakkal. **Scotchbond Universal Etchant:** továbbfejlesztett, könnyen applikálható savazógél.

Single Bond Universal utántöltő:			
917 397	1x5 ml adhezív	1 db	30.795
Single Bond Universal DCA:			
917 399	1x5 ml kettős kötés aktivátor	1 db	26.995
Scotchbond Universal Etchant savazógél:			
016 120	2 x 3 ml, 50 db applikátor	1 csomag	14.495




Charisma Classic (Kulzer)

Fényrekötő mikrohybrid kompozit tömőanyag, melynek a neve mindent elárul: a Charisma Classic annak a Charisma tömőanyagnak az új generációja, mellyel több mint 20 év alatt több millió tömést készítettek világszerte.

Ugyanaz az egyszerű kezelhetőség: a Charisma Classic-et használva rá fog ismerni a Charisma megszokott könnyű kezelhetősére és krémes konzisztenciájára. Ugyanaz az egyszerű mintázhatóság, polírozhatóság találkozik a kiváló minőséggel és megbízhatósággal. Ebben semmi sem változott, így Önnek sem kell változtatni megszokott munkamódszerén.

A Microglass® töltőanyag technológia második generációja: az új technológia a már sokszorosan bizonyított elődtől, a Charismától 56%-kal jobb színilleszkedést és eddig még soha nem tapasztalt belső ragyogást biztosít. A Charisma Classic az első kompozit, amelyben bemutatkozik a Microglass töltőanyag technológia legújabb generációja. Az esztétikus restauráció elkészítése még soha nem volt ennyire egyszerű.

Charisma Classic Combi Kit 8 X 4g + Gluma 2Bond			
8 fecskendő: A1; A2; A3; A3.5; B2; C2; OA2; OA3;			
917 631	1 x4 ml GLUMA 2Bond, 2x2.5ml GLUMA Etch 35 Gel	1 készlet	75.795
Charisma Classic Combi Kit 6 X 4g + Gluma 2Bond			
6 fecskendő: 2xA2; 2xA3; 2xA1; 1xA3.5;			
1x4ml GLUMA 2Bond; 2x2.5ml GLUMA Etch 35 Gel;			
917 598	képes használati útmutató	1 készlet	58.995
Charisma Classic készlet 4 X 4g			
4 fecskendő: A1; A2; A3; OA2; fogszínkulcs,			
917 599	képes használati útmutató	1 készlet	36.995
917 600	fogszínkulcs	1 db	7.495
Charisma Classic utántöltő, 1 x 4g:			
917 601	A1	1 db	8.995
917 602	A2	1 db	8.995
917 603	A3	1 db	8.995
917 604	A3.5	1 db	8.995
917 605	A4	1 db	8.995
917 606	B1	1 db	8.995
917 607	B2	1 db	8.995
917 608	B3	1 db	8.995
917 609	C2	1 db	8.995
917 610	OA2	1 db	8.995
917 611	OA3	1 db	8.995
917 612	OA3.5	1 db	8.995



Charisma Flow (Kulzer)

Folyékony, fényrekötő, röntgenárnyékot adó hibrid kompozit. Indikációk: barázdazárások, kiterjesztett barázdazárások, V osztályú kavitások, minimálinvazív tömések az I és II osztályok rágóerővel nem terhelt részeiben, III osztályú kavitások, kisebb dentin/zománc szín- és formakorrekciók, direkt és indirekt restaurációk kifelé felületű javítása (megfelelő bondanyaggal), alábélelés, sínézés, bracketek rögzítése.

1,8 g fecskendő, 5 applikációs csúcs:			
917 622	A1	1 csomag	6.995
917 613	A2	1 csomag	6.995
917 614	A3	1 csomag	6.995
917 623	A3.5	1 csomag	6.995
917 624	B2	1 csomag	6.995
917 625	B3	1 csomag	6.995
917 628	Baseliner	1 csomag	6.995
917 626	OA2	1 csomag	6.995
917 627	OA4	1 csomag	6.995

Charisma Topaz (Kulzer)

A Charisma Topaz fényrekötő, röntgenárnyékot adó, szabadalmaztatott TCD-mátrix alapú (bis-GMA mentes) nano-hibrid kompozit tömőanyag. Indikációs területe az anterior és posterior területen adhézív technikával készülő fogszínű restaurációk. Innovatív összetételének köszönhetően gyorsan és egyszerűen elérhető a kimagasló esztétikai végeredmény és a hosszantartó csillogó polírozott felszín. A Charisma Topaz egyesíti a Charisma kompozitok összes előnyét: a kiváló fizikai tulajdonságokat, a könnyű felhasználást és a változatosságot a rétegezési technika területén.

Charisma Topaz Basic Kit

6 fecskendő: A2; A3; A3.5; B2; CL; OM
 1x4ml GLUMA Bond Universal; 1x2,5ml GLUMA Etch 35 Gel;

917 750 rétegezési útmutató, képes használati útmutató 1 csomag 89.995

Charisma Topaz Master Kit

10 fecskendő: A1; A2; A3; A3.5; B2; C2; CL; OL; OM; OD
 1x4ml GLUMA Bond Universal; 1x2,5ml GLUMA Etch 35 Gel;

917 751 rétegezési útmutató, képes használati útmutató 1 csomag 144.995

utántöltő, 4g:

917 752	A1	1 db	14.995
917 753	A2	1 db	14.995
917 754	A3	1 db	14.995
917 755	A3.5	1 db	14.995
917 756	A4	1 db	14.995
917 757	B1	1 db	14.995
917 758	B2	1 db	14.995
917 759	B3	1 db	14.995
917 760	C2	1 db	14.995
917 761	OL (Opaque Light)	1 db	14.995
917 762	OM (Opaque Medium)	1 db	14.995
917 763	OD (Opaque Dark)	1 db	14.995
917 764	CL (Clear)	1 db	14.995
917 765	CO (Clear Opal)	1 db	14.995
917 766	BL (Bleach Light)	1 db	14.995
917 767	OB (Opaque Bleach)	1 db	14.995



Charisma Diamond (Kulzer)

A Heraeus létrehozta a természetes szépség új dimenzióját, a minimális zsugorodású, optimális szilárdságú, magas kopási ellenállású nano-hibrid kompozitot. Kiválóan megmunkálható, modelálható, feldolgozási ideje még az operációs lámpa fénye mellett is hosszú. Segítségével tökéletes restauráció készíthető egy színből, vagy a rétegezési technika felhasználásával. Tökéletesen illeszkedik a környező fogszövet színéhez (kaméleon effektus), biztosítva ezzel a restauráció természetes megjelenését. A nano részecskék könnyű polírozhatóságot, különösen hosszú ideig megmaradó csillogást eredményeznek.

Charisma Diamond Intro Kit:

917 441 3x4g fecskendő (A2, A3, OM, fogszínkulcs) 1 csomag 56.995

Charisma Diamond Basic Kit:

917 442 6x4g fecskendő (2x A2, A3, A3.5, OM, OD) 1 csomag 109.995

Charisma Diamond Master Kit: 10x4g fecskendő (A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, OM, OD, CL, BL), GLUMA 2Bond,

917 443 GLUMA Etch gel, fogszínkulcs, tartozékok 1 csomag 176.995

Charisma Diamond fecskendő, 4g:

917 445	A1	1 db	18.795
917 446	A2	1 db	18.795
917 447	A3	1 db	18.795
917 448	A3.5	1 db	18.795
917 449	A4	1 db	18.795
917 450	B1	1 db	18.795
917 451	B2	1 db	18.795
917 452	B3	1 db	18.795
917 453	C2	1 db	18.795
917 454	C3	1 db	18.795
917 455	D3	1 db	18.795
917 456	OL (Opaque Light)	1 db	18.795
917 457	OM (Opaque Medium)	1 db	18.795
917 458	OD (Opaque Dark)	1 db	18.795
917 459	BL (Bleach Light)	1 db	18.795
917 460	BXL (Bleach Extra Light)	1 db	18.795
917 461	OB (Opaque Bleach)	1 db	18.795
917 462	CL (Clear)	1 db	18.795
917 463	AM (Amber)	1 db	18.795
917 464	CO (Clear Opal)	1 db	18.795
917 465	YO (Yellow Opal)	1 db	18.795





Gluma 2Bond (Kulzer)

A Gluma 2Bond a Heraeus ötödik generációs adhezívje. A Gluma 2Bond kifejlesztése a Heraeus adhezívekkel szerzett 25 éves tapasztalatain alapul. A Gluma 2 Bond egyflakonos, külön savazási lépést igénylő bond. Mindössze egy rétegben biztosítja a kiváló ragasztást és a dentin deszenzibilizálását. **Bond és deszenzitizer egyben.**

- egyszerű és biztonságos felhasználás
- ideális deszenzibilizáló hatás
- klinikailag bizonyított, erős ragasztás
- optimális konzisztencia

Indikációk: direkt és indirekt restaurációk adhezív rögzítése, túlérzékeny területek kezelése.

917 351	Gluma 2Bond utántöltő, 4 ml	1 flakon	19.995
---------	-----------------------------	----------	--------



Gluma Self Etch (Kulzer)

A Gluma Self Etch formulája lehetővé teszi a savazást, primerezést, bondozást és deszenzibilizálást mindössze egy réteg applikálásával. Minden érzékeny terület kezelésére alkalmas, használatra kész. Indikációk: direkt és indirekt restauráció, fogak érzékeny területeinek kezelése.

917 566	4 ml	1 csomag	20.995
---------	------	----------	--------



Gluma Bond Universal (Kulzer)

Univerzális, minden bondozási technikához (teljes-, szelektív- vagy önsavazás) és minden fogászati anyaghoz használható bond, hosszútávon sikeres restaurációk készítéséhez. Használható direkt és indirekt restaurációkhoz, valamint indirekt javításokhoz.

917 871	Gluma Bond Universal utántöltő, 4 ml	1 csomag	20.995
---------	--------------------------------------	----------	--------

Gluma Bond Universal Professional Kit

4 ml Gluma Bond Universal, 4 ml Gluma Ceramic Primer

2,5 ml Gluma sav, 25-25 db zöld (vékony) és

917 870	piros (normál) applikátor, 10 kanül	1 csomag	33.795
---------	-------------------------------------	----------	--------

917 872	Gluma Ceramic Primer, 4 ml	1 csomag	22.495
---------	----------------------------	----------	--------



Gluma Desensitizer (Kulzer)

Fognyaki érzékenységet csökkentő egykomponensű, keverést és fotopolimerizációt nem igénylő anyag.

917 158	5 ml	1 db	18.795
---------	------	------	--------



iBond Self Etch (Kulzer)

All-in-One adhezív - sav, bond, primer és érzékenységszállító egyben. Az új anyag minőségét 15 kutatási központ vizsgálta világszerte. Kiváló széli záródást, magas kötési értékeket biztosít a zománc és dentinen egyaránt. Egy rétegben használható, így az applikáció egyszerű és gyors. A javított csepegtető egyrészt pontosabb adagolást biztosít, másrészt megakadályozza a flakon bedugulását. Szobahőmérsékleten tárolható. Minden csomag színes, képes használati útmutatót tartalmaz. Indikációk: direkt, fényrekötő adhezív kompozit restaurációk, indirekt restaurációk adhezív rögzítése fényrekötő ragasztó kompozittal, érzékeny területek kezelése.

iBond self Etch üveges készlet:

442 115	4 ml bond, 50 applikátor csúcs, csésze	1 csomag	35.495
---------	--	----------	--------

iBond üveges gazdaságos csomag:

442 116	3 x 4 ml bond	1 csomag	82.495
---------	---------------	----------	--------

Gradia Direct (GC)

Fényrekötő, kompozit tömőanyag, egyszínes vagy rétegzési eljárásra. Lehetővé teszi gyors és kimagaslóan természetes megjelenésű és tartós helyreállítások készítését. Egyetlen színárnyalat használatával is kiváló eredmény érhető el, több színárnyalat alkalmazásával művészi megjelenés hozható létre, három anterior illetve két poszterior színárnyalatot kombinálva.

bevezető készlet: 7 x 4 g fecskendő, a következő színekben:

047 110 A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2, 1 fogszínkulcs 1 csomag 98.995

kapszulás (Unitip) induló készlet: színenként 5 x 0,24 g kapszula (Unitips) a következő színekben:

047 111 A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2, 1 fogszínkulcs 1 csomag 41.825

Szín	fecskendő 1 x 4 g	kapszula 10 x 0,24 g	kapszula 20 x 0,24 g
Anterior BW (fehérített fehér)	047 114	047 147	–
Anterior A1	047 115	–	047 142
Anterior A2	047 116	–	047 143
Anterior A3	047 117	–	047 144
Anterior A3.5	047 118	–	047 145
Anterior A4	047 119	047 148	–
Anterior B1	047 120	047 149	–
Anterior B2	047 121	047 150	–
Anterior B3	047 122	047 151	–
Anterior XBW (extra fehérített fehér)	047 123	047 152	–
Anterior C3	047 124	047 153	–
Anterior CV (cervikális)	047 125	–	047 146
Anterior CVD (cervikális sötét)	047 126	047 154	–
Anterior Inside AO2	047 127	047 155	–
Anterior Inside AO3	047 128	–	047 156
Anterior Inside AO4	047 129	047 157	–
Anterior Outside DT (transzlucens sötét)	047 130	–	047 158
Anterior Outside CT (transzlucens világos)	047 131	047 159	–
Anterior Outside GT (transzlucens szürke)	047 132	047 160	–
Anterior Outside NT (transzlucens természetes)	047 133	–	047 161
Anterior Outside WT (transzlucens fehér)	047 134	047 162	–
Anterior Outside CVT (transzlucens cervikális)	047 135	047 163	–
Posterior P-A1	047 136	–	047 164
Posterior P-A2	047 137	–	047 165
Posterior P-A3	047 138	–	047 166
Posterior P-A3.5	047 139	–	047 167
Posterior Outside P-WT (transzlucens fehér)	047 140	–	047 168
Posterior Outside P-NT (transzlucens természetes)	047 141	–	047 169
X-A1	047 190	–	047 185
X-A2	047 191	–	047 186
X-A3	047 192	–	047 187
X-A3.5	047 193	–	047 188
X-WT	047 196	–	047 195
X-AO2	047 194	047 189	–
Ár	16.795	13.295	25.495
3 csomagtól	15.995		



Töltse le az ingyenes alkalmazást!

Available on the App Store

QR code linking to the app.

Gradia Direct Flo (GC)

Fényrekötő, folyékony, röntgenárnyékot adó hibrid kompozit. Ideálisan alkalmazható linerként, kompozit tömések alá. Nem túl folyékony és nem ragadós állaga miatt könnyen használható, a kavitás falaira egyszerűen felvihető. Alkalmazási területek: liner/alábélelő mély kompozit tömések alatt, alagút tömések készítése, apró, minimálinvazív tömések, meglazult fogak rögzítése, sérült kompozit tömések javítása.

fecskendő, 2 x 1,5 g:

047 175	A1	1 csomag	16.745
047 176	A2	1 csomag	16.745
047 177	A3	1 csomag	16.745
047 178	A3.5	1 csomag	16.745
047 179	AO3	1 csomag	16.745
047 180	CV (cervical)	1 csomag	16.745
047 181	BW (fehérített fogszín)	1 csomag	16.745
	3 csomagtól	csomagonként	15.995
047 182	applikátor, 20 db	1 csomag	5.995





Gradia Direct LoFlo (GC)

Fényrekötő, folyékony helyreállító kompozit. Kopásállósága és törési szilárdsága a poszterior kompozitok szintjén áll, és 55%-kal kisebb a zsugorodása. A nano-szilikát töltőanyag technológia jelentősen növeli a tartósságot, polírozhatóságot és a radiopacitást. Fluor-alumínium-szilikát üveggel való keverése extra védelmet nyújt a másodlagos szuvasodással szemben. Indikációk: I.-V. osztályú kavitások, tejfogak helyreállítása, alagút-technika és minimálinvazív tömések, túlérzékeny területek lezárása, liner/alábélelő kompozit tömések alatt, meglazult fogak rögzítése, sérült kompozit tömések javítása.

fecskendő, 2 x 1,3 g:

147 100	A1	1 csomag	16.745
147 101	A2	1 csomag	16.745
147 102	A3	1 csomag	16.745
147 103	A3.5	1 csomag	16.745
147 104	AO3	1 csomag	16.745
147 105	CV	1 csomag	16.745
147 106	BW	1 csomag	16.745
	3 csomagtól	csomagonként	15.995
047 182	applikátor, 20 db	1 csomag	5.995



G-aenial fecskendő

G-aenial (GC)

A G-aenial Anterior konzisztenciája megegyezik a Gradia Direct Anterior konzisztenciájával. A G-aenial Poszterior konzisztenciáját annak megfelelően adaptálták, hogy a poszterior régióban történő alkalmazás gyakran tömöríthetőbb anyagot kíván. Ezzel a konzisztenciával a G-aenial Poszterior könnyen formázható, tixotróp és jól tapad a kavitás falaihoz.



Töltse le az ingyenes alkalmazást!

GC Restorative Dentistry Guides

Available on the App Store

Szín	fecskendő, 1 x 2,7 ml	kapszula 20 x 0,16 ml	kapszula 10 x 0,16 ml
Anterior BW (bleach white)	247 102	–	247 138
Anterior A1	247 103	247 130	–
Anterior A2	247 104	247 131	–
Anterior A3	247 105	247 132	–
Anterior A3,5	247 106	247 133	–
Anterior A4	247 107	–	247 139
Anterior B1	247 123	–	247 151
Anterior B2	247 108	–	247 140
Anterior B3	247 109	–	247 141
Anterior C3	247 110	–	247 142
Anterior CV (cervical)	247 111	247 135	–
Anterior CVD (cervical dark)	247 112	–	247 143
Anterior AO2	247 113	–	247 144
Anterior AO3	247 114	247 134	–
Anterior AO4	247 115	–	247 145
Anterior JE	247 116	–	247 146
Anterior AE	247 117	247 136	–
Anterior TE	247 118	–	247 147
Anterior IE	247 119	247 137	–
Anterior SE	247 120	–	247 148
Anterior CVE	247 121	–	247 149
Anterior XBW (extra bleach white)	247 122	–	247 150
Posterior P-A1	247 124	247 152	–
Posterior P-A2	247 125	247 153	–
Posterior P-A3	247 126	247 154	–
Posterior P-A3,5	247 127	247 155	–
Posterior P-JE	247 128	247 156	–
Posterior P-IE	247 129	247 157	–
1 csomag	21.795	30.995	15.995



G-aenial Universal Injectable (GC)

Ellenálló nanokompozit, minden osztályú kavitáshoz, egyszerűen extrudálható, radiopak, magas hajlítószilárdság, kiváló esztétikum

lásd tábl.	1 x 1 ml	1 csomag	12.145
------------	----------	----------	--------

szín	XBW	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	CV	CVD	A01	A02	A03	JE	AE
cikkszám	347 181	347 182	347 183	347 184	347 185	347 186	347 187	347 188	347 189	347 190	347 191	347 192	347 193	347 194	347 195	347 196

G-aenial Flo X (GC)

Fényrekötő, röntgenárnyékot adó folyékony kompozit. Alacsony viszkozitásának köszönhetően optimálisan használható alabélelések készítésére, könnyen adaptálható a kavitás falaihoz. Már vékony rétegben is erős röntgenárnyékot ad (1 mm - 303 %, 0,5 mm - 284 %), így az esetleges szekunder káries a röntgenképeken könnyen felismerhető. Egy vékony kanül segítségével könnyen applikálható az új, ergonomikus kialakítású fecskendőből.

lásd tábl. 2 ml 1 csomag 21.745

szín	A1	A2	A3	A3,5	A4	CV	AO2	AO3
cikkszám	347 130	347 131	347 132	347 133	347 134	347 135	347 136	347 137



G-aenial Universal Flo (GC)

Univerzális fényre keményedő, folyékony kompozit röntgenárnyékkal. A G-aenial Universal Flo a folyékony és a viszkozitás egy exkluzív kombinációját nyújtja, ami egyszerű és kényelmes behelyezést biztosít, kimagasló fizikai tulajdonságokkal vegyítve, melyek biztonságos és tartós helyreállításokat garantálnak: I, II, III, IV és V. osztályú kavitások esetében, mint direkt helyreállító anyag, MI kavitások helyreállítására, sínzésre (mozgó fogak rögzítése).

lásd tábl. 1 x 2 ml, 20 applikációs csúcs, 1 fényvédősapka 1 csomag 22.295

szín	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C3	AO2	AO3	BW	CV	JE	AE
cikkszám	247 170	247 171	247 172	247 173	247 174	247 175	247 176	247 177	247 178	247 179	247 180	247 181	247 182	247 183	247 184



G-Premio Bond (GC)

Együveges, univerzális bondrendszer, mely kompatibilis minden savazási módszerrel, és ami nem csak direkt bondozáskor használható, hanem javításokhoz és túlérzékenység kezelésekor egyaránt. A savazás módjától függetlenül kiválóan köt a zománchoz és a dentinhez is. Köszönhetően az optimális nedvesítési képességének, penetrációjának - intenzív szárítás (5 másodperc MAXIMÁLIS légnyomással) mellett - a G-Premio BOND különlegesen vékony, 3 µm-es rétegvastagságot ér el. A könnyű felhasználás és az alacsony technikai érzékenység kombinációjával a G-Premio BOND teljes biztonságot nyújt a bondozási folyamat során.

347 143 5 ml 1 flakon 29.995



G-aenial Bond (GC)

Egykomponensű, önsavazó, fényre keményedő adhezív, szelektív zománc savazással. A szelektív savazásos megközelítéssel a G-aenial bond mindkét lehetőség legjavát ajánlja: egy önsavazó adhezív egyszerűségét és csökkentett posztoperatív érzékenységet, valamint nagyobb kötési erőt ad, ami eredendően csak a „savazásos és öblítéses” adhezívvel volt elérhető. A G-aenial kimagasló önsavazó kötési ereje különleges formulájának köszönhetően mind a zománchoz, mind a dentinhez egyaránt elérhető. A dimetakrilát monomer növeli az anyag peremabilitását a dentinbe és zománcba, míg a megnövekedett foszfát-észter-monomer tartalom optimalizálja a savazást. A dentin és az adhezív között eredményezett illeszkedési felület (a nano-interakciós zóna), valamint a HEMA-mentes formula a kulcspontjai a kimagasló, hosszabb távú kötési erőnek, melyet a G-aenial bond ajánl.

247 201 5 ml 1 flakon 33.995

247 200 3 x 5 ml 1 csomag 94.995



G-Bond (GC)

Egykomponensű, önsavazó, fényrekötő bondanyag. A GC G-Bond egy korszerű, könnyen használható ragasztó anyag, mely a kémiai és mechanikai kötést egyesíti. A két funkcionális monomer, a 4-MET és a foszforsav-észter nanotöltőanyaggal kombinálva egy egyedülálló és stabil felszint hoz létre a dentinben: a Nano Kölcsönhatási Zónát (NKZ). Jellemzői és előnyei: a zománc és a dentin enyhe savazásának köszönhetően a tubulusok zárva maradnak, ezzel az utóérzékenység kockázata nagyon alacsony; a két különböző funkcionális monomer jelenléte kémiai kötést hoz létre a fog felszínével; a demineralizáció és a monomer egyidejű behatolása jobban záró hibrid réteget eredményez, a nano-repedések kockázata csekély; egykomponensű rendszer egyszerűsített alkalmazási technikával, mellyel időt takaríthat meg - 30 másodperces eljárás; könnyű használat, kevésbé érzékeny a dentin nedvességére, az adhézió megbízható; kapható üvegben és higiénikus egyadagos kiszerelésben is; HEMA-mentes, ezért az allergiás reakciók elkerülhetők; stabil formulájú, így szobahőmérsékleten tárolható.

bevezető készlet, üveges:

047 105 5 ml, 50 Microtip applikátor, 1 nyél, 1 tálca 1 készlet 39.995





EverX Posterior (GC)

A GC everX Posterior egy üvegszállal megerősített kompozit a dentin helyreállítására, más hagyományos kompozitokkal (pl. G-aenial Posterior) történő együttes használatra kifejlesztve. A GC everX Posteriorban lévő rövid üvegszálak tökéletesen teszik bármilyen nagy kiterjedésű kavitás kompozit tömésének alapjaként. Az üvegszálak megakadályozzák és megállítják a tömésen belüli repedések kialakulását és továbbterjedését, mely köztudottan a kompozit tömések elvesztésének fő oka.

347 100	15 x 0,13 ml (0,25 g) kapszula	1 csomag	25.375
347 125	50 x 0,13 ml (0,25 g) kapszula	1 csomag	76.175

ÚJDONSÁG



EverX Flow (GC)

Üvegszállal erősített folyékony kompozit, dentin pótlására. Kiválóan alkalmas minden direkt kompozit restaurációra, beleértve a mély rágófog kavitások ellátását és a csontfelépítést. Az anyag törésszilárdsága a dentinéhez hasonló. Két változatban szállítható. Bulk: mivel 5,5 mm rétegvastagságig alkalmazható, optimális megoldás a mély rágófog kavitások ellátására. Dentin: 2 mm rétegvastagságban használható, ideális csontfelépítésre és magas esztétikai igényű restaurációkhoz.

447 115	Dentin	1 csomag	19.995
243 599	Bulk	1 csomag	19.995



Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent)

„A plasztikus kerámia”: a kerámia töltőanyagok aránya eléri a 75%-ot. Valamennyi kavitás osztályban használható. Szilárd, kiválóan modellezhető, fluoridot ad le.

Tetric Evo-Line System fecskendő készlet:

3 g Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA, 2 g Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA,
3-3 g Tetric EvoCeram A2, A3, A2 Dentin, 2 g Tetric EvoFlow A3,
20-20 Luer Lock kanül 1,2 mm és 0,9 mm fekete,

119 176	2 ml Adhese Universal VivaPen, 30 kanül, 20 védőhuzat	1 csomag	89.995
---------	---	----------	--------

Tetric Evo-Line System cavifil készlet:

10 x 0,2 g Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA,
10 x 0,2 g Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA, 10 x 0,2 g Tetric EvoCeram A2,
10 x 0,2 g Tetric EvoCeram A3, 5 x 0,2 g A2 Dentin,
10 x 0,2 g Tetric EvoFlow A3, 2 ml Adhese Universal VivaPen,

119 177	30 kanül, 20 védőhuzat	1 csomag	72.995
---------	------------------------	----------	--------



szín	fecskendő, 1 x 3 g	fecskendő, 3 x 3 g	kapszula, 20 x 0,2 g
A1	991 142	991 161	991 182
A2	991 143	991 162	991 183
A3	991 144	991 163	991 184
A3.5	991 145	991 164	991 185
A4	991 146	991 165	991 186
B1	991 122	–	991 128
B2	991 147	991 166	991 187
B3	991 148	991 167	991 188
C1	991 149	–	991 189
C2	991 150	991 169	991 190
C3	991 151	991 170	991 191
D2	991 123	–	991 129
D3	991 152	991 171	991 192
A2 Dentin	991 121	991 125	991 127
A3.5 Dentin	991 153	991 172	991 193
A4 Dentin	991 154	–	991 194
B2 Dentin	991 155	–	991 195
T	991 156	991 175	991 196
Bleach XL	991 157	991 176	991 197
Bleach L	991 158	–	991 198
Bleach I	991 159	–	991 199
Bleach M	991 160	–	991 135
Ár	18.495	53.495	26.975

Tetric EvoFlow (ivoclar vivadent)

Nano-optimalizált folyékony kompozit.

szín	fecskendő, 1 x 2 g	kapszula, 20 x 0,2 g
A1	191 101	091 187
A2	191 102	091 188
A3	191 103	091 189
A3.5	191 104	091 190
A4	191 106	091 192
B3	191 105	091 191
A3.5 Dentin	191 108	091 194
T	191 107	091 193
Bleach XL	191 109	091 195
Bleach L	191 131	091 196
Bleach M	191 133	091 198
Ár	12.495	26.975



Tetric EvoCeram Bulk Fill (ivoclar vivadent)

Fényrekötő nanohibrid kompozit rágófogak tömésére akár 4 mm-es rétegvastagságban. A három univerzális szín természetes transzparenciájú, kiváló esztétikai eredményt biztosít. Remekül alakítható konzisztenciájának köszönhetően az anyag nagyon jól adaptálható a kavitásfalakhoz.

3 g fecskendő:			
119 165	IVA	1 db	18.495
119 166	IVB	1 db	18.495
119 167	IVW	1 db	18.495
3 x 3 g fecskendő:			
119 168	IVA	1 csomag	53.495
20 x 0,2 g kapszula:			
119 171	IVA	1 csomag	26.975
119 172	IVB	1 csomag	26.975
119 173	IVW	1 csomag	26.975



Tetric Power Fill (ivoclar vivadent)

Kiválóan mintázható, 4 mm rétegvastagságig tömhető, fényrekötő Bulk Fill kompozit. Indikációk: I, II és V osztályú tömések, csücskök felépítése, felépítő tömések, tejfog tömések. 3 univerzális színe - a különösen magas stabilitás mellett - kiváló esztétikai megjelenést nyújt. Az anyag a Bluephase PowerCure lámpával (3.000mw/cm²) 3 másodperc alatt polimerizálható.

készlet (fecskendő):			
219 130	3 g Tetric PowerFill IVA, 2 g PowerFlow IVA, 2 ml Adhese Universal VivaPen, tartozékok	1 csomag	58.995
készlet (vegyes):			
219 131	20 x 0,2 g Tetric PowerFill IVA, 2 g PowerFlow IVA, 2 ml Adhese Universal VivaPen, tartozékok	1 csomag	77.945
3 g fecskendő:			
219 132	IVA	1 csomag	18.495
219 133	IVB	1 csomag	18.495
219 134	IVW	1 csomag	18.495
3 x 3 g fecskendő:			
219 135	IVA	1 csomag	53.495
20 x 0,2 g kapszula:			
219 136	IVA	1 csomag	26.975
219 137	IVB	1 csomag	26.975
219 138	IVW	1 csomag	26.975
219 146	Tetric PowerFill/ Power Flow fogszínkulcs	1 db	2.495



Több mint 20.000 termék nagyszerű áron

Válasszon webáruházunk több mint 20.000 cikkszámából közül és takarítson meg további 2%-ot online kedvezményünkkel!

Regisztráljon hírlevelünkre online akcióinkért!

www.mwdental.hu



1



Tetric EvoFlow Bulk Fill (ivoclar vivadent)

Folyékony, 4 mm rétegvastagságig Bulk-kompozit ragófogakhoz. Használata első réteggént ajánlott I és II osztályú restaurációk esetén. A dentinéhez hasonló transzlucenciájának köszönhetően alkalmas az elszíneződött fogszövet elrejtésére.

2 g fecskendő, 5 Luerlock kanül 1.2 mm fekete:

119 185	IVA (enyhén vöröses)	1 csomag	12.495
119 186	IVB (enyhén sárgás)	1 csomag	12.495
119 187	IVW (enyhén világos)	1 csomag	12.495

20 x 0,2 g Cavifil:

119 188	IVA (enyhén vöröses)	1 csomag	26.975
119 189	IVB (enyhén sárgás)	1 csomag	26.975
119 190	IVW (enyhén világos)	1 csomag	26.975

ÚJDONSÁG



Tetric PowerFlow (ivoclar vivadent)

Folyékony, 4 mm rétegvastagságig tömhető, fényrekötő Bulk Fill kompozit. Indikációk: tejfog tömések, liner réteg I és II osztályú ragófog töméseknél. 3 univerzális színe - a különösen magas stabilitás mellett - kiváló esztétikai megjelenést nyújt. Az anyag a Bluephase PowerCure lámpával (3.000mw/cm²) 3 másodperc alatt polimerizálható.

2 g fecskendő:

219 140	IVA	1 csomag	12.495
219 141	IVB	1 csomag	12.495
219 142	IVW	1 csomag	12.495

20 x 0,2 g kapszula:

219 143	IVA	1 csomag	26.975
219 144	IVB	1 csomag	26.975
219 145	IVW	1 csomag	26.975
219 146	Tetric PowerFill/ Power Flow fogszínkulcs	1 db	2.495
219 147	applikátor, fekete, 50 db	1 csomag	3.945



Evetric (ivoclar vivadent)

Új nano-hibrid kompozit, 10 különböző transzlucenciájú dentin és zománc színben.

Evetric készlet (Evetric önsavazó bonddal):

917 867	2 x A2, 2 x A3, 6 g Evetric Bond	1 csomag	42.995
---------	----------------------------------	----------	--------

Evetric Assortment:

917 376	8 x 3,5 g (1 x A1, 1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2, 1 x C2, 1 x T, 1 x A3.5 Dentin), fogszínkulcs	1 csomag	63.975
---------	--	----------	--------

utántöltő, 3,5g

917 377	A1	1 csomag	10.795
917 378	A2	1 csomag	10.795
917 379	A3	1 csomag	10.795
917 380	A3.5	1 csomag	10.795
917 381	A3.5 Dentin	1 csomag	10.795
917 382	B2	1 csomag	10.795
917 383	B3	1 csomag	10.795
917 384	C2	1 csomag	10.795
917 385	T	1 csomag	10.795
917 386	B2 Dentin	1 csomag	10.795



Kiváló minőség, egyszerű árt



Te-Econom Plus (ivoclar vivadent)

Univerzális hibrid kompozit rendkívül kedvező áron.

Te-Econom Plus System készlet (8 x 4 g):

917 313	2 x 4 g A1, 2 x 4 g A2, 1 x 4 g A3, 1 x 4 g A3.5, 2 x 4 g B2, 1 x 2 g Eco-Etch, 1 x 5 g Te-Econom Bond, fogszínkulcs, kanülök, applikátorok	1 készlet	40.995
---------	---	-----------	--------

Te-Econom Plus Intro készlet (4 x 4 g):

917 302	A2, A3, A3.5, B2 színben, 1 x 2 g Eco-Etch, 1 x 5 g Te-Econom Bond, fogszínkulcs, kanülök, applikátorok	1 készlet	23.495
---------	---	-----------	--------

Te-Econom Plus Intro készlet (2 x 4 g):

917 303	A2, A3 színben, 1 x 2 g Eco-Etch, 1 x 5 g Te-Econom Bond, kanülök, applikátorok	1 készlet	14.995
---------	---	-----------	--------

Te-Econom Plus fecskendő, 4 g:

917 304	A1	1 db	5.895
917 305	A2	1 db	5.895
917 306	A3	1 db	5.895
917 307	A3.5	1 db	5.895
917 308	B2	1 db	5.895
917 309	C3	1 db	5.895



Evetric® & Evetric® Bond

A legkorszerűbb tömőanyag

Fedezze fel a
láthatatlan
tömések
titkát!



Evetric®

Univerzális nano-hybrid kompozit



Evetric® Bond

Önsavazó adhezív

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Benderstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Te-Econom Flow (ivoclar vivadent)

Folyékony hibrid kompozit rendkívül kedvező áron. A Te-Econom Plus folyékony változata.

Te-Econom Flow fecskendő, 2 g:

917 310	A2	1 db	5.895
917 311	A3	1 db	5.895

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Te-Econom Bond (ivoclar vivadent)

Fényrekötő, egykomponensű, előzetes foszforsavas kondicionálás után egy rétegben használható bondanyag direkt kompozit és kompomer restaurációkhoz.

917 312	flakon, 5 g	1 db	7.395
---------	-------------	------	-------

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Evetric Bond (ivoclar vivadent)

Nanotöltött, fényrekötő, önsavazó bond direkt kompozit és kompomer tömésekhez. Használható továbbá önkötő, fényrekötő, és duálkötésű kompozitokkal készített csomkfelépítésekhez, valamint érzékeny fognyakak deszenzibilizálására. Alkalmas a szelektív zománc savazási technikára is, gyors munkavégzést biztosítva ezzel minden kavitációsztályban. A nano töltőrésszekék homogén és stabil film képződést, valamint erős kötést biztosítanak.

917 866	Evetric Bond 6 gr	1 csomag	16.995
---------	-------------------	----------	--------



Adhese Universal (ivoclar vivadent)

Fényrekötő, egykomponensű adhezív, az összes savazási technikára, direkt és indirekt ellátásokhoz. 2 ml Adhese Universal VivaPen kb. 190 applikációra elegendő. Ez milliliterenként közel háromszoros applikációt jelent a hagyományos üveges kiszorításához képest.

Adhese Universal VivaPen kezdő készlet:

092 101	0,5 ml, 10 kefe, 20 védőfólia	1 csomag	12.995
---------	-------------------------------	----------	--------

System VivaPen:

092 107	2 ml, 100 kanül kefével, 20 védőhuzat	1 csomag	32.975
---------	---------------------------------------	----------	--------

Adhese Universal VivaPen utántöltő:

092 102	1 x 2 ml	1 csomag	21.995
---------	----------	----------	--------

092 108	3 x 2 ml	1 csomag	59.795
---------	----------	----------	--------

591 128	VivaPen kanül kefével, 100 db	1 csomag	13.795
---------	-------------------------------	----------	--------

Adhese Universal flakon:

092 103	1 x 5 g	1 csomag	36.475
---------	---------	----------	--------

092 104	2 x 5 g	1 csomag	65.995
---------	---------	----------	--------

092 105	zöld applikátor, 50 db	1 csomag	3.995
---------	------------------------	----------	-------



Telio CS Desensitizer (ivoclar vivadent)

A dentin túlérzékenység valamint a posztoperatív fájdalom megelőzésére illetve minimalizálására szolgáló folyadék, a Systemp.desensitizer továbbfejlesztett változata. Használható szabad, vagy lecsiszolt dentinfelületen, preparált kavitásban és csomkokon, dentinsérülések kezelésére az ideiglenes pótlások beragasztása előtt, valamint érzékeny fognyakakon.

091 153	flakon, 5 g	1 csomag	20.795
---------	-------------	----------	--------

Admira Fusion (voco)

Az első szilícium-oxid tartalmú, tisztán kerámia bázisú nanohybrid-ORMOCER tömőanyag. Az innovatív ORMOCER technológiának köszönhetően, polimerizációs zsugorodása rendkívül alacsony (1,25 térfogat %), így a zsugorodási stressz minimális. Biokompatibilis, színtabilitása kiváló, transzklenciája és opacitása kimagaslóan esztétikus tömések készítését teszi lehetővé úgy a front- mint a rágófogak területén. Magas felületi keménységének köszönhetően hosszútávon is elsőosztályú megoldást biztosít.

fecskendő készlet, Nr. 2750:				
5 x 3 g fecskendő (A2, A3, A3.5, GA3.25, Admira Fusion x-tra universal), fogszínkulcs,				
675 120	20 Futurabond U SingleDose, tartozékok	1 csomag		94.795*
próba csomag Nr. 2778:				
9 x 0,2 g kapszula (3-3 db A2, A3, A3.5) Admira Fusion, 2 g Admira Fusion Flow A3 fecskendő, 3 x 0,2 g kapszula				
675 165	Admira Fusion x-tra universal, tartozékok	1 csomag		23.995
fecskendő, 3 g:				
675 121	Nr. 2754, A1	1 csomag		24.995
675 122	Nr. 2755, A2	1 csomag		24.995
675 123	Nr. 2756, A3	1 csomag		24.995
675 124	Nr. 2757, GA3.25	1 csomag		24.995
675 125	Nr. 2758, A3.5	1 csomag		24.995
675 126	Nr. 2759, A4	1 csomag		24.995
675 127	Nr. 2760, GA5	1 csomag		24.995
675 128	Nr. 2762, B1	1 csomag		24.995
675 129	Nr. 2763, B2	1 csomag		24.995
675 130	Nr. 2764, B3	1 csomag		24.995
675 131	Nr. 2766, C2	1 csomag		24.995
675 132	Nr. 2768, D3	1 csomag		24.995
675 133	Nr. 2770, OA1	1 csomag		24.995
675 134	Nr. 2771, OA2	1 csomag		24.995
675 135	Nr. 2772, OA3	1 csomag		24.995
675 136	Nr. 2773, OA3.5	1 csomag		24.995
675 137	Nr. 2775, BL	1 csomag		24.995
675 138	Nr. 2776, Inzisal	1 csomag		24.995
kapszulás készlet, Nr. 2780:				
75 x 0,2 g kapszula (15-15 x A2, A3, A3.5, GA3.25, Admira Fusion x-tra universal), fogszínkulcs,				
675 139	20 Futurabond U SingleDose, tartozékok	1 csomag		94.795*
kapszula, 15 x 0,2 g:				
675 140	Nr. 2782, A1	1 csomag		24.995
675 141	Nr. 2783, A2	1 csomag		24.995
675 142	Nr. 2784, A3	1 csomag		24.995
675 143	Nr. 2785, GA3.25	1 csomag		24.995
675 144	Nr. 2786, A3.5	1 csomag		24.995
675 145	Nr. 2787, A4	1 csomag		24.995
675 146	Nr. 2788, GA5	1 csomag		24.995
675 147	Nr. 2790, B1	1 csomag		24.995
675 148	Nr. 2791, B2	1 csomag		24.495
675 149	Nr. 2792, B3	1 csomag		24.995
675 150	Nr. 2794, C2	1 csomag		24.995
675 151	Nr. 2796, D3	1 csomag		24.995
675 152	Nr. 2798, OA1	1 csomag		24.995
675 153	Nr. 2799, OA2	1 csomag		24.995
675 154	Nr. 2800, OA3	1 csomag		24.995
675 155	Nr. 2801, OA3.5	1 csomag		24.995
675 156	Nr. 2803, BL	1 csomag		24.995
675 157	Nr. 2804, Inzisal	1 csomag		24.995
675 158	Nr. 2806, sorozat: 3-3 x B1, B3, D3, BL, Inzisal	1 csomag		24.995
675 159	fogszínkulcs	1 csomag		16.495



Amennyiben Admira Fusion / Fusion x-tra / Fusion Flow tömőanyagot vásárol, a gyártó által kiállított igazolást küldünk Önnek, mellyel betege számára tanúsíthatja, hogy Bisfenol-A mentes, valamint BisGMA, TEGDMA, HEMA és más klasszikus monomereket nem tartalmazó, biokompatibilis tömőanyagot használ. (Kérésére német vagy angol nyelven is.)

***tartósan kedvező ár, visszavonásig érvényes!**

Admira Fusion x-tra (voco)

4 mm rétegvastagságig használható, biokompatibilis nanohybrid-ormocer tömőanyag. Az ormocer technológiának köszönhetően polimerizációs zsugorodása minimális. (1,25 térfogat %) A minimális zsugorodási feszültség optimális peremzárást tesz lehetővé. A magas felületi keménység és a kiváló polírozhatóság elsőosztályú eredményt biztosít hosszútávon is. Kaméleonhatású színének köszönhetően univerzálisan használható. Minden hagyományos bonddal kompatibilis.

675 161	Nr. 2811, kapszula 15 x 0,2 g universal	1 csomag		24.995
675 160	Nr. 2810, fecskendő 3 g universal	1 csomag		24.995





Admira Fusion Flow (voco)

Univerzális nanohibrid ORMOCER® restaurációs anyag, a világ első tisztán kerámia alapú, klasszikus monomerektől mentes folyékony helyreállító anyaga (BPA mentes). Polimerizációs zsugorodása rendkívül alacsony (2,75 térfogat%). Semleges, így rendkívül biokompatibilis, az elszíneződésekkel szemben nagy mértékben ellenáll. Csak nyomás alatt áramlik folyékonyan, az applikálást követően stabilan megmarad az üregben és modellezhető („Flow-on-demand”). Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval.

Fecskendő készlet Nr. 2816: fogszínkulcs, tartozékok

675 180	5 x 2 g fecskendő A1, A2, A3, A3.5, WO	1 csomag	56.795*
2 x 2 g fecskendő:			
675 181	Nr. 2818, A1	1 csomag	29.995
675 182	Nr. 2819, A2	1 csomag	29.995
675 183	Nr. 2820, A3	1 csomag	29.995
675 184	Nr. 2821, A3,5	1 csomag	29.995
675 185	Nr. 2822, A4	1 csomag	29.995
675 186	Nr. 2824, B1	1 csomag	29.995
675 187	Nr. 2825, B2	1 csomag	29.995
675 188	Nr. 2826, C2	1 csomag	29.995
675 189	Nr. 2828, Inzisal	1 csomag	29.995
675 190	Nr. 2829, OA2	1 csomag	29.995
675 191	Nr. 2831, BL	1 csomag	29.995
675 192	Nr. 2832, WO	1 csomag	29.995

*tartósan kedvező ár, visszavonásig érvényes!



Admira Fusion x-base (voco)

Tisztán kerámia töltött folyékony bulkfill tömőanyag (Nanohybrid-Ormocer). 4 mm rétegvastagságig biztonságosan átvilágítható. Polimerizációs zsugorodása, valamint a polimerizációs stressz rendkívül alacsony, így peremzárása kiváló. Biokompatibilis, színtabil, minden hagyományos bonddal és kompozittal (ormocerrel) kompatibilis. Indikációk: alsó tömésréteg I és II osztályú kavitásokban, kicsi, okklúzióval nem terhelt I osztályú tömések, III és IV osztályú tömések, kiterjesztett barázdazárások, alávágások kiblokkolása, kisebb zománchibák javítása, esztétikus indirekt restaurációk vagy ideiglenes pótlások kisebb hibáinak javítása, csontfelépítés.

675 163	Nr. 2812, 2 x 2 g fecskendő, univerzális színben	1 csomag	29.995
---------	--	----------	--------



ÚJDONSÁG

VisCalor bulk (voco)

Thermo-viszkózus Bulk-Fill kompozit. A melegítés hatására az anyag az applikáció során folyékony, majd azt követően azonnal mintázható. Optimálisan illeszkedik a peremekhez és alámenős részéhez, minimálisan csökkentve ezzel a széli repedések keletkezésének veszélyét. Légbuborékmentesen applikálható, a 4 mm vastag Bulk-Fill tömés nem igényel fedő réteget. A VisCalor adagoló pisztoly 2 melegítő programmal rendelkezik: egy a VisCalor Bulk és egy a további Voco kompozitok számára. A kapszula melegítő 3 hőmérséklet fokozata segítségével - a klinikai szituáció függvényében - a kívánt konzisztenciára melegíthetjük a kompozit kapszulákat.

Adagolópisztoly készlet:

775 149	80 x 0,25 g (16 x univerzális, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3), 1 VisCalor melegítő-adagoló pisztoly	1 csomag	225.000*
---------	---	----------	----------

Kapszula melegítő készlet:

775 154	80 x 0,25 g (16 x univerzális, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3), 1 kapszula melegítő	1 csomag	199.000*
775 150	kapszula, 16 x 0,25 g:		
775 150	univerzális	1 csomag	25.795
775 151	A1	1 csomag	25.795
775 152	A2	1 csomag	25.795
775 153	A3	1 csomag	25.795

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes



Futurabond M+ (voco)

Fényrekötő univerzális adhezív direkt és indirekt restaurációkhoz, fényrekötő kompozitokból készített csontfelépítésekhez. Külön primer nélkül használható kompozit-, kompomer-, vagy ceromer tömések, kerámia leplezések, fémentes kerámiák szájban történő javítására. Alkalmas érzékeny fognyakak kezelésére. Alkalmazható még üvegonomer tömések védőlakkként, kavitások védőbevonataként amalgám tömések esetén.

675 101	Nr. 1515: 5 ml flakon, tartozékok	1 csomag	41.195
675 100	Nr. 1516: 3 x 5 ml flakon, tartozékok	1 csomag	102.995

Sokoldalú tehetség vagyok!

Teljes-, szelektív-,
önsavazó mód:
Nekem bármelyik jöhet!

Sokkal többet
tudok, mint a
hagyományos
ragasztók!

Több mint
250 applikálásra
vagyok elegendő!



MINDEN CSEPP NYERESÉG

Rugalmas és megbízható megoldások minden bondozási helyzetben

- Foszforsavas maratással vagy a nélkül is egyaránt alkalmazható
- Kiválóan alkalmas direkt vagy indirekt restaurációkhoz
- Biztos adhézio fémek, cirkónium-, vagy alumínium-oxid, valamint szilikát-kerámia esetén is, kiegészítő primer nélkül
- Egyetlen rétegben applikálandó, 35 másodperc alatt kész a teljes bondozás



VOCO képviselő
tel. 06 70-6 07 13 62
tel. 06 20-4 82 03 08
info@voco.com

Futurabond M+



Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



Vertise Flow (Kerr)

Az első integrált adhezívvel rendelkező folyékony hibrid kompozit. Indikációk: kisméretű I osztályú restaurációk, alábélelés I és II osztályban, barázdázás, zománchibák és kerámia restaurációk javítása, alámenős részek kiblokkolása, kis okkluzális felépítések rágással nem terhelt felületeken, incizális kopások.

próba készlet: 1 x 2g fecskendő (A2), 10 kefe, 10 applikációs csőr, 1 használati útmutató			
436 180	10 kefe, 10 applikációs csőr, 1 használati útmutató	1 csomag	14.995
készlet: 4 x 2g (A2, A3, A3.5, Universal Opaque), 40 kefe, 40 applikációs csőr, 1 használati útmutató			
436 181	40 kefe, 40 applikációs csőr, 1 használati útmutató	1 csomag	45.495
pedodontic készlet: 4 x 2g (A1, B1, XL, Transzlucens), 40 kefe, 40 applikációs csőr, 1 használati útmutató			
436 182	4 x 2g (A1, B1, XL, Transzlucens), 40 kefe, 40 applikációs csőr, 1 használati útmutató	1 csomag	45.495
utántöltő, 2 x 2g:			
436 183	A1	1 csomag	24.995
436 184	A2	1 csomag	24.995
436 185	A3	1 csomag	24.995
436 186	A3.5	1 csomag	24.995
436 187	B1	1 csomag	24.995
436 188	B2	1 csomag	24.995
436 189	Universal Opaque	1 csomag	24.995
436 190	XL	1 csomag	24.995
436 191	Transzlucens	1 csomag	24.995



OptiBond Solo Plus (Kerr)

Ethanol bázisú, fényrekötő, üvegtöltött egykomponensű adhezív kompozitokhoz és kompomerekhez.

Direkt- és indirekt restaurációkhoz egyaránt használható.

036 185	OptiBond Solo Plus, 5 g	1 flakon	27.825
---------	-------------------------	----------	--------



OptiBond FL (Kerr)

Egyszerűen használható, fluoridot leadó, 48%-ban üvegtöltött dentin/zománc ragasztó rendszer, minden kompozitához. Nem szükséges keverni, egy polimerizálás elegendő.

OptiBond FL készlet: 8 ml primer, 8 ml adhezív, 3 g fecskendő sav, 10 eh. kanül savhoz,			
036 191	25 keverőtálca, 50 eh. applikátor	1 készlet	54.595
036 192	OptiBond FL primer, 8 ml	1 flakon	26.745
036 193	OptiBond FL adhezív, 8 ml	1 flakon	26.745



OptiBond All-In-One (Kerr)

Fényrekötő, önsavazó adhezív rendszer direkt és indirekt restaurációkhoz. Egy lépés elegendő, nincs szükség keverésre: sav, primer és bond egyesül egy anyagban. 7. generációs önsavazó adhezív rendszer nanotechnológiával, a legnagyobb kötőerőt biztosítja a dentinhez és a zománchoz, csakúgy mint a kerámiához.

flakonos készlet: 5 ml adhezív, 50 Kerr applikátor,			
036 195	25 egyszerűhasználatos tálca	1 készlet	39.995



OptiBond Universal (Kerr)

Egykomponensű ragasztó, mely egyesíti a szabadalmaztatott OptiBond GDPM technológiát az egyszerű felhasználhatósággal. Az innovatív háromszoros oldószer rendszer gondoskodik a kiváló tapadásról a zománcra és a dentinen egyaránt. Hidrofil tulajdonságának köszönhetően mélyen behatol a dentintubulusokba, megakadályozva ezzel a repedések keletkezését illetve a posztoperatív érzékenység. Egyaránt alkalmas a Total-Etch, a Self-Etch és a Selektive-Etch technikákra. Összetétele egyesíti a primert, az adhezívet és a savat egyetlen flakonban és egyetlen munkalépésben.

készlet: 5 ml adhezív, 100 applikátor, 3 g sav,			
036 115	10 sav applikációs csúcs, 25 keverő tálca	1 csomag	39.995
036 116	utántöltő: 5 ml adhezív	1 csomag	34.995
Unidose készlet: 100 x 0,18 ml Unidose, 100 applikátor,			
036 117	3 g sav, 25 sav applikációs csúcs	1 csomag	99.995

Bond-1 SF (Pentron)

Önsavazó adhezív fényrekötő és dualkötésű kompozitokhoz. Nem tartalmaz oldószert, így nem fog besűrűsödni és nem változik az összetétele. Gyorsan applikálható, direkt felvihető, nem igényel savazást és szárítást. Magas kötőerejének köszönhetően elég egy rétegben használni.

659 125	2 x 1 ml fecskendő, 20 pamacsos applikáló kanül (25 ga)	1 csomag	14.195
659 126	100 pamacsos applikáló kanül (25 ga)	1 csomag	18.195



SDR flow+ (Dentsply Sirona)

Az SDR flow+ az SDR folyékony Bulkfill kompozit új, továbbfejlesztett generációja. A csekély zsugorodási feszültségű folyékony anyag lehetővé teszi a bulkfill technikát 4 mm-es rétegvastagságig, önterülő képessége kiváló adaptációt eredményez. A korábbiánál jobb kopásállósággal és erősebb röntgenárnyékkal rendelkezik. Az univerzális szín mellett már A1, A2 és A3 színekben is szállítható. Indikációk: III, V, valamint I és II osztályú kavitások.

bevezető készlet Prime&Bond active bonddal:

45 x 0,25 g SDR U kapszula (univerzális szín),
2,5 ml Prime&Bond active, 1 CliXdish, 1 kinyomópisztoly,
1 tárolódoboz

688 160		1 csomag	88.425
---------	--	----------	--------

utántöltő, 15 x 0,25 g kapszula:

688 162	A1	1 csomag	26.995
688 163	A2	1 csomag	26.995
688 164	A3	1 csomag	26.995
688 161	U (univerzális szín)	1 csomag	26.995

gazdaságos utántöltő, 50 x 0,25 g kapszula:

688 165	U (univerzális szín)	1 csomag	75.995
---------	----------------------	----------	--------

utántöltő 2 x 1 g fecskendő, 15 applikációs kanül:

688 166	U (univerzális szín)	1 csomag	14.495
---------	----------------------	----------	--------

gazdaságos utántöltő 10 x 1 g fecskendő, 60 applikációs kanül:

688 167	U (univerzális szín)	1 csomag	62.555
688 168	applikációs kanül, 60 db	1 csomag	9.575



Prime&Bond universal (Dentsply Sirona)

Univerzális, Etch&Rinse (Total Etch), Self Etch és Selective Etch technikával egyaránt használható bond. Alkalmazható direkt és indirekt restaurációk készítésekor. Lehetővé teszi a zománchoz, dentinhez történő ragasztást, kompozitok, cirkónia és fémek esetén egyaránt. 4 ml / flakon

917 918	1 flakon (4 ml)	1 db	18.545
---------	-----------------	------	--------



Prime&Bond NT (Dentsply Sirona)

Univerzális, egykomponensű, egyrétegű adhezív rendszer kompozitokhoz és Dyract kompomerhez. Töltőrészecskéi mindössze 7 nanométer (7/100.000 mm) nagyságúak, így bejuthatnak a legszűkebb dentincsatornába is, elegendő ezáltal az anyagot csupán egyszer felhordani.

188 196	2 x 4,5 ml Prime&Bond NT	1 csomag	67.995
188 179	100 miniapplikátor	1 csomag	7.995



One Coat 7.0 (COLTÈNE)

Önsavazó, fényrekötő egykomponensű 7. generációs adhezív. Primer és bond egyben, így kitűnő kötési erőt biztosít zománchoz és dentinhez. 35 másodperces gyors applikáció, nem kell újra felvinni és várni. Nincs szükség gyorsan elillanó aceton alapú oldószerre. A nanotechnológia homogén bondréteget eredményez. Javított tulajdonságai: mechanikus szilárdság, kopásállóság és peremzárás. Ez utóbbi csökkenti a posztoperatív érzékenységek kialakulásának lehetőségét. A One Coat 7.0 antibakteriális hatása igazolt.

026 151	5 ml	1 csomag	21.195
---------	------	----------	--------





Beautifil II (SHOFU)

Tartós fluorid leadású esztétikus fogtömőanyag. Az un. "Giomerek" közé tartozik, melyek egyesítik az üvegionomerek is a kompozit műgyanták előnyeit. Fluorid felvevő és leadó képessége mellett anti-plakk hatással bír, fénytörése, fluoreszcenciája a természetes fogéhoz hasonlatos, erős röntgenárnyékot ad, színtabil, anyag- és feldolgozási tulajdonságai kedvezőek. Felhasználási terület: I, III, IV, V és részben II osztályú kavitások, fognyaki eróziók, gyökérkaries, frakturált metsző élek javítása, leplező héjak, csontfelépítések, közvetlen kozmetikai korrekciók.

4,5 g fecskendő:

572 120	A1	1 csomag	17.475
572 121	A2	1 csomag	17.475
572 122	A3	1 csomag	17.475
572 123	A3,5	1 csomag	17.475
572 124	A4	1 csomag	17.475
572 125	BW (Bleaching White)	1 csomag	17.475

20 x 0,25 g kapszula:

572 110	A1	1 csomag	23.485
572 111	A2	1 csomag	23.485
572 112	A3	1 csomag	23.485
572 113	A3,5	1 csomag	23.485
572 114	A4	1 csomag	23.485
572 115	BW (Bleaching White)	1 csomag	23.485



Beautifil Flow Plus (SHOFU)

A Beautifil Flow Plus ötvözi a folyékony kompozit és a jól tömöríthető hibrid-kompozit jó tulajdonságait: könnyen applikálható, szilárd, tartós és esztétikus. Minden indikációhoz ajánlott az okkluzális felületeket és approximális peremeket is beleértve. Előnyei: könnyen, injektálva felvihető, kaméleon-effektus természetes esztétikával, tartós fluorid szabadon bocsátás és felvétel, rendkívüli röntgenopacitás. A Beautifil Plus Flow kétféle konzisztenciában létezik: **Zero flow (F00)** közepesen folyó, rendkívül jól modellezhető vele az okkluzális anatómia, peremek és bonyolult felületi részletek. **Low Flow (F03)** higan folyó, fyszura restaurációkhoz, gingiva közeli deffektusokhoz és Baselineként is alkalmazható.

Standard Kit 2000S:

2 - 2 g Zero Flow fecskendő A2, A3,
2 - 2 g Low Flow fecskendő A2, A3,

913 276	10 One Gloss PS, 2 Super-Snap Single Pack	1 csomag	37.295
---------	---	----------	--------

Zero Flow (F00) fecskendő, 2 g:

572 100	A1	1 csomag	10.395
572 101	A2	1 csomag	10.395
572 102	A3	1 csomag	10.395
572 107	A3.5	1 csomag	10.395

Low Flow (F03) fecskendő, 2 g:

572 103	A1	1 csomag	10.395
572 104	A2	1 csomag	10.395
572 105	A3	1 csomag	10.395
572 106	A3.5	1 csomag	10.395

Savak, kanülök



csak **19.995 Ft**

M+W select BIG-ETCH

A "nagy sav". Optimális konzisztenciájú, tixotróp, zöld színű 36%-os foszforsav a zománc és a dentin savazására. A gazdaságos 50 ml/62 g-os fecskendőből a savat egy praktikus adapter segítségével magunk adagolhatjuk az applikációs fecskendőbe.

M+W Big-Etch:

50 ml-es „tároló” fecskendő,
10 applikációs fecskendő, 1 adapter,
50 applikációs csúcs

100 100	1 csomag	19.995
---------	----------	--------



már **2.645 Ft-tól**

M+W select SAV

Optimális konzisztenciájú, tixotróp, kék színű 37%-os ortofoszforsav a zománc és a dentin savazására, két különböző kiserelésben.

000 178	2 ml fecskendő, 3 kanül	1 csomag	2.785
	3 csomagtól	csomagonként	2.645



APPLI-ETCH

Optimális konzisztenciájú, tixotróp, zöld színű 36%-os foszforsav a zománc és a dentin savazására.

M+W Appli-Etch:

100 101	9 x 1,4 ml applikációs fecskendő, 25 applikációs csúcs	1 csomag	11.955
---------	--	----------	--------



csak 11.955 Ft

Ultra-Etch (ULTRADENT)

A dentin és a zománc kondicionálására szolgáló, viszkózus, 35% foszforsav tartalmú Ultra-Etch évek óta a legnépszerűbb savazóanyag. Ideális viszkozitása megakadályozza a gél szétfolyását, ugyanakkor képes behatolni a legkisebb gödröcskék és a szűk barázdák mélyére is. Az Ultra-Etch csak egy behatárolt mélységig savazza meg a dentint. Ez a mélység nem haladja meg az 1.9 mikront, még az előírt idő túllépése esetén sem, ezáltal ideális körülményeket teremt az erős bondkötés létrejöttéhez és kiküszöböli az utófájdalmat. Vízfúvó spray-vel egyszerűen és maradéktalanul lemosható.

Ultra-Etch gyűjtőfecskendő

917 540	30 ml Ultra-Etch gyűjtőfecskendő	1 csomag	18.995
---------	----------------------------------	----------	--------



Scotchbond Universal (3M)

34 % foszforsav, dentin és zománc savazásra

016 120	Scotchbond Universal Etchant savazógél: 2 x 3 ml	1 csomag	14.495
---------	--	----------	--------



Eco Etch (ivoclar vivadent)

37%-os foszforsav zománc savazására, valamint „total etch” technikára.

917 100	fecskendő, 2 x 2 g	1 csomag	4.995
---------	--------------------	----------	-------



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Vococid (voco)

35%-os ortofoszforsav.

075 166	fecskendő, 5 ml, applikációs csúcs typ. 42	1 csomag	7.945
---------	--	----------	-------

075 165	flakon, 2 x 3 ml	1 csomag	6.455
---------	------------------	----------	-------



Etching Gel (DMG)

37%-os foszforsav zománc és dentinsavazáshoz. A kék szín erős kontrasztot ad a fog felszínén.

2x2 ml fecskendő, közepes viszkozitás,

198 178	6 Luer-Lock-Tip	1 csomag	6.195
---------	-----------------	----------	-------





Foszforsav gél (Kerr)


37%-os foszforsav gél zománc és dentin savazásra.

óriás fecskendő:

136 189	30 g óriás fecskendő, 2 üres fecskendő, 30 kanül, 1 luer csatlakozó a fecskendők egyszerű töltéséhez	1 csomag	21.995
---------	---	----------	--------

készlet:

136 188	3 x 3 g fecskendő, 30 kanül	1 csomag	19.995
---------	-----------------------------	----------	--------



000 179



100 102



098 103

APPLIKÁCIÓS KANÜLÖK

Egyszerhasználatos kanülök Luer- és Luer Lock fecskendőkhoz.

000 179	egyenes, 36 mm hosszú, Ø 0,4 mm, 50 db	1 csomag	3.275
100 102	45°-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø 0,7 mm, 25 db	1 csomag	3.425
098 103	45°-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø 0,5 mm, 100 db	1 csomag	8.395

már **3.275 Ft-tól**

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Anel egyszerhasználatos kanülök

45°-ban hajlított, steril kanülök (18 x 0,6 mm), Luer-Lock csatlakozással tasaköblítéshez, illetve alacsony viszkozitású savak (pl. M+W sav 2) applikálására.

198 519	100 db	1 csomag	6.245
---------	--------	----------	-------



Black Micro Tips (ULTRADENT)

Tompa, műanyag csúcs hajlított fém kanüllel, Ø 0,7 mm finom applikáláshoz.

338 190	UP194, 20 db	1 csomag	4.145
338 191	UP1085, 100 db	1 csomag	16.995



Black Micro FX Tips (ULTRADENT)

Fekete, műanyag, kefécs csúcs alacsony viszkozitású anyagok applikálására.

076 128	UP1357, 100 db	1 csomag	18.995
---------	----------------	----------	--------



Black Mini Brush Tips (ULTRADENT)

Műanyag, hajlított, kefécs csúcs alacsony viszkozitású anyagok applikálására.

338 137	UP190, 20 db	1 csomag	6.995
338 138	UP1169, 100 db	1 csomag	24.495



Black Mini Tips (ULTRADENT)

Hajlított, kevésbé viszkozus anyagokhoz.

338 186	UP196, 20 db	1 csomag	4.145
338 187	UP514, 100 db	1 csomag	16.995

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Blue Micro Tips (ULTRADENT)

Tompa, műanyag csúcs hajlított fém kanüllel pontszerű applikáláshoz. Ø 0,50 mm.

338 188	UP158, 20 db	1 csomag	4.145
338 189	UP127, 100 db	1 csomag	16.995



InSpiral Brush Tips (ULTRADENT)

Belső spiráljáráttal és kefével. Viszkózus anyagok applikálásához.

338 193	UP710, 20 db	1 csomag	7.795
538 190	UP123, 100 db	1 csomag	28.595



Metal Dento-Infusor Tip (ULTRADENT)

Új Metal Dento-Infusor Tip szabadalmaztatott lok-tite kötással és dupla Luer csavarmenettel.

076 131	UP2558, 20 db	1 csomag	7.275
076 132	UP2559, 100 db	1 csomag	29.635



Micro 20 ga Tips (ULTRADENT)

Sötétkék műanyag végződés tompa, hajlított fém kanüllel (20ga Ø 0,90 mm) finom applikációkhoz.

076 837	UP1168, 20 db	1 csomag	4.145
076 838	UP1252, 100 db	1 csomag	16.995



Micro Capillary Tip (ULTRADENT)

A legkisebb átmérőjű, hajlított, műanyag fecskendő vég (Ø 0,40 mm) megerősített nyaki résszel gyökércsatorna öblítéséhez, fogínytasakba vagy gyökércsatornába történő applikáláshoz.

076 526	UP1120, 5 mm zöld, 20 db	1 csomag	6.245
076 527	UP1121, 10 mm kék, 20 db	1 csomag	6.245



Kompomerek

Dyract eXtra (Dentsply Sirona)

Kompomer tömőanyag valamennyi kavitáosztály ellátására úgy front, mint moláris területen.

Kiváló tulajdonságait számos tanulmány és tudományos publikáció igazolja. Feldolgozása egyszerű, köszönhetően a különösen rövid megvilágítási időnek és a krémszerű, nem ragadós konzisztenciájának. Folyamatos fluorid leadása bizonyíthatóan helyi védelmet nyújt a kariesz ellen.

kapszula, 20 x 0,25 g:

388 171	B1	1 csomag	27.425
388 172	A2	1 csomag	27.425
388 173	C2	1 csomag	27.425
388 174	A3	1 csomag	27.425
388 175	A3.5	1 csomag	27.425
388 176	A4	1 csomag	27.425
388 177	B3	1 csomag	27.425
388 178	C3	1 csomag	27.425
388 179	O-A2	1 csomag	27.425
388 180	O-B3	1 csomag	27.425



Dyract XP (Dentsply Sirona)

Fényrekötő kompomer tömőanyag valamennyi kavitáosztályba.

20 x 0,25 g kapszula / csomag

917 914	A2	1 csomag	22.995
917 915	A3	1 csomag	22.995





Dyract Posterior + (Dentsply Sirona)

Fehér-opak, fényrekötő tömőanyag, amely kifejezetten kis-és nagyírlő fogakhoz ajánlott, hogy könnyebben megkülönböztethető legyen a fog és a fogtömés. Dyract Posterior+ folyamatosan ad le fluoridot és savpufferként funkcionál – ezáltal még jobban véd káriesz ellen. Kiváló fizikai tulajdonságok és rendkívüli kopásállóság jellemzi, amelyek rágóerő terhelés szempontjából nagy jelentőséggel bírnak.

utántöltő:

188 155	20 x 0,25 g kapszula fehér-opak	1 csomag	26.495
---------	---------------------------------	----------	--------

gazdaságos csomag:

188 156	5 x 20 x 0,25 g kapszula fehér-opak	1 csomag	113.925
---------	-------------------------------------	----------	---------



Dyract Flow (Dentsply Sirona)

Fényrekötő, folyékony kompomér tömőanyag, kicsi, rágóterhet nem viselő tömésekhez, front- és rágófogakhoz, lapos V. osztályú tömésekhez, tömések széli záródásának javítására, alábélelésre.

2 x 1,8 g fecskendő, 25 applikációs csúcs:

288 131	A2	1 csomag	27.495
288 132	A3	1 csomag	27.495
288 133	A4	1 csomag	27.495
288 134	B1	1 csomag	27.495
288 137	O-A3	1 csomag	27.495
288 138	applikációs kanül, fekete, 25 db	1 csomag	3.495



Twinky Star (voco)

Fényrekötő kompomér tömőanyag tejfogakhoz, vidám színekben.

készlet nr. 1680:

275 185	40 x 0,25 g kapszula vegyes színekben, színskála	1 csomag	54.495
---------	--	----------	--------

utántöltő, 25 x 0,25 g kapszula:

275 186	Nr. 1681, arany	1 csomag	35.795
275 187	Nr. 1682, ezüst	1 csomag	35.795
275 188	Nr. 1683, kék	1 csomag	35.795
275 189	Nr. 1684, pink	1 csomag	35.795
275 194	Nr. 1685, zöld	1 csomag	35.795
275 195	Nr. 1686, narancs	1 csomag	35.795
275 196	Nr. 1687, citrom	1 csomag	35.795
375 129	Nr. 1688, áfonya	1 csomag	35.795



Twinky Star Flow (voco)

Fényrekötő kompomér tömőanyag tejfog restaurációkhoz.

375 105	2 g fecskendő: nr. 1693, kék	1 csomag	12.895
375 106	2 g fecskendő: nr. 1694, pink	1 csomag	12.895

K+B javító anyagok



Javitókészlet (GC)

Csupán 3 termékből álló készlet üvegkerámia, hibrid kerámia, cirkon, alumínium-oxid, kompozit és fémalapú restaurációk intraorális javítására. A Single-Dose kiszerezésnek köszönhetően gazdaságos, nincs anyagmaradék, nem pazarlódik. A készlet G-Premio univerzális bondot, speciális - kerámiához és hibrid kerámiához való - Ceramic Primer II folyadékot, és - a fémvázak elfedésére - 1 fecskendő Gradia Plus opakert tartalmaz.

készlet:

347 180	5-5 Unit Dose G-Premio Bond és Ceramic Primer II, 2 ml Gradia Plus Opaque OA1, tartozékok	1 csomag	34.995
---------	---	----------	--------

Porcelánjavító készlet (Ultradent)

OpalDam: Fényrekötő rezin, amely elszigeteli a szomszédos fogakat és lágy szöveteket az intraorálisan kivitelezett mikroabráziós eljárás során.

EtchArrest: Szódabikarbonát tartalmú zselé, amely védi a környező szöveteket az erős savak használatakor és semlegesíti azokat a lemosást megelőzően.

Porcelánsav: Élénkssárga színű, puffertolt, 9,5% hidrofluorsav tartalmú gél a porcelán kondicionálásához.

Silane: Egykomponensű silane oldat, amely jelentősen megnöveli a porcelán és a kompozit közötti kötődést.

PQ1: Primer és bond egyben, fényrekötő rezin kompozit tömések készítéséhez és javításához.

PermaFlo Dentin Opaquer: Fényrekötő folyékony kompozit a fém elfedésére porcelán javításkor.

Porcelánjavító készlet

- 1,2 ml porcelánsav, 1,2 ml Silane,
- 1,2 ml Opaldam inyvédő,
- 1,2 ml Etch Arrest savsemlegesítő,
- 1,2 ml PQ1 bondanyag,
- 1,2 ml PermaFlo opaker színű folyékony kompozit,

917 543 80 db fecskendő vég 1 csomag 44.295

Porcelánsavazó készlet:

- 2 x 1,2 ml porcelánsav,
- 2 x 1,2 ml szilán,
- 20 db Black mini brush vég,

917 186 20 db Insprial brush vég 1 csomag 20.395

917 542 2 x 1,2 ml porcelánsav 1 csomag 10.275

917 541 2 x 1,2 ml szilán 1 csomag 6.695



Ceramic Repair (ivoclar vivadent)

Teljes rendszer kerámia és kompozit leplezések intraorális javítására.

készlet:

- 4 x 3 g Tetric Evo Ceram (A1, A2, A3, A 3.5 dentin),
- 5 g Monobond Plus, 1,8 g IPS Empress Direct Opaque,

091 185 6 g Heliobond, tartozékok 1 készlet 94.295



Monobond Plus (ivoclar vivadent)

Egykomponensű ragasztó adhezív kötés létrehozására a ragasztókompozit és bármely indirekt restauráció között. (Üveg- és oxidkerámia, fém, kompozit, szálerősített kompozit.)

191 124 utántöltő: 5 g 1 csomag 26.995



Monobond Etch & Prime (ivoclar vivadent)

Az első egykomponensű kerámia primer, mely egy lépésben savazza és szilanizálja az üvegkerámia felületét, egyúttal eltávolítja a nyálmaradékokat.

191 120 utántöltő: 5 g 1 csomag 47.835



IPS Empress Direct Opaque (ivoclar vivadent)

Fényrekötő opaker kiváló minőségű front- és rágófog restaurációkhoz, univerzális opak színben.

Alkalmazási terület: szabaddá vált fémfelületek takarása illetve a fog elszíneződéseinek maszkolása.

Kiváló takaróerejének köszönhetően rendkívül vékony rétegben használható.

119 140 IPS Empress Direct Opaque, 1,8 g fecskendő 1 csomag 13.645



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



SZILANIZÁLÓ FOLYADÉK

Felületkezelő anyag, mely a retenciós felszín előzetes kialakítása után tartós kémiai kötést biztosít fém-kompozit, kerámia-kompozit és kompozit-kompozit között. Az anyag szilán tartalma tökéletes széli záródást tesz lehetővé a fenti felületeken.

000 910 8 ml 1 flakon 15.995

csak **15.995 Ft**



KERÁMIA SAV

5%-os fluorsav kerámia restaurációk savazására. A kerámiafelület és a kompozit közötti kötést retentív úton erősíti. A gél optimális konzisztenciája pontos és könnyű applikálást tesz lehetővé. **Kizárólag extraorális felhasználásra!**

000 989 applikációs üveg, 6 ml 1 db 13.995

csak **13.995 Ft**



PERMABOND LAB „NEW FORMULA”

Könnyen használható fém primer. Csupán fel kell hordani és 1 percig szárítani. Fénypolimerizáció nem szükséges. A szag-semleges anyag univerzálisan, minden fémen használható, tartós kötést biztosít.

500 950 M+W Permabond Lab New Formula, 5 ml 1 flakon 20.495

csak **20.495 Ft**

Végleges üvegeionomer tömőanyagok



GLASFILL

Vízzel keverendő gyorskötésű üvegeionomer tömőanyag I, III és V osztályú kavitások valamint tejfogak tömésére. További ragasztóanyag használata nélkül is kiválóan köt a fogszövethez. Kopásállósága kiváló. Szín: univerzális (LY)

400 101 15 g por, 1 vízadagoló flakon, 1 adagoló kanál 1 csomag 10.395

csak **10.395 Ft**

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Ketac Molar Easymix A.R.T (3M)

Könnyen keverhető, amalgámszerűen tömöríthető, kémiai kötésű üvegeionomer tejfogtömésre, csontfelépítéshez, alábélelésre, illetve szendvics-technikához.

készlet:

917 168 12,5 g por A3, 8,5 ml folyadék, 1 adagolókanál, 1 készlet 15.495*

***tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes**

Ketac Universal (3M)

Röntgenárnyékot adó üvegeionomer tömőanyag. Felhasználása során nincs szükség külön savazásra illetve kondicionálásra, kémiai kötést alakít ki a fogzománc és dentin rétegeivel. Flouridot ad le. Szájállósága kiváló, így hosszútávú tömések készítésére is kiválóan alkalmas. Nedvesség tűrőképessége meghaladja a kompozitokét. Konzisztenciája könnyű applikálást tesz lehetővé.

Indikációk: • Több felszínű tömések az I és II osztályban, csonk felépítés, elsődleges tömés, nyaki tömések, ideiglenes tömés, barázdazárás.

Ketac Universal bevezető készlet:

1x12,5 g por A3 színben, 1x8,5 ml folyadék, 1 adagoló kanál,

917 869 1 keverőlap, használati útmutató 1 csomag 18.895



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Ketac Molar Easymix (3M)

Röntgenárnyékot adó üvegeionomer cement rágófogak ellátására tartós provizóriumként, tejfog tömésekhez, kompozit tömések alá, illetve csonkfelépítésre.

320 137 por 12,5 g; por A3, 12,5 g 1 csomag 23.495
320 140 folyadék 8,5 ml 1 csomag 18.475



Fuji IX GP (GC)

Kémiai kötést üvegeionomer cement rágófogak tömésére. Tömöríthető, röntgenárnyékot ad, gyorsan köt, feldolgozása egyszerű, nyomás- és kopásállósága kiváló. Különösen alkalmas tejfogtömésekre, maradó fogak közepesen tartós tömésére, valamint csonkfelépítésre. A kapszulás kiszorítás 0,35 g port és 0,1 g folyadékot tartalmaz. A teljes kötési idő 6 perc, a „Fast” kapszulák esetében 3 perc.

készlet: 15 g por A3, 8 g (6,4 ml) folyadék,

198 172 mérőkanál, keverőblokk 1 készlet 31.145
198 176 folyadék, 8 g (6,4 ml) 1 csomag 13.295
098 187 műanyag keverőspatula, kék 1 db 395



szín	por, 15 g	kapszula, 50 db	kapszula Fast, 50 db
A2	198 175	198 177	298 194
A3	298 178	298 198	298 195
B3	298 179	298 199	298 196
1 csomag	19.845	46.995	46.995



Fuji IX GP Extra (GC)

A kedvelt Fuji IX üvegeionomer cement továbbfejlesztett változata. Az új generációs üveg töltőszemcsék az anyagnak magas transzrucenciát és ezáltal élethű esztétikai hatást kölcsönöznek. Az új töltőanyag az elődjénél hatszor több fluoridot bocsát ki, még magasabb védelmet nyújtva a káriesszel szemben. Erős röntgenárnyékának köszönhetően jól nyomonkövethető. Nem igényel alávágásokat, fogszövet kímélő preparációt tesz lehetővé. Indikációk: tejfogak I és II osztályú restaurációi, tartós helyreállítások az I és II osztály rágóerővel nem terhelt felületein, féltartós helyreállítások az I és II osztály rágóerőnek kitett területein (szendvicstechnika), V osztályú és gyökérfelületi restaurációk, csonkfelépítés.

készlet, 15 g por, 8 g (6,4 ml) folyadék

347 102 A2 1 csomag 32.945
347 103 A3 1 csomag 32.945
347 112 folyadék, 8 g (6,4 ml) 1 csomag 14.475



szín	por, 15 g	kapszula, 50 db
A1	347 104	698 140
A2	347 105	698 141
A3	347 106	698 142
A3,5	347 107	698 143
B1	347 108	698 144
B2	347 109	698 145
B3	347 110	698 146
C4	347 111	698 147
készlet*	–	698 148
1 csomag	21.125	52.995

* 10-10 db A2, A3, A3.5, B1, B3 kapszula.





EQUIA (GC)

Egyben behelyezhető, radiopak poszterior helyreállító anyag kapszulákban. Az EQUIA egy kivételes helyreállító rendszer, mely egyesíti az üvegrészecskék egy új generációját (EQUIA Fil kapszulák) egy magas töltöttségű rezin védőlakkal (EQUIA Coat). Az EQUIA a gyors és egyszerű kezelhetőséget tökéletes fizikai tulajdonságokkal és egyedülálló esztétikummal kombinálja valamint újabb lehetőséget nyújt Önnek esztétikus poszterior helyreállítások elkészítésére. Indikációk: nagy rágónyomású I. osztályú, kisebb méretű II. és V. osztályú kavitások, valamint tejfogak helyreállítására, gyökér kariesz vagy régebbi tömések javítására, csontfelépítésre valamint kiváló alternatíva amalgámhoz és kompomerekhez.

Intro csomag

50 x 0,14 ml kapszula, 4 ml Equia Coat Plus, tartozékok:

798 185	készlet: 10-10 db A2, A3, A3.5, B2, B3 kapszula	1 csomag	69.995
798 187	A2	1 csomag	69.995
798 188	A3	1 csomag	69.995
898 140	standard fehér (SW)	1 csomag	69.995

Promo csomag

2 x 50 x 0,14 ml kapszula, 4 ml Equia Coat Plus, tartozékok:

598 162	A2-A2	1 csomag	114.995
798 194	A2-A3	1 csomag	114.995
798 195	A3-A3	1 csomag	114.995
898 139	standard fehér (SW)	1 csomag	114.995

utántöltő

50 x 0,14 ml kapszula:

898 141	A2	1 csomag	55.995
898 142	A3	1 csomag	55.995
898 143	A3,5	1 csomag	55.995
898 144	standard fehér (SW)	1 csomag	55.995

EQUIA Coat:

4 ml Equia Coat Plus, 20 eh. tálka,

798 197	50 Micro Tips applikátor, 1 tartó	1 csomag	25.795
---------	-----------------------------------	----------	--------



EQUIA Forte (GC)

Bulkfill üveghibrid tömőanyag rágófogakhoz. Gyorsan kötő, esztétikus restaurációs anyag, melynek fizikai tulajdonságait az új üveghibrid technológia jelentősen javította. Az integrált kötési technológiának köszönhetően a kondicionálás és bondozás feleslegessé válik. A nedvességgel szemben toleráns, a fog korától függetlenül minden felületen egyaránt kiválóan köt. Az EQUIA Forte Coat úgy működik, mint egy híganfolyó, fényes bevonat. Ezáltal időt takarítunk meg a polírozásnál és javítjuk a restauráció translucenciáját és esztétikáját.

Intro csomag:

20 x 0,14 ml kapszula, 20 x 0,1 ml EQUIA Forte Coat, 25 egyszerhasználatos applikátor

998 150	A2	1 csomag	31.575
998 151	A3	1 csomag	31.575
998 152	B2	1 csomag	31.575

Promo csomag:

100 x 0,14 ml kapszula, 4 ml EQUIA Forte Coat, 25 egyszerhasználatos applikátor

998 153	A2	1 csomag	109.995
998 154	A2-A3	1 csomag	109.995
998 155	A3	1 csomag	109.995
998 156	A3-B2	1 csomag	109.995

utántöltő:

50 x 0,14 ml kapszula

998 157	A1	1 csomag	55.995
998 158	A2	1 csomag	55.995
998 159	A3	1 csomag	55.995
998 160	A3,5	1 csomag	55.995
998 161	B1	1 csomag	55.995
998 162	B2	1 csomag	55.995
998 163	B3	1 csomag	55.995
998 164	C4	1 csomag	55.995
998 165	sorozat, 10-10 kapszula A2, A3, A3,5, B1, B3	1 csomag	55.995

EQUIA Forte Coat

998 166	4 ml, 25 egyszerhasználatos applikátor	1 csomag	27.495
---------	--	----------	--------

EQUIA Forte HT (GC)

Üveg-hibrid Bulk-Fill anyag I és II osztályú helyreállításokra. Az üvegrészecskék eloszlása és interakciója következtében rendkívül szilárd, nem ragad. A nagymolekulájú poliakril sav erősíti a cementmátrixot és növeli a kémiai stabilitást. Különösen jól tapad a fogszövethez. Tökéletes transzlucenciája kiváló esztétikai eredményt biztosít.

Intro csomag, 20 x 0,14 ml kapszula:

20 x 0,1 ml Unitdose Equia Forte Coat, 25 egyszerhasználatos applikátor

447 130	A2	1 csomag	31.575
447 131	A3	1 csomag	31.575
447 132	B2	1 csomag	31.575

Promo csomag, 100 x 0,14 ml kapszula:

4 ml Equia Forte Coat, 25 egyszerhasználatos applikátor

447 133	A2	1 csomag	109.995
447 134	A2-A3	1 csomag	109.995
447 135	A3	1 csomag	109.995
447 136	A3-B2	1 csomag	109.995

Klinikai csomag, 200 x 0,14 ml kapszula:

4 ml Equia Forte Coat, 25 egyszerhasználatos applikátor

447 137	A2	1 csomag	185.495
447 138	A3	1 csomag	185.495
447 139	B2	1 csomag	185.495

utántöltő, 50 x 0,14 ml kapszula:

447 140	A1	1 csomag	55.995
447 141	A2	1 csomag	55.995
447 142	A3	1 csomag	55.995
447 143	A3,5	1 csomag	55.995
447 144	B1	1 csomag	55.995
447 145	B2	1 csomag	55.995
447 146	B3	1 csomag	55.995
447 147	C4	1 csomag	55.995
447 148	10-10 db A2, A3, A3,5, B1, B3	1 csomag	55.995
998 166	Equia Forte Coat, 4 ml, 25 egyszerhasználatos applikátor	1 csomag	27.495

Fuji II LC Improved (GC)

Fényre, valamint kémiailag is kötő, röntgenárnyékot adó üvegeionomer tömőanyag (alábélelésre is). A kapszulás kiszerezés 0,33 g port és 0,10 g folyadékot tartalmaz.

készlet:

298 150	3 x 15 g por (A2, A3, B3), 2 x 8 g folyadék	1 készlet	99.995
298 162	folyadék, 8 g (6,8 ml)	1 csomag	21.425
098 187	műanyag keverőspatula, kék	1 db	395

szín	por, 15 g	kapszula, 50 db
A1	298 151	298 180
A2	298 152	298 181
A3	298 153	298 182
A3,5	298 154	298 183
A4	298 155	298 184
B2	298 156	298 185
B3	298 157	298 186
készlet A4-D2*	-	298 191
1 csomag	25.275	57.825

* 10-10 db A4, B2, B3, C2 és 5-5 db B4, D2 kapszula.

Dentin / Cavity Conditioner (GC)

Kavitás tisztító anyag. Egy enyhe 20% poliakrilsavas kondicionáló a smear layer eltávolítására és a fogfelületek kondicionálására.

198 168	Dentin Conditioner, 10% poliakrilsav, 25 ml	1 csomag	12.795
198 167	Cavity Conditioner, 20% poliakrilsav, 5,7 ml	1 csomag	16.495

ÚJDONSÁG





ANA Glass (Nordiska)

Magas fluorid leadású, nagy nyomásslábadású (300 MPa) univerzális üvegionomer tömőanyag. Jól mintázható, nem ragad a műszerre. Konzisztenciája szabályozható.

25 x 0,56 g kapszula:

559 144	A2	1 csomag	24.995
559 145	A3	1 csomag	24.995

Üvegionomer alábélelő és ragasztócementek



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Ketac Cem radiopaque (3M)

Röntgenárnyékot adó ragasztó és alábélelő cement.

klinikai csomag:

917 198	3 x 33 g por, 3 x 12 ml folyadék	1 csomag	43.495*
---------	----------------------------------	----------	---------

bevezető csomag:

020 175	33 g por, 12 ml folyadék, keverőlap	1 csomag	29.995
020 176	por, 33 g	1 csomag	21.995
020 177	folyadék, 12 ml	1 csomag	7.695

***tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes**



Ketac Cem Easymix (3M)

Üvegionomer ragasztócement, a kedvelt Ketac-Cem radiopaque granulátum formájú változata. Könnyű, kiválóan keverhető.

készlet:

320 150	30 g por, 12 ml folyadék, 1 keverőblokk	1 készlet	32.925
---------	---	-----------	--------



Ketac Cem Plus (3M)

Műgyanta-módosított üvegionomer ragasztócement. A műgyanta összetevőnek köszönhetően a kis felületen is nagy kötése erőre képes (kis csont, nagy korona). Paszta-paszta kiszérelés, mely könnyű keverést biztosít. Clickeres adagoló, mely lehetővé teszi a komponensek azonos adagolását. A kifolyt felesleg könnyen eltávolítható, egy gyors (5 mp) fotopolimerizáció után.

Clicker

917 592	1 x 11g	1 csomag	34.345
320 156	2 x 11g	1 csomag	64.995



RelyX Luting (3M)

Könnyen kezelhető, műanyaggal megerősített hibrid-ionomer ragasztócement, kémiai kötésű üvegionomer ragasztócement koronák és hidak beragasztására. Oldékonyága minimális, röntgenezhető, fluoridot ad le.

készlet 3505:

116 170	16 g RelyX Luting por, 9 ml folyadék, 1 mérőkanál, 2 keverőblokk	1 készlet	49.995
---------	---	-----------	--------

A legnagyobb választék a leggyorsabban

- 98% feletti szállítási készség
- a 15 óráig megrendelt áru Budapesten kettő, Budapesten kívül három munkanapon belül átvehető a megadott címen
- ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft rendelési érték felett



Fuji I (GC)

Kémiai kötésű, röntgenárnyékot adó ragasztó- és alábélelő üvegeionomer cement. Használható tejfogtömésekre is. Nem alkalmas műanyag koronák beragasztására. Por/folyadék vagy kapszula készletben kapható (1 kapszula: 0,33 g por, 0,18 g folyadék).

	készlet: 35 g por, világossárga nr. 3, 25 g folyadék,		
098 170	mérőkanál, keverőspatula, keverőblokk	1 készlet	37.995
098 173	por, 35 g, világossárga, mérőkanál	1 csomag	24.175
098 175	folyadék, 25 g	1 csomag	14.595
098 187	műanyag keverőspatula, kék	1 db	395
	Fuji I kapszula, 50 db:		
198 170	világossárga	1 csomag	42.495



Fuji Plus (GC)

Műgyantával erősített univerzális üvegeionomer ragasztócement, fémváz fogművek, kerámia inlay-k, mindennemű akrilát, kompozit korona, inlay, onlay és híd végleges rögzítésére. A GC Fuji PLUS EWT megnövelt munkaideje lehetővé teszi nagy fesztávú hidak, kombinált munkák vagy több restauráció egyidejű beragasztását.

	készlet:		
298 134	15 g por A3, 7 ml folyadék, 6,5 ml kondicionáló	1 készlet	43.995
	por, 15 g:		
298 163	sárga	1 csomag	22.475
298 135	A3	1 csomag	22.475
298 136	transzlucens	1 csomag	22.475
	EWT A3 por, 15 g: 1 perccel hosszabb idő alatt		
298 167	kötő változat (a normál folyadékkal használható)	1 csomag	22.475
298 164	folyadék, 7 ml	1 csomag	14.495
298 165	Fuji Plus kondicionáló, 6,5 ml	1 csomag	11.495
098 187	műanyag keverőspatula, kék	1 db	395
	Fuji Plus kapszula, 50 db:		
298 166	sárga	1 csomag	55.995
298 137	A3	1 csomag	55.995



FujiCem 2 Slide & Lock (GC)

A változatlan összetételű FujiCem 2 ragasztóanyag az új "Slide & Lock" rendszerrel szállítható. A "Slide & Lock" rendszer új kialakítású kartust és keverőcsőröket jelent, melyek könnyebben felhelyezhetők és eltávolíthatók. (Az új SL keverőcsőrök az új FujiCem 2 SL kartusokkal kompatibilisek).

	utántöltő, kézi keverés:		
898 170	2 x 13,3 g (7,2 ml) SL kartus, 1 keverőlap	1 csomag	73.175
	utántöltő, Automix:		
898 171	2 x 13,3 g (7,2 ml) SL kartus, 44 SL keverőcsőr	1 csomag	99.495
898 174	SL keverőcsőr, 20 db	1 csomag	15.695
898 175	SL Endo keverőcsőr, 10 db	1 csomag	8.695
898 149	műanyag adagoló	1 db	8.245
398 162	fém adagoló	1 db	32.895



FujiCem Evolve (GC)

Műanyaggal erősített üvegeionomer cement fém és fémkerámia, kompozit, valamint cirkon-oxid indirekt restaurációk beragasztására. Kiváló kötést biztosít a fog és a pótlás között. Fénykötési opciójának köszönhetően a felesleg könnyen eltávolítható. Erős röntgenárnyékot ad. (> 250 Al %)


	Single Pack induló készlet:		
	5 ml fecskendő,		
447 125	15 Push + Click Mixtips Regular keverőcsőr	1 csomag	31.395
	Triple Pack, kézi keverés:		
447 126	3 x 5 ml fecskendő, 1 keverő lap	1 csomag	68.495
	Triple Pack Automix:		
	3 x 5 ml fecskendő,		
447 127	45 Push + Click Mixtips Regular keverőcsőr	1 csomag	79.995
447 128	Push and Click Tip Regular keverőcsőr, 15 db	1 csomag	6.135
447 129	Push and Click Tip Endo csőr, 15 db	1 csomag	9.195



Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



Kapszulakinyomók (GC)

Precíz, ergonomikus, könnyen tisztítható, autoklávozható kapszulakinyomók GC kapszulákhoz.

098 188	Fuji kapszulakinyomó III	1 db	20.995
098 197	Fuji kapszulakinyomó IV	1 db	33.495



Riva CEM (SDI)

Műanyaggal erősített üvegonomer ragasztócement. Kiváló kötési-, hajlító- és nyomásslárd-sággal rendelkezik. A felesleg eltávolítása egyszerű. Fluoridot ad le, BPA-mentes. Színtabil, transzlucenciája magas, rendkívül jó peremzárást biztosít. Használható indirekt restaurációk (pl. fém- és műanyag inlay-k, onlay-k, koronák, hidak, fémentes kerámia restaurációk alumínium-oxid vagy cirkónium-oxid vázon), fogszabályozó készülékek, illetve implantátumra épített pótlások be-
ragasztására.

459 138	8,5 g fecskendő	1 csomag	20.495
---------	-----------------	----------	--------



Vivaglass Cem PL (ivoclar vivadent)

Önkötő üvegonomer cement leplezett fémrestaurációk (inlay-k, onlay-k, koronák, hidak), valamint fogszabályozó készülékek beragasztására. Transzparens, erősen köt a dentinhez, a felesleg eltávolítása egyszerű. Röntgenárnyékot ad.

Vivaglass CEM PL készlet:

791 150	30 g por, 10 ml folyadék, adagoló kanál, keverőlap	1 csomag	21.995
791 153	Vivaglass CEM PL folyadék, 10 ml	1 csomag	5.895



Aqua Meron (voco)

Rögzítésekhez. Különösen folyékony, vízzel kell keverni.

075 190	por, 35 g	1 csomag	25.695
---------	-----------	----------	--------



Meron Plus QM (voco)

Önsavazó és önkötő, folyamatos fluorid leadást biztosító, csekély filmréteget képző, rezinnel erősített üvegonomer ragasztócement. Széli záródása precíz, a hagyományos üvegonomer cementeknél magasabb tapadási értékkel rendelkezik.

475 168	8,5 g fecskendő	1 csomag	23.275
475 167	3 x 8,5 g fecskendő - 3 db fecskendő 2 db árában	1 csomag	61.295



Ionoseal (voco)

Fényrekötő, röntgenárnyékot adó, egykomponensű üvegonomer kompozit cement alábélelésre, baráz-dazásra.

075 159	tubus, 2 x 4 g	1 csomag	39.995
075 197	3 x 2,5 g fecskendő, applikációs csúcs typ. 41	1 csomag	49.795
175 100	applikációs csúcs typ. 41, 100 db	1 csomag	11.945

Kompozit ragasztócementek



M+W ATTACHMENT-KLEBER ZIRCONIA

Transzparens, önkötő ragasztó kompozit cirkon és nemes- valamint nem nemesfém, továbbá cirkon és kerámia közti adhezív rögzítésre. Az adagoló csőrök az anyagot használatra kész állapotra keverik. Nem igényel fénypolimerizációt. Az ethanol bázisú M+W cirkon attachment primer tartós és biztos kötést biztosít.

M+W Select cirkon attachment ragasztó,

074 917	2 x 4 g, 5 keverőcsőr	1 csomag	17.995
074 918	M+W Select cirkon attachment primer, 5 ml	1 csomag	20.995
074 922	10 keverőcsőr	1 csomag	2.495



csak 17.995 Ft

G-Cem LinkAce (GC)

A GC G-CEM LinkAce dual kötésű, önragasztó univerzális rezin cement dupla dugattyús automix fecskendőben, kerámia- fém- vagy kompozit indirekt helyreállítások adhezív ragasztásához. Önkötő módon legmagasabb polimerizációs konverziós rátával, G-CEM LinkAce tökéletes eredményt biztosít a beragasztandó protetikai anyag típusától függetlenül. A G-CEM LinkAce-ben lévő foszfát monomerek felülmúlhatatlan tartósságot garantálnak a ragasztásnak. A magas kopásállóság és a szín megtartása mellett nyugodtak lehetünk a CAD-CAM és fémentes helyreállítások beragasztásakor is.

2 x 2,7 ml fecskendő, 15 automix keverőcsőr regular, 5 automix keverőcsőr, endo:

347 115	A2	1 csomag	48.675
347 116	transzlucens	1 csomag	48.675
347 117	AO3	1 csomag	48.675
347 118	BO1	1 csomag	48.675
347 119	Automix keverőcsőr, regular, 10 db	1 csomag	3.555
698 191	Automix keverőcsőr, endo, 10 db	1 csomag	3.855



G-Cem LinkForce (GC)

Univerzális adhezív rezincement, mely minden anyaghoz erős kötést biztosít – minden indikációnál, kompromisszumok nélkül. Az inlay-, onlay-, overlay-től kezdve, a héjon és okkluzális héjon át a CAD/CAM fogpótlásokig, a különböző típusú helyreállítások széles skáláján, a hagyományos és az új anyagok, mint például a cirkónium-dioxid, a lítiumdiszilikát és a hibrid kerámia esetében egyaránt használható. Könnyű automix adagolás közvetlenül a helyreállításba, vagy az endo csőr segítségével a gyökércsatornába. A 4 µm-es rétegvastagsága garantálja a pótlás tökéletes adaptációját a csomkhoz. A felesleg 1-2 másodperces részpolimerizálása megkönnyíti az eltávolítást. Az aktivátorok tökéletes arányának köszönhetően biztosított a polimerizáció, még akkor is, ha a fény nem tud átjutni a helyreállításon. Kiváló kopásállóság, még az okkluzális felületek szélein is.

System Kit:

5 ml G-CEM LinkForce A2, 5 ml G-CEM LinkForce Translucent,
5 ml G-Premio BOND, 3 ml G-Premio BOND DCA,
5 ml G-Multi Primer, 1,2 ml G-CEM LinkForce Try-in paszták (A2, Translucent),
3,6 ml GC Etchant, 30 normál automix keverőcsőr,

347 145	kiegészítő eszközök	1 csomag	114.995
---------	---------------------	----------	---------

Starter Kit:

5 ml G-CEM LinkForce, 5 ml G-Premio BOND,
5 ml G-Multi Primer, 20 normál automix keverőcsőr,
kiegészítő eszközök:

347 146	A2	1 csomag	64.295
347 147	transzlucens	1 csomag	64.295

utántöltő:

5 ml G-CEM LinkForce, 20 normál automix keverőcsőr

347 148	A2	1 csomag	50.725
347 149	transzlucens	1 csomag	50.725
347 150	opak	1 csomag	50.725
347 151	bleach	1 csomag	50.725
347 156	G-Premio Bond DCA, 3 ml	1 flakon	15.995
347 157	G-Multi Primer, 5 ml	1 flakon	21.945



ÚJDONSÁG



G-Cem Veneer (GC)

Fényrekötő kompozit ragasztócement 2 mm-nél vékonyabb héjak esztétikus rögzítésére. Kiváló viszkozitása és csekély filmvastagsága egyszerű és pontos applikációt, valamint könnyű felesleg eltávolítást tesznek lehetővé. Kimagasló kopásállósága és hajlítószilárdsága tartós, erős kötést biztosítanak a héj és a fogszövet között. 4 színárnyalata, valamint magas fluoreszcenciája a természetes fogaknak megfelelő esztétikát nyújtanak.

Induló készlet:

1-1 ml (1,7-1,7 gr) G-Cem Veneer A2 illetve transzlucens fecskendő, 2-2 ml Try-in-Paste A2 illetve transzlucens, 5 ml G-Multi Primer, 5 ml G-Premio Bond, 45 adagoló

447 120	kanül, 2 fényvédő sapka, 50 mikro kefe, 20 adagoló csésze	1 csomag	84.995
---------	---	----------	--------

1 ml (1,7 gr) fecskendő:

447 121	A2	1 csomag	12.245
447 122	Transzlucens	1 csomag	12.245
447 123	Opak	1 csomag	12.245
447 124	Bleach	1 csomag	12.245

Try-in (bepróbáló) paszta 1,2 ml:

G-Cem Veneer és G-Cem LinkForce anyagokhoz.

447 110	A2	1 csomag	12.495
447 111	Transzlucens	1 csomag	12.495
447 112	Opak	1 csomag	12.495
447 113	Bleach	1 csomag	12.495



G-Cem (GC)

Új, dual kötésű univerzális műgyanta ragasztócement minden indirekt restaurációhoz (korona, híd, inlay, onlay), valamint fém, üvegrost és kerámia csapokhoz. Kiváló kötőerőt biztosít a zománchoz, dentinhez, fémhez, kompozitához és cirkónium-oxid kerámiához. Előnyei: gyors – nem kell bondozni. Tartós, színtartó, röntgenárnyékot ad, jó fluoridionleadó. A felesleg könnyen eltávolítható.

kapszula, 50 db:

498 196	A2	1 csomag	78.995
498 197	AO3	1 csomag	78.995
498 198	transzlucens	1 csomag	78.995
498 199	BO1	1 csomag	78.995



RelyX U200 (3M)

A RelyX U200 a legújabb generációja az önkondicionáló cementeknek. Kettős kötésű önkondicionáló ragasztócement • Nagyobb kötőerő • Könnyű kezelhetőség • Színtabilitás • Clicker kiegészítés

kézi keverésű paszta/paszta Clicker kiegészítés, 11 g:

917 368	transzlucens	1 csomag	53.495
917 369	A2 universal	1 csomag	53.495
917 370	A3 opaque	1 csomag	53.495



RelyX U200 Automix (3M)

A RelyX U200 Automix egy második generációs önkondicionáló műgyanta cement.

Mivel kémiai összetételük megegyezik, ugyanazon anyagtani tulajdonságokkal bír, mint clickeres változata. 1 fecskendő (8,5 g) kb. 16 applikációra elegendő. A RelyX U200 Automix 8 spirált tartalmazó keverőcsőrt használ, a csőben keletkező anyagvesztés maximálisan csupán 0,357g.

RelyX U200 Automix fecskendő:

1 x 5 ml automix fecskendő, 10 keverőcső, 5 keverő (széles) és endo cső

917 567	transzlucens	1 csomag	37.995
917 568	A2 Universal	1 csomag	37.995
917 569	A3 Opaque	1 csomag	37.995
716 188	standard keverőcső, 30 db	1 csomag	11.995



RelyX Ultimate (3M)

A RelyX Ultimate Clicker egy műgyanta cement, melynek a fogfelszínhez rögzüléséhez külön bond (pl. a 3M Single™ Bond Universal) használata szükséges, hogy a RelyX U200 tapadási erejét felülmúló kötőerősséget érjünk el. A RelyX Ultimate ezért elsősorban üveg-kerámiák és műgyanta alapú (rezin) nano-kerámiák cementálására ajánlott. Megfelel a legkényesebb esztétikai követelményeknek, és 4 színárnyalatban kapható – mindegyik a valós foghoz hasonló fluoreszcenciával.

Eros kötőerő kiváló esztétikával párosítva • Beépített aktivátorral rendelkezik • Nincs szükség további helyreállítási primerekre • Könnyű kezelhetőség • Kevesebb komponens • Színtabilitás

Clicker 1x 4.5g:

917 591	Transzlucens	1 csomag	33.995
917 590	A1	1 csomag	33.995
917 588	B0.5	1 csomag	33.995
917 589	A3 Opaque	1 csomag	33.995

A nagy cement választó



Javaslat

Cement és indikáció szerint

++	Erősen javasolt*
+	Javasolt
-	Nem javasolt

RelyX™ Ultimate
Adhezív Rezín Cement

RelyX™ U200
Ökondicionáló
Rezín Cement

Ketac™ Cem Plus
Rezín Módosított Üvegionomer Cement

Fém, fém alapú pótlás			
Inlay, onlay	+	++	+
Korona, híd	+	++	++
Gyökércsapok	+	++	++
Maryland híd	++	+	-
Implantátumra rögzített pótlás	+	++	++
Üvegkerámiák (ide értve a diszilikátokat) (pld. e-max®, VITA Mark II, IPS Empress2)			
Inlay, onlay	++	+	-
Korona, híd	++	++	-
Héj	+	-	-
Implantátumra rögzített pótlás	+	+	-
Oxidkerámiák (pld. Lava™ Plus, BruxZir®, Procera®)			
Inlay, onlay	++	++	+
Korona, híd	+	++	+
Gyökércsap	+	++	+
Maryland híd	++	+	-
Implantátumra rögzített pótlás	+	++	++
Rezín nanokerámiák (pld. Lava™ Ultimate CAD/CAM pótlás)			
Inlay, onlay	++	-	-
Héj	+	-	-
Rezín kompozitok			
Inlay, onlay	++	+	-
Korona	++	++	-
Gyökércsapok	+	++	-
Héj	+	-	-
Implantátumra rögzített pótlás	++	++	-

* Az adott indikációhoz jobb teljesítmény, vagy egyszerűbb használhatóság, azonos teljesítmény mellett

1



SpeedCEM Plus (ivoclar vivadent)

Önragasztó, önkötő kompozit ragasztó cement fényrekötő opcióval fém, fémkerámia, nagy szilárdságú fémentes kerámia, szálerősített kompozit pótlások gyors és egyszerű rögzítésére, további ragasztó és foszforsavas kondicionálás nélkül. Magas hajlítószilárdságának, dimenzióstabilitásának, valamint csekély oldékonyságának köszönhetően a SpeedCEM Plusz tartósan stabil kompozit mátrixot alkot. Erős röntgenárnyékot ad, a röntgenképen kiválóan felismerhető. A feleslegek könnyen eltávolíthatók. Különösen alkalmas gyökércsapok beragasztására és cirkónium-oxid pótlások rögzítésére implantátum abutmenteken.

Induló készlet, transzparens: 2,5 g Automix fecskendő, 1 csomag			13.995
119 195	1 g Ivoclean, 4 keverőcsőr, tartozékok	1 csomag	
119 196	utántöltő: 9 g Automix fecskendő, 15 keverőcsőr, transzparens	1 csomag	41.495
119 197	sárga	1 csomag	41.495
119 198	opak	1 csomag	41.495

ÚJDONSÁG gazdaságos csomag:

3 x 9 g Automix-fecskendő, 3 x 15 keverőcsőr, 3 x 5 gyökércsatorna kanül:			
119 193	transzparens	1 csomag	104.995
119 194	sárga	1 csomag	104.995



Variolink Esthetic (ivoclar vivadent)

Erős röntgenárnyékot adó esztétikus ragasztó kompozit, kerámia- és kompozit pótlások végleges rögzítésére. A Variolink II és a Variolink Veneer továbbfejlesztett változata. A Variolink Esthetic DC duálkötésű anyagot elsősorban üvegkerámia, lítium-diszilikát és kompozit inlay-k, onlay-k, részleges koronák, koronák és hidak végleges beragasztására ajánljuk. A Variolink Esthetic LC fényrekötő anyag a kisebb falvastagságú (< 2mm), üvegkerámia, lítium-diszilikát és kompozit pótlások (pl. héjak) rögzítésére szolgál. A két „light” (világos) szín a restauráció célzott világosítására, míg a két „warm” (meleg) szín a célzott sötétítésére használatos. A „neutral” szín – magas transzlucenciája által – színsemleges ragasztást biztosít. A felesleg fénnel rövid ideig polimerizálható, majd az elastikus fázisban a szokásosnál könnyebben eltávolítható.

LC System Kit (Pen): 2-2 g Esthetic LC light, neutral, warm, 1,7-1,7 g Esthetic Try-In paszta light, neutral, warm, 2 g Total Etch, 2 ml Adhese Universal VivaPen,			
135 393	5 g Monobond Plus, 2,5 g Liquid Strip, tartozékok	1 csomag	111.485
DC System Kit (Pen): 5-5 g Esthetic DC light, neutral, warm, 1,7-1,7 g Esthetic Try-In paszta light, neutral, warm, 2 g Total Etch, 2 ml Adhese Universal VivaPen,			
135 548	5 g Monobond Plus, 2,5 g Liquid Strip, tartozékok	1 csomag	154.995

	Esthetic LC, 2g, 5 applikációs kanül	Esthetic DC, 5g, 10 keverőcsőr	Esthetic DC, 9g, 15 keverőcsőr	Esthetic DC, 3 x 9g, 3x15 keverőcsőr	Esthetic Try-In, 5g, 5 applikációs kanül
light +	219 102	219 107	-	ÚJDONSÁG	219 112
light	219 103	219 108	135 385	219 119	219 113
neutral	219 104	219 109	134 349	219 120	219 114
warm	219 105	219 110	135 632	219 121	219 115
warm+	219 106	219 111	-		219 116
1 csomag	15.995	35.995	62.995	139.995	8.795



Multilink Automix (ivoclar vivadent)

Kompozit bázisú önkötő ragasztócement automix fecskendőben inlay-k, onlay-k, koronák, hidak, Maryland hidak beragasztására. Az önsavazó primernek köszönhetően szükségtelenné válik a total-etch technika. Konzisztenciája krémszerű, könnyen feldolgozható, a felesleg egyszerűen eltávolítható. Peremzárása kiváló, kötése ereje nagy.

Multilink Automix easy utántöltő, 9 g Automix fecskendő, 15 keverőcsőr:			
691 196	transzparens	1 csomag	62.895
691 197	sárga	1 csomag	62.895
691 198	opak	1 csomag	62.895

Multilink Automix gazdaságos csomag, 3 x 9 g Automix-fecskendő, 3 x 15 keverőcsőr:			
891 149	sárga	1 csomag	139.995
891 148	transzparens	1 csomag	139.995

Multilink Automix Try-in 1,7 g:			
891 152	transzparens	1 csomag	7.995
891 153	sárga	1 csomag	7.995
891 154	opak	1 csomag	7.995
691 166	Multilink keverőkanül, 15 db	1 csomag	5.495
491 146	3-3 g Multilink Primer A+B	1 csomag	28.995



ÚJ

Variolink® Esthetic

Az esztétikus ragasztó kompozit

**“Bámulatosan egyszerű
esztétika!”**

*Ragasztó kompozit rendkívüli esztétikához,
felhasználóbarát megmunkálással...*

- Kiegyensúlyozott és tömör Effect árnyalat-rendszer
- Kiváló színtabilitás az amin mentes összetételnek köszönhetően
- Könnyű, kontrollált felesleg eltávolítás



www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

1



Liquid Strip (ivoclar vivadent)

Glicerín gél, mely megakadályozza a kompozitokon keletkező oxigén-inhibált réteg kialakulását kompozit és kerámia pótlások beragasztása során.

091 169	normál csomag: 1 fecskendő 2,5 g, 5 kanül	1 csomag	6.795
---------	---	----------	-------



Ivoclean (ivoclar vivadent)

Tisztító paszta, mely megtisztítja a pótlások felszínét a szennyeződésektől, különösen a bepróbálás során rátapadó proteinektől. Az eredmény optimálisan előkészített felület az adhezív rögzítéshez. Használata egyszerű, bármely restaurációs anyaghoz alkalmazható.

119 155	5 g flakon	1 csomag	11.295
---------	------------	----------	--------

ÚJDONSÁG



Visalys CemCore (Kettenbach)

Kettőskötésű adhezív ragasztó- és csontfelépítő anyag. Az „Active-Connect-Technology”, (ACT) optimális kötésért biztosít. A csontfelépítés egyszerűen, matrica nélkül elvégezhető. A pótlás alól kifolyó felesleg rövid megvilágítással egyszerűen eltávolítható. A pontos színválasztáshoz valamennyi színben Try-In (bepróbáló) paszta áll rendelkezésre.

induló csomag Universal (A2/A3) színben:

2,5 ml Automix fecskendő Visalys CemCore,
2 ml Tooth Primer, 2 ml Restorative Primer,
5-5 hegyes illetve tompa kék keverőcsőr,
3 intraorális csúcs, 2 endő csőr

037 140		1 csomag	49.995
---------	--	----------	--------

normál csomag:

5 ml automix fecskendő Visalys CemCore,
10-10 hegyes illetve tompa kék keverőcsőr,
6 intraorális csúcs, 4 endő csőr:

037 141	Universal A2/A3	1 csomag	51.185
037 142	Opaque	1 csomag	51.185
037 143	Translucent	1 csomag	51.185
037 144	Bleach	1 csomag	51.185
037 145	Dark A4	1 csomag	51.185

1,4 ml Visalys CemCore Try In Paste fecskendőben,

5 applikációs kanül:

037 146	Universal A2/A3	1 csomag	8.495
037 147	Opaque	1 csomag	8.495
037 148	Translucent	1 csomag	8.495
037 149	Bleach	1 csomag	8.495
037 150	Dark A4	1 csomag	8.495
037 151	Visalys Tooth Primer, 4 ml	1 csomag	25.495
037 152	Visalys Restorative Primer, 4 ml	1 csomag	25.495
037 153	keverőcsőr kék, tompa, 50 db	1 csomag	15.995
037 154	keverőcsőr kék, hegyes, 50 db	1 csomag	15.995



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



PermaCem (DMG)

Univerzális ragasztó cement valamennyi protetikai munkához. Fémhez, kompozitához és fémmentes kerámiához egyaránt használható. Tartós fluorid leadással rendelkezik, nem oldódik. A csekély filmvastagság pontos illeszkedést biztosít.

698 125	PermaCem Automix kartus (52g), 35 db kék Mixing-Tips	1 csomag	19.995
698 126	Automix keverőcsőrök: kék 1:1, 50 db	1 csomag	12.945
298 265	adagolópisztoly	1 db	26.995



NAGYOONON 2 AZ 1-BEN A VISALYS® CEMCORE

CEMENTEZÉS ÉS CSONKFELÉPÍTÉS Hány féle anyagot használ? A Visalys® CemCore két indikációra is hatékony kombináció. Kettős kötésű anyag, mely **széleskörű megoldást nyújt** és garانتálja az **optimális ragasztókötetést** és ugyanakkor **kiemelkedő stabilitást nyújt**, matrica használata nélkül is, az **Aktív-Connect-Technológiának** köszönhetően. A Visalys® CemCore természetesen szintén bisphenol A-mentes.
kettenbach-dental.com



IDENTIUM®
PANASIL®
FUTAR®
SILGINAT®



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent



VISALYS® CEMCORE
VISALYS® CORE
VISALYS® TEMP



PermaCem 2.0 (DMG)

A Permacem 2.0 az önkötő ragasztó kompozitok új generációját képviseli. A kötéseért felelős mono-mer speciális receptúrája természetes önkötést biztosít a cirkon-dioxidon. Az eredmény: kiváló kötési értékek a cirkon kerámián és tökéletes biztonság a felhasználó számára. Remekül feldolgozható: a feleslegek eltávolítása egyszerű, nem csöppen, és - a Flow 2.0 formulának köszönhetően - mindenhová befolyik.

9 g Smartmix-fecskendő, 15 Smartmix-Tips rövid, 5 Smartmix-Tips endo M:			
898 130	A2	1 csomag	41.995
898 131	A3 opak	1 csomag	41.995
898 132	transzparens	1 csomag	41.995
gazdaságos csomag: 3 x 9 g Smartmix-fecskendő, 45 Smartmix-Tips rövid, 15 Smartmix Tips Endo M:			
134 822	A2	1 csomag	89.995
138 103	A3 opak	1 csomag	89.995
138 568	transzparens	1 csomag	89.995

ÚJDONSÁG



PermaCem Universal (DMG)

Univerzális adhezív kompozit cement. Egyaránt kiváló kötéseivel bír indirekt kerámia, fém és kompozit pótlások rögzítésekor. Magas kopásállósága tartósan megbízható peremminőséget, a pótlás számára hosszú élettartamot biztosít. A felesleg eltávolítása egyszerű. Röntgenárnyékot ad, színtabil, optimális floureszcenciával rendelkezik.

9 g Smartmix-fecskendő, 10 rövid Smartmix-keverőcső:			
759 160	A1	1 csomag	54.995
759 161	A2,5	1 csomag	54.995
759 162	A4	1 csomag	54.995
759 163	transzparens	1 csomag	54.995
759 164	BL	1 csomag	54.995



Calibra (Dentsply Sirona)

Esztétikus duálkötésű cement inlay-k, onlay-k, héjak, gyökércsapok, koronák, illetve - Prime & Bond és Dentsply Sirona Self Cure Activator használatával - bármely indirekt restauráció beragasztására. A katalizátor paszta két konzisztenciában szállítható. Magas viszkozitású: megakadályozza a lecsepenést a restauráció behelyezésekor. Alacsony viszkozitású, különösen jó folyási tulajdonságokkal bír koronák és hidak beragasztásához.

fecskendő 2 g:			
288 173	bázis, világos	1 csomag	15.495
288 174	bázis, közepes	1 csomag	15.495
288 175	bázis, sötét	1 csomag	15.495
288 176	bázis, TL (transzlucens)	1 csomag	15.495
288 177	bázis, opak	1 csomag	15.495
288 178	katalizátor, normal viszkozitású	1 csomag	15.495
288 179	katalizátor, magas viszkozitású	1 csomag	15.495
588 135	kanül, 50 db	1 csomag	26.995
szilán:			
288 180	1 db 3 ml-es fecskendő, 25 applikációs tű	1 csomag	12.145



Bifix SE (voco)

Duálkötésű, önsavazó kompozit bázisú ragasztócement, koronák hidak, inlay-k, onlay-k csapok végleges rögzítésére.

készlet 1784: 3 x 5 g fecskendő (univerzális, transzparens, fehér opak) typ 14 és typ 15 keverőcsőrök			
475 140	utántöltő, 5 g fecskendő, typ 14 és typ 15 keverőcsőrök	1 csomag	69.995
475 141	univerzális, nr. 1785	1 csomag	25.995
475 142	transzparens, nr. 1786	1 csomag	25.995
475 143	fehér opak, nr. 1787	1 csomag	25.995
475 144	keverőcsőrök Typ 14 (standard), nr. 2194, 50 db	1 csomag	16.725
475 145	keverőcsőrök Typ 15 (gyökércsatornákhöz), nr. 2195, 50 db	1 csomag	21.585
275 118	applikációs feltét Typ 1 Nr. 2139 (gyökércsatornákhöz), 50 db	1 csomag	13.995

Maxcem Elite (Kerr)

A még tökéletesebb színállóság magasabb esztétikai megjelenés biztosít. Az anyagfelesleg még egyszerűbben, egy rétegben eltávolítható. Nem szükséges hűtve tárolni. A fecskendőket légmentes alumínium fólia védi. Tixotróp. Kompatibilis a leggyakrabban alkalmazott fogmű anyagokhoz illetve fogmű alapokhoz. Használható fémmentes anterior/poszterior kerámia, szerves kerámia, fémváz, nemesfém, CAD/CAM, cirkónium-oxid pótlásokhoz.

Standard Kit: 5 x 5 g dual fecskendő (2 x clear, 1 x fehér, 1 x fehér opak, 1 x sárga), 24 keverőszár normál méret, 16 széles végű keverőszár, 8 intraorális csúcs, 8 gyökércsatorna csúcs			1 db	69.995
225 130				
Value Kit: 2 x 5 g dual fecskendő clear, 11,7 g TempBond NE Automix (önkeverő) fecskendőben, 8 keverőszár normál méret, 8 széles végű keverőszár, 8 intraorális csúcs, 8 TempBond keverőszár			1 csomag	41.995
225 131				
Mini Kit: 5 g dual fecskendő clear, 4 keverőszár normál méret, 4 széles végű keverőszár, 4 intraorális csúcs			1 csomag	22.995
225 132				
utántöltő: 2 x 5 g fecskendő, 10 keverőszár normál méret, 8 széles végű keverőszár, 8 intraorális csúcs:				
225 133	clear		1 csomag	34.995
225 134	fehér		1 csomag	34.995
225 135	fehér opak		1 csomag	34.995
225 136	sárga		1 csomag	34.995
225 138	keverőszár, normál méret, 40 db		1 csomag	18.995
225 139	8 széles végű keverőszár, 8 intraorális csúcs		1 csomag	4.995
225 140	8 széles végű keverőszár, 8 gyökércsatorna csúcs		1 csomag	4.995



Breeze (Pentron)

Önsavazó, önragasztó esztétikus dualkötésű kompozit cement. Használata időtakarékos, hiszen nem igényel savazást, bondozás illetve keverést. Kiváló kötéserőt biztosít a dentinhez, zománchoz és a pótláshoz egyaránt. Használható koronák, hidak, inlay-k, onlay-k és csapok beragasztására.

Induló készlet: 3 x 4 ml A2 fecskendő A2, 1 x 4 ml transzparens fecskendő, 1 x 4 ml opak-fehér fecskendő, 3 ml szilán, 40 Auto-Mix keverőcsőr, 10 intraorális csúcs			1 csomag	49.995
659 120				
utántöltő, 4 ml / 7,8 gr fecskendő, 12 keverőcsőr:				
659 121	A2		1 csomag	12.995
659 122	transzparens		1 csomag	12.995
659 123	opak-fehér		1 csomag	12.995



Karboxilát és foszfát cementek

Harvard Cement (HARVARD)

Cinkfoszfát cement normál- és gyorskötésű változatban koronák, többtagú hidak és inlay-k beragasztására. A normálkötésű változat alkalmas továbbá fogszabályozó készülékek rögzítésére, alábélelésre és ideiglenes tömések készítésére.

flyadék, 40 ml:

062 110	normál	1 csomag	4.795
062 111	gyors	1 csomag	4.795

szín	por, normál, 100 g	por, gyors, 100 g
fehér (1)	062 117	062 118
sárgásfehér (3)	062 100	062 105
világossárga (4)	062 101	062 106
sárga (5)	062 102	062 107
rózsaszín (15)	062 104	062 109
Ár	7.995	7.995



Harvard Polycarboxylat Cement (HARVARD)

Gyorsan kötő cink-polykarboxilát cement koronák és inlay-k beragasztására illetve alábélelésre.

por 100 g:

062 140	nr. 3, sárgásfehér	1 csomag	8.795
062 141	nr. 4, világossárga	1 csomag	8.795
062 142	flyadék, 40 ml	1 csomag	7.495



Alábélelők, pulpasapkázók

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Calasept (Directa)

Steril, röntgenárnyékot adó kalcium-hidroxid direkt-applikáló fecskendőben. Gyökértömések ideiglenes tömésére, pulpasapkázáshoz és alábélelőanyagként mély kavitásokhoz.

	2 x 1,5 ml Luer-Lock-fecskendő,		
198 340	10 applikációs kanül	1 csomag	8.325
	4 x 1,5 ml Luer-Lock-fecskendő,		
198 341	20 applikációs kanül	1 csomag	13.995
198 342	applikációs kanül, 100 db	1 csomag	12.475

Calasept Plus (Directa)

Röntgenárnyékot adó kalcium-hidroxid paszta. A paszta magas (>41%) kalcium-hidroxid tartalmának és a magas hidroxil ion koncentrációnak köszönhetően tartós kalcium ion leadást biztosít. Magas pH értéke (12,4) miatt antibakteriális hatással bír. Használható foggyökérsatornák ideiglenes tömésére, pulpasapkázásra és mély kavitások alábélelésére. A Flexi-Tips csúcsok megkönnyítik az anyag pontos és mély applikációját.

198 343	4 x 1,5 ml, 20 Flexi-Tips	1 csomag	15.495
198 345	Flexi-Tips, 100 db	1 csomag	21.995

Biodentine (septodont)

Bioaktív dentinpótló anyag. Fizikai tulajdonságai az ép dentinéhez hasonlóak. Helyettesíteni képes a dentint a koronában és a gyökérben egyaránt. A legjobb feltételeket teremti meg a fogbél vitalitásának megőrzéséhez azáltal, hogy a dentin felszínén nagyon szoros zárást létesít. Biztosítja, hogy a beavatkozás után nem jelenik meg érzékenység, és az élő fogban a helyreállítás hosszú élettartamú lesz. Indikációk a koronai részben: ideiglenes zománc, végleges dentin helyreállítás; mély és/vagy nagy kiterjedésű koronai szuvaság helyreállítása (szendvics technika); mély nyaki és/vagy gyökéri hiányosság helyreállítása; pulpasapkázás; pulpótómia. Indikációk a gyökéri részben: gyökérperforációk, furkáció perforációk, perforáló belső illetve külső reszorpciók helyreállítása; apexifikáció; gyökércsúcsi tömés endodonciai sebzetben (retrográd gyökértömés). 3,5 mm alumíniumnak megfelelő röntgenárnyékot ad.

038 100	15 por kapszula, 15 egység folyadék	1 csomag	65.495
---------	-------------------------------------	----------	--------

Calci-Line (Hager & Werken)

Pontszerűen applikálható, röntgenárnyékot adó 45%-os kalciumhidroxid paszta. Magas pH értékének köszönhetően (11,5) antibakteriális hatású. Minden alábélelő és tömőanyag alá használható.

098 337	fecskendő 2 ml, 2 kanül	1 csomag	7.595
---------	-------------------------	----------	-------

Ledermix kalcium-hidroxid paszta (RIEMSER)

Röntgenárnyékot adó, használatra kész paszta fecskendőben. Indirekt és direkt pulpasapkázáshoz és ideiglenes gyökértöméshez.

098 329	paszta, 2 ml	1 csomag	7.475
---------	--------------	----------	-------

Calcipro (lege artis)

Por kalcium-hidroxid paszta elkészítéséhez, egyéni állag előállításához (desztillált vízzel kell összekeverni). A pulpa közvetlen befedésére illetve ideiglenes gyökértöméshez.

044 310	por, 10 g	1 csomag	8.735
---------	-----------	----------	-------

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Calcimol / Calcimol LC (voco)

Röntgenezhető kalcium-hidroxid paszta indirekt pulpasapkázásra és alábélelésre, önkötő és fényrekötő változatban.

Calcimol (önkötő)			
075 341	13 g bázis, 11 g katalizátor	1 csomag	8.495
Calcimol LC (fényrekötő)			
075 355	tubus, 2 x 5 g	1 csomag	18.695
075 356	fecskendő, 2 x 2 ml, applikációs csúcs typ. 41	1 csomag	17.675



Calcicur (voco)

Röntgenárnyékot adó kalcium-hidroxid paszta fecskendőben, direkt és indirekt pulpasapkázáshoz, illetve ideiglenes gyökértöméshez.

075 343	2 ml	1 db	13.475
075 300	3x2 ml	1 db	34.995
075 347	applikációs kanülök, 30 db	1 csomag	8.425



Opacal (PD)

Krémes konzisztenciájú, röntgenárnyékot adó paszta direkt és indirekt pulpasapkázásra, valamint ideiglenes gyökértömésre. Pulpasapkázó anyagként használva lúgos pH értéke semlegesíti a cinkfoszfát- és szilikát cementek savasságát. Elősegíti a szekunder dentin regenerációját és csökkenti a dentin érzékenységet.

359 129	3 ml fecskendő, 8 applikátor	1 csomag	8.295
---------	------------------------------	----------	-------



Life (Kerr)

Röntgenezhető, nagy teherbírású kalcium-hidroxid alábélelő cement.

regular, normál csomag:			
036 315	12 g bázis, 12 g katalizátor, keverőblokk	1 csomag	6.995
gyors, normál csomag:			
036 317	12 g bázis, 12 g katalizátor, keverőblokk	1 csomag	6.995



Dycal (Dentsply Sirona)

Röntgenezhető kalcium-hidroxid paszta, pulpasapkázáshoz és kompozit tömések alábélelésére. Szín: elefántcsont.

088 301	13 g bázis, 11 g katalizátor, 1 keverőblokk	1 csomag	10.995
gazdaságos csomag:			
088 302	6 x 13 g bázis, 6 x 11 g katalizátor	1 csomag	57.995



Ideiglenes tömőanyagok



PROVISO

Cinkoxid-műanyag bázisú, fluor tartalmú önkötő ideiglenes tömőanyag. Tixotróp tulajdonságának köszönhetően tökéletesen adaptálható a kavitás falához. Eugenolmentes, a szájban gyorsan köt, ellenáll a rágóerőnek.

tégely, 40 g:

100 160	fehér (normál)	1 csomag	3.275
100 161	piros (kemény)	1 csomag	3.275
100 162	szürke (lágy)	1 csomag	3.275
	3 csomagtól	csomagonként	3.145

már **3.145 Ft-tól**



Cavit (3M)

Röntgenezhető ideiglenes tömőanyag, három különböző keménységben: Cavit (kemény), Cavit W (lágy), Cavit G (inlay preparációhoz).

tégely, 28 g:

917 275	Cavit (kemény)	1 db	5.555
917 276	Cavit W (lágy)	1 db	5.555
917 277	Cavit G (fúró nélkül eltávolítható)	1 db	5.555

***tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes**

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Fermin (DETAX)

Használatra kész, szájüregben (nedves közeg) önkötő, ideiglenes tömőanyag. Kiváló kötési erővel bír a kavitásban. Könnyen eltávolítható.

030 115	üveg tégely, 40 g	1 csomag	3.425
---------	-------------------	----------	-------

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Provis (FAVODENT)

Műanyag alapú ideiglenes tömőanyag. Kiválóan köt a nedves dentinhez, nem irritálja a pulpát. Cink-oxidot tartalmaz. Szondával vagy exkavátorral könnyen eltávolítható.

098 136	tégely, 40 g	1 csomag	2.725
098 135	tégely, 3 x 40 g	1 csomag	6.495



Coltosol F (COLTÉNE)

Eugenolmentes, nedves közegben önkötő ideiglenes tömőanyag. Fluoridot ad le, röntgenezhető.

026 160	tégely, 38 g	1 tégely	4.395
026 161	tégely, 3 x 38 g	1 csomag	12.795
026 162	fecskendő, 5 x 8 g	1 csomag	8.345



DuoTemp (COLTÉNE)

Dual kötésű, eugenolmentes, röntgenopak, cinkoxid/cinkszulfát bázisú, fehér ideiglenes tömőanyag. A 40 másodperces megvilágítás után már terhelheti is a páciens a fogtömést, ami nyállal keveredve is szilárdul. Csökkenti a baktériumok karieszbe jutásának esélyét. Ideiglenes tömésekhez, endodonciai ideiglenes lezárásokhoz valamint inlay-, onlay-preparációk ideiglenes ellátásához használható.

026 131	single kiszerezés: 5 g fecskendő	1 csomag	6.595
026 132	gazdaságos csomag: 5 x 5 g fecskendő	1 csomag	27.995

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Telio CS Inlay/Onlay (ivoclar vivadent)

Telio CS Inlay/Onlay fényrekötő, egykomponensű, ideiglenes tömőanyag I és II-es osztályú kavitások ellátásához ideiglenes cement használata nélkül. Elődeihez, Fermit és Systemp. inlay/onlay képest egyszerűbb a kezelhetősége. Egyszerűen és gyorsan applikálható valamint könnyen és szintén gyorsan el is távolítható egy darabban. Antibakteriális hatását triklozán tartalmának köszönheti.

Telio CS Inlay, 3 x 2,5 g fecskendő:			
119 121	univerzális	1 csomag	17.895
119 122	transparens	1 csomag	17.895
Telio CS Onlay, 3 x 2,5 g fecskendő:			
119 123	univerzális	1 csomag	17.895
119 124	transparens	1 csomag	17.895
Telio CS Inlay 30 x 0,25 g kapszula:			
119 125	univerzális	1 csomag	19.945
119 126	transparens	1 csomag	19.945
Telio CS Onlay 30 x 0,25 g kapszula:			
119 127	univerzális	1 csomag	19.945
119 128	transparens	1 csomag	19.945


Clip / Clip F (voco)

Egykomponensű, fényrekötő ideiglenes tömőanyag. Mivel egy darabban eltávolítható, különösen alkalmas az inlay/onlay technikára. A Clip F fluoridot ad le.

Clip			
075 101	fecskendő nr. 1284: 2 x 4 g	1 csomag	16.645
075 100	fecskendő Tripack nr. 1285: 3 x 4 g	1 csomag	22.355
175 125	kapszula nr. 1287: 25 x 0,25 g	1 csomag	23.495
Clip F			
175 126	fecskendő nr. 1289: 2 x 4 g	1 csomag	16.645
175 127	fecskendő, Tripack nr. 1283: 3 x 4 g	1 csomag	22.355


Clip Flow (voco)

Folyékony, fényrekötő tömőanyag inlay/onlay kavitások ideiglenes ellátására, implantátum csavarnyílások lezárására. Használható továbbá alábélelő anyagként ideiglenes koronákhoz, hidakhoz, fogsorívek aláménő részeinek kiblokkolására (pl. lenyomatvételnél), fogínysegélyek letakarására, műanyag matricák rögzítésére, ideiglenes tömésekre, gyökércsatornabementek lezárására. Könnyen, a preparációs határok megsértése nélkül, egy darabban eltávolítható, jól terhelhető, nem oldékony, nem ragad, rugalmas.

175 130	Nr. 1282, 2 x 1,8 g fecskendő	1 csomag	11.345
---------	-------------------------------	----------	--------


Guttapercha rúd (Dentsply Sirona)

Fehér guttapercha rudak kavitások ideiglenes lezárására, a fogíny visszatolására, fogak ideiglenes szeparálására.

088 130	28,4 g	1 csomag	10.995
---------	--------	----------	--------


Lakkok
Fuji Varnish (GC)

Önkötő lakk, üvegionomer tömések felszíni lezárására.

098 185	lakk, 10 g	1 csomag	8.295
---------	------------	----------	-------



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Fuji Coat LC (GC)

Fényrekötő védőlakkk üvegonomer tömésekhez.

298 174	5,2 ml	1 csomag	16.595
---------	--------	----------	--------



Riva Coat (SDI)

Fényrekötő védőlakkk üvegonomer tömésekhez.

459 144	Coat, 5 ml	1 csomag	10.995
---------	------------	----------	--------

Segédeszközök



VITAPAN classical fogszínkulcs (VITA)

Fogszínkulcs 16 fogszínmintával fogszín meghatározásához a VITAPAN classical színcsoporton belül.

089 934	VITAPAN classical fogszínkulcs	1 db	26.795
---------	--------------------------------	------	--------



VITAPAN 3D-Master fogszínkulcs (VITA)

A VITA 3D-MASTER fogszínkulcs segítségével minden természetes fogszínt biztosan és szisztematikusan megállapíthat. A színmeghatározás a három dimenzió alapján történik (3D): világosság (Value), intenzitás (Chroma) és tónus (Hue).

089 937	VITA 3D-MASTER fogszínkulcs	1 db	26.795
---------	-----------------------------	------	--------



VITA Linearguide 3D-MASTER (VITA)

A VITA Linearguide 3D-MASTER segítségével könnyen és pontosan meghatározható a fogszín. A modern külső és a rendszerezett felépítés lehetővé teszi a gyors és megfelelő 3D-MASTER szín megtalálását. Megkönnyíti a hagyományos fogszínkulcsokról való áttérést a pontosabb VITA SYSTEM 3D-MASTER-re.

089 909	VITA Linearguide 3D-MASTER	1 db	47.145
---------	----------------------------	------	--------



FLEXIBRUSH

Hajlítható, 10,5 cm hosszú ecsetek folyadékok és gélek (lakkok, linerek, gyógyszerek, bondok) aplikálására. 100 db/csomag.

005 120	közepes, kék	1 csomag	2.895
005 121	közepes, sárga	1 csomag	2.895
005 122	extra finom, türkizkék	1 csomag	2.895
	3 csomagtól	csomagonként	2.645



már **2.645 Ft-tól**



MICROTIPS

Kiváló minőségű miniatűr applikátorok műanyag (nem sterilizálható) nyéllel, különféle folyadékok és gélek (lakkok, linerek, savak, adhezívek) pontos applikálására.

098 118	készlet: 4 x 100 MicroTips, 2 nyél	1 készlet	7.575
	utántöltő, 100 db:		
098 114	piros	1 csomag	1.995
098 115	zöld	1 csomag	1.995
098 116	sárga	1 csomag	1.995
098 117	kék	1 csomag	1.995
	3 csomagtól	csomagonként	1.845
098 119	2 db nyél (1-1 db fehér és piros)	1 csomag	995
	3 csomagtól	csomagonként	895



már **1.845 Ft-tól**



UNIVERSAL TIPS


Hajlítható miniatűr applikátorok folyadékok és zselék applikálására praktikus, higiénikus hengerben. Hossza kb. 10 cm. 100 db/csomag.

500 507	kék (normal)	1 csomag	2.245
500 508	sárga (finom)	1 csomag	2.245
500 510	világoskék (x-finom)	1 csomag	2.245
500 511	zöld (normál)*	1 csomag	2.245
500 512	lila (finom)*	1 csomag	2.245
	3 csomagtól	csomagonként	1.995

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

*várhatóan 2019. decemberétől szállítható



már **1.995 Ft-tól**

Microbrush (MICROBRUSH)

Miniatűr applikátorok hajlítható műanyag nyéllel, 4 színben, különféle folyadékok és gélek (lakkok, linerek, savak, adhezívek) pontos applikálására. Csomagolás: praktikus adagolódoboz.

100 db/csomag.

000 531	violakék	1 csomag	3.825
000 532	kék	1 csomag	3.825
000 533	zöld	1 csomag	3.825
000 534	barack	1 csomag	3.825



Microbrush Plus (MICROBRUSH)

Kiváló minőségű miniatűr applikátorok hajlítható, hosszú műanyag nyéllel, különféle folyadékok és gélek (lakkok, linerek, savak, adhezívek) pontos applikálására. 100 db/csomag (adagoló nélkül).

100 590	szuper finom, fehér	1 csomag	4.195
100 591	finom, sárga	1 csomag	4.195
100 592	regular, kék	1 csomag	4.195
100 593	regular, zöld	1 csomag	4.195
100 594	regular, narancs	1 csomag	4.195
100 595	regular, violakék	1 csomag	4.195
100 599	Microbrush Spender Sion (adagoló)	1 db	4.195



Microbrush X (MICROBRUSH)

Vékony, hosszúfejú applikátor, segítségével a legnehezebben elérhető helyeken is egyenletesen hordhatjuk fel az anyagot. Rövid és erős sörtéi már egy csepp töredékét is pontosan a kívánt helyre juttatják. Használható a Microbrush Spender sion adagolóval.

100 db/csomag.

100 589	fekete	1 csomag	7.275
---------	--------	----------	-------




Apply-Tips applikáló ecset (Hager & Werken)

Folyadékok és paszták pontos applikálásához. A végek letörhetőek, így gazdaságos és könnyen használható a nehezen hozzáférhető helyeken is. Saválló bondokkal és más anyagokkal szemben.

022 535	közepes, kék nyél, 100 db	1 csomag	2.245
022 536	finom, fehér nyél, 100 db	1 csomag	2.245
022 539	finom, fehér nyél, 5 x 100 db	1 csomag	9.995
022 537	kónikus, zöld nyél, 100 db	1 csomag	2.475






NEMESACÉL ECSETNYÉL

Autoklávozható nemesacél ecsetnyél

098 109	M+W nemesacél ecsetnyél	1 db	1.295
---------	-------------------------	------	-------

csak **1.295 Ft**



ECSET

098 110	M+W ecsetvég, piros, 50 db	1 csomag	1.995
098 111	M+W ecsetvég, fehér, 50 db	1 csomag	1.995
	3 csomagtól	csomagonként	1.695
098 112	M+W ecsetnyél	1 db	595

már **1.695 Ft-tól**



KEVERŐLAPOK

Egyik oldalukon speciálisan bevont, szakadásmentes papírból készült keverőlapok, két szélén blokká ragasztva.

000 237	univerzális méret, 60 lap, 9,5 x 7 cm	1 csomag	1.595
	5 darabtól	csomagonként	1.425
000 238	nagy, 25 lap, 18 x 12,5 cm	1 csomag	1.695
	5 darabtól	csomagonként	1.475
000 239	extra nagy, 35 lap, 24 x 15 cm	1 csomag	2.495
	5 darabtól	csomagonként	2.275

már **1.425 Ft-tól**



KEVERŐBLOKKOK

Lenyomatokhoz, cementekhez és kompozitokhoz. Pergamenből, csúszásmentes hátlappal.

000 115	4 x 4 cm, 75 lap	1 csomag	725
	5 csomagtól	csomagonként	625
000 118	6,2 x 6,2 cm, 50 lap	1 csomag	745
	5 csomagtól	csomagonként	675
000 116	7 x 10 cm, 75 lap	1 csomag	975
	5 csomagtól	csomagonként	885
000 117	14 x 20 cm, 75 lap	1 csomag	1.995
	5 csomagtól	csomagonként	1.745

már **625 Ft-tól**



FÓLIÁZOTT KEVERŐBLOKK

Fóliázott keverőblokkok, különféle anyagok keverésére.

043 100	6,4 x 5 cm, 35 db	1 csomag	1.115
	5 csomagtól	csomagonként	985

már **985 Ft-tól**



Fóliázott, csúszásmentes keverőblokk (MGK)

Kifejezetten cementek számára. Stabil, csúszásgátló réteggel az alján. A sötét háttér kiváló kontrollt biztosít a keveréshez.

043 203	7 x 8 cm, 100 db	1 csomag	1.795
	5 csomagtól	csomagonként	1.645

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Üveglap (Larident)

Fogorvosi hatóanyagok keverésére alkalmas, egyik oldalán matt üveglap. Vastagsága 0,5 cm.

459 080	7 x 7 cm	1 db	995
459 081	9,5 x 7 cm	1 db	1.125



1



KAPSZULAKINYOMÓ-PISZTOLY

Valamennyi szokásos kapszulához (cavifil, PLT, stb.) használható kinyomó pisztoly. Ergonómikus kialakításának köszönhetően az anyag - csekély erőfeszítés mellett - tökéletesen kinyomható a kapszulából. 134°C-ig autoklávozható.

400 105	M+W kapszulakinyomó pisztoly	1 db	36.995
---------	------------------------------	------	--------



csak 36.995 Ft

Kapszulakinyomó-pisztoly (3M)

Az új kinyomó pisztoly lehetővé teszi a kapszulás kompozitok egyszerű és biztos applikációját. Ergonómikus kialakításának köszönhetően kiválóan illeszkedik a kézbe, jelentősen csökkenti a szükséges erőfeszítést. Speciális rögzítő mechanizmusa megkönnyíti a kapszulák behelyezését és eltávolítását, egyúttal biztosan helyén tartja őket az applikáció során. Autoklávozható.

316 100	kapszula-kinyomó pisztoly	1 db	16.995 Ft
---------	---------------------------	------	-----------



ÚJDONSÁG

Kapszulakinyomó-pisztoly (Dentsply Sirona)

Valamennyi szokványos kapszula közvetlen applikálásához. 134°C-ig autoklávozható.

188 158	kapszulakinyomó-pisztoly	1 db	10.995
---------	--------------------------	------	--------



Cavifil Injector (ivoclar vivadent)

Adagolópisztoly kapszulák direkt applikálásához. A hosszú pisztolyvégnek köszönhetően a hátsó zónában is könnyen használható. Autoklávozható.

291 120	Cavifil Injector	1 db	10.275
---------	------------------	------	--------



EGYSZERHASZNÁLATOS KEVERŐTÁLKÁK

Egyszerhasználatos keverőtálcák, 12 mélyedéssel.

098 500	egyszerhasználatos keverőtálca	1 db	2.295
---------	--------------------------------	------	-------



csak 2.295 Ft

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Vivapad (Ivoclar Vivadent)

Műanyag keverőlap négy mélyedéssel, fényvédő tetővel.

091 144	Vivapad	1 db	3.995
---------	---------	------	-------



Pick Up Stick (Hager & Werken)

Hajlítható, egyik végén tapadós applikátor a koronák, inlay-ek és veneer-ek gyors és precíz felvételéhez.

022 637	30 db/csomag	1 csomag	3.695
---------	--------------	----------	-------



Stik'n'Place (Directa)

Tapadós végű applikátorok koronák, inlayk, héjak behelyezéséhez.

298 640	50 db	1 csomag	7.275
---------	-------	----------	-------



Hawe Posterior matricák (Kerr)

025 177	nr. 773 premoláris matricák, transzparens, 50 db	1 csomag	11.435
025 178	nr. 774 moláris matricák, transzparens, 50 db	1 csomag	11.435



Hawe Lucifix Matrix System (Kerr)

Feszíthető transzparens matricák, rágófogak fényrekötő töméseikhez. 50 db/csomag.

025 198	nr. 775, premoláris matricák	1 csomag	19.995
025 199	nr. 776, moláris matricák	1 csomag	19.995



Stripmat (POLYDENTIA)

Vékony, nagy szakítószilárdságú transzparens poliészter matricaszalag fényrekötő anyagokhoz, praktikus adagolóban. Hossza 15 m.

000 162	0,05 mm x 6 mm	1 csomag	4.695
000 163	0,05 mm x 8 mm	1 csomag	4.695
000 164	0,05 mm x 10 mm	1 csomag	4.695



Hawe Striproll Nr. 686 (Kerr)

Vékony, nagy szakítószilárdságú poliészter matricaszalag adagolóban. Hossza 15 m.

125 120	0,05 mm x 8 mm	1 csomag	4.695
---------	----------------	----------	-------

Transzprens fényvezető ékek (POLYDENTIA)

A lágy interdentális ékek lehetővé teszik a fényrekötő anyagok tökéletes polimerizációját az approximális területen. 200 db/csomag.

000 159	vegyes	1 csomag	10.495
000 160	finom	1 csomag	10.495
000 161	közepes	1 csomag	10.495



Kiváló minőség, egyszerű árt

Hawe Luci wedge soft (Kerr)

Fényvezető ékek. 100 db/csomag.

025 162	nr. 770 S, ultra vékony	1 csomag	13.525
025 163	nr. 771 S, kicsi	1 csomag	13.525
025 168	nr. 772 S, közepes	1 csomag	13.525



Hawe Transparent Adapt-Strip Nr. 680 (Kerr)

Frontfogtömés elkészítéséhez. Poliészterből, anatómiai formázott, 0,075 mm vastag.

025 114	6 mm széles, 100 db	1 csomag	2.745
---------	---------------------	----------	-------



Tofflemire előformázott matricák (POLYDENTIA)

Rozsdamentes, anatómiai előformázott matrica kis- és nagyírlőfogakhoz. 30 db/ csomag.

198 153	mikrovékony 0,025 x 5,5 mm	1 csomag	9.795
198 154	mikrovékony 0,025 x 6,3 mm	1 csomag	9.795
198 155	szupervékony 0,04 mm x 5,5 mm	1 csomag	8.245
198 156	szupervékony 0,04 mm x 6,3 mm	1 csomag	8.245



QuickMat Deluxe részleges matrica rendszer (POLYDENTIA)

Segít a tökéletes, nagy felületű optimális approximális kontakok és az anatómiai helyes "hasas" moláris fogforma kialakításában. A rendszer könnyen áttekinthető, egyszerűen használható. A rendszer különlegessége, hogy különösen nagy kavitások esetén a feszítő gyűrűkre szilikon gyűrűk helyezhetők, melyek megakadályozzák, hogy a feszítő gyűrűk "lábai" behatoljanak az interdentális területre. Lehetőségessé válik ezáltal két egymás melletti MOD kavitás párhuzamos kezelése. A feszítő gyűrűk egyszerű kofferdam fogóval helyezhetők fel. A szilikon- és feszítő gyűrűk egyaránt 134°C-ig autoklávozhatóak.

398 117	3 Quick gyűrű Re-Force betéttel, 6 hengeres szilikon cső, 10 delta szilikon cső, 20-20 db kontúrozott mikro vékony (0,025 mm) 5 mm és 6,4 mm matrica, 50-50 db kontúrozott vékony (0,04 mm) 5 mm és 6,4 mm matrica, 140 db faék vegyes színekben	1 készlet	49.495
---------	--	-----------	--------

QuickMat részleges matricák, vékony, 0,04 mm :

398 106	5 mm	1 csomag	17.345
398 107	6,4 mm	1 csomag	17.345

QuickMat részleges matricák, mikro vékony 0,025 mm:

398 148	5 mm, 100 db	1 csomag	17.345
398 149	6,4 mm, 100 db	1 csomag	17.345

QuickMat Deluxe részleges matrica speciális kiterjedéssel:

498 179	vékony, 0,04 mm 6,4 mm, 50 db	1 csomag	13.125
---------	-------------------------------	----------	--------

Transzaprens részleges matrica:

798 140	5 mm, 100 db	1 csomag	17.345
798 141	6,4 mm, 100 db	1 csomag	17.345

Transzaprens részleges matrica speciális kiterjedéssel:

798 142	6,4 mm, 50 db	1 csomag	13.125
---------	---------------	----------	--------


398 108	10 szilikon cső, 5 Quick gyűrű	1 csomag	12.475
398 109	30 szilikon cső	1 csomag	3.995
498 178	QuickMat fogó	1 db	24.995



Kiváló minőség, egyszerű árt



1




Composi-Tight Original (Garrison Dental Solutions)

A Composi-Tight Original részleges matrica rendszer (mely megfelel a korábbi 3M részleges matrica rendszernek) lehetővé teszi anatómiai tökéletes kontaktpontok kialakítását a rágófogak II osztályú kompozittöméseinek. Öt különféle nemesacél matrica áll rendelkezésünkre: premolárisokhoz, premolárisokhoz szubgingivális kiterjesztéssel, molárisokhoz, valamint mély cervikális tömésekhez. A matricák formája megakadályozza a molárisok okkluzális túltömését. A matricák háromdimenziós kialakítása segít a pontos, megfelelő magasságú kontakt kialakításában. A matricák vastagsága csupán 0,033 mm, így a kontaktpontok szűkek és pontosak. A rugalmatlan, rendkívül puha anyag kiválóan illeszkedik a szomszédos foghoz. A Composi-Tight szeparáló gyűrűk erősek, szélesen és szorosan tartanak, konvergáló lábcskáik megakadályozzák a gyűrű leugrását. A gyűrű szeparáló fogó segít a gyűrűk biztos felhelyezésében.

System-Kit 2: 4 szeparáló gyűrű standard, 3 szeparáló gyűrű hosszú,			
100-100 db standard és kicsi matrica, 25 db nagy matrica,			
498 121	1 gyűrű szeparáló fogó	1 csomag	149.995
szeparáló gyűrű, 3db:			
498 122	standard	1 csomag	30.175
498 123	hosszú	1 csomag	30.175
matrica, 0,033 mm:			
498 124	pedo, 50 db	1 csomag	23.495
498 125	kicsi-cervikális, 50 db	1 csomag	23.495
498 126	kicsi, 100 db	1 csomag	23.495
498 127	standard, 100 db	1 csomag	23.495
498 128	nagy, 50 db	1 csomag	23.495
498 129	gyűrű szeparáló fogó	1 db	27.995



Slick Bands



Composi-Tight 3D (Garrison Dental Solutions)

A részleges matricarendszer újdonsága a Soft Face 3D gyűrű, amellyel a matricaszalag optimálisan a fog köré helyezhető. A puha alkalmazkodó matricalábaknak köszönhetően nem maradnak vissza kompozitdarabok. Kemény műanyag magja az interproximális területre irányítja a nyomást. Gyorsan és könnyen felhelyezhetők. A rugalmatlan, háromdimenziós szalagok vastagsága 0,033 mm és 6 különböző méretben választhatók. A tapadásmentes matricák (Slick Bands) 92%-kal csökkentik a bondokhoz való tapadást. A színezett rugalmatlan, kontúrozott Slick Bands matricák vastagsága 0,038 mm.

Composi-Tight 3D készlet KMW-00:			
2 Soft Face 3D gyűrű, 1 Soft Face 3DXR gyűrű,			
100 matrica vegyesen, 100 Wedge Wands műanyag ék,			
798 129	1 gyűrűszeparáló fogó	1 csomag	164.995
szeparáló gyűrű:			
698 162	Soft Face 3D gyűrű (narancs), 2 db	1 csomag	59.995
698 163	Thin Tine G-gyűrű (szürke), 3 db	1 csomag	34.695
498 139	gyűrű szeparáló fogó	1 db	28.895
M matrica, 0,033 mm:			
698 164	pedo, 50 db	1 csomag	25.475
698 165	kicsi, 100 db	1 csomag	25.475
698 166	kicsi-cervikális, 50 db	1 csomag	25.475
698 168	standard, 100 db	1 csomag	25.475
698 167	közepes, 100 db	1 csomag	25.475
698 169	nagy, 50 db	1 csomag	25.475
Slick Bands tapadásmentes SM matrica, 0,038 mm:			
798 130	szürke kicsi, 100 db	1 csomag	32.235
798 131	piros kicsi-cervikális, 60 db	1 csomag	32.235
798 132	lila közepes, 100 db	1 csomag	32.235
798 133	zöld standard, 100 db	1 csomag	32.235
798 134	kék nagy, 60 db	1 csomag	32.235



Soft Face 3DXR gyűrű

Soft Face 3D gyűrű

Composi-Tight 3DXR (Garrison Dental Solutions)

Részleges matricarendszer innovatív, biztonságos szeparáló gyűrűkkel, melyek a legmagasabb retenciót biztosítják nehéz anatómiai helyzetekben is, mint pl. rövid vagy ferde fogak, illetve a szemfogak és az első premolárisok közt. A gyűrűk a kontakt terület alatt fognak a leugrás veszélye nélkül. A továbbfejlesztett Soft Face Silikon biztosítja a matricák pontos adaptációját, csökkentve ezzel a kompozit felesleget és így a finirozási időt. A nagy cervikális matricák kiváló megoldást nyújtanak szubgingivális kavitások esetén.

szeparáló gyűrűk:			
898 163	Soft Face 3DXR gyűrű (kék), 2 db	1 csomag	69.675
698 162	Soft Face 3D gyűrű (narancs), 2 db	1 csomag	59.995
498 139	gyűrű szeparáló fogó	1 db	28.895
Slick Bands SM, tapadásmentes matricák, 0,035 mm:			
898 164	szürke, kicsi, 100 db	1 csomag	32.235
898 165	narancs, kicsi cervikális, 60 db	1 csomag	32.235
898 166	lila közepes, 100 db	1 csomag	32.235
898 167	zöld standard, 100 db	1 csomag	32.235
898 168	kék, nagy cervikális, 60 db	1 csomag	32.235

Composi-Tight 3D Fusion (Garrison Dental Solutions)

A kedvelt Composi-Tight 3DXR rendszer továbbfejlesztett változata. Az innovatív szeparáló gyűrűk nehéz anatómiai esetekben is (pl. rövid vagy ferde fogak, szemfogak és első premolárisok között) erős retenciót biztosítanak. A gyűrű csúcsok benyúlnak a kontakt terület alá, kizárva ezzel a gyűrűk leugrását. A lágy Soft Face szilikon kiválóan adaptálódik a matrica szalaghoz, így csökkenti a kompozit felesleget és ezáltal a finírozásra fordított időt. A 3D Fusion matricák erős görbülete körbeveszi a fogat és nincs útban a gyűrű felhelyezésekor. Tapadásmentes bevonata, valamint a kis tartófülek megkönnyítik a matricák behelyezését és eltávolítását. A nagy cervikális matrica megoldást kínál szubgingivális kavitások esetében.

Új FX szeparáló gyűrűk:

FX400 premoláris gyűrű, kék:

patkó formája megkönnyíti a gyűrű nyitását és felhelyezését. Különösen jól használható rövid és ferdén álló fogaknál, kofferdam kapocs felett, valamint disztálisán, szemfogak esetén.


FX500 moláris gyűrű, narancs:

a javított gyűrű forma megkönnyíti a gyűrű nyitását és felhelyezését. Retenciós csúcsai megakadályozzák, hogy lecsússzon. Jól tart nagy és magas molárisokon, illetve parodontológiai betegek esetén.

FX600 Wide Prep gyűrű, zöld:

kiterjedt tömésekhez. Hiányzó csúcsok esetében is tart. Széles szilikon lábacskái megakadályozzák a matrica benyomódását a kavitásba.


induló készlet (Fusion FX gyűrűkkel):			
1-1 3D Fusion gyűrű kék/rövid, narancs/hosszú, zöld/ nagy méretű kavitáshoz, 70 3D Fusion matrica (5 méretben), 80 3D Fusion ék (4 méretben), 1 új típusú gyűrűszeparáló-fogó			
140 411		1 csomag	189.995
teljes készlet (Fusion FX gyűrűkkel):			
1-1 3D Fusion gyűrű kék/rövid, narancs/hosszú, zöld / nagy méretű kavitáshoz, 70 3D Fusion matrica (5 méretben), 80 3D Fusion ék (4 méretben), 1 új típusú gyűrűszeparáló- fogó, 1 matrica fogó BFA-1, 1 kompozit műszer TN009			
140 584		1 csomag	279.995
szeparáló gyűrűk:			
698 162	Soft Face 3D gyűrű (narancs), 2 db	1 csomag	59.995
898 163	Soft Face 3DXR gyűrű (kék), 2 db	1 csomag	69.675
898 176	FX400 premoláris gyűrű, kék, 2 db	1 csomag	70.825
898 177	FX500 moláris gyűrű, narancs, 2 db	1 csomag	70.825
898 178	FX600 Wide Prep gyűrű, zöld, 2 db	1 csomag	70.825
3D Fusion matricák FX, 0,038 mm:			
898 186	utántöltő készlet, 210 matrica vegyesen	1 csomag	88.395
898 189	szürke, kicsi (4,4 mm), 50 db	1 csomag	19.995
898 188	szürke, kicsi (4,4 mm), 100 db	1 csomag	36.395
898 193	lila, közepes (5,6 mm), 50 db	1 csomag	19.995
898 192	lila, közepes (5,6 mm), 100 db	1 csomag	36.395
898 195	zöld, standard (6,6 mm), 50 db	1 csomag	19.995
898 194	zöld, standard (6,6 mm), 100 db	1 csomag	36.395
898 191	narancs, kicsi cervikális (6,0 mm füllel), 30 db	1 csomag	19.995
898 190	narancs, kicsi cervikális (6,0 mm füllel), 60 db	1 csomag	36.395
898 197	kék, nagy cervikális (8,7 mm füllel együtt), 30 db	1 csomag	19.995
898 196	kék, nagy cervikális (8,7 mm füllel együtt), 60 db	1 csomag	36.395
898 179	gyűrűszeparáló-fogó	1 db	31.195



M+W select MATRICAFOGÓ

Keménység bevonatú, dupla rugós matricafogó. Stabilan tartja még a legvékonyabb matricát is. Segítségével könnyen eltávolítható a matrica az approximális területről.

300 120	M+W matricafogó	1 db	33.275
---------	-----------------	------	--------



csak 33.275 Ft



Palodent (Dentsply Sirona)

A rendszer szabadalmaztatott BiTine acélgyűrűkből, és különböző előformált fém matricákból áll. A rugós BiTine gyűrűk biztosítják a kíméletes szeparálást, már a kavitás preparációja során is, elegendő helyet biztosítva a speciálisan kialakított matrica felhelyezéséhez. Az előformált Palodent matricák segítik a természetes kontúrok és a tökéletes interproximális kontaktok kialakítását minden II osztályú kavitás esetén, rendkívül időtakarékosan, akár 30 mp alatt. Szükségtelenné válik az ékek használata. A standard méretű matrica ideális szinte valamennyi moláris töméshez. A mini matricák 20%-kal keskenyebbek a standard méretűeknél, így kiválóan alkalmasak tejfogtömésekhez, továbbá szűk, lapos preparációkhoz. A nagy méretű "plusz" matricák elsősorban a mély preparációkhoz használatosak. A matricák kofferdam fogóval applikálhatók.

388 152	standard matrica, 100 db	1 csomag	29.945
388 153	standard matrica, 50 db	1 csomag	19.995
388 154	mini matrica, 50 db	1 csomag	19.995
388 156	BiTine kerek acélgyűrű, 4 db	1 csomag	19.995



Palodent V3 EZ Coat (Dentsply Sirona)

Új formájú, mikrovékony matrica, tapadásmentes felülettel, mely még különösen szűk fogközi helyeken is könnyebbé teszi a matrica eltávolítását. A matricák domborulata anatómiaiailag korrekt formát ad nagy és mély kavitások esetén is. A színkódolásnak köszönhetően a méretválasztás egyszerű.

588 169	EZ Coat 3,5 mm, 50 db	1 csomag	21.445
588 170	EZ Coat 4,5 mm, 50 db	1 csomag	21.445
588 171	EZ Coat 5,5 mm, 50 db	1 csomag	21.445
588 172	EZ Coat 5,5 mm, 90 db	1 csomag	36.795
588 173	EZ Coat 6,5 mm, 50 db	1 csomag	21.445
588 174	EZ Coat 7,5 mm, 50 db	1 csomag	21.445



Palodent V3 (Dentsply Sirona)

A Palodent V3 részleges matricarendszer segítségével anatómiaiailag korrekt kontaktpontok alakíthatók ki gyorsan és biztosan a II osztályú restaurációk készítése során. A szoros gingivális zárásnak köszönhetően kevesebb az anyagfelesleg, így kisebb a finírozási szükséglet. A matricarendszer a következő elemekből áll: Nikkel-Titán gyűrűk (2 méret: univerzális, kicsi), anatómiaiailag kialakított ékek (kicsi, közepes, nagy), WedgeGuard a szomszédos fog approximális védelmére a preparáció során (kicsi, közepes, nagy), előformázott matricák gingivális köténnyel, valamint gyűrűvel a biztos megfogáshoz behelyezéskor és eltávolításakor (5 méret), speciális csipesz a matrica gyűrűjének, illetve az ékeknek biztos megfogására, applikációs fogó lehajlított véggel a gyűrűk biztos tartására. A rendszer komponensei egymáshoz illeszkednek és egyszerű használatot, valamint megbízható eredményt biztosítanak.

Induló készlet: 15 matrica 5,5 mm, 5 matrica 4,5 mm, 5-5 ék (kicsi, közepes, nagy), 5 WedgeGuard (közepes), 2 gyűrű (univerzális), 1 applikációs fogó, 1 speciális csipesz,

588 150	4 kapszula SDR	1 csomag	121.995
---------	----------------	----------	---------

Teljes készlet: 25-25 matrica 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm és 6,5 mm, 25-25 ék kicsi, közepes, nagy, 10-10 WedgeGuard kicsi, közepes, nagy, 1-1 gyűrű univerzális, kicsi, 1 applikációs fogó,

588 151	1 speciális csipesz	1 csomag	163.995
---------	---------------------	----------	---------

matrica utántöltő:

588 152	3,5 mm, 50 db	1 csomag	18.245
588 153	4,5 mm, 50 db	1 csomag	18.245
588 154	5,5 mm, 50 db	1 csomag	18.245
588 155	5,5 mm, 100 db	1 csomag	32.425
588 156	6,5 mm, 50 db	1 csomag	18.245
588 157	7,5 mm, 50 db	1 csomag	18.245

gyűrű:


588 158	univerzális	1 db	39.995
588 159	univerzális, 2 db	1 csomag	67.495
588 160	kicsi, 2 db	1 csomag	67.495

ék:

588 161	kicsi, 100 db	1 csomag	13.995
588 162	közepes, 100 db	1 csomag	13.995
588 163	nagy, 100 db	1 csomag	13.995

WedgeGuard:

588 164	kicsi, 50 db	1 csomag	21.495
588 165	közepes, 50 db	1 csomag	21.495
588 166	nagy, 50 db	1 csomag	21.495
588 167	applikációs fogó	1 db	27.695
588 168	speciális csipesz	1 db	27.695



Hawe SuperMat (Kerr)

Matricafeszítő-rendszer moláris fogakhoz, acél és műanyag matricákhoz. Előnye, hogy a tömés során már nincs matricafeszítő a szájban, ezáltal a munkaterület jobban látható, a beteg komfortosabban érzi magát és semmi sem akadályozza az ékek elhelyezését. Nincs emelőhatás. Több tömés is készíthető párhuzamosan egy kvadránsban belül. Autoklavozható.

készlet nr. 2150: 1 Hawe SuperLock matricafeszítő, 20 Hawe Adapt SuperCap matrica (3-3 db nr. 2161, nr. 2162, nr. 2171, nr. 2172 és 4-4 db nr. 2181, nr. 2182)			
225 120	1 készlet	65.995	
Hawe Adapt SuperCap Matrix, előszerelt tekercsben:			
acélmatrica »Dead-Soft« (lágú), 0,03 mm, 50 db:			
225 121	5,0 mm széles, nr. 2161	1 csomag	19.995
225 122	6,3 mm széles, nr. 2162	1 csomag	19.995
transzparens műanyag matrica, 0,05 mm, 50 db:			
225 123	5,0 mm széles, nr. 2171	1 csomag	19.995
225 124	6,3 mm széles, nr. 2172	1 csomag	19.995
acél matricák: »Non-Dead-Soft« - (kevésbé lágú)			
0,038 mm, 50 db:			
225 125	5,0 mm széles, nr. 2181	1 csomag	23.925
225 126	6,3 mm széles, nr. 2182	1 csomag	23.925
Hawe SuperCap üres tekercsek az egyéni matrica választáshoz, nem sterilizálható, 100 db:			
125 131	5,6 mm, kék, nr. 2010	1 csomag	13.525
125 114	6,7 mm, zöld, nr. 2015	1 csomag	13.525



Omni-Matrix (Ultradent)

Az Omni-Matrix speciális, belső csavarrendszere segítségével a matricaszalag mérete egyszerűen beállítható a fogkoronának megfelelően. Mivel a fejrésze forgatható bármely quadránsban könnyen illeszkedik a fogakra, nincs szükség a szalag kézzel történő állítgatására. Használat után a tömés sérülése nélkül eltávolítható. Négyféle méretben és színekben csomagolásban kapható. **Lila fém:** Premoláris és gyermekfogakhoz. **Narancssárga fém:** Moláris fogakhoz (vékony). **Zöld fém:** Moláris fogakhoz (vastagabb). **Piros műanyag:** Frontfogakhoz. 8 db/csomag.

917 570	lila	1 csomag	4.945
917 571	narancs	1 csomag	4.945
917 572	piros	1 csomag	4.945
917 573	zöld	1 csomag	4.945



MATRICASZALAG

Rozsdamentes matricaszalag matricafeszítőhöz. 0,03 mm, 10 m adagolóban.

100 170	5 mm széles, SuperMathoz is	1 tekercs	4.375
100 171	6 mm széles, SuperMathoz is	1 tekercs	4.375
100 172	7 mm széles	1 tekercs	4.375



10 méter!

csak 4.375 Ft

Matricaszalag (Meba)

Rozsdamentes, 0,05 mm vastag, 10 m hosszú matricaszalag, körkörös matricafeszítőhöz.

023 100	5 mm széles	1 db	6.245
023 101	6 mm széles	1 db	6.245
023 102	7 mm széles	1 db	6.245



10 méter!

Rugalmatlan acél matricaszalag (POLYDENTIA)

Jól formálható, lágú matricaszalag adagolóban. 0,05 mm/3 m.

063 101	5 mm széles	1 db	4.495
063 102	6 mm széles	1 db	4.495
063 103	7 mm széles	1 db	4.495




Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



roeko matricaszalagok (COLTÉNE)

Rozsdamentes acél, 0,05 mm / 3 m.

063 105	5 mm széles	1 tekercs	6.745
063 106	6 mm széles	1 tekercs	6.745
063 107	7 mm széles	1 tekercs	6.745



TOFFLEMIRE MATRICASZALAG

Rozsdamentes, 12 db / csomag.


0,05 mm:

059 100	1 forma	1 csomag	695
059 104	2 forma	1 csomag	695
059 105	3 forma	1 csomag	695
059 101	13 forma	1 csomag	695
059 106	14 forma	1 csomag	695
059 107	15 forma	1 csomag	695

0,038 mm:

059 102	1 forma	1 csomag	695
059 108	2 forma	1 csomag	695
059 109	3 forma	1 csomag	695
059 103	13 forma	1 csomag	695
059 198	14 forma	1 csomag	695
059 199	15 forma	1 csomag	695

csak **695 Ft**



Tofflemire matrica (Kerr)


Rozsdamentes.

vékony, 0,05 mm, 30 db:

025 143	nr. 1001	1 csomag	1.925
125 142	nr. 1002	1 csomag	1.925
125 140	nr. 1003	1 csomag	1.925
125 143	nr. 1013	1 csomag	1.925
125 141	nr. 1015	1 csomag	1.925
025 145	nr. 1001 C (kontúrozott)	1 csomag	5.995

extra vékony, 0,038 mm, 30 db:


025 144	nr. 1101	1 csomag	1.925
125 145	nr. 1102	1 csomag	1.925
125 146	nr. 1103	1 csomag	1.925
125 147	nr. 1113	1 csomag	1.925
125 148	nr. 1115	1 csomag	1.925
025 146	nr. 1101 C (kontúrozott)	1 csomag	5.995



Nyström matricák (HAHNENKRATT)

Rozsdamentes acél, 0,04 mm, lyuk nélkül. 12 db.

023 190	nr. 1	1 csomag	895
023 191	nr. 2	1 csomag	895
023 192	nr. 3	1 csomag	895
023 193	nr. 4	1 csomag	895
023 194	nr. 5	1 csomag	895
023 195	nr. 6	1 csomag	895



Ivory matrica (Meba)

Rozsdamentes matrica, kerek lyukakkal. 12 db/csomag.

023 131	keskeny	1 csomag	945
023 132	közepes	1 csomag	945
023 133	széles	1 csomag	945

Cikkszám

Termékleírás


Rendelési egység

Ft

Ivory matrica (HAHNENKRATT)

Rozsdamentes acél matrica, kerek lyukakkal. 12 db/csomag.

023 108	nr. 11, keskeny, premolárisokhoz	1 csomag	925
023 109	nr. 12, közepes, premolárisokhoz	1 csomag	925
023 110	nr. 13, széles, premolárisokhoz	1 csomag	925
023 111	nr. 14, keskeny, molárisokhoz	1 csomag	925
023 112	nr. 15, közepes, molárisokhoz	1 csomag	925
023 113	nr. 16, széles, molárisokhoz	1 csomag	925



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr. 14 nr. 15 nr. 16

Ivory matricafeszítő (Meba)

Kis kampóval, "lyukas" matricákhoz.

023 130	Ivory matricafeszítő	1 db	5.995
---------	----------------------	------	-------



Nyström matricafeszítő (Meba)

Rozsdamentes, lyuk nélküli matricákhoz.

023 120	1 pár (balos, jobbos)	1 csomag	10.915
---------	-----------------------	----------	--------



Matricafeszítő (Meba)

Rozsdamentes, matricaszalaghoz.

023 105	5 mm széles	1 db	6.995
023 106	6 mm széles	1 db	6.995
023 107	7 mm széles	1 db	6.995



Tofflemire matricafeszítő (Hager & Werken)

Rozsdamentes.

000 112	Junior	1 db	5.445
000 113	Universal	1 db	5.445
000 114	Senior, hajlított	1 db	5.445



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Hawe interdentális ék (Kerr)

Anatómiai formált juharfa interdentális ékek a fogtömés optimális kialakítására.

025 108	ékrendszer készlet nr. 830: 1000 db (250-250 db a leghasználatosabb méretekből), 1 ékadapter	1 készlet	29.475
025 109	készlet nr. 827: 400 db 6 méretben, lekerekített, színekódolt faékek	1 készlet	13.545
	utántöltő:		
025 118	nr. 822/05, türkíz, 100 db	1 csomag	4.995
025 119	nr. 829/05, türkíz, 1.000 db	1 csomag	26.945
025 110	nr. 822/10, narancs, 100 db	1 csomag	4.995
025 111	nr. 829/10, narancs, 1.000 db	1 csomag	26.945
025 120	nr. 822/20, fehér, 100 db	1 csomag	4.995
025 121	nr. 829/20, fehér, 1.000 db	1 csomag	26.945
025 130	nr. 822/30, zöld, 100 db	1 csomag	4.995
025 131	nr. 829/30, zöld, 1.000 db	1 csomag	26.945
025 140	nr. 822/40, sárga, 100 db	1 csomag	4.995
025 141	nr. 829/40, sárga, 1.000 db	1 csomag	26.945
025 150	nr. 822/50, kék, 100 db	1 csomag	4.995
025 151	nr. 829/50, kék, 1.000 db	1 csomag	26.945
025 160	nr. 822/60, piros, 100 db	1 csomag	4.995
025 161	nr. 829/60, piros, 1.000 db	1 csomag	26.945
025 169	nr. 822/70, fehér, 100 db	1 csomag	4.995
025 113	Hawe ékadapter nr. 820, interdentális ékek, ecsetek, kefék behelyezésére	1 db	17.465



Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



Faék (POLYDENTIA)

Anatómiai formált faékek, elsőosztályú juharfából.


000 150	készlet (11, 12, 13, 15 mm), 600 db	1 készlet	21.835
100 db:			
000 165	11 mm, pink	1 csomag	4.775
000 151	12 mm, kék	1 csomag	4.775
000 152	13 mm, zöld	1 csomag	4.775
000 153	15 mm, sárga	1 csomag	4.775
000 154	17 mm, fehér	1 csomag	4.775
1.000 db:			
000 166	11 mm, pink	1 csomag	29.995
000 155	12 mm, kék	1 csomag	29.995
000 156	13 mm, zöld	1 csomag	29.995
000 157	15 mm, sárga	1 csomag	29.995
000 158	17 mm, fehér	1 csomag	29.995

Wedge Wands (Garrison Dental Solutions)

Műanyag ék, amely optimálisan illeszkedik a foghoz. A nyélnek köszönhetően nincsen szükség egyéb műszerre az ék behelyezéséhez. Egyszerűen a jelzett törés helyén 90°-ban meg kell hajlítani, az éket elhelyezni, és a nyelet elfordítani (360°). A hajlított vég megelőzi a papilla vagy a kofferdam sérülését. Az ék speciális végkialakításának köszönhetően nem mozdul ki a helyéről, és mindössze csak négy méretre van szükség.

Wedge Wands készlet:

498 140	100-100 db kék, orange, zöld, sárga	1 csomag	44.995
utántöltő, 100 db:			
498 141	kék / kicsi	1 csomag	12.795
498 142	orange / közepes	1 csomag	12.795
498 143	zöld / nagy	1 csomag	12.795
498 144	sárga / extra kicsi	1 csomag	12.795




Soft Wedge (Garrison Dental Solutions)

Extra hosszú, első anatómiai formált faék. Pontos kontaktpont magasság, rendkívül flexibilis hársfa alapanyag, a matricaszalaggal együtt hajlik. Optimális részleges matricarendszerhez.

Complete Soft Wedge készlet: színenként 100 db

798 120	Soft Wedge sárga, kék, narancs, zöld	1 csomag	31.195
utántöltő, 300 Soft Wedge:			
798 121	sárga, extra-kicsi	1 csomag	23.395
798 122	kék, kicsi	1 csomag	23.395
798 123	narancs, közepes	1 csomag	23.395
798 124	zöld, nagy	1 csomag	23.395




Composi-Tight 3D Fusion Wedge (Garrison Dental Solutions)

A különösen jól adaptálható ék szilárd magját lágy bevonat borítja, így az nagyszerűen igazodik az interproximális egyenetlenségekhez. A puha retentív lamellák az ék bevezetésekor minden erőfeszítés nélkül behajlanak, majd az interproximális részt elhagyva ismét kiegyenesednek. Az ékek bármely matri-cával használhatók.

készlet:

138 107	50-50 ék sárga, kék, narancs és zöld színben	1 csomag	37.495
utántöltő, 100 db ék:			
138 444	sárga / ultra finom	1 csomag	18.995
138 337	kék / kicsi	1 csomag	18.995
139 073	narancs / közepes	1 csomag	18.995
140 230	zöld / nagy	1 csomag	18.995



FenderWedge (Directa)

A II. osztályú preparációk kb. 2/3-a során károsul a szomszédos fog. A FenderWedge ("rugós ék") védi a szomszédos fogat a preparáció alatt, egyúttal pontos kontaktpontot képez. Könnyű pozicionálni, pozícióját a preparáció során megőrzi, nem zavarja a munkaterületet. Az ékek szélessége: extra kicsi (violakék = 1,0 mm), kicsi (narancs = 1,4 mm), közepes (zöld = 1,9 mm), nagy (sárga = 2,3 mm). A műanyag ékekre erősített nemesacél lapocskák vastagsága minden méret esetében 0,08 mm.


készlet:			
698 150	36 - 36 db extra vékony, vékony, közepes, nagy	1 csomag	31.495
698 151	extra kicsi, violakék, 36 db	1 csomag	9.995
698 152	kicsi, narancs, 36 db	1 csomag	9.995
698 153	közepes, zöld, 36 db	1 csomag	9.995
698 154	nagy, sárga, 36 db	1 csomag	9.995
698 155	minta csomag: 1 - 1 db méretenként	1 csomag	ingyenes



FenderMate (Directa)

A hagyományos ékekhez hasonlóan helyezhető fel, de egyszerre tartalmaz egy éket és egy matricát. Az anatómiailag megformált szerkezet automatikusan illeszkedik a fog formájához. Behelyezéskor a FenderMate maradandóan a preparáció köré adaptálódik. A rugalmas oldalsó "szárnyak" önmaguktól elhelyezkednek az interdentális térben, szoros cervikális zárást biztosítva ezáltal.

készlet:			
798 115	18-18 db zöld, világoszöld, kék, világoskék	1 csomag	49.995
798 116	zöld, bal, 18 db	1 csomag	14.995
798 117	világoszöld, bal, keskeny, 18 db	1 csomag	14.995
798 118	kék, jobb, 18 db	1 csomag	14.995
798 119	világoskék, jobb, keskeny, 18 db	1 csomag	14.995



FenderPrime (Directa)

Preparációs védelem és szekcionális matrica egyedülálló kombinációja, tejfogak II osztályú töméseihez. A FenderPrime nem más, mint egy faék, mely egy fém lap segítségével helyezhető a szűk approximális helyekre. A hegy hajó orrára emlékeztető kialakítása lehetővé teszi a gingiva összenyomását, anélkül, hogy megsértenénk azt, csökkentve ezzel a vérzés kockázatát.

798 126	készlet: 2 x 18 db	1 csomag	16.795
798 127	utántöltő, 18 db: rövid, neon sárga	1 csomag	9.995
798 128	utántöltő, 18 db: hosszú, neon zöld	1 csomag	9.995



Uveneer (ULTRADENT)

Egyedülálló minimálinvazív sablonrendszer, melynek segítségével megbízható formájú és szimmetriájú, kiváló minőségű valamint esztétikájú kompozit héjakat készíthetünk egy ülésben. Nagyszerűen használható színválasztáshoz, mock-upok, valamint kerámia héjak provizóriumának elkészítésére. Mind-egyik újra felhasználható, autoklávozható sablon követi a fog anatómiáját, a mosolytervezés valamint az arany metszés szabályait, figyelembe veszi a szélesség és magasság ideális arányait, az ideális kontúrokat, fogközöket és középvonalat. A sablonok pontos anatómiai faciális fogkontúrjainak köszönhetően az egyes területeken különböző kompozit vastagságok adódnak (vékonyabb az incisális harmadban és a gingivális területen, vastagabb a faciális középső részeken). Mivel ezek a különböző rétegvastagságok különböző színhatásokat és értékeket eredményeznek, csupán egy szín használatával is természetes eredményt érhetünk el. A rendszer legfontosabb előnyei: lehetővé teszi kiváló minőségű, természetes hatású kompozitrestaurációk gyors és megbízható elkészítését; megakadályozza az oxigén inhibíciós réteg kialakulását a polimerizációs során, így kemény és fényes felületet hoz létre; többször felhasználható, autoklávozható így használata gazdaságos; bármely kompozittal használható; a sablonon keresztül tökéletes fénypolimerizáció érhető el; a megkötött kompozitról könnyen leválasztható; időtakarékos, hiszen csak minimális igazításra és polirozásra van szükség; megkönnyíti az applikációt egy- akár több fogra. A készlet 2-2 darab közepes- illetve nagyméretű, alsó illetve felső sablont tartalmaz a középső metszőfogakra, az oldalsó metszőfogakra, a szemfogakra illetve a premolárisokra. (összesen 32 sablon)

készlet: 16-16 db közepes illetve nagyméretű sablon alsó,			
139 192	illetve felső fogakra (összesen 32 db sablon)	1 csomag	249.000



Kofferdam

**Fit-Kofferdam rendszer (Hager & Werken)**

bevezető készlet: 1 lyukasztó fogó, 1 kapocsfogó, 1 nagyméretű keret felnőtteknek, 1 nemesacél			
022 135	kapocstálca 12 leggyakrabban használatos kapocccsal	1 készlet	94.995
022 132	Fit Kofferdam lyukasztó fogó	1 db	29.995
022 129	Fit Kofferdam kapocsfogó	1 db	12.995
Fit Kofferdam keret, autoklávozható:			
022 136	nemesacél, flexibilis, nagy, 108 x 95 mm	1 db	7.995
022 137	nemesacél, flexibilis, kicsi, 80 x 75 mm	1 db	7.995
022 145	műanyag, összecusukható, autoklávozható ("cápaszáj")	1 db	11.795
098 149	Kofferdam-sablon	1 db	3.995
Fit-kapocstálca: 12 db nemesacél kapocs			
022 131	(1-1 db 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0,2, 2A)	1 db	63.495
022 130	Fit-kapocstálca: nemesacél (üres) 12 kapocshoz	1 db	22.495
lásd tábl.	kofferdam kapcsok egyesével	1 db	4.595

Szárnyas moláris kapcsok

forma	200	202	201	5	7	56
cikkszám	122 117	122 118	122 143	122 130	122 105	122 115

Szárnyas moláris kapcsok, mély

forma	8	14	00	206	0	207
cikkszám	122 106	122 108	122 126	122 120	122 100	122 146

Szárnyas premoláris kapcsok

forma	2	2A	210	211
cikkszám	122 127	122 102	122 122	122 148

Szárnyas premoláris kapcsok

Labiális ivory kapcsok

**Satin Steel kofferdam kapcsok (Hu-Friedy)**

Rozsdamentes acélból készült kofferdam kapcsok. A matt felületek megakadályozzák a kellemetlen fény-visszaverődéseket, megkönnyítve a munkát nagyító szemüvegben, illetve intraorális kamerával.

lásd tábl.	kofferdam kapcsok egyesével	1 db	5.375
071 115	formatáblázat	1 db	ingyenes

Felső és alsó frontfogakhoz

Felső és alsó premolárisokhoz

Felső molárisokhoz

forma	212	0	1	2	2A	2AS	4	8
cikkszám	071 100	071 101	071 102	071 103	071 104	071 138	071 105	071 106

Alsó molárisokhoz

Felső és alsó molárisokhoz

forma	3	7	12A	13A	8A	14	14A	56S
cikkszám	071 107	071 108	071 109	071 110	071 111	071 112	071 113	071 114

Dental Rubber Dam (Dentorama)

Vanília ízű, hosszan tárolható kofferdam gumik vákuum csomagolásban. 15,2 x 15,2 cm.

36 db/csomag.

298 140	világos, közepes	1 csomag	4.975
298 141	zöld, közepes	1 csomag	4.975
298 142	kék, közepes	1 csomag	4.975
298 104	kofferdam keret	1 db	3.995



Rubber Dam Non Latex (Dentorama)

Vákuum csomagolt latexmentes kofferdam. 15,2 x 15,2 cm.

559 196	kék, közepes, 20 db	1 csomag	6.495
---------	---------------------	----------	-------



SIGMA*dam (Sigma)

Púdermentes, kiváló szakítószilárdságú kofferdam. Jól záródik, kellemes, enyhe menta illata van.

Zöld, 15 x 15 cm. 36 db/csomag.

005 115	vékony	1 csomag	5.475
005 116	közepes	1 csomag	5.475
005 117	erős	1 csomag	5.475
005 118	extra erős	1 csomag	5.475



Isodam Non-Latex kofferdam (Sigma)

Latexmentes kofferdam elasztikus, szintetikus polyisopren anyagból latexre allergiás pácienseknek.

Világoskék, 15,3 x 15,3 cm. 20 db/csomag.

005 110	medium	1 csomag	9.745
005 111	heavy	1 csomag	9.745



Dental Dam (COLTÉNE)

Tiszta latexből készült ellenálló, nagy szakítószilárdságú kofferdam. Négy vastagságban szállítható:

vékony ca. 0,15 mm, közepes ca. 0,20 mm, vastag ca. 0,25 mm, és extra vastag ca. 0,30 mm.

Dental Dam vékony, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:

035 114	világos	1 csomag	6.495
035 125	zöld	1 csomag	6.495

Dental Dam közepes, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:

035 102	világos	1 csomag	6.995
035 103	zöld	1 csomag	6.995
035 126	kék	1 csomag	6.995

Dental Dam vastag, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:

035 116	világos	1 csomag	7.845
035 127	zöld	1 csomag	7.845
035 128	kék	1 csomag	7.845

Dental Dam extra vastag, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:

035 129	világos	1 csomag	8.245
035 130	zöld	1 csomag	8.245
035 132	sötét	1 csomag	8.245

Fiesta Dental Dam, gyümölcsízű, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:

035 121	vékony	1 csomag	6.995
035 106	közepes	1 csomag	7.845
035 122	vastag	1 csomag	8.245
035 108	kofferdam-szalvéta, 12,7 x 15,2 cm, 50 db	1 csomag	9.575

Alapkészlet:

035 107	9 szárnyas kapocs (a leggyakoribb formák)	1 csomag	31.195
035 111	Dental Dam műanyag keret	1 db	6.655
098 149	Kofferdam-sablon	1 db	3.995

035 136	kofferdam lyukasztó fogó	1 db	66.635
035 137	kofferdam kapocs fogó	1 db	35.625





roeko Flexi Dam non latex (COLTÉNE)

Latex- és púdermentes kofferdam. Biokompatibilis, szagsemleges. Kiválóan nyúlik, szakítószilárdsága nagy. Használata latexallergiás, illetve allergiára hajlamos betegeknél ajánlott. Kék és violakék színekben kapható. A kék szín éles kontrasztot nyújt a munkaterülettel szemben.

Méret: 15 x 15 cm, kb. 0,5 mm vastag.

063 130	violakék, 30 db	1 csomag	13.995
063 132	kék, 30 db	1 csomag	13.995



KKD Sympatic Dam Non-Latex (KKD)

Különösen rugalmas, púdermentes, nagy szakítószilárdságú, latexmentes kofferdam. Elaszticitása messze meghaladja a latex anyagokét. Könnyen felhelyezhető, kényelmes a beteg számára, kiválóan szigetel, szagmentes. 15 x 15 cm.

259 125	kék, közepes, 30 lap	1 csomag	11.745
---------	----------------------	----------	--------



Hygenic Wedjets kofferdam fonalak (COLTÉNE)

A kofferdam rögzítő fonál alternatívát nyújt a kofferdam kapcsokkal szemben. Előnye a könnyebb használhatóság, a gyorsabb kofferdam felhelyezés. Segítségével elkerülhetőek a fogíny sérülései. 2,30 méteres tekercsben, 3 vastagságban szállítható.

035 123	x-vékony, kék, Ø 0,7 mm	1 csomag	8.495
035 117	vékony, sárga, Ø 1,3 mm	1 csomag	8.495
035 118	vastag, narancs, Ø 1,7 mm	1 csomag	8.495



OptiDam (Kerr)

Egyszerűen, gyorsan használható kofferdam. Szükségtelemmé teszi a sablont és a lyukasztót. Az anatómiai kialakított keret és a háromdimenziós kofferdam gumi könnyű felhelyezést tesz lehetővé. Az OptiDam száraz és tiszta munkaterületet biztosít, miközben a beteg könnyen lélegzik. Nem kell a nyelvet eltartani, az ajak, az orca illetve a gingiva nem akadályozza a kezelést.

OptiDam Posterior készlet:

025 100	10 OptiDam Posterior, 1 kofferdam keret	1 készlet	8.995
025 101	OptiDam Posterior, 30 db	1 csomag	20.995

OptiDam Anterior készlet:

025 102	10 OptiDam Anterior, 1 kofferdam keret	1 készlet	8.995
025 103	OptiDam Anterior, 30 db	1 csomag	20.995

Parapulpális csapok (pins)



Retopin Stift retenciós rendszer (EDENTA)

Gazdaságos és könnyen kezelhető parapulpális stift elhorganyzási alternatíva. Egyetlen, szinte minden indikációra alkalmas méretben (0,6 x 4 mm) kapható. A mandrellek újra felhasználhatóak. Gépi és kézi behajtásra egyaránt alkalmas.

standard készlet, aranyozott:

007 101	25 szerelt, aranyozott stift, 1 fúró, 1 nyél kézi behajtáshoz	1 készlet	13.525
---------	--	-----------	--------

standard készlet, titán:

007 105	25 szerelt, titán stift, 1 fúró, 1 nyél kézi behajtáshoz	1 készlet	17.465
007 102	aranyozott stift, 100 db	1 csomag	25.575
007 106	titán stift, 100 db	1 csomag	30.675
007 107	fúró, 6 db (piros)	1 csomag	10.845
007 108	mandrell, 10 db (piros)	1 csomag	8.675
007 109	nyél, kézi behajtáshoz	1 db	1.795

Stabilok (Fairfax)

Nemesacél csap készlet, praktikus adagolódobozban.

zöld = normál 0,76 mm, kék = finom 0,6 mm

normál csomag:			
022 100	zöld/normál, 20 csap, 1 előfűrő	1 csomag	9.795
022 101	kék/finom 20 csap, 1 előfűrő	1 csomag	9.795
óriás csomag			
022 102	zöld/normál, 100 csap, 5 előfűrő	1 csomag	36.945
022 103	kék/finom, 100 csap, 5 előfűrő	1 csomag	36.945

Titán csap készlet, praktikus adagolódobozban.

narancs = normál 0,76 mm, sárga = finom 0,6 mm

normál csomag:			
022 104	narancs/normál, 20 csap, 1 előfűrő	1 csomag	9.795
022 105	sárga/finom, 20 csap, 1 előfűrő	1 csomag	9.795
óriás csomag:			
022 106	narancs/normál, 100 csap, 5 előfűrő	1 csomag	36.945
022 107	sárga/finom, 100 csap, 5 előfűrő	1 csomag	36.945



Gyökércsapok (posts)

Radix Anker (Dentsply Sirona)

Nemesacél gyökércsapok 3 különböző méretben (nr. 1, 2, 3).

Integral-készlet: 1 gyökértágító, 1 homlok frézer, 1 spirál fűrő, 1 mérőeszköz, 1 nyél, 1 kulcs, 1 gyökértömő, 12 nemesacél csap:			
018 101	nr. C195C/1 kicsi, sárga	1 készlet	59.995
018 102	nr. C195C/2 közepes, piros	1 készlet	59.995
018 103	nr. C195C/3 nagy, kék	1 készlet	59.995
utántöltő 12 db:			
018 131	nr. C0193/1, kicsi, sárga	1 csomag	39.995
018 132	nr. C0193/2, közepes, piros	1 csomag	39.995
018 133	nr. C0193/3, nagy, kék	1 csomag	39.995



Radix Anker Titan (Dentsply Sirona)

Titán gyökércsapok 4 különböző méretben (nr. 1, 2, 3, 3B).

Integral-készlet: 1 gyökértágító, 1 homlok frézer, 1 spirál fűrő, 1 mérőeszköz, 1 nyél, 1 kulcs, 1 gyökértömő, 12 titán csap:			
018 111	nr. C195CT/1, kicsi, sárga	1 készlet	74.995
018 112	nr. C195CT/2, közepes, piros	1 készlet	74.995
018 113	nr. C195CT/3, nagy, kék	1 készlet	74.995
018 114	nr. C195CT/3B, lila	1 készlet	74.995
utántöltő 12 db:			
018 141	nr. C193T/1, kicsi, sárga	1 csomag	51.495
018 142	nr. C193T/2, közepes, piros	1 csomag	51.495
018 143	nr. C193T/3, nagy, kék	1 csomag	51.495
018 115	nr. C193T/3B, lila	1 csomag	51.495



Mirapost (Hager & Werken)

Aranyozott, aktív, kónikus csapok.

készlet:			
098 690	240 db csap 6 vastagságban, 4 hosszúságban, 1 négyszögletes kulcs, 1 keresztkulcs	1 készlet	43.675
utántöltő:			
lásd tábl.	12 db (azonos méret)	1 csomag	2.395

Ø	1,05 mm	1,20 mm	1,35 mm	1,50 mm	1,65 mm	1,80 mm
rövid (8 mm)	nr. 1	nr. 2	nr. 3	nr. 4	nr. 5	nr. 6
cikkszám	098 670	098 671	098 672	098 673	098 674	098 675
közepes (9,5 mm)	nr. 1	nr. 2	nr. 3	nr. 4	nr. 5	nr. 6
cikkszám	098 676	098 677	098 678	098 679	098 680	098 681
hosszú (12 mm)	nr. 1	nr. 2	nr. 3	nr. 4	nr. 5	nr. 6
cikkszám	098 682	098 683	098 684	098 685	098 686	098 687
extra hosszú 14 mm)				nr. 4		nr. 6
cikkszám				098 688		098 689





Mirapost Titan (Hager & Werken)

Kónikus titán csapok.

készlet: 120 db stift 6 vastagságban, 4 hosszúságban,			
067 100	1 négyszögletű kulcs	1 készlet	69.995
utántöltő:			
lásd tábl.	6 db (azonos méret)	1 csomag	3.945

Ø	1,05 mm	1,20 mm	1,35 mm	1,50 mm	1,65 mm	1,80 mm
rövid (8 mm) cikkszám	nr. 1 067 101	nr. 2 067 102	nr. 3 067 103	nr. 4 067 104	nr. 5 067 105	nr. 6 067 106
közepes (9,5 mm) cikkszám	nr. 1 067 107	nr. 2 067 108	nr. 3 067 109	nr. 4 067 110	nr. 5 067 111	nr. 6 067 112
hosszú (12 mm) cikkszám	nr. 1 067 113	nr. 2 067 114	nr. 3 067 115	nr. 4 067 116	nr. 5 067 117	nr. 6 067 118
extra hosszú (14 mm) cikkszám				nr. 4 067 119		nr. 6 067 120



Tartozékok Mirapost és Mirapost titán csapokhoz (Hager & Werken)

tágító (reamer) készlet:			
098 692	nr. 1-6, 6 db	1 készlet	19.575
098 664	nr. 1, 3 db	1 csomag	9.995
098 665	nr. 2, 3 db	1 csomag	9.995
098 666	nr. 3, 3 db	1 csomag	9.995
098 667	nr. 4, 3 db	1 csomag	9.995
098 668	nr. 5, 3 db	1 csomag	9.995
098 669	nr. 6, 3 db	1 csomag	9.995
098 693	négyszögletű kulcs	1 db	1.495
098 694	keresztkulcs	1 db	1.495




Gyökércsatorna csap (Cardex)

Ideális gyökércsatorna-lenyomatvételhez és fogtechnikában öntőcsapként is, miután maradék nélkül elég.

298 190	100 db	1 csomag	9.875
---------	--------	----------	-------

Üvegszálás és karbon csapok



DT Light post (VDW)

Magas hajlítási rugalmasság, a dentinéhez hasonló elaszticitás, magas anyagfáradási ellenállással bíró kvarcszálalás csapok. A csapok ún. „Double-Taper” alakja megfelel a fog gyökértágítás utáni anatómiájának. Az egyedülálló rezin mátrix kiváló kémiai kötést biztosít, megakadályozva ezzel a csap kilazulását. Bármely kettős- és kémiai kötési dentin bonddal illetve kompozittal használható. A csapok transzlucensek, röntgenárnyékot adnak.

DT Light Post Basic Kit:

058 135	3-3 csap 0, 1, 2, 3 méretben, 1-1 fúró valamennyi méretben	1 csomag	65.995
---------	--	----------	--------

DT Light Post utántöltő, 6 db:

058 136	Gr. 0, fekete	1 csomag	26.995
058 137	Gr. 1, piros	1 csomag	26.995
058 138	Gr. 2, sárga	1 csomag	26.995
058 139	Gr. 3, kék	1 csomag	26.995
058 118	DT Universal Drill (fekete), 2 db	1 csomag	7.995

DT Finishing Drill, 2 db:

058 119	Gr. 1, piros	1 csomag	7.995
058 120	Gr. 2, sárga	1 csomag	7.995
058 121	Gr. 3, kék	1 csomag	7.995

DT eltávolító készlet: gyökércsapok eltávolítására -

058 123	1 DT Pilot fúró, 1 DT karbid fúró	1 csomag	16.995
---------	-----------------------------------	----------	--------



Fibrapost + (PD)

Színkódolt üvegszálás csap. Összetétele multiaxiális elrendezésű szálak és epoxid-gyanta-mátrix. Üvegszál tartalom: 65%. Kiváló a hajlítószilárdsága, röntgenopacitása és a torziós erővel szembeni állóképessége. Igényes esztétikai munkákhoz ajánlott. A csap hossza 19 mm.

készlet: 6-6 db csap nr. 1-4 db, 1-1 fúró nr. 1-4,			
798 105	1 kézi csavarhúzó	1 csomag	59.995
utántöltő, 5 db:			
798 136	nr. 1, fehér, Ø 1,30 mm, Ø vég 0,85 mm	1 csomag	10.945
798 137	nr. 2, sárga, Ø 1,50 mm, Ø vég 1,06 mm	1 csomag	10.945
798 138	nr. 3, piros, Ø 1,70 mm, Ø vég 1,26 mm	1 csomag	10.945
798 139	nr. 4, kék, Ø 1,90 mm, Ø vég 1,47 mm	1 csomag	10.945
utántöltő, 12 db:			
798 106	nr. 1, fehér, Ø 1,30 mm, Ø vég 0,85 mm	1 csomag	23.695
798 107	nr. 2, sárga, Ø 1,50 mm, Ø vég 1,06 mm	1 csomag	23.695
798 108	nr. 3, piros, Ø 1,70 mm, Ø vég 1,26 mm	1 csomag	23.695
798 109	nr. 4, kék, Ø 1,90 mm, Ø vég 1,47 mm	1 csomag	23.695
utántöltő Drill-A-Posts (előfúró), 6 db:			
798 111	nr. 1	1 csomag	23.695
798 112	nr. 2	1 csomag	23.695
798 113	nr. 3	1 csomag	23.695
798 114	nr. 4	1 csomag	23.695

LuxaPost (DMG)

Előszilanzált, röntgenopak, üvegszállal erősített kompozit-gyökércsap, a dentinéhez hasonló hajlítószilárdsággal. Megbízható megoldás arra az esetre, ha nincsen elegendő koronális keményállomány. Minimalizálja az esetleges feszültséget, esztétikus, kitűnő tűrőképességű, kónikus alakjával kíméletes a fogállományhoz. Retenciós barázdái eredményesebb munkát biztosítanak.

bevezető csomag:			
Ø 1,25 mm, 1,375 mm, 1,5 mm csap, Ø 1,25 mm, 1,375 mm, 1,5 mm fúró, 30 mélységjelölő,			
198 166	1 mérőkártya	1 csomag	83.495
utántöltő, 5 csap:			
698 180	Ø 1,25 mm, fekete	1 csomag	22.875
698 181	Ø 1,375 mm, kék	1 csomag	22.875
698 182	Ø 1,5 mm, zöld	1 csomag	22.875
998 190	Ø 1,75 mm, piros	1 csomag	22.875
utántöltő, 1 fúró:			
698 183	Ø 1,25 mm	1 csomag	13.545
698 184	Ø 1,375 mm	1 csomag	13.545
698 185	Ø 1,5 mm	1 csomag	13.545
998 191	Ø 1,75 mm	1 csomag	13.545

ParaPost Fiber Lux (COLTÉNE)

Transzlucens, röntgenopak, minden esztétikai igényt kielégítő, üvegszál-gyanta alapanyagú gyökércsap. (60% üvegszál + 40% gyanta), Visszatükrözi a fog természetes színét, megakadályozva az árnyékképződést a gingivális peremnél kompozit restaurációk készítése során. Fényáteresztő képességének köszönhetően fényrekötő valamint dual kötési cementekkel és csonkfelépítő anyagokkal egyaránt használható. A lekerekített stift fej csökkenti a csonkfelépítő anyagban keletkező feszültséget, megakadályozva ezzel a mikropedések kialakulását. Hajlítószilárdsága magas (1.600 MPa)

bevezető készlet PF170:			
2-2 db nr. 3, nr. 5.5, nr. 6 csap,			
3-3 db nr. 4, nr. 4.5, nr. 5 csap,			
1-1 db fúró méretenként,			
479 165	1 univerzális kézi csavarhúzó	1 készlet	109.995
utántöltő, 5 csap:			
479 166	PF171-3, nr. 3	1 csomag	26.745
479 167	PF171-4, nr. 4	1 csomag	26.745
479 168	PF171-4.5, nr. 4.5	1 csomag	26.745
479 169	PF171-5, nr. 5	1 csomag	26.745
479 170	PF171-5.5, nr. 5.5	1 csomag	26.745
479 171	PF171-6, nr. 6	1 csomag	26.745
utántöltő, 10 csap:			
579 100	Gr. 3	1 csomag	50.495
579 101	Gr. 4	1 csomag	50.495
579 102	Gr. 4.5	1 csomag	50.495
579 103	Gr. 5	1 csomag	50.495
579 104	Gr. 5.5	1 csomag	50.495
579 105	Gr. 6	1 csomag	50.495
Starter fúró és univerzális csavarhúzó			
479 172	(a csap eltávolítására)	1 csomag	7.145


 Kiváló minőség,
 nagyszerű ár!




ParaPost Taper Lux (COLTÉNE)

Hengeres-kónikus formájú transzlucens gyökércsap. A fényáteresztő üvegszál-gyanta mátrixnak köszönhetően fénypolimerizációval azonnal rögzíthető. Természetesen használhatjuk önkötő és dual kötő kompozitcementekkel is. A párhuzamosan futó üvegszál rostok kiváló fizikai tulajdonságokat biztosítanak anélkül, hogy csökkentenék a csap rugalmasságát. A szár formája kitűnően illeszkedik a szűk gyökércsatornákba. Az apikális harmad 4%-os konicitása támogatja a korszerű Greater-Taper gyökércsatorna preparációs technikát.

bevezető készlet PF180:

5-5 db nr. 4,5 (1,14 mm) és nr.5 (1,25 mm) csap,
3 db nr. 5,5 (1,40 mm) csap,
2 db nr. 6 (1,5 mm) csap, 1-1 db 4,5, 5, 5,5 és 6 fúró

479 180	1 univerzális kézi csavarhúzó	1 készlet	109.995
---------	-------------------------------	-----------	---------

utántöltő, 5 csap:

479 181	PF181-4,5	1 csomag	26.745
479 182	PF181-5	1 csomag	26.745
479 183	PF181-5,5	1 csomag	26.745
479 184	PF181-6	1 csomag	26.745

utántöltő, 10 csap:

579 111	Gr. 4,5	1 csomag	50.495
579 112	Gr. 5	1 csomag	50.495
579 113	Gr. 5,5	1 csomag	50.495
579 114	Gr. 6	1 csomag	50.495

utántöltő, 3 fúró

479 185	P82-4,5	1 csomag	27.145
479 186	P82-5	1 csomag	27.145
479 187	P82-5,5	1 csomag	27.145
479 188	P82-6	1 csomag	27.145



RelyX Fiber Post (3M)

Üvegszállal erősített, röntgenárnyékot adó, transzlucens kompozit gyökércsap. Esztétikus, hajlítószilárdsága a dentinéhez hasonló, így kisebb az esélye a vertikális gyökérfrakturáknak. Szemben a fém csapokkal, nem korrodálódik. Fúróval egyszerűen eltávolítható, gyémánt korong segítségével könnyen a kívánt méretre igazítható.

bevezető készlet: 5-5 db csap nr. 1, 2, 3 méreteken,

516 185	20 hosszabbító kanül, 4 fúró	1 készlet	104.995
---------	------------------------------	-----------	---------

kezdő készlet: 1 RelyX Fiber Post bevezető készlet,
1 RelyX Unicem próba készlet, összesen 20 kapszulával
(A2 transzlucens, A3 opak), 1 aktivátor, 1 applikátor

516 186		1 készlet	129.995
---------	--	-----------	---------

RelyX Fiber Post, 10 db csap:

516 195	nr. 0, Ø 1.1 mm	1 csomag	43.995
516 187	nr. 1, Ø 1.3 mm	1 csomag	43.995
516 188	nr. 2, Ø 1.6 mm	1 csomag	43.995
516 189	nr. 3, Ø 1.9 mm	1 csomag	43.995

fúró:

516 196	nr. 0	1 db	7.995
516 190	nr. 1	1 db	7.995
516 191	nr. 2	1 db	7.995
516 192	nr. 3	1 db	7.995
516 193	univerzális fúró	1 db	7.995
516 194	hosszabbító kanülok, 10 db	1 csomag	6.495



FibreKleer 4x üvegszálak csapok (Pentron)

Kónikus, hosszanti irányú üvegszálakkal erősített, kiváló fényáteresztő képességgel rendelkező, röntgenárnyékot adó (400%), nagy hajlítási szilárdsággal bíró, esztétikus megjelenítést biztosító, színezett, méretre vágható csap. Kiváló transzlucenciája a természetes életszerű esztétikáról gondoskodik. Ideális hajlítási modulusának köszönhetően minimalizálja a foggyökér repedését, törését.

kónikus csap, 10 db:

659 101	1,25 mm fekete	1 csomag	14.495
659 102	1,375 mm viola	1 csomag	14.495
659 103	1,50 mm zöld	1 csomag	14.495

kónikus csap, 30 db:

659 104	1,25 mm fekete	1 csomag	35.995
659 105	1,375 mm viola	1 csomag	35.995
659 106	1,50 mm zöld	1 csomag	35.995
659 107	fúró 1,25 mm fekete	1 db	9.395
659 109	fúró 1,50 mm zöld	1 db	9.395

UniCore Post System (ULTRADENT)

Esztétikus, röntgenárnyékot adó üvegszál gyökércsap rendszer. A magas szálaránnyal rendelkező csapok stabilitása kiváló. Az egyedülálló 3 az 1-ben fúró eltávolítja a guttaperchát, a műanyag- és üvegszál csapokat és egyúttal munkamenetet vág. Csomagolásával együtt autoklávozható. A csapok biztosan - a kiesés veszélye nélkül - tapadnak a habszivacsban.

Nagy csomag:			
076 180	5-5 gyökércsap Nr. 1, 2, 3 és 4 méretben, 4 fúró	1 csomag	99.995
Induló csomag:			
132 098	5-5 gyökércsap Nr. 1, 2, méretben, 2 fúró	1 csomag	52.995
utántöltő, 5 db:			
076 181	Nr. 0 (fehér)	1 csomag	20.495
114 202	Nr. 1 (sárga)	1 csomag	20.495
117 885	Nr. 2 (piros)	1 csomag	20.495
132 487	Nr. 3 (kék)	1 csomag	20.495
132 486	Nr. 4 (zöld)	1 csomag	20.495
fúró:			
133 939	Nr. 0 (fehér)	1 db	8.995
129 132	Nr. 1 (sárga)	1 db	8.995
115 314	Nr. 2 (piros)	1 db	8.995
115 315	Nr. 3 (kék)	1 db	8.995
138 098	Nr. 4 (zöld)	1 db	8.995



FRC Postec Plus (ivoclar vivadent)

Gyökércsap rendszer, koronálisan súlyosan sérült fogak direkt felépítésére. A rendszer két különböző méretű, üvegszállal erősített kompozit fényvezető csapot tartalmaz, melyek elaszticitása a dentinéhez hasonló. A rozsdamentes acélból készült lenyomati csap lehetővé teszi, hogy a csonkfelépítés a laborban készüljön, de alakmas ideiglenes pótlásokhoz is. A csapok természetes translucenciája biztos alapot ad a tökéletes esztétikájú fogpótlásokhoz. A csapok a fényt a csatorna mélyére vezetik, így rögzítésükhöz dual kötési anyagokat használhatunk. A FRC Postec csapok a fémhez hasonló, erős röntgenárnyékot adnak.

FRC Postec Plus Intro készlet:			
391 160	3 db nr. 0, 5 db nr. 1, 2 db nr. 3, 1-1 reamer nr. 0, 1, 3	1 csomag	72.795
FRC Postec Plus csap, 5 db:			
391 161	nr. 0	1 csomag	25.895
291 173	nr. 1	1 csomag	25.895
291 174	nr. 3	1 csomag	25.895
FRC Postec Plus csap, 20 db:			
391 162	nr. 0	1 csomag	91.245
291 175	nr. 1	1 csomag	91.245
291 176	nr. 3	1 csomag	91.245
FRC Postec Plus reamer:			
391 163	nr. 0	1 db	9.945
291 168	nr. 1	1 db	9.945
291 169	nr. 3	1 db	9.945



Rebilda Post GT (voco)

A dentinhez hasonló elaszticitású, röntgenárnyékot adó, kötegelt üvegszállal erősített kompozit gyökércsap. Több vékony egyedi stiftből áll, melyeket egy közös hüvely fog össze. Az egész köteget egy lépésben vihetjük be a gyökércsatornába. Amikor a rögzítőanyag polimerizálását megelőzően a hüvelyt eltávolítjuk, az egyedi stiftok legyezőszerűen szétterülnek, ezáltal a rögzítő kompozit a teljes csatornában egyenletes erősítést ad. Egyúttal nagyobb koronális felület keletkezik, mely jobb stabilitást eredményez. Mivel nincs szükség a gyökércsatorna szokásos csapos előkészítésére, kevésbé gyengíti a fogakat, mint a hagyományos gyökércsap.

készlet:			
5-5 csap No.4, No.6, No.9, No.12,			
5 ml Ceramic Bond,			
20 Single Dose Futurabond U,			
475 147	10 g fecskendő Rebilda DC Dentin Quick Mix, tartozékok	1 csomag	189.000
utántöltő, 5 db csap:			
575 185	No. 4 (~ Ø 0,8)	1 csomag	25.275
575 186	No. 6 (~ Ø 1,0)	1 csomag	30.995
575 187	No. 9 (~ Ø 1,2)	1 csomag	41.825
575 188	No. 12 (~ Ø 1,4)	1 csomag	51.125





X.Post (Dentsply Sirona)

Természetes esztétikájú, transzlucens üvegszálcsap. Az endodisign egyrészt kémleteres, foganyag-takarékos preparációt tesz lehetővé, másrészt kiváló mechanikai tulajdonságokat biztosít.

X.Post csapok, 5 db:

212 131	nr. 1 sárga	1 csomag	25.995
212 132	nr. 2 piros	1 csomag	25.995
212 133	nr. 3 kék	1 csomag	25.995
212 134	nr. 4 zöld	1 csomag	25.995

Easy Post kalibráló fúró, 3 db:

288 191	nr. 1	1 csomag	8.145
288 192	nr. 2	1 csomag	8.145
288 193	nr. 3	1 csomag	8.145
288 194	nr. 4	1 csomag	8.145

Largo Peeso tágitó (Reamer):

288 195	nr. 1 (nr. 1+2-hez), 6 db	1 csomag	7.645
288 196	nr. 2 (nr. 3+4-hez), 6 db	1 csomag	7.645



Mirafit Carbon / - White (Hager & Werken)

Epoxid-gyanta mátrixba ágyazott szálakból készült menet nélküli csaprendszer. A speciális szabadalmaztatott eljárással egymásba font szálak rendkívül erős és tartós szerkezetet eredményeznek. Fizikai tulajdonságai a dentinhez hasonlóak, biokompatibilis, a hossza rövidíthető. Mirafit karboncsap: nem ad röntgenárnyékot, különösen tartós megoldás a rágófogak területén. Mirafit White üvegszálcsap: röntgenárnyékot ad, fehér színe esztétikus megoldást biztosít.

Hossza: 20 mm.

Mirafit Carbon készlet:

322 170	18 Stifte (6-6 db L2, L3, L4), 3 előfúró (L2, L3, L4)	1 csomag	39.995
---------	---	----------	--------

Mirafit Carbon utántöltő, 6 csap:

322 171	L2, Ø 1,2 mm	1 csomag	8.995
322 172	L3, Ø 1,35 mm	1 csomag	8.995
322 173	L4, Ø 1,5 mm	1 csomag	8.995

Mirafit White készlet:

322 174	18 csap (6-6 db L2, L3, L4), 3 előfúró (L2, L3, L4)	1 csomag	42.995
---------	---	----------	--------

Mirafit White utántöltő, 6 csap:

322 175	L2, Ø 1,2 mm	1 csomag	9.795
322 176	L3, Ø 1,35 mm	1 csomag	9.795
322 177	L4, Ø 1,5 mm	1 csomag	9.795

Mirafit Reamer, 3 db:

322 178	L2	1 csomag	10.995
322 179	L3	1 csomag	10.995
322 180	L4	1 csomag	10.995

Artikulációs papírok, fóliák



csak **3.945 Ft**



ARTIKULÁCIÓS PAPÍR 200µ

Artikulációs papír koronák, hidak protézisek durva okklúziós vizsgálatára praktikus adagoló dobozban.

300 900	300 lap adagoló dobozban, kék	1 csomag	3.945
300 901	300 lap adagoló dobozban, piros	1 csomag	3.945



csak **2.295 Ft**



ARTIKULÁCIÓS PAPÍR 40µ

Artikulációs papír az okklúzió finom ellenőrzésére, 22 x 110 mm.

300 902	10 füzet (12 csík / füzet), kék	1 csomag	2.295
300 903	10 füzet (12 csík / füzet), piros	1 csomag	2.295

A.M. Edelingh artikulációs papír 8μ

Az artikulációs papír saját tartóval rendelkezik, így használatához külön műszer nem szükséges. Alkalmazása ezáltal különösen előnyös szűk szájnílás esetén. Pontos jelölést biztosít nedves vagy polírozott fogfelületen is. 8μ, 100 db.

144 901	piros	1 csomag	5.795
144 900	kék	1 csomag	5.795



A PRÉMIUM MÁRKA

Bausch artikulációs papírok, Progress 100 μ (Bausch)

100 μ-os, rugalmas, szálerezített papír. Pontosan jelöli az okklúziós és artikulációs pontokat. Alkalmas a fényesre polírozott fém illetve kerámia felületek, valamint a nedves felszínek nehéz kontaktpontjainak ellenőrzésére.

műanyag adagoló, 300 csík:			
008 960	BK 51, kék	1 csomag	5.995
008 961	BK 52, piros	1 csomag	5.995



Bausch artikulációs papír 200 μ (Bausch)

008 901	BK 01, műanyag adagoló, 300 lap, kék	1 csomag	5.875
008 904	BK 1001, utántöltő BK 01-hez	1 csomag	5.495
008 902	BK 02, műanyag adagoló, 300 lap, piros	1 csomag	5.875
008 900	BK 1002, utántöltő BK 02-hez	1 csomag	5.495
008 903	BK 03, patkóforma, 50 ív, kék	1 csomag	4.495
008 906	BK 04, patkóforma, 50 ív, piros	1 csomag	4.495
008 905	BK 05, füzet, 300 lap, kék	1 csomag	5.875



Bausch artikulációs papírok, mikrovékony 40 μ (Bausch)

Színes viasszal impregnált papírok. Kontaktpontok színes megjelölésére szolgálnak koronák, hidak, inlay-ek behelyezésekor, illetve kétfázisú csiszolásoknál. (piros: laterális mozgások, kék: centrik)

füzet, 200 lap:			
008 909	BK 09, kék	1 csomag	4.745
008 910	BK 10, piros	1 csomag	4.745
tekercs adagolóval, 16 mm széles, 15 m:			
008 948	BK 13, kék	1 csomag	3.945
008 974	BK 1013, (utántöltő BK 13-hoz)	1 csomag	2.595
tekercs adagolóval, 16 mm széles, 15 m:			
008 949	BK 14, piros	1 csomag	3.945
008 975	BK 1014, (utántöltő BK 14-hez)	1 csomag	2.595
tekercs adagolóval, 22 mm széles, 10 m:			
008 938	BK 15, kék	1 csomag	3.945
008 939	BK 16, piros	1 csomag	3.945
utántöltő tekercs:			
008 958	BK 1015 (BK 15-höz) kék	1 csomag	2.595
008 959	BK 1016 (BK 16-hoz) piros	1 csomag	2.595
csík, 200 db:			
008 964	BK 61, kék	1 csomag	2.575
008 965	BK 62, piros	1 csomag	2.575
008 966	BK 63, kék/piros	1 csomag	2.575
füzet, 200 lap:			
008 980	BK 80 piros/kék	1 csomag	4.745
patkóforma, 150 ív:			
008 917	BK 17, kék	1 csomag	8.495
008 918	BK 18, piros	1 csomag	8.495
008 981	BK 81, piros/kék	1 csomag	8.675





Bausch Gnatho-Film 16 μ (Bausch)

Ultravékony, különösen lágy, 16 μ-os polietilén fólia. A területkenység és a finom színbevonat lehetővé teszi a tényleges kontaktpontok precíz ellenőrzését. A fólia optimálisan alkalmazkodik a mindenkori okklúziós felszín sajátosságaihoz. Méret: 20 x 60 mm. 50 csík/füzet.

008 940	BK 120, fekete	1 csomag	1.645
008 941	BK 121, piros	1 csomag	1.645
008 942	BK 122, zöld	1 csomag	1.645
008 943	BK 123, kék	1 csomag	1.645



Arti-Fol Metallic 12 μ (Bausch)

Ultravékony, 12 μ-os, nagy szakítószilárdságú High Tech fém bevonatú poliészter fólia (Shimstock). Az új összetételű színbevonat kimagaslóan jó színátvitelt eredményez. Különösen kerámián és fényesre polírozott fémfelületeken hagy jól látható kontaktpontokat. A fémbevonat a sztatikus feltöltődés problémáját jelentősen csökkenti.

008 928	BK 28: adagolóban, 20 m Arti-Fol, 22 mm széles, kétoldali, fekete/piros	1 csomag	5.345
008 937	BK 1028, utántöltő (BK 28), 20 m	1 csomag	3.945
008 951	BK 30: adagolóban, 20 m Arti-Fol, 22 mm széles, egyoldali, fekete	1 csomag	4.425
008 952	BK 31: adagolóban, 20 m Arti-Fol, 22 mm széles, egyoldali, piros	1 csomag	4.425
008 976	BK 32: adagolóban, 20 m Arti-Fol, 22 mm széles, egyoldali, zöld	1 csomag	4.425
008 977	BK 33: adagolóban, 20 m Arti-Fol, 22 mm széles, egyoldali, kék	1 csomag	4.425
008 957	BK 35: 100 csík, 8 x 50 mm egyoldali, piros	1 csomag	3.475
008 956	BK 38: 100 csík, 8 x 50 mm, bevonat nélkül	1 csomag	2.495



Arti-Fol 8 μ (Bausch)

8 μ-os, 22 mm széles, 20 m hosszú egy- illetve kétoldali fólia okklúziós vizsgálatra tépős adagolóban. Színes, hidrofil, lágy viasszal bevont, mely jelentősen javítja a nedves okklúzáls felületek elszíneződését.

egyoldali:			
008 920	BK 20, fekete	1 csomag	4.275
008 929	BK 1020, utántöltő (BK 20)	1 csomag	2.895
008 921	BK 21, piros	1 csomag	4.275
008 930	BK 1021, utántöltő (BK 21)	1 csomag	2.895
008 922	BK 22, zöld	1 csomag	4.275
008 931	BK 1022, utántöltő (BK 22)	1 csomag	2.895
008 923	BK 23, kék	1 csomag	4.275
008 932	BK 1023, utántöltő (BK 23)	1 csomag	2.895
kétoldali:			
008 924	BK 24, fekete	1 csomag	5.395
008 933	BK 1024, utántöltő (BK 24)	1 csomag	3.975
008 925	BK 25, piros	1 csomag	5.395
008 934	BK 1025, utántöltő (BK 25)	1 csomag	3.975
008 926	BK 26, zöld	1 csomag	5.395
008 935	BK 1026, utántöltő (BK 26)	1 csomag	3.975
008 927	BK 27, kék	1 csomag	5.395
008 936	BK 1027, utántöltő (BK 27)	1 csomag	3.975



roeko Hanel artikulációs papír 200 μ (COLTÉNE)

200 μ, progresszív színárnyalataival a durvább kontaktpontok megjelölésére, praktikus adagolódobozban. 18 mm x 50 mm.

024 945	piros adagolódoboz, 300 lap	1 csomag	5.695
024 946	kék adagolódoboz, 300 lap	1 csomag	5.695

roeko Hanel kék-piros artikulációs papír 80 µ (COLTÉNE)

80 µ-os kék-piros artikulációs papír.

024 907	U-forma (patkó), 6 füzet (12 lap/füzet)	1 csomag	3.295
024 908	I-forma (egyenes), 12 füzet (12 lap/füzet)	1 csomag	2.545
024 909	C-forma (hajlított), 12 füzet (12 lap/füzet)	1 csomag	2.545




Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

roeko Hanel artikulációs papír 40 µ (COLTÉNE)

40 µ-os, magasviszkozitású viasszal bevont artikulációs papír rutinellenőrzésre. 22 mm széles, mindkét oldalán színezett.

024 906	kék, 10 füzet (12 csík/füzet)	1 csomag	2.695
024 905	piros, 10 füzet (12 csík/füzet)	1 csomag	2.695



roeko Hanel okklúziós fólia 12 µ (COLTÉNE)

Kiváló minőségű, 12 µ vastagságú, különböző színű festékréteggel bevont, egy- vagy kétoldalú, elasztikus PE-hordozófólia az okklúziós pontok pontos jelölésére. 22 mm x 25 m.

egyoldalú:

024 901	fekete	1 tekercs	4.395
024 902	piros	1 tekercs	4.395
024 903	zöld	1 tekercs	4.395

kétoldalú:

024 913	fekete	1 csomag	4.995
024 914	piros	1 csomag	4.995
024 917	fekete/piros	1 csomag	5.575



roeko Hanel Shimstock fémfólia 8 µ (COLTÉNE)

8 mm széles, 5 m hosszú.

024 918	8 µ, nem színezett	1 tekercs	4.375
---------	--------------------	-----------	-------



Spotit (Directa)

Villába fogott színezett fonal a beragasztandó és a szomszédos fog közötti kontaktpont tökéletes meghatározására. Az egyenes, illetve hajlított nyél lehetővé teszi a kontaktpont egyszerű vizsgálatát bármely területen.

139 095	készlet: 9-9 db egyenes illetve hajlított Spotit	1 csomag	9.995
143 757	18 db egyenes Spotit	1 csomag	9.995
141 785	18 db hajlított Spotit	1 csomag	9.995



ÚJDONSÁG



ARTIKULÁCIÓS PAPÍR CSIPESZ

Kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült csipesz. Speciális érdesítésének köszönhetően a legfinomabb fóliát is akár hosszabb időn keresztül is elmozdulás nélkül, biztosan tartja.

000 900	M+W artikulációs papír csipesz	1 db	3.895
---------	--------------------------------	------	-------



csak **3.895 Ft**

Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



Artikulációs papír csipesz (COLTÉNE)

Artikulációs papírhoz vagy okklúziós fóliához.

024 915	egyenes	1 db	8.995
024 916	hajlított	1 db	10.495



OCCLUSIONS-SPRAY

Az ózonrétegre ártalmatlan, viaszmentes, oldószert nem tartalmazó, toxikológiailag közömbös okklúziós spray. Különösen vékony, de színében intenzív réteget képez. Kb. 600 applikációra elegendő mennyiség.

000 990	zöld, 75 ml	1 flakon	3.995
000 991	piros, 75 ml	1 flakon	3.995
	5 flakontól	flakononként	3.725
	10 flakontól	flakononként	3.225

már **3.225 Ft-tól**




OCCLUSIONS-SPRAY PLUS

Fém adagoló csőrének és a speciális szelepnek köszönhetően hajszálpontosan pozicionálható. A pigment film - már 7-10 mikrontól - rétegesen építhető fel. Vízrel könnyen eltávolítható. A kiváló minőségű okklúziós spray az ózonréteget nem károsító hajtógázzal működik. Színe: zöld.

000 951	75 ml, fém adagoló csőr	1 csomag	4.675
	5 csomagtól	csomagonként	4.365

már **4.365 Ft-tól**

Fogsínezés



Perfect Splint (Hager & Werken)

Meglazult fogak sínezéséhez, reimplantációk után és fogszabályozásban.

Hálószerűség: 5 mm.

	kombicsomag:		
098 040	10 acél- 10 nejlonháló, rögzítősegédlet	1 csomag	16.425
	acélcsomag:		
098 065	20 acélháló, rögzítősegédlet	1 csomag	17.985
	nejloncsomag:		
098 066	20 nejlonháló, rögzítősegédlet	1 csomag	15.795

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



performat (La Maison Dentaire)

Perforált fém szalag fogak okkluzális rögzítésére.

598 095	3,5 mm széles, 1 m hosszú	1 csomag	20.795
---------	---------------------------	----------	--------

splint mat (La Maison Dentaire)

Nylon- vagy acélszalag tekercsben meglazult fogak ideiglenes rögzítésére, sebészeti reimplantációk vagy parodontális kezelések utáni fogsínezésre.

598 096	splint mat acél: 4 mm széles, 1 m hosszú	1 csomag	20.795
598 097	splint mat nylon: 5 mm széles, 1 m hosszú	1 csomag	16.495

F-Splint-Aid / F-Splint-Slim (POLYDENTIA)

Használatra kész paro sínezésre és más átmeneti megoldásokhoz. A Fiber-Bonddal átitatott üvegszál szalagot, egyszerűen húzzuk ki a kívánt méretben a flakonból, vágjuk le és helyezzük az előkezelt fogfelületre. A szalag nem rojtosodik ki vágáskor. Egy flakon 4-5 applikációra elegendő.

F-Splint-Aid:			
Fiber-Bonddal átitatott üvegszál szalag (4 mm széles, 12 cm hosszú),			
000 035	5 db Clip&Splint-rögzítőkapocs	1 flakon	40.675
F-Splint-Slim:			
Fiber-Bonddal átitatott üvegszál szalag (2 mm széles, 12 cm hosszú),			
000 037	5 db Clip&Splint-rögzítőkapocs	1 csomag	40.675
Clip & Splint:			
000 039	rögzítőkapocs, 30 db	1 csomag	28.295



Fiber-Splint (POLYDENTIA)

Retencióháló vékony, apró szemű üvegszál szalagból meglazult fogak valamint reimplantációk és transzplantációk utáni sínezéshez sav-/bond-technika segítségével. Az autoklávozható, transzparens Clip & Splint rögzítőkapcsok segítségével a szalag az interdentalis részen könnyen és pontosan rögzíthető és keményíthető.

adagoló 2m x 4 mm-es szalaggal és			
022 009	5 db Clip & Splint rögzítőkapocs	1 csomag	32.995



Fiber-Splint ML Multi-Layer (POLYDENTIA)

Fiber-Splint ML: Többrétegű, ultrafinom üvegszál szalag parodontális sínezéshez, direkt adhezív hidakhoz, meglazult fogak azonnali rögzítéséhez, reimplantáció utáni sínezéshez, protézisek javításához. A Fiber Splint ML hat egymáshoz rögzített szalagból áll, így nincs szükség több réteg egymásra helyezésére. Az applikációs kapcsok segítségével a szalag könnyen és pontosan rögzíthető.

Fiber-Splint mini kezdőkészlet: amennyiben a szalagot az egyénileg elkészített Fiber-Bond kulccsal adaptáljuk (transzparens, a polimerizációs fényt áteresztő A-szilikon) úgy jóval rövidebb kezelési idő mellett is kiváló eredményt érhetünk el.

Mini kezdő készlet:			
1 Fiber-Splint Multi Layer 50 cm x 4 mm szalag,			
1 Fiber-Plast, kartus (48ml), 6 keverőcsőr,			
000 024	1 Fiber-Bond 3 ml,	1 csomag	69.995
Fiber-Splint ML Multi Layer 50 cm x 4 mm szalag,			
000 027	5 Clip & Splint kapocs	1 csomag	31.825
898 917	Fiber-Bond, 2 x 5 ml	1 csomag	48.175



SOS fogtartó (Hager & Werken)

Mentődoboz fogbalesetekhez. A speciális tápoldat 48 órára növeli a kitört fog vagy fogdarab replantációs lehetőségét. Az oldat steril, használatra kész (pink = steril, sárga = nem steril) A replantációig életben tartja a fog-gyökérhártya sejtjeit.

022 065	SOS fogtartó	1 db	6.495
---------	--------------	------	-------

