



Minden, amire szüksége van.



VÉDŐSZEMÜVEGEK

a terméket a 415 - 417. oldalon találja



**BETEGBERENDELŐ
NAPLÓ**

a terméket a 423. oldalon találja



MÉLYHÚZÓ FÓLIÁK

a terméket a 408 - 410. oldalon találja

Mélyhúzó fóliák, készülékek	408 - 410
Üvegáruk	411 - 414
Nagyítók, szemüvegek, maszkok	414 - 418
Spirituszlámpák	418
Gyermekjátékok	418 - 420
Szemléltető modellek	421 - 422
Egyéb	422 - 423

Mélyhúzó fóliák, készülékek



M+W select KOPIDUR

Transzparens, keményelasztikus, akrilátokhoz jól kötő fólia. Használható miniplast-, retenció- és harapási sínekhez, ideiglenes koronákhoz és hidakhoz, valamint ideiglenes sínekhez.

266 965	Ø 120 mm, 1,0 mm, 10 db	1 csomag	4.495
266 966	Ø 120 mm, 1,5 mm, 10 db	1 csomag	5.695
266 967	Ø 120 mm, 2,0 mm, 10 db	1 csomag	6.745
266 968	Ø 125 mm, 1,0 mm, 10 db	1 csomag	4.995
266 969	Ø 125 mm, 1,5 mm, 10 db	1 csomag	6.125
266 970	Ø 125 mm, 2,0 mm, 10 db	1 csomag	7.295
366 901	Ø 120 mm, 1,0 mm, 100 db	1 csomag	39.995
366 902	Ø 120 mm, 1,5 mm, 100 db	1 csomag	49.995
366 903	Ø 120 mm, 2,0 mm, 100 db	1 csomag	66.395

már **4.495 Ft-tól**



M+W select KOPILEN

Nyúlékonyan elasztikus, autopolimerizátumokhoz kötő fóliák. Felhasználás: fogfehérítő-, fluoridáló-, gyógyszerhordozó- és bracket transzfer sínekhez, továbbá öntősínekhez ideiglenes koronákhoz és hidakhoz, öntősapkákhöz és dublirózó formákhoz.

366 909	Ø 120 mm, 0,5 mm, 10 db	1 csomag	2.075
266 972	Ø 120 mm, 1,0 mm, 10 db	1 csomag	3.145
366 908	Ø 125 mm, 0,5 mm, 10 db	1 csomag	2.345
266 974	Ø 125 mm, 1,0 mm, 10 db	1 csomag	3.145
366 910	Ø 120 mm, 0,5 mm, 100 db	1 csomag	18.125
366 907	Ø 120 mm, 1,0 mm, 100 db	1 csomag	25.995

már **2.075 Ft-tól**



M+W select KOPISOFT

Autopolimerizátumokhoz nem kötő, gumyszerű, lágyelasztikus fóliák. Felhasználás: szájjvédelem, fogcsikorgatás elleni védelem, pozicionálás, dublírformák.

266 975	Ø 120 mm, 1,5 mm, 10 db	1 csomag	4.925
266 976	Ø 120 mm, 2,0 mm, 10 db	1 csomag	6.975
266 977	Ø 120 mm, 3,0 mm, 10 db	1 csomag	8.295
266 978	Ø 125 mm, 1,5 mm, 10 db	1 csomag	5.245
266 979	Ø 125 mm, 2,0 mm, 10 db	1 csomag	7.295
266 980	Ø 125 mm, 3,0 mm, 10 db	1 csomag	8.395
366 916	Ø 120 mm, 2,0 mm, 100 db	1 csomag	57.275

már **4.925 Ft-tól**



M+W select KOPISOFT BLEACH

Elastikus fólia, kifejezetten mélyhúzott fogfehérítő sínek készítésére. Nem köt az akriláthoz.

366 911	átmérő: 120 mm, vastagság: 1,0 mm, 10 db	1 csomag	5.245
366 913	átmérő: 125 mm, vastagság: 1,0 mm, 10 db	1 csomag	5.245
366 912	átmérő: 120 mm, vastagság: 1,0 mm, 100 db	1 csomag	37.795

már **5.245 Ft-tól**

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft



KOPIFOL

Optimális izoláló hatást biztosít gipsz és műanyag között. Helyfenntartóként használható keményelasztikus lemezekhez a sínkészítés során.

266 985	Ø 120 mm, 0,1 mm, 100 db	1 csomag	8.235
266 986	Ø 125 mm, 0,1 mm, 100 db	1 csomag	8.235



csak **8.235 Ft**

Bioplast (Scheu)

Lágy-elasztikus, akrilátokkal kötő áttetsző fóliák, dublírformák, fogvédők, csikorgató sínek és pozicionálók készítésére. Ø 125 mm. 10 db/csomag.

166 998	1 mm	1 csomag	5.845
166 919	1,5 mm	1 csomag	7.325
166 915	2 mm	1 csomag	8.995
166 917	3 mm	1 csomag	10.495



Bioplast Bleach (Scheu)

Rugalmas mélyhúzó fólia, kifejezetten fogfehérítő sínek készítésére. Ø 125 mm. 10 db/csomag.

166 920	1 mm	1 csomag	5.995
---------	------	----------	-------



Copyplast (Scheu)

Natur színű, autopolimerizátumokkal nem kötő nyújtható elastikus fóliák, barcket- és transzfermaszkok, öntőmaszkok, ideiglenes koronák, hidak, savazó maszkok, öntősapkák készítésére. Ø 125 mm. 10 db/csomag.

166 927	1 mm	1 csomag	3.985
166 982	1,5 mm	1 csomag	4.525



ISOFOLAN (Scheu)

Ideális gipsz/műanyag izoláló fólia mélyhúzó technikához. Használható helyfenntartó fóliaként is minden kemény-elasztikus fóliához sínkészítéskor. Nem köt az akrilátokhoz. 100 db/csomag.

166 965	0,1 mm	1 csomag	9.995
---------	--------	----------	-------



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



DURAN (Scheu)

Transzparens thermoplast fólia mindennemű sinterápiára: fogcsikorbató sínek, okklúziós sínek, fogszabályzó retainerek, Essex-retainerek stb. Alkalmas ideiglenes koronák és hidak készítésére is. Nem igényel előszártást. Köt az akrilátokhoz. Ø 125 mm. 10 db/csomag.

166 984	0,5 mm	1 csomag	4.965
166 989	0,625 mm	1 csomag	5.655
166 985	0,75 mm	1 csomag	5.845
166 986	1 mm	1 csomag	6.245
166 987	1,5 mm	1 csomag	7.125
166 988	2 mm	1 csomag	8.595
166 974	3,0 mm	1 csomag	10.345



DURAN+ (Scheu)

A DURAN fóliáktól az integrált izoláló fóliában különbözik. Mivel külön izoláló fólia használata nem szükséges, a mélyhúzási művelet egy lépésre redukálódik. A kemény-elasztikus transzparens anyag kiválóan köt az autopolimerizátumokhoz. Alkalmas Miniplast-, fluoridáló- és harapásemelő sínek, fúró- és röntgensablonok, valamint láthatatlan retainerek készítésére, horkolás terápiára.

10 db/csomag.

366 970	0,5 mm	1 csomag	5.535
366 971	0,625 mm	1 csomag	6.195
366 972	0,75 mm	1 csomag	6.595
366 973	1,0 mm	1 csomag	7.125
366 974	1,5 mm	1 csomag	7.995
366 975	2,0 mm	1 csomag	9.795



OSAMU-Bond (Scheu)

Ragasztó anyag a mélyhúzási technikához.

166 964	OSAMU-Bond, 10 ml	1 flakon	8.595
---------	-------------------	----------	-------



MINISTAR S (Scheu)

Kompakt présformázó készülék a laborban és a praxisban előforduló valamennyi mélyhúzási feladatra. A készülék szkennere a fólián található barkód beolvasásával valamennyi funkció paramétert rögzíti. A fűtési idő programozása után az infravörös sugárzó 1 másodpercen belül eléri az üzemi hőmérsékletet és a fólia azonnal melegíthető. A termosztatikus vezérlő gondoskodik róla, hogy a munkahőmérséklet - a szoba hőmérséklettől és a hálózati feszültségtől függetlenül - mindenkor állandó legyen. A tartályban egyidejűleg 1 kg granulátum tárolható és adagolható. Egy mély elvezető csatorna biztosítja a felesleges granulátum elvezetését. Műszaki adatok: méret (szélesség x magasság x mélység): 420 x 190 x 350 mm, teljesítmény: 230 V, 850 W, munkanyomás: 0,5 – 4,0 bar, súly: 9,0 kg, garancia: 3 év.

366 951	MINISTAR S	1 db	649.995
---------	------------	------	---------



GRANULÁTUM MÉLYHÚZÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ

Granulátum modellek beágyazásához, bármely mélyhúzó készülékhez. Ólomtartalmú, nem mágneseződik.

015 942	1,2 kg	1 csomag	11.495
---------	--------	----------	--------

csak **11.495 Ft**

Üvegárak

M+W select ÜVEGCSEK

Nem sterilizálható üvegcsék.

100 030	átlátszó	1 db	945
100 031	sárga	1 db	945
100 032	rózsaszín	1 db	945
100 033	zöld	1 db	945
100 034	kék	1 db	945
	5 darabtól	darabonként	875
	10 darabtól	darabonként	795



már **795 Ft-tól**

Üvegcsék (BECHT)

Színes üvegedények. Nem rakható termodezinfektorba, illetve nem sterilizálható.

készlet nr. 783.7:

010 010	5 x 1 db: sárga, rózsaszín, zöld, kék, átlátszó	1 készlet	4.995
010 011	nr. 784, sárga	1 db	995
010 012	nr. 785, rózsaszín	1 db	995
010 013	nr. 786, zöld	1 db	995
010 014	nr. 787, kék	1 db	995
010 015	nr. 788, barna	1 db	995
010 016	nr. 783, átlátszó	1 db	995



Sapkásüveg (BECHT)

Üvegből.

készlet nr. 743.7:

010 025	5 x 1 db: sárga, rózsaszín, zöld, kék, átlátszó	1 készlet	21.345
---------	---	-----------	--------

üvegcsé dugóval:

010 060	nr. 743, átlátszó	1 db	4.495
010 061	nr. 744, sárga	1 db	4.495
010 062	nr. 745, rózsaszín	1 db	4.495
010 063	nr. 746, zöld	1 db	4.495
010 064	nr. 747, kék	1 db	4.495
010 065	nr. 748, barna	1 db	4.495

dugó az üvegcsékhez:

010 090	átlátszó	1 db	2.475
010 091	sárga	1 db	2.475
010 092	rózsaszín	1 db	2.475
010 093	zöld	1 db	2.475
010 094	kék	1 db	2.475
010 095	barna	1 db	2.475



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Sapkásüveg (BECHT)

Opálüveg, légmentesen záró fedél, sterilizálható, színes gyűrű az üveg váll részén és a sapkán.

készlet nr. 699.0:

010 020	5 x 1 db: sárga, piros, zöld, kék, fekete	1 készlet	49.995
010 032	nr. 699.02, sárga	1 db	11.275
010 033	nr. 699.03, piros	1 db	11.275
010 034	nr. 699.05, kék	1 db	11.275
010 035	nr. 699.04, zöld	1 db	11.275
010 036	nr. 699.06, fekete	1 db	11.275



Üvegcs tartó nr. 600 (BECHT)

Opálüvegből, sterilizálható, 5 üvegcséhez. Méret (H x Sz x Ma): 207 x 47 x 20 mm.

010 029	üvegcs tartó nr. 600	1 db	12.995
---------	----------------------	------	--------



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Üvegcsetartó nr. 601 (BECHT)

Krómozott, 5 üvegcséhez. Méret (H x Sz x Ma): 198 x 44 x 17 mm.

010 030	üvegcsetartó nr. 601	1 db	14.995
---------	----------------------	------	--------



Medi-Spender (BECHT)

Üvegcsék folyékony gyógyszerek egyszerű adagolására. A rendszer áttekinthető, gazdaságos, higiénikus és helytakarékos.

5 db-os Medi-Spender készlet:

010 080	1 állvány, 5 Medi-Spender adagoló, 5 üvegcsé (átlátszó, sárga, rózsaszín, zöld, kék)	1 készlet	67.745
---------	---	-----------	--------

3 db-os Medi-Spender készlet:

010 081	1 állvány, 3 Medi-Spender adagoló, 3 üvegcsé (átlátszó, sárga, rózsaszín)	1 készlet	47.575
---------	--	-----------	--------

Medi-Spender membránnal:

010 082	átlátszó	1 db	8.995
010 083	sárga	1 db	8.995
010 084	rózsaszín	1 db	8.995
010 085	zöld	1 db	8.995
010 086	kék	1 db	8.995
010 088	barna (fényérzékeny gyógyszereknek)	1 db	8.995
010 087	szilikon membrán, 5 db	1 csomag	4.575



Hy-Drop (POLYDENTIA)

Higiénikus, 121 °C-ig autoklávozható, polipropilén folyadéktároló. A sorra összeépíthető tároló enyhe nyomásra cseppenként adagolja a kezelésre elegendő folyadékot. A szilikon membránok kicserélhetők, 134 °C-ig autoklávozhatók majd újra használhatók. A Hy-Drop nem alkalmas sűrű konzisztenciájú, fényre megkötő folyadékokhoz. Szállítási tartalom: 1 tároló, 1 tartó, 5 membrán.

000 062	ibolyakék	1 db	13.995
000 063	zöld	1 db	13.995
000 064	narancssárga	1 db	13.995
000 065	sárga	1 db	13.995
000 066	kék	1 db	13.995
000 067	membránok, 5 db	1 csomag	5.195



Műszertálcák (BECHT)

Opálüvegből, fedél nélkül.

010 023	nr. 2, 200 x 100 x 30 mm, 8 db kétvégű műszerhez	1 db	11.995
010 024	nr. 3, 200 x 100 x 22 mm, kis műszerekhez	1 db	11.995
113 194	nr. 14, 100x50x22 mm, fúrókhoz	1 db	8.175



Üveglapok nr. 724 (BECHT)

Egyik oldalukon matt keverőlapok. 95 x 70 x 6 mm.

010 055	üveglapok nr. 724, 12 db	1 csomag	10.925
---------	--------------------------	----------	--------

***Váljon általánossá
a műanyag nélküli élet.***

Az Ön praxisában is.

Valósítsuk meg munkánk során is azt, ami a magánéletünkben egyre inkább elfogadottá válik: nagyobb elkötelezettség a természet, a környezet és a jövő irányában. Ha lemondunk a műanyagról, nagy lépést teszünk a fenntarthatóság felé. Üveg termékcsaládunkkal örömmel segítünk ebben.


Mosógépálló, autoklávozható, esztétikus, kiváló minőségű. Többletérték praxisának, Önnek és a környezetnek. Erről bővebben: www.becht-online.de

BESSER BECHT. MADE IN OFFENBURG.

Becht®

ALFRED BECHT GMBH

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Üveglap (Larident)

Fogorvosi hatóanyagok keverésére alkalmas, egyik oldalán matt üveglap. Vastagsága 0,5 cm.

459 080	7 x 7 cm	1 db	995
459 081	9,5 x 7 cm	1 db	1.125



Petricésze (BECHT)

Hőálló, átlátszó üvegből, különböző méretben és felosztással. Átláthatóvá teszi a kis műszerek tárolását. 134°C-ig autoklávozható.

010 066	Ø 60 mm	1 db	3.145
010 067	Ø 80 mm	1 db	3.245
010 068	Ø 100 mm	1 db	3.245
010 073	Ø 100 mm, 3-as felosztás nr. 705	1 db	6.295
010 074	Ø 100 mm, 4-es felosztás nr. 706	1 db	6.295

Nagyítók, szemüvegek, maszkok

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Stereo-fejpántos nagyító LED (Aura-Dental)

Szuperkönnyű, állítható stereo-fejpántos nagyító fogtechnikusok és fogorvosok számára, 4 különböző nagyító résszel. A 4-féle nagyító lencse minden használójának a látásviszonyok optimális beállítását teszi lehetővé a megfelelő munkatávolság mellett. A pótlámpa rugalmasan állítható, optimális fényt biztosít a munkafelületen. A lámpa az elemtartóval együtt levehető és önállóan is használható. 3 elem szükséges hozzá (AAA 1,5 V), kb. 40–50 óra élettartamot jelent. A fejpántos nagyító szemüvegeseknek is ajánlott. Súlya: 140 g.

Nagyító-lencsék	Munkatávolság
1,2x	520 – 620 mm
1,8x	230 – 320 mm
2,5x	150 – 230 mm
3,5x	80 – 120 mm

081 925	Stereo-fejpántos nagyító, 4 lencse: 1,2x/1,8x/2,5x/3,5x	1 készlet	20.795
081 926	pótlencse 1,2x	1 db	2.125
081 927	pótlencse 1,8x	1 db	2.125
081 928	pótlencse 2,5x	1 db	2.125
081 929	pótlencse 3,5x	1 db	2.125

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Nagyítószemüveg (Sigma)

Tökéletes színvisszaadás, 2,5-szeres vagy 4-szeres nagyítás.

005 930	2,5-szeres nagyítás	1 db	17.675
005 931	4-szeres nagyítás	1 db	17.675



MaxDetail (Eschenbach)

Rendkívül könnyű (46 g), kétszeresen nagyító szemüveg. A munkatávolság 40 cm.

Akár 3 dioptriányi - szemenként külön beállítható - kiegyenlítés.

798 994	MaxDetail	1 db	32.745
---------	-----------	------	--------

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft



LIGHT VÉDŐSZEMÜVEG

Nagyon könnyű szerkezetű (csak 22 g) speciális páramentes és karcolásálló réteggel bevont védőszemüveg állítható puha, csúszásmentes szilikon ornyereggel. A szemüveg hossza és hajlásszöge egyaránt állítható. UV védelmet nyújt EN 166 és EN 170 szabvány szerint.

100 087	fehér/zöld	1 db	3.895
100 088	fehér/pink	1 db	3.895
	3 darabtól	darabonként	3.645



már **3.645 Ft-tól**



VÉDŐSZEMÜVEG LIGHT ORANGE

Könnyű szerkezetű (25g) kényelmes viselet. Az ornyereg puha, csúszásmentes szilikon. Karcolásmentes polikarbonát anyag, páramentes, 99%-os UV szűrő és polimerizációs lámpák fényétől is védi a szemet.

100 068	M+W védőszemüveg light orange	1 db	6.575
	3 darabtól	darabonként	6.245



már **6.245 Ft-tól**



ERGOFIT VÉDŐSZEMÜVEG

A különleges geometriájú szemüveg a tökéletes védelem mellett teljes komfortot biztosít viselője számára. A szabadalmaztatott UDC™ technológia egyszerre védi a lencsét a karcoldástól és a párasodástól.

100 082	M+W Ergofit, átlátszó	1 db	5.245
	3 darabtól	darabonként	4.895
100 083	M+W Ergofit, narancs	1 db	5.725
	3 darabtól	darabonként	5.475



már **4.895 Ft-tól**



COMFORT VÉDŐSZEMÜVEG

Könnyű (48 gr), karcálló, páramentes polikarbonátból készült védőszemüveg sötétszürke/zöld szárákkal és zöld, puha szilikon peremmel, amely megakadályozza a por és a hűtőspray bejutását a szemüveg alá. A szár hossza és a szemüveg hajlásszöge egyaránt állítható. Az ornyereg lágy szilikonból készült, így nem tör, viselete kényelmes. 99%-os UV védelmet biztosít.

100 086	M+W comfort védőszemüveg	1 db	5.675
	3 darabtól	darabonként	5.175



már **5.175 Ft-tól**



M+W select VÉDŐSZEMÜVEG

Könnyű (41 g) védőszemüveg, oldalán szellőző nyílásokkal. Szárának hosszúsága állítható, hordható szinte valamennyi szemüveggel és szájmazskkal. 99%-os UV védelmet biztosít. Transzparens és narancs színben kapható. A narancs színű szemüveg védi a szemet a polimerizációs lámpa kék fényétől is.

100 072	transzparens	1 db	3.645
	3 darabtól	darabonként	3.395

már **3.395 Ft-tól**



M+W select SOFTPAD VÉDŐSZEMÜVEG

Új védőszemüveg, amit szemüveggel együtt is lehet viselni. A Softpad technológiának köszönhetően ergonómikus, kényelmes és stabil, emellett a szárhossz is állítható. A szemüveg lencséin karcolás elleni réteg van, valamint speciális páramentesítő réteg, amely megkönnyíti a látási viszonyokat nehéz körülmények között is. A szemüveg súlya kb. 37g. A narancs színű lencse a polimerizációs lámpák kék fényével szemben is védelmet nyújt.

100 080	szár: szürke/fekete/zöld, átlátszó szemüveg	1 db	5.995
	3 darabtól	darabonként	5.495
100 081	szár: fekete/narancs, narancs szemüveg	1 db	6.995
	3 darabtól	darabonként	6.495



már **5.495 Ft-tól**



iSpec Safety Fit, Uvex (Hager & Werken)

Nagyon könnyű (63 g), karcálló védőszemüveg. Nem korlátozza az oldalsó látómezőt. A szár hossza és hajlásszöge egyénileg beállítható. 99,9 %-os UV-védelmet biztosít, tartósan páramentes. A lencse könnyen cserélhető.

022 015	fehér	1 db	6.875
498 934	pótlencse	1 db	3.575



**Szeretne a jövőben is értesülni újdonságainkról?
Szeretne értesítést kapni legújabb akcióinkról?
Szeretné kihasználni csak néhány napig tartó
kedvezményes ajánlatainkat?**

**Regisztráljon hírlevelünkre honlapunkon,
vagy Termékkatalógusunk 425. oldalán
található hozzájáruló nyilatkozat segítségével.**



Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

M+W select VÉDŐSZEMÜVEG

Nagyon könnyű maszk a szemek optimális védelmére por, permet, folyadék és egyéb részecskék ellen, amelyek sérüléshez vezetnének. Kényelmes viselet. A lemezt szappanos oldattal lehet tisztítani.

100 079	1-1 sötétkék, sárga, fekete, rózsaszín, és zöld keret , 20 védőlemez	1 csomag	8.725
---------	--	----------	-------



csak **8.725 Ft**

M+W select SZEMÜVEGSZÁRAS VÉDŐMASZK

Nagyon könnyű maszk a szemek optimális védelmére por, permet, folyadék és egyéb részecskék ellen, amelyek sérüléshez vezetnének. Kényelmes viselet. A lemezt szappanos oldattal lehet tisztítani.

1 keret, 10 védőlemez:

100 078	zöld transzparens	1 csomag	8.575
100 077	pink transzparens	1 csomag	8.575
100 076	transzparens	1 csomag	8.575



csak **8.575 Ft**

M+W select VÉDŐMASZK, TYP. 701

Párataszító műanyagból készült, felhajtható védőmaszk, állítható, elasztikus rögzítőszalaggal. Együtt hordható a legtöbb szemüveggel és szájmazkkkal. Súlyja csupán 90 g. 99%-os UV védelmet biztosít.

100 070	M+W védőmaszk, typ. 701	1 db	8.945
100 071	tartalék védőlap, 5 db	1 csomag	15.995



csak **8.945 Ft**

Proto-Cam védőmaszk (Hager & Werken)

Nem tükröződő polikarbonátból készült arcvédő maszk, könnyű (28 g) szemüvegszárral. Ideális intraorális homokfúvó használatok, illetve fertőzésveszélyes betegek kezelése alkalmával.

022 078	fehér szemüvegszár, 5 db védőlemez	1 csomag	14.995
022 079	kék-transzparens szemüvegszár, 5 db védőlemez	1 csomag	14.995
022 080	Proto-Cam védőlemez, 5 db	1 csomag	9.145



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Vista-Tec ultra light (POLYDENTIA)

Pillekönnyű, optimális védelmet nyújtó, kényelmes védőmaszk. Az átlátszó műanyagból készült védőlemez karcálló, nem verődik róla vissza a fény, napfény mellett sem lesz matt, szappanoldattal tisztítható. A választható színű keret rendelhető az egész arcot (orr, száj, szemek) eltakaró vagy a száját szabadonhagyó - szájmazskkal hordható - védőlemezzel. Nem autoklávozható!

keret (védőlemez nélkül):

898 064	kék	1 db	8.845
898 063	fehér	1 db	8.845
898 065	sárga	1 db	8.845
898 066	transzparens	1 db	8.845
898 067	rózsaszín	1 db	8.845
898 068	zöld	1 db	8.845

védőlemez:

098 049	transzparens, teljes: 5 db	1 csomag	7.995
098 019	transzparens, teljes: 10 db	1 csomag	12.925
898 069	transzparens, rövid: 5 db	1 csomag	6.235
098 076	narancs, teljes: 3 db	1 csomag	6.945

Spirituszlámpák



Spirituszlámpa nr. 329 (BECHT)

Fém, 60 ml, kanócszabályzóval és sapkával.

010 045	spirituszlámpa nr. 329	1 db	11.955
---------	------------------------	------	--------

Kanóc nr. 460 (BECHT)

Spirituszlámpához nr. 329, 1 m hosszú, 12 mm széles.

010 046	kanóc nr. 460	1 db	2.285
---------	---------------	------	-------



Spirituszlámpa nr. 640 (BECHT)

Opálüveg, sapkával. 75 ml.

010 040	spirituszlámpa nr. 640	1 db	20.585
---------	------------------------	------	--------

Kanóc nr. 458 (BECHT)

Spirituszlámpához nr. 742, 1 m hosszú, Ø 6 mm.

010 043	kanóc nr. 458	1 db	2.285
---------	---------------	------	-------



Spirituszlámpa nr. 742 (BECHT)

Átlátszó üvegből.

010 042	spirituszlámpa nr. 742	1 db	8.725
---------	------------------------	------	-------

Kanóc nr. 458 (BECHT)

Spirituszlámpához nr. 742, 1 m hosszú, Ø 6 mm.

010 043	kanóc nr. 458	1 db	2.285
---------	---------------	------	-------

Gyermekjátékok



Fog formájú dobozok

Vidám színű műanyag dobozok tejfogak tárolására. Ideális ajándék a kis páciensek számára.

198 078	50 db	1 csomag	6.575
---------	-------	----------	-------

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Miradent homokóra (Hager & Werken)

Mókás időmérő fogmosáshoz. Segítségével a 2 perces fogmosás könnyen betartható. Minden sima felületre felragasztható a hátoldalán található gumitalppal.

022 053 Miradent homokóra 1 db 995



Játékszeres doboz

3 éves kortól.

198 061 kb. 100 db 1 csomag 7.275



Játék versenyautók

Szuper, egyesével csomagolt lenkerekű játék versenyautók. Méretük kb. 11 cm.

359 098 24 db 1 csomag 4.575



Szappanbuborék fújó

Szappanbuborék fújó türelmijátékkal a zárókupakjában.

359 097 36 db 1 csomag 6.945



Flummy-labdák

Színes, magasra pattanó labdák. Ø 2,7 cm.

022 523 100 db 1 csomag 8.325



Fogformájú radírgumi

Cca. 2,9 cm, 4 színben,vegyesen.

598 028 72 db 1 csomag 8.995



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Autós készlet

198 053 50 db 1 készlet 7.995



Miratoi Nr. 4 - állatkerti állatok (Hager & Werken)

Különböző állatkerti állatok, vegyesen.

128 960 100 db 1 csomag 5.995



Tejfogtartó doboz

198 079 50 db 1 csomag 4.175



Vidám Dínók

359 096 48 db 1 csomag 5.455



Fog-persely (Hager & Werken)

Fog formájú kerámia persely. A fenti nyílás papírpénz számára is elegendően nagy. A persely alul egy újra zárható nyílással rendelkezik.

135 254 Fog-persely 1 db 4.175



Anti Stress fog (Hager & Werken)

A fog nyomkodása és gyúrása közben a páciens figyelme elterelődik. Nem csak feszült és féltős betegek számára. Poliuretánból, 64 x 64 x 38 mm.

022 050 Anti Stress fog 1 db 1.495

Szemléltető modellek

Fogmosást szemléltető modell (Hager & Werken)

Nagyméretű, de könnyű modell a helyes fogmosás bemutatására.

Mérete (Sz x Ma x Mé): 11 x 9 x 14 cm. A fogkefe hossza 21 cm.

022 052	fogmosást szemléltető modell	1 db	17.895
---------	------------------------------	------	--------



Fogmosást szemléltető modell (HeineScientific)

Háromszoros nagyítású klasszikus modell, a helyes fogápolás szemléltetésére. Az alsó és a felső állkapcsot rugós cső köti össze, így az nyitható és zárható. A részben mozgatható nyelvnek valamint a fogíny és a fogak élethű ábrázolásának köszönhetően a helyes fogmosás különösen szemléletesen oktatható. Méret: 17 x 23 x 13 cm, fogkefe 22 x 2 cm. (A fogkefe kizárólag bemutató célra szolgál!)


659 060	Fogmosást szemléltető modell	1 db	13.995
---------	------------------------------	------	--------



Szemléltető modell (Hager & Werken)

1:1 méretű, átlátszó műanyagból készült oktató modell, melynek segítségével - 11 kivethető munkán keresztül - szemléletesen elmagyarázhatja betegének a különböző K+B, inlay / onlay és implantátum pótlásokat.

135 202	Bemutató modell (implantátum, K+B)	1 db	59.495
---------	------------------------------------	------	--------



Szemléltető modell „Transparent Plus” (Hager & Werken)

Transzparens, 1:1 méretben készült modell különféle fogbetegségek (különféle kariesz, gyulladt foggyökér példák), valamint egy implantátum munka (felépítménnyel) szemléltetésére.

022 055	Tanulmánymodell "Transparent Plus"	1 db	64.335
---------	------------------------------------	------	--------



Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység


Ft



Szemléltető modell (KKD)

Tanulmánymodell fogbetegségek, implantátum munkák, hidak, koronák, inlay-k szemléltetésére. híd 1-4, 1-5, 1-6; híd implantátumon 4-4, 4-5, 4-6; Maryland híd 4-2; fog extrakció 1-2; korona inlay magon 1-1; implantátumra épített korona 2-1; inlay-onlay 2-4, 2-5; pulpagangréna cisztával 3-7; fognyaki kariesz 3-4, 3-5. (Részletesen lásd Újdonságok fejezet Ú25. oldal)

259 128	KKD tanulmánymodell	1 db	63.725
---------	---------------------	------	--------



ÚJDONSÁG



Fogbetegségeket szemléltető modell (HeineScientific)

Az egy darabból öntött műanyag modell egy rágófogon szemlélteti a különféle fogbetegségeket. A metszeten úgy a külső, mint a belső struktúrák felismerhetőek. A modell a következő patológiai struktúrákat ábrázolja: pulpitisz, apikális parodontitisz, kariesz, fogkő, fisztula, tályog, fogtömés, parodontitisz. Méret (hosszúság x szélesség x magasság): 12 x 8 x 13,5 cm.

659 164	Fogbetegségeket szemléltető modell	1 db	11.995
---------	------------------------------------	------	--------

Egyéb



Színes vesetálak

Színes műanyagból, 130°C-ig autoklávozható, 250 mm hosszú.

259 041	kék	1 db	1.295
198 047	türkiz	1 db	1.295
198 048	fehér	1 db	1.295
	5 darabtól	darabonként	1.195



Vesetál

Rozsdamentes acélból, 24 cm.

040 651	vesetál	1 db	2.245
	5 darabtól	darabonként	2.125

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Humble vattapálcika (The Humble & Co.)

100 % bambusz nyél tiszta pamut vattavégekkel környezetbarát kartoncsomagolásban.

100 db / csomag.

759 899	rózsaszín	1 csomag	625
759 898	kék	1 csomag	625
759 897	fehér	1 csomag	625



ÚJDONSÁG

M+W select SUBIBOND PILLANATRAGASZTÓ

Univerzális, különlegesen erős, cianoakrilát pillanatragsztó. Pillanatok alatt köt minden anyaghoz. Hűtőszekrényben kb. 6 hónapig tárolható.

000 905	üveg, 10 g	1 üveg	1.595
	5 üvegtől	üvegenként	1.345



1.345 Ft-tól

M+W select BETEGBERENDELŐ NAPLÓ 2020

Német nyelvű 2020-as betegberendelő napló. Méret: 31 x 33 cm, gyűrűs fűzés, 2 oszlop/nap, hétköznapok 7.00-20.30 óráig, szombat 7.00-13.30, negyedórás beosztással, egyéb információk (havi előnézet, szabadságterv stb.)

002 020	M+W betegberendelő napló 2020	1 db	5.995
---------	-------------------------------	------	-------




csak 5.995 Ft

Kézi tükör (Cardex)

Színes fogformájú kézitükör. 27 cm.

259 088	fehér	1 db	5.395
259 089	narancs	1 db	5.395
259 077	sárga	1 db	5.395
259 078	zöld	1 db	5.395
259 076	kék	1 db	5.395
259 075	piros	1 db	5.395



Általános Szállítási Feltételek



1. Árak

A katalógusban szereplő árak Forintban értendők, tartalmazzák a katalógus megjelenésekor hatályos törvények szerinti 27%-os ÁFA-t. Az árak a következő katalógus megjelenéséig érvényesek, fenntartjuk azonban az időközbeni árváltoztatás jogát. Az árváltoztatás időpontjáig leadott megrendelésekre az addig érvényben volt árjegyzék árai az irányadóak.

2. Kedvezmények

Az egyes rendelések bruttó (az ÁFA-t tartalmazó) végösszege után a következő kedvezményeket biztosítjuk:

50.000 Ft feletti rendelés esetén	2% kedvezmény
100.000 Ft feletti rendelés esetén	3% kedvezmény
200.000 Ft feletti rendelés esetén	4% kedvezmény
300.000 Ft feletti rendelés esetén	5% kedvezmény

Webáruházunkon keresztül leadott rendelésekre – a fenti mennyiségi kedvezményeken felül – további 2% kedvezményt nyújtunk.

A fenti kedvezmények a számla végösszegéből kerülnek levonásra.

3. Megrendelés

A megrendelés történhet telefonon, faxon, e-mailben, webáruházunkon keresztül levélben vagy - rendezvényeken - személyesen. A rendelés visszaigazolása szóban is történhet.

4. Szállítás

Minimális rendelési érték nincs. Bruttó 20.000 Ft feletti egyszeri rendelési érték felett a szállítási költséget átvállaljuk. Ez alatt az érték alatt bruttó 1.500 Ft szállítási és csomagolási átalányt számítunk fel. Költségmentes minden utánszállítás, függetlenül az eredeti rendelés értékétől.

5. Fizetés

A számla eredeti példánya és egy készpénz átutalási csekk a csomagban található. A fizetés 10 napon belül banki átutalással vagy csekken teljesítendő. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a számla ellenértéke jóváírásra kerül bankszámlánkon.

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki kamat kétszeresének megfelelő összeget számítunk fel késedelmi kamatként.

Fenntartjuk a jogot, hogy - nyitott lejárt számla esetén - a megrendelés visszaigazolásakor a fizetési módot utánvétre vagy előreutalásra módosítsuk. A fizetési mód változásáról a vevőinket legkésőbb a megrendelést követően, de mindenképpen még a szállítást megelőzően tájékoztatjuk.

Ugyancsak fenntartjuk a jogot, hogy nagyértékű megrendelések esetén előleget kérjünk.

6. Áruvisszaküldési jog

Az általunk szállított árura a Vevőt - az áruátvételt követő 14 napon belül - visszaküldési jog illeti meg. Amennyiben a Vevő 14 napon belül - sértetlen és bontatlan csomagolásban, az áruhoz mellékelte visszáru jegyet kitöltve, a visszaküldés okát megnevezve - visszaküldi az árut, a vételárat jóváírjuk.

Külön visszaküldési feltételek vonatkoznak a katalógusban csillaggal jelölt termékekre, illetve az autoklávokra és hőlégmentizátorokra. Ezen termékek esetén a visszaküldési jog gyakorlása előzetes egyeztetés után, 10% áruvisszavételi díj levonása mellett történhet.

Visszaküldési cím:
M+W Dental Magyarország Kft.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.

7. Garancia

Az M+W Dental Magyarország Kft. az általa szállított termékekre a törvény által előírt garanciális időt biztosítja. Amennyiben a termék gyártója hosszabb garanciális időt vállal, úgy ezt a hosszabb garanciális időt biztosítjuk a Vevőinknek.

8. Tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru a vételár kiegyenlítéséig az M+W Dental Magyarország Kft. tulajdonában marad.

9. Jogorvoslat

A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Jogvita esetén az M+W Dental Magyarország Kft. székhelye szerinti illetékes Bíróság bír kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

10. Egyéb

A katalógus utánnomása, sokszorosítása, részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag az M+W Dental Magyarország Kft. engedélyével történhet. Az esetleges elírásokért, nyomdai hibáért nem vállalunk felelősséget.

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSHEZ

Adatkezelő: M+ W Dental Magyarország Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-103705/2016; e-mail dental@mwidental.hu; képviseli: Szabó János ügyvezető)

Adatkezelés célja: Reklámlevelek, hírlevelek, szakmai tájékoztató anyagok megküldése e-mailen keresztül rendszeres időközönként.

Kezelt adatok köre: Név és e-mail cím

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő gazdasági működésének időtartamával megegyezik (határozatlan)

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (Infotv. 5. § (1); GDPR 6. cikk (1) a)

Tudomással bírok arról, hogy

1. A hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indokolás nélkül visszavonhatom az alábbiak szerint:
 - a) postai úton az Adatkezelő székhelyére megküldött nyilatkozattal; vagy
 - b) a dental@mwidental.hu e-mail címre megküldött nyilatkozattal; vagy
 - c) a hírlevélben elhelyezett „leiratkozás” gombra történő kattintással.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Kérelmezhetem a nevem és az e-mail címem helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok azok kezelése ellen (1. pontban meghatározott csatornák valamelyikén).
3. Jogom van
 - a) panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
<http://naih.hu>
 - b) jogaim megsértése esetén az Infotv. 22. §-a alapján bírósághoz fordulni.
4. A hozzájárulás megadása semmilyen vonatkozásban nem képezi előfeltételét az Adatkezelővel történő szerződéses jogviszony létesítésének, ez attól teljesen független. A hozzájárulás megadásának megtagadása, vagy a fentebb ismertett jogok gyakorlása semmilyen (jog)következménnyel nem jár.
5. Az e-mailek címzettek részére történő tényleges kiküldése a Maileon szoftver igénybevételével történik, és amely kiküldést ténylegesen a Maileon szoftver tulajdonosa az Xqueue Gmbh (mint adatkezelő) (Christian-Pless-Strasse 11-13, 63069 Offenbach am Main, Németország) végzi.
6. Az Adatkezelő adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata elérhető a www.mwidental.hu weboldalon.

Kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem.

A fenti előzetes tájékoztatás alapján, annak teljes körű ismeretében ezennel kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent meghatározott adatkezelési célból a nevemet és az e-mail címemet kezelje.

.....
Név

.....
E-mail cím

.....
Aláírás és dátum

Megrendelését kérjük, küldje el a következő fax számra: 06-1-436-9799

20.000 FORINT ÉRTÉKŰ MEGRENDELÉS FELETT A SZÁLLÍTÁSI ÉS CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉGET MI FIZETJÜK!

Név/Szállítási cím:		Szamlázási cím (amennyiben eltér):	
Telefon/fax:	e-mail cím:	Dátum:	Aláírás:

Cikkszám	Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Összesen

Akár 7% automatikus kedvezmény

20.000 forint
feletti rendelés

Ingyenes szállítás

50.000 forint
feletti rendelés

2% kedvezmény

100.000 forint
feletti rendelés

3% kedvezmény

200.000 forint
feletti rendelés

4% kedvezmény

300.000 forint
feletti rendelés

5% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházás megrendelések esetén)

2% kedvezmény

4% kedvezmény

5% kedvezmény

6% kedvezmény

7% kedvezmény

