



Minden, amire szüksége van.



SIOPLAST A

a terméket a 92. oldalon találja



PONTIFORM

a terméket a 114. oldalon találja



ALGICIT

a terméket a 87. oldalon találja



Alginátok	87 - 88
Gipszek	88 - 89
Segédeszközök alginátokhoz, gipszekhez	89 - 90
C-szilikonok	90 - 91
A-szilikonok	92 - 98
Poliéter lenyomatanyagok	98 - 101
Harapásregisztráló anyagok	101 - 103
Funkciós lenyomatanyagok	103
Viaszok	103 - 104
Lenyomatvételi segédeszközök	105 - 111
Ideiglenes koronák	112 - 113
Ideiglenes korona- és hídanyagok	114 - 116
Ideiglenes ragasztócementek	117 - 119
Fogsor alábélelő anyagok	120 - 121



Asszisztens-Info

Hasznos Információk

Alginátok - M+W Algicit

	Keverési idő	Feldolgozási idő	Szűzantartási idő	Teljes kötési idő	Szín	Iz	Visszarugó képesség	Kiönthetőség
M+W Algicit color Dimension	45 mp	1'50"	0' 30"	2' 20"	lila/rózsaszín/fehér	menta	96%	100 óra
M+W Algicit quick Dimension	45 mp	1' 30"	0' 30"	2' 00"	kék	menta	96%	100 óra
M+W Algicit Dimension	45 mp	1' 50"	0' 30"	2' 20"	kék	menta	96%	100 óra
M+W Algicit Dimension Ortho	45 mp	1' 45"	0' 30"	2' 15"	lila/rózsaszín/zöld	menta	96%	100 óra

C-szilikonok - Sioplast C

	Feldolgozási idő szobahőmérsékleten (23 °C)	Kötési idő min' sec"	Dimenzó stabilitás %	Visszarugó képesség %	Lejáratási idő gyártási dátumtól (hónap)	Hány óra után kiönthető?	Iz	Megjegyzés
M+W Sioplast C putty	1'45"	5'45"	-0,20	99,4	24	2	erdei gyümölcs	gyúrható
M+W Sioplast C putty soft	1'45"	5'45"	-0,20	99,4	24	2	erdei gyümölcs	gyúrható
M+W Sioplast C híg	1'45"	5'45"	-0,90	99,7	24	2	menta	híganyolyó
M+W Sioplast C extra híg	1'45"	5'45"	-0,80	99,5	24	2	menta	híganyolyó
M+W Sioplast C közepes	1'45"	5'45"	-0,80	99,5	24	2	menta	közepesen folyó

A-szilikonok - Sioplast A

	Feldolgozási idő szobahőmérsékleten (23 °C)	Kötési idő min' sec"	Szűzantartási idő	Dimenzó stabilitás %	Visszarugó képesség %	Lejáratási idő gyártási dátumtól (hónap)	Hány óra után kiönthető?	Iz	Megjegyzés
M+W Sioplast A putty	2'00"	4'00"	2'00"	- 0,20	99,40	36	1	narancs	gyúrható
M+W Sioplast A putty soft	2'00"	4'00"	2'00"	- 0,20	99,40	36	1	narancs	gyúrható
M+W Sioplast A putty 380	2'00"	4'00"	2'00"	- 0,20	99,40	24	1	narancs	gépi keverésű
M+W Sioplast A putty Mono 380	2'00"	4'00"	2'00"	- 0,20	99,40	36	1	menta	gépi keverésű
M+W Sioplast AS light fast	1'30"	4'00"	2'30"	- 0,20	99,70	36	1	menta	híganyolyó
M+W Sioplast AS light regular	2'00"	5'00"	3'00"	- 0,20	99,70	36	1	menta	híganyolyó
M+W Sioplast AS medium regular	2'00"	4'00"	2'00"	- 0,13	99,60	36	1	menta	közepesen folyó
M+W Sioplast AS Mono	2'00"	4'00"	2'00"	- 0,20	99,70	36	1	menta	közepesen folyó

A-szilikon harapásregisztráló anyagok - M+W Sioplast BS / BS x-hart / BS scan

	Feldolgozási idő szobahőmérsékleten (23 °C)	Kötési idő min' sec"	Szűzantartási idő	Végkeménység (Shore)	Iz	Szín
M+W Sioplast BS	0'45"	2'15"	1'30"	A95	alma	almazöld
M+W Sioplast BS x-hart	0'45"	2'15"	1'30"	D45	erdei gyümölcs	piros-viola
M+W Sioplast BS Scan	0'30"	1'00"	0'30"	D45	mentol	sárga

Alginátok



ALGICIT QUICK DIMENSION

Gyorskötésű, 100 órán át formatartó alginát. (Lásd 86. oldal táblázat)

400 275	tasak: 500 g	1 csomag	2.245
	5 csomagtól	csomagonként	2.125
	10 csomagtól	csomagonként	1.995
400 272	alginát tároló edény	1 db	1.895
	alginát adagoló eszközök:		
400 273	1-1 adagoló csésze algináthoz és vízhez	1 csomag	325

500g



már **1.995 Ft-tól**




ALGICIT COLOR DIMENSION

Normálkötésű, színváltós, 100 órán át formatartó alginát. (Lásd 86. oldal táblázat)

400 277	tasak: 500 g	1 csomag	2.245
	5 csomagtól	csomagonként	2.125
	10 csomagtól	csomagonként	1.995
400 272	alginát tároló edény	1 db	1.895
	alginát adagoló eszközök:		
400 273	1-1 adagoló csésze algináthoz és vízhez	1 csomag	325

500g



már **1.995 Ft-tól**




ALGICIT DIMENSION

Normálkötésű, 100 órán át formatartó alginát. (Lásd 86. oldal táblázat)

400 271	tasak: 500 g	1 csomag	2.245
	5 csomagtól	csomagonként	2.125
	10 csomagtól	csomagonként	1.995
400 272	alginát tároló edény	1 db	1.895
	alginát adagoló eszközök:		
400 273	1-1 adagoló csésze algináthoz és vízhez	1 csomag	325

500g



már **1.995 Ft-tól**



ALGICIT DIMENSION ORTHO

Normálkötésű, színváltós, 100 órán át formatartó alginát, speciálisan fogszabályzó célokra. Magas elaszticitás és szakítószilárdság rögzített fogszabályzó készülékkel vett lenyomatokhoz. Könnyű eltávolíthatóság nagymértékű fogzati rendellenességek esetén is. (Lásd 86. oldal táblázat)

400 281	tasak: 500 g	1 csomag	2.245
	5 csomagtól	csomagonként	2.125
	10 csomagtól	csomagonként	1.995
400 272	alginát tároló edény	1 db	1.895
	alginát adagoló eszközök:		
400 273	1-1 adagoló csésze algináthoz és vízhez	1 csomag	325

500g



már **1.995 Ft-tól**



ALGICIT ADHEZÍV

Kanálragasztó alginátokhoz.

200 281	15 ml	1 üveg	2.795
---------	-------	--------	-------



csak **2.795 Ft**

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Xantalgin crono (Kulzer)

Gyorskötésű, színváltós alginát. 5 napig formatartó.

917 289	500 g	1 csomag	3.175
---------	-------	----------	-------

Image Alginat (Pentron)

Pormentes, kellemes ízű (mentol) és illatú, gyorskötésű alginát. Könnyen és buborékmentesen keverhető. A lenyomat zöld színe és sima felülete pontos részletvisztaadást biztosít. Környezetbarát, 100 %-ig biológiailag lebomlik.

normálkötésű:

094 248	500 g, műanyag tárolóedény, mérő- és adagoló eszköz	1 csomag	4.475
094 249	utántöltő, 11 x 500 g	1 csomag	34.845

gyorskötésű:

094 250	500 g, műanyag tárolóedény, mérő- és adagoló eszköz	1 csomag	4.475
094 252	utántöltő, 11 x 500 g	1 csomag	34.845

Blueprint X-creme (Dentsply Sirona)

Kiváló konzisztenciájú, gyorsan és egyszerűen feldolgozható alginát. 5 napig formatartó. Kék szín, menta íz.

088 234	utántöltő: 500 g	1 db	4.995
	készlet: 2 x 500 g, 1 tároló doboz,		
088 232	1 mérő készlet porhoz/vízhez	1 csomag	14.995
	gazdaságos csomag: 12 x 500 g, tároló doboz,		
088 229	1 mérőeszközök porhoz és vízhez	1 csomag	54.995

Gipszek



ARTIKULÁCIÓS GIPSZ

I. osztályú artikulációs gipsz modellek artikulálására, fogszabályzó modellek rögzítésére és alábélelésekre. Készíthetők belőle továbbá sáncok és fréztaipak. 20 kg.

093 928	natúr fehér	1 karton	19.745
193 980	menta	1 karton	19.745
193 981	kék	1 karton	19.745
193 982	terrakotta	1 karton	19.745

csak **19.745 Ft**

20 kg



ORTHO-STONE

II. osztályú szintetikus, magas fehérségi fokozatú keménygipsz ellenharapás modellek, javító modellek, orthodonciás munkamodellek készítésére. Az indikációknak megfelelő expanziójú modellek stabilak és nagy peremszilárdságúak. 20 kg.

093 927	fehér	1 karton	16.245
---------	-------	----------	--------

csak **16.245 Ft**

20 kg



TERMÉSZETES KEMÉNYGIPSZ

III. osztályú természetes keménygipsz javító-, ellenharapási- és munkamodellek készítésére. Karton, 25 kg.

093 920	kék	1 karton	14.555
093 921	sárga	1 karton	14.555
093 922	natúr fehér	1 karton	14.555

csak **14.555 Ft**

25 kg

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Moldano (Kulzer)

Népszerű modellező keménységű (III. keménység). Színe: kék.

009 912	zsák, 4,5 kg	1 csomag	5.995
---------	--------------	----------	-------



Dr. Kühn lenyomatgipsz (Ernst Hinrichs)

Évtizedek óta az egyik legnépszerűbb lenyomatgipsz. Könnyen feldolgozható, pontos lenyomatot ad, minősége mindenkor egyenletes. Színe: rózsaszín.

004 963	5 kg	1 zsák	8.325
004 908	10 kg	1 vödör	13.515



2

Segédeszközök alginátokhoz, gipszekhez



GUMI KEVERŐCSÉSZE

Flexibilis, formatartó szilikon edény, alginátok, gipszek, beágyazó masszák keverésére. Szín: sötétzöld.

022 971	nr. 1, közepes, Ø 12 cm, magasság 9 cm	1 db	1.575
022 972	nr. 2, nagy, Ø 13 cm, magasság 11 cm	1 db	1.825



már **1.575 Ft-tól**

Eve Plus keverőcsésze (EVE)

Flexibilis. Sima, öntisztuló felülettel. Világoskék.

078 210	méret 1, 200 ml, Ø 95 mm	1 db	1.655
078 211	méret 2, 400 ml, Ø 105 mm	1 db	1.895
078 212	méret 3, 600 ml, Ø 120 mm	1 db	1.975



Keverőspatula

020 212	fehér	1 db	1.555
020 258	kék	1 db	1.555
020 259	fukszia	1 db	1.555
020 257	sárga	1 db	1.555



Keverőspatula

022 943	rugalmas fém spatula, fa nyéllel	1 db	2.995
---------	----------------------------------	------	-------



Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft



GIPSZ SPATULA

Hajlított, rozsdamentes.

298 947 német minőség

1 db

2.215

csak **2.215 Ft**

GIPSZKÉS GRITMAN

Rozsdamentes.

298 946 16 cm

1 db

2.825

csak **2.825 Ft**

C-szilikonok



SIOPLAST C

Precíz, pontos részletviszaadású C-szilikon kettős lenyomatvételi technikához. A Putty (Shore A-70) illetve a Putty Soft (Shore A-60) anyag használható továbbá funkciók széli részeinek kialakításához illetve szituációs lenyomatvételhez. A közepesen folyékony és a híg folyó korrekciós anyag alkalmas még funkciók lenyomatvételre, valamint lenyomatvételre fogszorálábéleléshez. Ez utóbbira ugyancsak kiválóan alkalmas az extra-híg korrekciós anyag is.

alaplenyomat, erdei gyümölcs ízű

153 207	putty, 900 ml	1 csomag	5.995
153 208	putty soft, 900 ml	1 csomag	5.995
	3 csomagtól	csomagonként	5.845
153 209	putty: vödör, 5.820 ml = 10 kg	1 vödör	31.495

korrekciós anyag, mentol ízű:

153 210	közepes, 155 ml	1 csomag	3.495
153 211	híg, 155 ml	1 csomag	3.495
153 212	extra-híg, 155 ml	1 csomag	3.495
	3 csomagtól	csomagonként	3.295

katalizátor:

153 223	paszta, 60 ml	1 csomag	3.795
	3 csomagtól	csomagonként	3.645
153 213	folyadék, 50 ml	1 csomag	3.995
	3 csomagtól	csomagonként	3.845


putty + korrekciós + katalizátor
 már **12.785 Ft-tól**


SIOPLAST SZILIKONADHEZÍV

Kanálragasztó A- és C-szilikonokhoz

200 280 10 ml

1 csomag

3.145

csak **3.415 Ft**

Optosil / Xantopren (Kulzer)

A klasszikus C-szilikon lenyomatanyag. Gazdaságos csomag, mely tartalmaz 900 ml alaplenyomatot, 140 ml korrekciós anyagot és 60 ml katalizátor pasztát.

Optosil P Comfort: Gyúrható alaplenyomatanyag korrekciós lenyomatvételhez. Egyszerű és gyors keverés, hosszabb feldolgozási idő, testhőmérsékleten rövid kötési idő.

Xantopren L kék: Alacsony viszkozitású univerzálisan használható C-szilikon korrekciós lenyomatokhoz (Optosil Comfort vagy P Plus anyaggal), illetve egyidejű kétfázisú lenyomatvételi technikához (Xantopren H anyaggal).

Xantopren H zöld: Magas viszkozitású C-szilikon szituációs lenyomatvételhez szubtotális fogíny esetén, valamint anatómiai lenyomatvételhez fogatlan állcsontról. Használható továbbá kanálanyagként egyidejű kétfázisú lenyomatvételi technikához.

Xantopren M Mucosa: Közepes konzisztenciájú C-szilikon funkciós lenyomatok készítésére.

Activator Universal Plus: Valamennyi Optosil/Xantopren típushoz használható katalizátor.

Optosil/Xantopren gazdaságos csomag:			
917 215	900 ml Optosil, 140 ml Xantopren L kék, 60 ml Activator Universal katalizátor paszta	1 csomag	12.495
Optosil P Comfort:			
917 203	900 ml	1 csomag	6.235
Xantopren L kék:			
917 206	160 g = 140 ml	1 csomag	3.845
Xantopren H zöld:			
917 205	175 g = 140 ml	1 csomag	8.995
Xantopren M Mucosa:			
917 207	160 g = 140 ml	1 csomag	9.345
Activator Universal Plus:			
917 210	paszta, 60 ml	1 csomag	3.275

Alphasil perfect (mueller-omicron)

C-szilikon lenyomatanyag korrekciós és egyidejű, kétfázisú lenyomatvételhez.

Putty: Fehér színű alaplenyomatanyag kétfázisú egyidejű és kétfázisú kétidejű precíziós-szituációs lenyomatvételhez.

Heavy: Közepes konzisztenciájú, zöld színű kanálanyag kétfázisú egyidejű, kétfázisú kétidejű precíziós-szituációs lenyomatvételhez, valamint fogsorlábéleléshez készülő lenyomathoz.

Medium: Kék színű, hidroaktív, alacsony konzisztenciájú, nagy precizitású, kötés után magas szilárdságú C-szilikon kétfázisú egyidejű, kétfázisú kétidejű precíziós-szituációs lenyomatvételhez, valamint fogsorlábéleléshez készülő lenyomathoz.

Light: Sötétkék színű, híganfolyó, tixotróp C-szilikon. Lenyomatfecskendővel különösen jól használható.

putty soft:			
053 200	900 ml (kb 1.600 g), adagoló kanál	1 csomag	10.395
053 201	vödör, 10 kg	1 vödör	45.995
korrekciós anyag, 150 ml (kb 175g):			
053 202	heavy	1 tubus	5.555
053 203	medium	1 tubus	5.555
053 204	light	1 tubus	5.555
aktivátor paszta:			
053 212	60 ml, piros	1 tubus	5.245

Speedex (COLTÉNE)

Kedvező árfekvésű, keverési arányokra toleráns C-szilikon lenyomatanyag. A katalizátor paszta alul- illetve felüladagolásával (30%-ig) szabályozható a kötési idő. 7 napon át formatartó.

026 292	putty, 910 ml = 1.365 g	1 tégely	13.375
026 293	light body, 140 ml = 154 g	1 tubus	5.995
026 294	univerzális katalizátor paszta, 60 ml = 60 g	1 tubus	7.995




bevezető csomag



Optosil P Comfort

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Xantopren L



Xantopren H



Xantopren Mucosa



Activator Universal Plus



putty soft



heavy



medium



light



aktivátor paszta



A-szilikonok



már **14.995 Ft-tól**

M+W Sioplast A putty



már **8.795 Ft-tól**

M+W Sioplast AS



már **39.995 Ft-tól**

M+W Sioplast A 380 mono

M+W Sioplast A 380 putty



SIOPLAST A / AS

Kiváló minőségű, kedvező árú, polivinilsziloxán alapú, A-szilikon precíziós lenyomatanyag.

Sioplast A putty – Narancs ízű gyúrható alaplenyomatanyag kézi-, illetve gépi keverésű változatban.

Sioplast AS light / light fast (gyorskötésű) – Mentol ízű, híganfolyó lenyomatanyag, korrekciós, egyidejű és kétfázisú lenyomatvételhez, valamint szendvicstechnikához. Kartusos kiszerezésben.

Sioplast AS medium – Mentol ízű, közepesen folyó anyag, korrekciós és fixációs lenyomatvételhez.

Sioplast AS mono/A 380 mono – Mentol ízű, közepesen folyó lenyomatanyag egyfázisú lenyomatvételhez, kartusos illetve gépi keverésű változatban.

Sioplast A:

450-450 ml bázis illetve katalizátor paszta, 2 mérőkanál:

153 220	putty	1 csomag	15.995
153 221	putty soft	1 csomag	15.995
	3 csomagtól	csomagonként	14.995

Sioplast AS:

2 x 50 ml kartus, 12 sárga keverőcsőr:

153 225	light – regular (normál kötésű)	1 csomag	9.495
153 226	light – fast (gyors kötésű)	1 csomag	9.495

2 x 50 ml kartus, 12 zöld keverőcsőr:

153 227	medium	1 csomag	9.495
	3 csomagtól	csomagonként	8.795

2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr:

153 280	mono	1 csomag	11.995
	3 csomagtól	csomagonként	11.495

M+W keverőcsőrök, 50 db:

000 288	1:1/2:1, zöld	1 csomag	9.325
000 287	1:1/2:1, sárga	1 csomag	9.325
	3 csomagtól	csomagonként	8.995

M+W intraorális csúcsok, 100 db:

000 285	transzparens	1 csomag	7.795
237 224	sárga	1 csomag	7.795
	3 csomagtól	csomagonként	7.555
237 222	M+W adagolópisztoly 1:1/2:1	1 db	15.995

Sioplast A 380 (gépi keverésű):

2 x 380 ml kartus, 1 rögzítőgyűrű:

237 240	putty	1 csomag	39.995
153 281	mono	1 csomag	41.995
153 224	heavy ÚJDONSÁG	1 csomag	42.995
237 241	gépi keverőcsőrök, 40 db	1 csomag	12.995
237 242	rögzítőgyűrűk keverőcsőrökhöz, 2 db	1 csomag	2.995



SIOPLAST SZILIKONADHEZÍV

Kanálragasztó A- és C-szilikonokhoz



csak **3.145 Ft**

200 280	10 ml	1 csomag	3.145
---------	-------	----------	-------

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Express (3M)

Pontos részletviszaadású klasszikus A-szilikon lenyomatanyag.

Express STD Putty 7312:			
917 220	2 tégely (összesen 610 ml)	1 csomag	17.945*
Express normál 7302I			
917 217	híg (zöld) 2 x 50 ml kartus	1 csomag	19.995
Express gyors 7301:			
917 219	híg (kék) 2 x 50 ml kartus	1 csomag	19.995

*tartósan kedvező ár



Express XT / Express XT Penta (3M)

Az Express lenyomatanyag család továbbfejlesztett VPS összetételű tagja. Kiváló hidrofilitás és megfolyó képesség, magas dimenzióstabilitás. Egyedülálló szakítószilárdság. Majdnem 100%-os visszazugózó képesség.

Express XT Putty Soft (36972)			
917 294	250 ml bázis, 250 ml katalizátor paszta	1 csomag	24.645
Express XT Putty Quick (36973)			
917 279	250 ml bázis, 250 ml katalizátor paszta	1 csomag	24.645
Express XT Regular Body (36975)			
917 295	2 x 50 ml, 10 keverőcsőr	1 csomag	19.575
Express XT Regular Body Quick (36977)			
917 296	2 x 50 ml, 10 keverőcsőr	1 csomag	19.575
Express XT Light Body (36974)			
917 836	2 x 50 ml, 10 keverőcsőr	1 csomag	19.575
Express XT Light Body Quick (36976)			
917 365	2 x 50 ml, 10 keverőcsőr	1 csomag	19.575
Express XT Penta Single Pack			
1x 300 ml bázis, 1 x 60 ml katalizátor			
917 466	Express XT Penta putty	1 csomag	25.495
917 647	Express XT Penta H	1 csomag	25.495
917 648	Express XT Penta H quick	1 csomag	25.495




Imprint 4 (3M)

Továbbfejlesztett A-szilikon extrém rövid kötési idővel. Az önmelegítő mechanizmus eredményeképpen az anyag rövid idő alatt, aktívan testhőmérsékletűre melegszik a feldolgozási idő után, ami a kötési folyamat jelentős gyorsulásával jár.

Penta Putty Trial Kit:			
1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor,			
1 x 50ml Imprint 4 Super Quick Ultra-Light,			
10 Penta keverőcsőr, 5 Garant keverőcsőr,			
420 285	5 Intra-orális csőr	1 csomag	44.995
Heavy Trial Kit:			
1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor,			
1 x 50ml Imprint 4 Super Quick Light,			
10 Penta keverőcsőr, 5 Garant keverőcsőr,			
420 286	5 Intra-orális csőr	1 csomag	44.995
Super Quick Heavy Trial Kit:			
1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor,			
1 x 50ml Imprint 4 Light,			
420 287	10 Penta keverőcsőr, 5 Garant keverőcsőr	1 csomag	44.995
Penta Putty utántöltő:			
420 288	2x300 ml bázispaszta, 2x60 ml katalizátor	1 csomag	69.995
Penta Heavy utántöltő:			
420 289	2x300 ml bázispaszta, 2x60 ml katalizátor	1 csomag	69.995
Penta Super Quick Heavy utántöltő:			
420 290	2x300 ml bázispaszta, 2x60 ml katalizátor	1 csomag	69.995
Garant Regular:			
420 294	4 x 50ml; 5 Garant keverőcsőr; 5 Express XT IO	1 csomag	39.495
Garant Light:			
420 292	4 x 50ml; 5 Garant keverőcsőr; 5 Express XT IO	1 csomag	39.495
Garant Super Quick Regular:			
420 295	4 x 50ml; 5 Garant keverőcsőr; 5 Express XT IO	1 csomag	39.495
Garant Super Quick Light:			
420 293	4 x 50ml; 5 Garant keverőcsőr; 5 Express XT IO	1 csomag	39.495
Garant Super Quick Ultra-Light:			
420 291	4 x 50ml; 5 Garant keverőcsőr; 5 Express XT IO	1 csomag	39.495





Variotime (Kulzer)

A Heraeus több, mint 25 évnyi – az A-szilikonok terén szerzett – tapasztalatával létrehozta a lenyomatanyagot, mely egyszerre biztosít Önnek kényelmes, elegendően hosszú feldolgozási időt és betegének rövid szájbantartási időt. A feldolgozási idő – függően attól, hogy szőlőkoronáról, vagy nagyobb protetikai munkáról van szó – 1:00 illetve 2:30 perc között szabadon megválasztható, míg a szájbantartási idő mindenkor 2:30 perc. Az eredmény mindenkor pontos – a kiváló folyási tulajdonságoknak köszönhetően – kiváló részletvisztaadású lenyomat: rendkívül alacsony dimenzióváltozás (-0,001%), visszaadott részletek < 20 µm.

Variotime Easy Putty 600 ml			
917 469	(300 ml bázis, 300 ml katalizátor)	1 csomag	17.245*
Variotime Medium Flow			
917 475	2 x 50 ml, 10 db sárga keverőcsőr	1 csomag	10.495*
Variotime Light Flow			
917 476	2 x 50 ml, 10 db sárga keverőcsőr	1 csomag	10.495*
Variotime Extra Light Flow			
917 477	2 x 50 ml, 10 db sárga keverőcsőr	1 csomag	10.495*
Variotime Monophase			
917 473	2 x 50 ml, 5 db zöld keverőcsőr	1 csomag	10.495*

*tartósan kedvező ár / visszavonásig érvényes.



AFFINIS (COLTÉNE)

Kiváló folyási tulajdonságokkal bíró, éles kontúrokat adó A-szilikon lenyomatanyag. Konzisztenciája megakadályozza a légbuborékok bezáródását, egyúttal megfelelő szilárdságot biztosít, hogy a megkevert anyag ne csepegjen le a fogról. Könnyen kezelhető, pontos rajzolatot ad a fogról és a gingiváról. Hidrokolloidhoz hasonló folyékonysága lehetővé teszi, hogy nyomás nélkül is eljusson a legkritikusabb helyekre is.

AFFINIS PUTTY:			
300 ml bázis, 300 ml katalizátor			
126 285	putty soft	1 csomag	32.745
126 286	fast putty soft	1 csomag	32.745
126 225	putty super soft	1 csomag	32.745
AFFINIS System 50:			
2 x 50 ml kettős fecskendő, 12 keverőcsőr sárga/kicsi			
126 282	regular body	1 csomag	20.995
126 283	light body	1 csomag	20.995
226 202	fast regular body	1 csomag	20.995
226 201	fast light body	1 csomag	20.995
AFFINIS 50/75 ml, tartozékok:			
keverőpisztoly 1:1/1:2 50 ml/75 ml-es			
126 289	kettős fecskendőhöz	1 db	33.995
keverőcsőr, sárga/kicsi,			
126 290	50 ml-es kettős fecskendőhöz, 40 db	1 csomag	14.495
intraorális csúcs, sárga,			
126 294	50 ml-es kettős fecskendőhöz, 100 db	1 csomag	24.185



AFFINIS heavy body Black Edition (COLTÉNE)

Az új fekete kanáanyag az arany- és ezüstsínű AFFINIS PRECIOUS anyaggal kiválóan olvasható lenyomatot alkot. Az egyedülálló színkombináció még pontosabban ábrázolja a részleteket és támogatja a lenyomat kiértékelését. Indikáció: egy- vagy kétlépéses, funkció- és fixációs lenyomatok, illetve minden olyan eset, ahol egyébként az AFFINIS heavy body lenyomatanyag használatos. Használata különösen ajánlatos, amikor a pontosság és a kiváló olvashatóság követelmény.

226 290	2 x 75 ml heavy body, 8 keverőcsőr	1 csomag	17.995
---------	------------------------------------	----------	--------



AFFINIS precious (COLTÉNE)

Az Affinis precious rendelkezik a jól bevált Affinis kiváló tulajdonságaival: légbuborékmentes, pontos részletvisztaadású lenyomatot biztosít. Az új arany, illetve ezüst színű korrekciós anyag - a fényt tükröszerűen visszaverve - erősíti a kontrasztot, jobban láthatóvá teszi a részleteket.

AFFINIS precious System 50:			
2 x 50 ml kettős fecskendő, 12 keverőcsőr			
226 255	light body (ezüst)	1 csomag	20.995
226 256	regular body (arany)	1 csomag	20.995
AFFINIS precious microSystem:			
4 x 25 ml kettős fecskendő, 20 keverőcsőr			
226 257	light body (ezüst)	1 csomag	20.995
226 258	regular body (arany)	1 csomag	20.995



Szabad kezet kap a precíziós lenyomatvételhez

Használja ki az egyszerű és rugalmas kezelhetőséget!

- » Automata keverés a Dynamix Speed System használatával.
- » Egy anyag, többféle felhasználási mód – egyedi koronákhoz és nagy protetikai munkákhoz.
- » Rugalmas, 1:00 – 2:30 perc közötti feldolgozási idő.
- » Rövid, 2:30 perces szájon belüli kötési idő.
- » Kényelmes és időtakarékos feldolgozás.

A Variotime a száj hőmérséklete révén szabályozza a polimerizáció kinetikáját, így a szájba helyezést követően gyorsan megköt.

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



Aquasil Ultra+ (Dentsply Sirona)

Bármely lenyomatvételi technikára alkalmas A-szilikon lenyomatanyag. Továbbfejlesztett hidrofíli tulajdonsága a korábbiaknál pontosabb lenyomatokat, magasabb szakítószilárdsága nagyobb biztonságot tesz lehetővé. Az esettől függően különböző kötési időket is választhatunk.

450 ml bázis, 450 ml katalizátor, 2 adagolókanál:			
188 251	Hard Putty RS regular	1 csomag	49.995
188 250	Soft Putty FS fast	1 csomag	49.995
4 x 50 ml, 12 keverőcsőr, 12 intraorális csúcs:			
188 246	XLV RS regular	1 csomag	44.995
188 245	XLV FS fast	1 csomag	44.995
188 247	XLV Extended	1 csomag	44.995
188 249	LV RS regular	1 csomag	44.995
188 248	LV FS fast	1 csomag	44.995
4 x 50 ml, 12 keverőcsőr:			
188 242	Medium RS regular	1 csomag	43.585
188 240	Medium FS fast	1 csomag	43.585
188 241	Heavy FS fast	1 csomag	43.585
188 243	Heavy RS regular	1 csomag	43.585
188 244	Heavy Extended	1 csomag	43.585
gépi keverés: 2 x 380 ml, 10 keverőcsőr, 1 zárógyűrű:			
188 252	Soft Putty DECA RS regular	1 csomag	75.995
188 237	DECA Medium RS regular	1 csomag	87.995
188 235	DECA Medium FS fast	1 csomag	87.995
188 236	DECA Heavy FS fast	1 csomag	87.995
188 238	DECA Heavy RS regular	1 csomag	87.995
188 239	DECA Heavy Extended	1 csomag	87.995



Virtual (ivoclar vivadent)

Polivinilsziloxán alapú, mentolos ízű, hidrofíli A-szilikon precíziós lenyomatanyag, indirekt restaurációkhoz, implantátumok készítéséhez, fogas és fogatlan állkapocsra egyaránt.

Putty, 300 ml bázis, 300 ml katalizátor:			
191 217	regular	1 csomag	27.895
191 216	fast	1 csomag	27.895
Monophase regular:			
191 215	2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr (zöld)	1 csomag	13.745
Monophase fast:			
191 214	2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr (zöld)	1 csomag	13.745
Heavy body regular:			
191 207	2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr (zöld)	1 csomag	13.745
Heavy body fast:			
191 206	2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr (zöld)	1 csomag	13.745
Light body regular:			
191 211	2 x 50 ml kartus, 12 keverőcsőr (sárga)	1 csomag	13.745
Light body fast:			
191 210	2 x 50 ml kartus, 12 keverőcsőr (sárga)	1 csomag	13.745
Extra Light body fast:			
191 202	2 x 50 ml kartus, 12 keverőcsőr (sárga)	1 csomag	13.745



V-Posil (voco)

Erősen hidrofíli, precíz A-szilikon lenyomatanyag hosszú előkészítési és rövid szájbantartási idővel. Magas szakítószilárdságának és kiváló visszarugózó képességének köszönhetően biztonságosan eltávolítható a szájból. Hidrofíli tulajdonsága kötés után is megmarad, pontossá téve ezzel a kiöntést illetve a protetikai munkát.

Putty Fast:			
175 210	2 x 450 ml	1 csomag	39.995
175 228	380 ml kartus (gépi keverésű)	1 csomag	39.995
175 229	2 x 380 ml kartus (gépi keverésű)	1 csomag	64.995
Heavy Soft Fast:			
175 212	380 ml kartus (gépi keverésű), 10 keverőcsőr	1 csomag	39.995
175 214	2 x 50 ml kartus	1 csomag	19.995
Light Fast:			
175 216	2 x 50 ml kartus	1 csomag	19.995
X-Light Fast:			
175 218	2 x 50 ml kartus	1 csomag	19.995
175 220	keverőcsőr, Typ 30, 50 db	1 csomag	17.395
175 221	keverőcsőr, Typ 7, 50 db	1 csomag	16.725
V-Posil Adhesive kanáragasztó.			
175 222	10 ml	1 flakon	7.395

Silginat (Kettenbach)

Közepesen folyékony, gépikeverésű A-szilikon szituációs lenyomatvételle. Konzisztenciája és szakítószilárdsága az algináéhoz hasonlatos. Különösen alkalmas antagonist lenyomatokhoz, ideiglenes koronákhoz és hidakhoz, fogsabályzó munkákhoz valamint esetmodellekhez történő lenyomatvételre. Visszarugózó és részletvisszaadó képessége kiváló, nagyszerű kiegészítője a precíziós lenyomatvételnek. Hosszan formatartó, több héten át tárolható, többször kiönthető. A szájból könnyen eltávolítható. Tixotróp, nem folyik le a garatra. Fertőtleníthető, azonnal kiönthető.

Intro csomag:

337 211	380 ml, 10 dinamikus keverőcsőr, 4 Multi Tray	1 csomag	19.995
337 212	utántöltő: 2 x 380 ml	1 csomag	29.995
337 204	dinamikus keverőcsőr nagy kartushoz, 45 db	1 csomag	17.995



Panasil (Kettenbach)

A-szilikon korrekciós technikához.

putty, 900 ml:

037 250	450 ml bázis, 450 ml katalizátor	1 csomag	31.245
---------	----------------------------------	----------	--------

putty fast (gyors), 900 ml:

037 226	450 ml bázis, 450 ml katalizátor	1 csomag	31.245
---------	----------------------------------	----------	--------

putty soft, 900 ml:

037 266	450 ml bázis, 450 ml katalizátor	1 csomag	31.245
---------	----------------------------------	----------	--------

037 244	adhezív, 10 ml	1 csomag	7.625
---------	----------------	----------	-------



Panasil initial contact / Panasil contact plus x-light (Kettenbach)

Rövid szájbantartási időt igénylő, kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkező, hidrofí, tixotróp A-szilikon korrekciós technikához.

X-light (nagyon híg):

237 298	1 x 50 ml, 6 keverőcsőr, sárga	1 csomag	8.825
---------	--------------------------------	----------	-------

137 266	2 x 50 ml, 8 keverőcsőr, sárga	1 csomag	16.745
---------	--------------------------------	----------	--------

light (híg):

237 299	1 x 50 ml, 6 keverőcsőr, sárga	1 csomag	8.825
---------	--------------------------------	----------	-------

137 268	2 x 50 ml, 8 keverőcsőr, sárga	1 csomag	16.745
---------	--------------------------------	----------	--------

regular (közepes):

137 294	2 x 50 ml, 8 keverőcsőr, zöld	1 csomag	16.745
---------	-------------------------------	----------	--------

contact plus x-light:

137 250	normál csomag: 2 x 50 ml, 8 keverőcsőr, sárga	1 csomag	16.745
---------	---	----------	--------



Panasil monophase Medium (Kettenbach)

Erősen tixotróp, rövid szájbantartási idejű, közepesen folyós A-szilikon nagy pontosságot igénylő protetikai munkákra, implantátumokhoz, kombinált munkákhoz. (A Monopren Transfer utódja)

337 230	normál csomag: 2 x 50 ml, 6 keverőcsőr	1 csomag	16.995
---------	--	----------	--------



Silagum (DMG)

Nagy pontosságú A-szilikon lenyomatanyag.

Silagum-Putty

2 x 262 ml tégely bázis és katalizátor paszta:

298 205	Standard	1 csomag	18.995
---------	----------	----------	--------

298 206	Soft	1 csomag	18.995
---------	------	----------	--------

298 207	Fast	1 csomag	18.995
---------	------	----------	--------

Silagum-Putty Soft (gépi):

298 215	390 ml kartus, 10 MixStar-csúcs	1 csomag	30.245
---------	---------------------------------	----------	--------

Silagum-Light / Light Fast:

2 x 50 ml kartus, 12 db sárga keverőcsőr,
12 db intraorális csúcs

298 210	Light	1 csomag	17.475
---------	-------	----------	--------

298 211	Light Fast	1 csomag	17.475
---------	------------	----------	--------

Silagum-Medium:

2 x 50 ml kartus, 12 db sárga keverőcsőr,
12 intraorális csúcs

298 268		1 csomag	17.475
---------	--	----------	--------

Silagum-Mono:

2 x 50 ml kartus, 12 db sárga keverőcsőr,
12 db intraorális csúcs

298 212		1 csomag	17.475
---------	--	----------	--------





Honigum (DMG)

Honigum-Putty: A-szilikon korona, híd, inlay és onlay lenyomatokhoz. Hosszú feldolgozási idő, a szájbán tartási idő ezzel szemben rövid. Kétúton visszanyeri formáját, nagyon jó részletvisztaadó képessége van. Könnyen felismerhető szíkontraszt a Honigum-Light/Fast anyagokkal, kellemes méz illatú.

Honigum-Heavy: A-szilikon. Korona híd, inlay, onlay lenyomatok valamint minden mintaátvételi lenyomat (pl. implantátum) készítéséhez. Különösen nagy keménység (putty-hoz hasonló), nagyon jól rögzül, könnyen és biztosan eltávolítható. MixStar kartusban, minden kereskedelmében szokásos keverőgéphez ajánlott.

Honigum-Light: A-Szilikon. Korrekciós lenyomatanyag korona, híd valamint inlay és onlay lenyomatvételhez. Hidrofil, rendkívüli formatartó tulajdonsággal és részletvisztaadó képességgel bír.

Honigum-Mono: A-szilikon. Korona, híd, inlay, onlay és funkciós lenyomatok, nyomásindikátor lenyomatok és minden mintaátvételi lenyomat (pl. implantátum). Rendkívüli részletvisztaadás a preparációs határ alatt is, semleges íz és méz illat, nagyon jó dimenzió stabilitás, hosszú eltarthatóság, kimagaslóan hidrofil.

Honigum-Putty:			
298 250	2 x 450 ml Rigid Fast	1 csomag	36.995
298 251	390 ml kartus, 10 MixStar-keverőcsőr (gépi)	1 csomag	35.495
Honigum-Heavy:			
298 247	2 x 50 ml kartus Heavy, 4 Automix-keverőcsőr	1 csomag	16.795
298 217	380 ml kartus Heavy, 10 MixStar-keverőcsőr (gépi)	1 csomag	35.995
298 246	380 ml kartus Heavy Fast, 10 keverőcsőr (gépi)	1 csomag	35.995
Honigum-Mono:			
298 214	2 x 50 ml kartus, 4 Automix-csőr, 4 intraorális csúcs	1 csomag	20.995
298 216	380 ml kartus, 10 MixStar keverőcsőr (gépi)	1 csomag	36.945
Honigum-Light:			
2 x 50 ml kartus Light, 12 db automix keverőcsőr,			
298 256	12 db intraorális csúcs	1 csomag	21.995
Honigum Light Fast:			
2x50 ml kartus Light Fast, 12 db Automix keverőcsőr,			
398 234	12 db intraorális csúcs	1 csomag	21.995

Poliéter lenyomatanyagok



Impregum Penta / Impregum Penta Soft (3M)

Gépi keverésű poliéter lenyomatanyag, normál és soft változatban. Pentamix keverőgéppel és piros Penta keverőcsőrrel használható. A komponenseket tartalmazó tasakokat szinkódolt PentaMatic záróapkaival látták el, amely a Pentamix dugattyúja által kifejtett nyomóerő hatására automatikusan kinyílik (AutoOpen-System).

Impregum Penta Single pack:			
917 480	1 x 300 ml bázis, 1 x 60 ml katalizátor	1 csomag	54.995
520 206	Impregum Penta P3 fémház	1 db	17.475
Impregum Penta Soft Single pack:			
917 481	1 x 300 ml bázis, 1 x 60 ml katalizátor	1 csomag	54.995
520 206	Impregum Penta Soft P3 fémház	1 db	17.475
116 279	Penta keverőcsőr, piros, 50 db	1 csomag	19.595



Impregum Penta / Garant DuoSoft (3M)

Impregumtól megszokott precizitás most egyidejű kétfázisú keverési technikához is. Kemény és híg konzisztencia. Automata keverés Pentamix 1 és 2 keverőgépekkel. Indikációk: koronák, hidak, inlay-k, onlay-k lenyomatvételéhez és funkciós lenyomatvételhez. A szájból könnyen eltávolítható. Jobb íz. Minden poliéter lenyomatanyag egymással kompatibilis és kombinálható.

Impregum Penta H DuoSoft: poliéter precíziós lenyomatanyag, kemény konzisztencia, automata keverés Pentamix keverőgépekben.

Impregum Penta L DuoSoft: poliéter precíziós lenyomatanyag, híg konzisztencia, automata keverés Pentamix keverőgépekben.

Impregum Garant L DuoSoft: poliéter precíziós lenyomatanyag, híg konzisztencia, automata keverés Garant 2 diszpenzer rendszerben.

Impregum Penta H DuoSoft utántöltő csomag:			
420 223	2 x 300 ml bázis, 2 x 60 ml katalizátor	1 csomag	92.495
Impregum Penta L DuoSoft utántöltő csomag:			
420 229	300 ml bázis, 60 ml katalizátor	1 csomag	84.495
116 279	Penta keverőcsőr, piros, 50 db	1 csomag	19.595
Impregum Garant L DuoSoft utántöltő csomag:			
320 234	4 x 50 ml Garant-kartus, 20 fehér Garant keverőcsőr	1 csomag	45.995
320 254	Garant kinyomórúd - 1:1/2:1	1 db	7.995
320 291	Garant keverőcsőr, fehér, 50 db	1 csomag	22.495
320 292	Garant intraorális csúcs, fehér, 50 db	1 csomag	12.995
320 249	Garant adagolópisztoly - 1:1/2:1	1 db	33.995



3M™ Impregum™ Super Quick
Poliéter Lenyomatanyag

Lemintázni a legapróbb részleteket is két perc alatt? Igen, lehetséges!




Tökéletes kisebb kiterjedésű
esetekhez, szupergyors 2 perces
kötési idő.



Egy új kémiai fejlesztésnek
köszönhetően világszínvonalú
poliéter precizitás, az A-szilikonokra
jellemző kötési sebességgel.



Javított ízvilág és rövidebb
szájban töltött idő fokozza
a páciensek kényelmét.



ÚJDONSÁG



Impregum Penta Super Quick (3M)

Az Impregum Super Quick anyag a poliéter kiváló teljesítményét és megbízhatóságát ötvözi a VPS sebességével. Mindössze 45 másodperces munkaidővel és 2 perces kötési idővel az új „Super Quick” anyag lehetővé teszi a kevésbé bonyolult esetek, mint például szőlő koronák, implantátumok, betétek / onlayek és kisebb hidak tökéletes lemintázását. A friss, menta íz, valamint a szájban eltöltött rövid idő jelentősen növeli a betegek kényelmét. Az Impregum Super Quick anyag a szkennerek jelenlegi generációjával szkennelhető.

Impregum Penta Super Quick Medium Body /

Light Body bevezető készlet, 69382

300 ml Impregum Penta Super Quick Medium Body bázispaszta,
60 ml katalizátor, 2 x 50 ml Impregum Super Quick Light Body,
tartozékok (10 piros keverőcsőr, 5 lila intraorális fecskendő,
5 lila Garant keverőcsőr, 5 lila Garant intraorális csőr,
17 ml poliéter kanálragasztó

917 934		1 csomag	69.995
---------	--	----------	--------

Impregum Penta Super Quick Heavy Body /

Light Body bevezető készlet, 69416

300 ml Impregum Penta Super Quick Heavy Body bázispaszta,
60 ml katalizátor, 2 x 50 ml Impregum Super Quick Light Body,
tartozékok (10 piros keverőcsőr, 5 lila intraorális fecskendő,
5 lila Garant keverőcsőr, 5 lila Garant intraorális csőr,
17 ml poliéter kanálragasztó

917 935		1 csomag	69.995
---------	--	----------	--------

Impregum Penta Super Quick Medium Body bevezető készlet, 69384

300 ml bázispaszta, 60 ml katalizátor, 10 piros keverőcsőr,
1 db Penta Elastomer fecskendő, 1 db poliéter kanálragasztó

917 933		1 csomag	52.995
---------	--	----------	--------

Impregum Penta Super Quick Medium Body utántöltő, 69386

1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor

917 930		1 csomag	59.995
---------	--	----------	--------

Impregum Penta Super Quick HeavyBody utántöltő, 69410

1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor

917 931		1 csomag	59.995
---------	--	----------	--------

Impregum Super Quick Light Body utántöltő, 69380

2x50 ml Garant kartus, 5 lila Garant keverőcsőr,

917 932		1 csomag	23.995
---------	--	----------	--------

917 936	Poliéter kanálragasztó, 69409 17 ml	1 csomag	9.495
---------	-------------------------------------	----------	-------

Soft Monophase (3M)

A új poliéter lenyomatanyag a 3M Pentamix rendszerében történő kényelmes gépi keverésre.

Indikációk: Implantációs lenyomatok. Fogatlan páciens. Korona és hídpótlások. Inlay és onlay készítése. **Előnyök:** Az új, világosabb szín miatt a lenyomat ellenőrzése (szemkontrollja) egyszerűbb. Friss, mentolos íz, fokozott páciens kényelem. Könnyebben távolítható el a szájból és a mintáról. Pontos lenyomat, pontosan illeszkedő pótlások.

Soft Monophase Single Pack:

917 587	1x 300 ml bázis, 1 x 60 ml katalizátor	1 csomag	35.645
---------	--	----------	--------

116 279	Penta keverőcsőr, piros, 50 db	1 csomag	19.595
---------	--------------------------------	----------	--------

Minden Penta termékhez!



DINAMIKUS KEVERŐCSŐR

Dinamikus keverőcsőr Penta termékekhez.

100 184	50 db	1 csomag	8.325
---------	-------	----------	-------

csak **8.325 Ft**

Identium (Kettenbach)

Vinylsiloxan-ether alapú lenyomatanyag egyidejű lenyomatvételi technikákhoz. Egyesíti az A-szilikonok és a poliéterek kedvező tulajdonságait. Különösen megmutatkozik ez kiváló hidrofil tulajdonságában, optimális elasztomer viselkedésében, kiegyensúlyozott kötési paramétereiben és folyékonyságában. Az anyag íztelen és szagtalan, így nem ingerli a beteget. A szokásos keverőgépekkel kompatibilis 5:1 nagykartusban illetve hagyományos kartusban, két kötési változatban szállítható.

Identium Medium Intro csomag:

380 ml nagykartus, 10 dinamikus keverőcsőr,

337 213 10 ml adhezív, 1 applikációs fecskendő 1 csomag 41.995

337 214 **Identium Medium utántöltő:** 2 x 380 ml nagykartus 1 csomag 66.995

Identium Medium gyors Intro csomag:

380 ml nagykartus, 10 dinamikus keverőcsőr,

10 ml adhezív, 1 applikációs fecskendő

337 215 1 csomag 41.995

337 216 **Identium Medium gyors utántöltő:** 2 x 380 ml nagykartus 1 csomag 66.995

Identium Heavy Intro csomag:

380 ml nagykartus, 10 dinamikus keverőcsőr,

50 ml Light kartusban, 6 keverőcsőr,

6 intraorális csúcs, 10 ml adhezív

337 217 1 csomag 41.995

337 218 **Identium Heavy utántöltő:** 2 x 380 ml nagykartus 1 csomag 66.995

Identium Heavy gyors Intro csomag:

380 ml nagykartus, 10 dinamikus keverőcsőr,

50 ml Light kartusban, 6 keverőcsőr,

6 intraorális csúcs, 10 ml adhezív

337 219 1 csomag 41.995

337 220 **Identium Heavy gyors utántöltő:** 2 x 380 ml nagykartus 1 csomag 66.995

Identium Light normál csomag:

2 x 50 ml kartus, 8 sárga keverőcsőr, 12 intraorális csúcs

237 250 1 csomag 19.945

Identium Light gyors normál csomag:

2 x 50 ml kartus, 8 sárga keverőcsőr, 12 intraorális csúcs

237 270 1 csomag 19.945

337 204 Dinamikus keverőcsőr nagykartushoz, 45 db 1 csomag 17.995

037 277 Keverőcsőr, zöld, 6,5 mm, 100 db 1 csomag 26.995

137 272 Keverőcsőr, sárga, 4,2 mm, 100 db 1 csomag 26.995

137 253 Intraorális csúcs, 96 db 1 csomag 16.995

237 261 Identium adhezív, 10 ml 1 csomag 6.495



Harapásregisztráló anyagok


SIOPLAST BS

Gyorskötésű, vinilpolisziloxán alapú, **nagy végkeménységű** A-szilikon harapásregisztráló anyag kartusos kiserelésben.

153 229 2 x 50 ml, 12 zöld keverőcsőr 1 csomag 10.945

2 csomagtól csomagonként 10.495

000 288 M+W keverőcsőrök, 1:1/2:1, zöld, 50 db 1 csomag 9.325

3 csomagtól csomagonként 8.995

237 222 adagolópisztoly DS 1:1/2:1 1 db 15.995



már **10.495 Ft-tól**



SIOPLAST BS X-HART

Gyorskötésű, vinilpolisziloxán alapú, **különösen nagy végkeménységű** A-szilikon harapásregisztráló anyag kartusos kiszerezésben.

153 230	2 x 50 ml, 12 keverőcsőr, zöld	1 csomag	11.995
	2 csomagtól	csomagonként	11.545
000 288	M+W keverőcsőrök, 1:1/2:1, zöld, 50 db	1 csomag	9.325
	3 csomagtól	csomagonként	8.995
237 222	adagolópisztoly DS 1:1/2:1	1 db	15.995

már **11.545 Ft-tól**



SIOPLAST BS SCAN

Nehezen folyó, **nagy végkeménységű**, hosszan formatartó, **szkennelhető** A-szilikon harapásregisztráló anyag. Kiválóan frézeltető. Kellemes menta ízű. Sárga.

153 235	2 x 50 ml, 12 zöld keverőcsőr	1 csomag	12.895
	2 csomagtól	csomagonként	12.395
000 288	M+W keverőcsőrök, 1:1/2:1, zöld, 50 db	1 csomag	9.325
	3 csomagtól	csomagonként	8.995
237 222	adagolópisztoly DS 1:1/2:1	1 db	15.995

már **12.395 Ft-tól**



O-Bite (DMG)

A-szilikon. Nagy Shore A-93 végkeménység, nagyon jó törésszabotás, minimális harapásellenállás. Gyorsan köt, éles rajzolatú és dimenzióstabil, szikével kiválóan vágható, a teljes ív egy munkalépésben regisztrálható, friss gyümölcsös narancsillat, biztos színkontraszt.

298 290	2 x 50 ml kartus, 12 Automix keverőcsőr	1 csomag	18.495
---------	---	----------	--------



Futar (Kettenbach)

A-szilikon harapásregisztráló család.

Futar: Nagy végkeménységű, addíciós kötésű harapásregisztráló anyag kartusos kiszerezésben.

Futar Fast: Rövid kötési idejű, nagy végkeménységű, addíciós harapásregisztráló anyag kartusos kiszerezésben.

Futar D: Különösen kemény addíciós kötésű harapásregisztráló anyag kartusban.

Futar D Fast: Különösen kemény, addíciós kötésű harapásregisztráló anyag kartusos kiszerezésben.

Rövid kötési idő, jól marható és vágható.

Futar Cut & Trim Fast: Szkennelhető, extra kemény, extra gyors, kiválóan vágható és csiszolható.

Futar:

237 294	1 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr	1 csomag	9.995
137 221	2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr	1 csomag	15.995

Futar Fast:

237 295	1 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr	1 csomag	9.995
137 283	2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr	1 csomag	15.995

Futar D:

237 296	1 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr	1 csomag	9.995
137 225	2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr	1 csomag	15.995

Futar D Fast:

237 297	1 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr	1 csomag	9.995
137 242	2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr	1 csomag	15.995

Futar Cut & Trim Fast:

237 291	1 x 50 ml, 8 sárga keverőcsőr	1 csomag	9.995
237 290	2 x 50 ml, 8 sárga keverőcsőr	1 csomag	16.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Registrado Clear (voco)

Átlátszó, gyors kötésű, addíciós kötésű szilikon harapásregisztrációra. JAVALLATOK: Harapás regisztráció; Intraorális rajzolókészülékkel történő regisztráció; Röntgen sablon fémgolyójának rögzítése; Harapási helyzet és centrális reláció rögzítése; Szilikon kulcs, kompozit restaurációk készítéséhez. ELŐNYEI: Nagy végső keménység párosul a nagyfokú átláthatósággal • Az anyag kedvező konzisztenciája biztosítja a kelő tapadást a fogakon • Időkorlát nélküli munka a hőmérséklet szabályozású kötési formulának köszönhetően (a gyorsított kötés csak a száj bezárásakor indul el) • Nagy méret és forma stabilitás (> 99 %) • A fotopolimerizáció tökéletesen elvégezhető a Registrado Clear rétegen keresztül

normál csomag:

075 204	50 ml, keverőcsőrök	1 csomag	11.495
075 207	keverőcsőr Typ 16, Nr. 2196, 50 db	1 csomag	16.845



Funkciós lenyomatanyagok

Impression Paste (ss white)

Cinkoxid-eugenol bázisú lenyomatanyag.

098 255	155,9 g bázis, 63,8 g katalizátor	1 csomag	5.495
---------	-----------------------------------	----------	-------



Cavex Outline

Cinkoxid bázisú, eugenolmentes lenyomatanyag funkciós lenyomatokhoz és indirekt fogsor alábélelésekhez.

038 203	140 g bázis (fehér), 65 g katalizátor (kék)	1 csomag	7.275
---------	---	----------	-------



Viaszok



VIASZ HARAPÁSI SÁNC

Patkóalakú. Opak, így az optikai kontroll lényegesen egyszerűbb. 100 db/csomag.

098 910	citromsárga, puha	1 csomag	8.995
098 913	sárga, közepes	1 csomag	8.995
098 911	rózsaszín, kemény	1 csomag	8.995



csak **8.995 Ft**



HARAPÁSREGISZTRÁLÓ VIASZ

Rúd alakú. Részben opak, így az optikai kontroll lényegesen egyszerűbb. 110 db/ csomag.

098 915	rózsaszín, kemény, 1,3 kg	1 csomag	8.995
098 916	sárga, közepes, 1,3 kg	1 csomag	8.995



csak **8.995 Ft**



MODELLVIASZ

Kiváló minőségű modellviasz. Kitűnő ár/érték arány. Enyhén elasztikus, formatartó és nem ragad a műfogakhoz. Vastagsága 1,25 mm.

000 940	500 g	1 csomag	2.995
	3 csomagtól	csomagonként	2.845
	6 csomagtól	csomagonként	2.695
000 941	2,5 kg	1 csomag	10.395
	3 csomagtól	csomagonként	9.995

már **2.695 Ft-tól**



Speciális modellviasz (Gebdi)

Rózsaszín lapviasz, 1,5 mm vastag. Német minőség.

060 955	rózsaszín, közepes, 500 g	1 csomag	3.275
	3 csomagtól	csomagonként	2.995
000 903	rózsaszín, téli (puha), 2,5 kg	1 csomag	12.475
000 904	rózsaszín, nyári (kemény), 1,5 mm, 2,5 kg	1 csomag	12.475



VIASZKÉS

Rozsdamentes.

298 944	13 cm	1 db	1.695
	5 darabtól	darabonként	1.575
298 945	17 cm	1 db	1.895
	5 darabtól	darabonként	1.745



már **1.575 Ft-tól**

Még több információ Ildikótól!



Árakkal, akciókkal, szállítási információkkal kapcsolatban
forduljon munkatársainkhoz. Várjuk a hívását!

Telefon: +36 1 436 9790



Lenyomatvételi segédeszközök

M+W select KEVERŐCSŐRÖK

	000 287	M+W keverőcsőr 1:1/2:1, sárga	Az alábbi gyártók felsorolt termékeihez:	
	50 db / csomag	9.325	Coltène	AFFINIS 50 light, - regular, - PRECIOUS, Magic FoamCord, PRESIDENT 50
	3 csomagtól	8.995	Dentsply Sirona	Aquasil Ultra light LV, -XLV
	000 288	M+W keverőcsőr 1:1/2:1, zöld	Detax	Detaseal hydroflow lite, - Xlite
			DMG	Honigum Light, Silagum Light, - Medium, - Mono
			3M	Dimension Garant L, - Quick, Express, - 2 Garant, Imprint II Garant Light, - Regular, Imprint 4 Garant, Express XT Light / Regular Body
			Kulzer	Flexitime Correct-, Light -, Medium Flow, Flexitime Fast & Scan Provil novo C.D. 2 Light, - Medium, Variotime Medium / Light / Extra Light Flow
			Ivoclar Vivadent	Virtual Light, - Extra Light
			Kettenbach	Futar Scan, Panasil contact plus X-Light, Identium Light, Panasil initial contact Light/X-Light
			M+W	Sioplast AS light
			omicron	betasil light fast set, - vario light
			R-Dental	R-SI-LINE MEDIUM/-FS, - LIGHT/-FS/-SH
			Dentsply Sirona	Aquasil Bite, Aquasil Ultra Mono RS, - Heavy RS
	000 280	M+W keverőcsőr 1:1/2:1, rózsaszín	DETAX	Detaseal hydroflow mono, glassbite, greenbite apple, - colour, monoprint supra
			DMG	Honigum Heavy, - Mono
			3M	Imprint Bite, Imprint II Garant Monophase, - Heavy
			DREVE	REGOFIX, Fresh clear
			Kulzer	Flexitime Bite, - Heavy Tray, - Mono Phase, Memoreg 2, Memosil 2, P2 light, Provil novo C.D. 2 Mono, Variotime Heavy Body / Monophase
			Ivoclar Vivadent	Virtual Monophase, - Heavy
			Kettenbach	Identium Medium, Futar, -D, - Fast, Monopren transfer, Mucopren soft, Panasil contact two in one Light, - initial contact Regular
			M+W	Sioplast AS medium, AS mono, - BS, - x-hard
			omicron	betasil vario medium, granit PERFECT 3D, kristall PERFECT
			R-Dental	R-SI-LINE Extra-, - Hard-, - Metal-Bite, - Heavy Kingsize
	000 282	M+W keverőcsőr 1:1/2:1, kék	VOCO	Registrado X-tra, Registrado clear
			GC	Exabite II NDS
			Coltène	Jet Blue Bite
			DETAX	Detaseal bite, mollosil plus Automix 2, onetime perfect, pixelbite, milkbite
			DMG	O-Bite
	000 283	M+W keverőcsőr 1:1/2:1, fehér	DREVE	StoneBite, - scan
			R-Dental	R-SI-LINE Mono, P.U.M.A. soft
			VOCO	Ufi Gel SC, - hard C
	000 282	M+W keverőcsőr 1:1/2:1, kék	DETAX	tempofit
			VOCO	Structur Premium, - 2 SC
			3M	Impregum Garant L Duosoft, Permadyne Garant
	000 289	M+W keverőcsőr 4:1/10:1, kék	DMG	Luxatemp
			3M	Protemp 4 Garant
			Kulzer	PreVISION CB
			Ivoclar Vivadent	Systemp. c&b, Telio CS C&B
			MERZ	CronMix K plus
			M+W	Pontiform automix 2, Pontiform automix 10:1

már **8.995 Ft-tól**

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



INTRAORÁLIS CSÚCSOK

237 224	M+W intraorális csúcs, sárga, 100 db - (sárga és fehér keverőcsőrhöz)	1 csomag 3 csomagtól	7.795 7.555
000 285	M+W intraorális csúcs, transzparens, 100 db - (egyéb színű keverőcsőrhöz)	1 csomag 3 csomagtól	7.795 7.555

már **7.555 Ft-tól**



ADAGOLÓPISZTOLY

Adagolópisztoly lenyomatanyagokhoz, ideiglenes korona- és hídanyagokhoz valamint harapásregisztrálókhoz és kartusos alábélelőanyagokhoz. Kérjük ügyeljen a megfelelő keverési arányra!

237 222	M+W adagolópisztoly 1:1/2:1 (1:1/2:1 kinyomórúddal)	1 db	15.995
100 183	M+W adagolópisztoly 4:1/10:1 (10:1 kinyomórúddal)	1 db	15.995
000 219	kinyomórúd 4:1	1 db	2.815

csak **15.995 Ft**



Automix adagolópisztoly 1:1 (DMG)

298 266	50 ml-es kartushoz	1 db	26.995
298 265	25 ml-es kartushoz	1 db	26.995



MultiDispenser (MERZ)

Adagolópisztoly minden kartusos kiserelésű lenyomatanyaghoz, ideiglenes korona- és hídanyaghoz, harapásregisztrálókhoz és alábélelőanyagokhoz.

Keverési arányok: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1.

049 225	MultiDispenser	1 db	32.745
---------	----------------	------	--------



3M retrakciós paszta (3M)

Innovatív vérzéscsillapító retrakciós paszta egyszerűen kezelhető és higiénikus egyszerhasználatos kapszulában. A kapszula vékony csőrének köszönhetően a sulcuscstágító anyag könnyen bejuttatható az ínybarázdába, hatékonyan tágítja a sulcust, tiszta és száraz ínybarázdát eredményez rendkívül jó vérzéscsillapító hatással kombinálva. Valamennyi poliéter, A-szilikon lenyomatanyaggal és digitális lenyomatvétellel kompatibilis. Használata kényelmes és időtakarékos, kétszer gyorsabb, mint a sulcuscstágító fonálé. Az egyszerhasználatos kapszulák (kb. 3 fog / kapszula) valamennyi ismert kompozit kapszula kinyomó pistollyal használhatók.

utántöltő:			
216 230	25 x 0,3g kapszula	1 csomag	29.495
gazdaságos csomag:			
216 231	100 x 0,3g kapszula	1 csomag	93.595

DMG retrakciós paszta (DMG)

Természetes timföld alapú paszta gingiva retrakcióra, illetve a szulkusz szárítására. Szilárdságának köszönhetően az applikált helyen marad és fejti ki hatását. A hajlékony kanül könnyű applikálást tesz lehetővé. Jól látható színkontrasztot ad. Menta ízű.

159 290	25 x 0,37 g kapszula	1 csomag	24.595
---------	----------------------	----------	--------



Ultrapak CleanCut (Ultradent)

A jól ismert Ultrapak fonalak új vágókupakos csomagolásban. A hurkolt pamut retrakciós fonal könnyen felhelyezhető, nem száladozik. 245 cm / csomag.

338 231	Kit: 1-1 db 00, 0, 1 és 2 vastagságú fonal, állvány	1 csomag	24.995
917 574	000, fekete-violakék	1 csomag	5.995
917 575	00, fekete-sárga	1 csomag	5.995
917 576	0, violakék-fehér	1 csomag	5.995
917 577	1, kék-fehér	1 csomag	5.995
917 578	2, zöld-fehér	1 csomag	5.995
917 579	3, piros-fehér	1 csomag	5.995



Retrakciós fonal (Alan)

Nem impregnált, kiváló nedvzívó képességű, fehér, fonott fonal.

000 241	Gr. 0, szuperfinom, 3 m	1 csomag	3.275
000 242	Gr. 1, finom, 3 m	1 csomag	3.275
000 243	Gr. 2, közepes, 3 m	1 csomag	3.275



Alstringent retrakciós folyadék (Alan)

25 % alumíniumszulfát-oktadekahidrát.

000 229	20 ml	1 csomag	8.215
---------	-------	----------	-------



KnitTrax retrakciós fonal (Sigma)

Körkötött, nem impregnált 100%-os pamutfonal. Hossza: 254 cm. **Tulajdonságai:** nedvzívó képessége átlag feletti • nem rojtosodik • könnyű berakni, formázni • stabilan a szulkuszban marad • lágyan, rugalmasan nyitja a szulkuszt • kiválóan abszorbálja a vérzéscsillapító zseléket (Gel Cord / Stat Gel) • a méretek színekkel jelöltek. A Nr. 000 és Nr. 00 méretű vékony fonott fonalak elsősorban preparációhoz, héjak beragasztásához illetve szorosan simuló szulkusz szövet esetében ajánlott. Használható még alsó fonalként a dupla fonal technikában. A valamivel vastagabb Nr. 0 méret az alsó állkapocs frontfogaihoz alkalmazható kiválóan. A Nr.1 a leggyakrabban használt méret - a standard fonal - a legtöbb front- és premoláris preparáció során. A Nr.2 az univerzális fonal méret. Kiválóan alkalmas felső fonalnak a dupla fonal technika során. Ez a méret képes a legtöbb vérzéscsillapító gél a szulkusz területére szállítani.

005 229	Nr. 000 (extra vékony), fekete	1 csomag	5.455
005 230	Nr. 00 (nagyon vékony), lila	1 csomag	5.455
005 231	Nr. 0 (vékony), viola	1 csomag	5.455
005 232	Nr. 1 (közepes), kék	1 csomag	5.455
005 233	Nr. 2 (vastag), sárga	1 csomag	5.455



roeko Stay-put (COLTÉNE)

Egyesíti a fonott retrakciós fonal minőségét a hajszálvékony rézdrót tökéletes formázhatóságával. Előnyei: könnyen adaptálható, a fogínytasakban marad, nem csúszik el, nem rúgja ki magát. 183 cm.

nem impregnált:

163 203	nr. 0, extra finom	1 csomag	5.995
163 200	nr. 1, finom	1 csomag	5.995
163 201	nr. 2, közepes	1 csomag	5.995
163 202	nr. 3, erős	1 csomag	5.995

Gingival liquid, alu-klorid, retrakciós folyadék

063 220	10 ml	1 csomag	5.995
---------	-------	----------	-------



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



roeko Retracto (COLTÉNE)

Sodrott, fehér pamutfonal, nem impregnált:

063 200	nr. 0, extra finom	1 csomag	4.365
063 201	nr. 1, finom	1 csomag	4.365
063 202	nr. 2, közepes	1 csomag	4.365

Fonott, fehér pamutfonal, nem impregnált:

063 210	nr. 0, extra finom	1 csomag	4.365
063 211	nr. 1, finom	1 csomag	4.365
063 212	nr. 2, közepes	1 csomag	4.365
063 213	nr. 3, erős	1 csomag	4.365

Fonott, fehér pamutfonal, impregnált (alu-Klorid):

063 216	nr. 1, finom	1 csomag	5.445
063 217	nr. 2, közepes	1 csomag	5.445
063 218	nr. 3, erős	1 csomag	5.445



ViscoStat (Ultradent)

20% vas-szulfátot tartalmazó viszkózus gél, amely azonnali koagulációt okoz. Másodperceken belül elállítja a vérzést és a sulcusnedv szivárgást. A speciális pufferoló összetevőknek köszönhetően egyaránt kíméletes a kemény és a lágy szövetekhez. Zselés állaga miatt nem folyik szét és precízen felvihető. Tiszta és száraz körülményeket teremt a lenyomatvétel előtt. Használata pulpotomiánál is javasolt.

917 544	ViscoStat gyűjtőfecskendő, 30 ml	1 csomag	11.995
---------	----------------------------------	----------	--------



ViscoStat Clear (Ultradent)

A ViscoStat Clear viszkózus, 25% aluminium kloridot tartalmazó haemostatikus hatású zselé. Használata különösen a frontfogak területén javasolt, mivel másodpercek alatt elállítja a kisebb vérzést és a sulcusnedv szivárgást, valamint nem okoz elszíneződést. A megvágott kapillárisokat nem koagulumbképzés útján zárja el, hanem a környező szövetek enyhe megduzzadását okozza, és ezáltal az erek nyílása összenyomódik. Ez a hatásmechanizmus nagyon hatékony a sulcusnedv szivárgás elállításakor is. Az Ultrapak fonal előzetes beáztatás nélkül, közvetlenül a zselébe nyomva is hatásos tasaktágító.

917 546	ViscoStat Clear gyűjtőfecskendő, 30 ml	1 csomag	11.995
---------	--	----------	--------



csak **5.445 Ft**

M+W select EASYSLEAVE FONTALBEHELYEZŐ

6 mm átmérőjű, nemesacél fogazott fonalbehelyező. A műszer – sima felületének köszönhetően – könnyen tisztítható, az új, ergonomikus kialakítású szár biztos fogást biztosít.

100 299	M+W easy clean fonalbehelyező	1 db	5.455
---------	-------------------------------	------	-------



Ultrapak fonalbehelyező (Ultradent)

Az extravékony végződések belesüllyednek a szálak közé, biztosítva a fonal biztonságos behelyezését a szulkuszba, elkerülve a gingivális attachment sérülését. Fogazott, balra és jobbra 45°-ban hajlított.

076 208	kicsi UP171	1 db	13.995
---------	-------------	------	--------

ÚJDONSÁG
programunkban

073 209	közepes UP170	1 db	13.995
---------	---------------	------	--------



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Henke Press

Applikációs fecskendő lenyomatanyagokhoz.

készlet:

098 266	1 fecskendő, 5 átlátszó csőr, 1 tisztítókefe	1 készlet	18.555
098 268	5 átlátszó csőr (csak Henke Presshez)	1 csomag	1.995
098 267	tisztítókefe lenyomatfecskendőhöz	1 db	1.195



Peremvágó kés nr. 1190 (carl martin)

Az alaplenyomat formázására, a korrekciós lenyomatvétel előtt.

198 677	peremvágó kés nr. 1190	1 db	16.325
---------	------------------------	------	--------



Lenyomatvágó kés (COLTENE)

026 281	lenyomatvágó kés	1 db	10.495
---------	------------------	------	--------



Keverőspatula (Kulzer)

009 278	Keverőspatula	1 db	5.495
---------	---------------	------	-------



Tubus prés, műanyag (Kessler)

Műanyag tubuskinyomó 70 mm-es nyílással. A masszív görgőknek köszönhetően a tubus könnyen és hatékonyan kipréselhető.

026 279	Tubfix	1 db	3.295
---------	--------	------	-------



Tubus prés, fém

026 280	tubus prés	1 db	10.995
---------	------------	------	--------



Parallelometer tükör (Hager & Werken)

Hidak készítésekor a koronacsonkok párhuzamosságának ellenőrzésére szolgáló tükör. Bármely fogtükörnyéllel használható.

022 007	parallelometer tükör	1 db	7.245
---------	----------------------	------	-------






már **625 Ft-tól**



PERGAMENT KEVERŐBLOKKOK

Lenyomatokhoz, cementekhez és kompozitokhoz. Pergamentből, hátukon tapadókoronggal.

000 115	4 x 4 cm, 75 lap	1 csomag	725
	5 csomagtól	csomagonként	625
000 118	6,2 x 6,2 cm, 50 lap	1 csomag	745
	5 csomagtól	csomagonként	675
000 116	7 x 10 cm, 75 lap	1 csomag	975
	5 csomagtól	csomagonként	885
000 117	14 x 20 cm, 75 lap	1 csomag	1.995
	5 csomagtól	csomagonként	1.745



már **1.425 Ft-tól**



KEVERŐLAPOK

Egyik oldalukon speciálisan bevont, szakadásmentes papírból készült keverőlapok, két szélükön blokká ragasztva.

000 237	univerzális méret, 60 lap, 9,5 x 7 cm	1 db	1.595
	5 darabtól	darabonként	1.425
000 238	nagy, 25 lap, 18 x 12,5 cm	1 db	1.695
	5 darabtól	darabonként	1.475
000 239	extra nagy, 35 lap, 24 x 15 cm	1 db	2.495
	5 darabtól	darabonként	2.275




már **1.495 Ft-tól**



KEVERŐLAPOK SKÁLABEOSZTÁSSAL

Fényes, famentes, fehér lapok. Centiméteres beosztás.


000 119	10 x 19 cm, 50 lap	1 db	1.695
	5 csomagtól	csomagonként	1.495



Univerzális keverőblokk skálabeosztással DIN A5

Centiméter beosztású, mindkét oldalán bevont keverőblokk lenyomatanyagokhoz. A blokk alja megerősített bevonattal rendelkezik.

009 286	21 x 14,8 cm, 25 lap	1db	2.575
	5 darabtól	darabonként	2.395



már **4.645 Ft-tól**



DUPLAFALÚ TASAK

Duplafalú tasak lenyomatok, modellek szállítására. A "kenguru zseb" lehetővé teszi a megrendelő szelvények, feljegyzések szárazon tartását. A zacskó fő kamrája patent zárral könnyen lezárható. A megjegyzések számára három írható mező áll rendelkezésre. Méret: 180 x 245 (225) mm.

045 996	100 tasak, M+W logóval	1 csomag	4.995
	5 csomagtól	csomagonként	4.645

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft



HIDEGPSRAY

FCKW-mentes, bután/propán keverék (gyúlékony). Hőmérséklete: -50 °C.

000 093	flakon, 200 ml	1 flakon	1.895
	5 flakontól	flakononként	1.745
	10 flakontól	flakononként	1.595



már **1.595 Ft-tól**

roeko Endo-Frost (COLTÉNE)

Hidegspray, -50°C-ig.

163 633	flakon, 200 ml	1 flakon	3.845
---------	----------------	----------	-------



Lenyomatfecskendő

Egyszerhasználatos fecskendő lenyomat- és más pasztaszerű anyagokhoz. A fecskendő csúcsa 45°-ban meghajlítható.

159 200	50 db	1 csomag	3.275
---------	-------	----------	-------



ORANGE CLEANER / ORANGE CLEANER SPRAY

Tisztítószer lenyomatanyagok eltávolítására különböző felületekről és műszerekről.

000 250	műanyag flakon, 250 ml	1 flakon	3.125
000 249	spray, 250 ml	1 flakon	3.245



már **3.125 Ft-tól**

A legnagyobb választék a leggyorsabban

- 98% feletti szállítási készség
- a 15 óráig megrendelt áru Budapesten kettő, Budapesten kívül három munkanapon belül átvehető a megadott címen
- ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft rendelési érték felett



Ideiglenes koronák



STRIP KORONÁK

Átlátszó, elastikus, vágható, vékonyfalú műanyag korona, bármely tömőanyaggal alkalmazható. UV- és halogénfényt átengedi, kifogástalanul lefedi a fognyaki részt, nem köt a tömőanyaghoz.

200 260	készlet: front és premoláris területre, 120 db	1 készlet	27.825
lásd tábl.	utántöltő, 5 db	1 csomag	1.545

1 110 10.0	2 111 9.5	3 112 9.0	4 113 8.0	5 114 7.5	6 115 8.0	7 116 7.0	8 121 6.5	9 122 6.0	10 123 6.0	11 124 5.5	12 125 5.0
300 200	300 201	300 202	300 203	300 204	300 205	300 206	300 207	300 208	300 209	300 210	300 211
13 210 10.0	14 211 9.5	15 212 9.0	16 213 8.0	17 214 7.5	18 215 8.0	19 216 7.0	20 221 6.5	21 222 6.0	22 223 6.0	23 224 5.5	24 225 5.0
300 212	300 213	300 214	300 215	300 216	300 217	300 218	300 219	300 220	300 221	300 222	300 223
25 131 9.0	26 132 8.5	27 133 8.0	28 134 7.0	29 135 6.5	30 136 6.0	31 231 9.0	32 232 8.5	33 233 8.0	34 234 7.0	35 235 6.5	36 236 6.0
300 224	300 225	300 226	300 227	300 228	300 229	300 230	300 231	300 232	300 233	300 234	300 235
37 411 6.0	38 412 5.5	39 413 5.0	40 311 6.0	41 312 5.5	42 313 5.0	43 431 7.0	44 432 6.0	45 433 5.5	46 331 7.0	47 332 6.0	48 333 5.5
300 236	300 237	300 238	300 239	300 240	300 241	300 242	300 243	300 244	300 245	300 246	300 247
49 421 6.0	50 422 5.5	51 321 6.0	52 322 5.5	53 142 7.0	54 143 6.5	55 242 7.0	56 243 6.5	57 442 7.0	58 443 6.5	59 342 7.0	60 343 6.5
300 248	300 249	300 250	300 251	300 252	300 253	300 254	300 255	300 256	300 257	300 258	300 259

csak **1.545 Ft**

Akár 7% automatikus kedvezmény

20.000 forint
feletti rendelés

Ingyenes szállítás

50.000 forint
feletti rendelés

2% kedvezmény

100.000 forint
feletti rendelés

3% kedvezmény

200.000 forint
feletti rendelés

4% kedvezmény

300.000 forint
feletti rendelés

5% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruház megrendelések esetén)

2% kedvezmény

4% kedvezmény

5% kedvezmény

6% kedvezmény





7% kedvezmény



IDEIGLENES KORONÁK

Átlagos fogszínű polikarbonát korona, műanyagtartalmú tömőanyagokhoz kötődik.

100 295	készlet, 180 db	1 készlet	25.995
lásd tábl.	utántöltő, 5 db	1 csomag	1.425



csak **1.425 Ft**

Ideiglenes korona- és hídanyagok



INTERIM

Színstabil, jól polírozható, lumineszcens ideiglenes korona- és hídanyag. Feldolgozása egyszerű, a hőképződés a polimerizáció során alacsony.

por:

000 261	200g, univerzális	1 csomag	8.575
000 262	200 g, világos	1 csomag	8.575
000 263	200 g, sötét	1 csomag	8.575
000 266	400 g, univerzális	1 csomag	14.555

folyadék:

000 268	100 ml	1 csomag	5.625
000 269	150 ml	1 csomag	8.145

por+folyadék

már **14.200 Ft-tól**



SZILIKONCSÉSZEK

Kedvező árú, áttetsző szilikoncsésze műanyagok keverésére.

098 997	kicsi, 8 ml	1 db	1.045
	5 darabtól	darabonként	995
098 998	közepes, 18 ml	1 db	2.125
	5 darabtól	darabonként	1.995
098 999	nagy, 50 ml	1 db	3.125
	5 darabtól	darabonként	2.875

már **995 Ft-tól**



Temdent classic (Schütz-Dental)

Polimetilmetakril alapú, színstabil ideiglenes korona- és hídanyag. Felhasználása egyszerű, a hőképződés a polimerizáció során alacsony.

normál csomag:

098 246	világos por, 100 g	1 csomag	7.145
098 247	sötét por, 100 g	1 csomag	7.145
098 248	folyadék, 100 ml	1 csomag	7.345

nagy csomag:

098 249	világos por, 500 g	1 csomag	25.395
098 250	sötét por, 500 g	1 csomag	25.395
098 251	folyadék, 250 ml	1 csomag	13.515



PONTIFORM AUTOMIX 2

Ideiglenes korona- és hídanyag, kartusos kiszerezésben. Előnyei: metilmetakrilát-mentes, BIS-Akril bázisú, kétkomponensű anyag; szövetbarát; kiváló hajlítási és kopási értékeinek köszönhetően tartós provizóriumnak is alkalmas; rövid feldolgozási idő, alacsony kötési hőmérséklet (kb. 38°C); gyors kötés, minimális polimerizációs zsugorodás; optimális polírozhatóság, magas színstabilitás; jól javítható; a keverőcsőröknek köszönhetően használata anyagtakarékos; kiváló ár/érték arány.

000 216	50 ml (78 g) dupla kartus (4:1) A2 universal, 15 keverőcsőr	1 csomag	20.895
	2 csomagtól	csomagonként	19.995
000 289	M+W keverőcsőrök: 4:1/10:1, kék, 50 db	1 csomag	9.325
	3 csomagtól	csomagonként	8.995
100 183	M+W adagolópisztoly 4:1 / 10:1 (10:1 kinyomórúddal)	1 db	15.995
000 219	kinyomórúd 4:1	1 db	2.815

már **19.995 Ft-tól**



PONTIFORM DIRECT MIX

Tulajdonságaiban megegyezik az M+W Pontiform automix 2-vel, „direktmix” fecskendőben szállítjuk.

000 290	5 ml fecskendő, A2, 5 keverőcsőr	1 csomag	6.995
000 291	keverőcsőr, 20 db	1 csomag	5.995

csak **6.995 Ft**



PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Methylmethakrylát mentes, alacsony polimerizációs zsugorodású ideiglenes korona- és hídanyag rövidtávú- és tartós provizóriumok készítésére. Elaszticitása, hajlítószilárdsága, valamint kopásállósága magas. Színtabil, kiválóan illeszkedik, jól polírozható.

50 ml, 15 keverőcsőr (kék)

100 180	A2	1 csomag	24.525
100 181	A3	1 csomag	24.525
100 182	B1	1 csomag	24.525
	2 csomagtól	csomagonként	23.235
000 289	M+W keverőcsőrök: 4:1/10:1, kék, 50 db	1 csomag	9.325
	3 csomagtól	csomagonként	8.995
100 183	M+W adagolópisztoly 4:1 / 10:1 (10:1 kinyomórúddal)	1 db	15.995



már **23.235 Ft-tól**

Visalys Temp (Kettenbach)

Akril-kompozit bázisú ideiglenes korona- és hídanyag, koronák, részleges koronák, hidak, inlay-k, onlay-k, héjak készítésére. Használata egyszerű, fénye polírozás nélkül is magas, porképződés nélkül, pontosan frézelve. A Visalys Temp-ből készült provizóriumok rendkívül stabilak és törésállóak, így tartós provizóriumként is használhatók. **Bisphenol A mentes!**

utántöltő: 50 ml, 15 keverőcsőr

037 126	A1	1 csomag	31.195
037 127	A2	1 csomag	31.195
037 128	A3	1 csomag	31.195



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Tempsmart DC (GC)

Kettős kötőanyagú kompozit ideiglenes korona-híd munkákhoz. Fénnyel is polimerizálható, ami sok előnnyel jár: kontrollálhatja a kötési pillanatot, így a végpolimerizáció optimális lesz. Ezáltal az eljárás könnyebb és sokkal hatékonyabb lesz, így rengeteg időt tud megspórolni. A fénnyel történő polimerizáció ezen kívül az ideiglenes fogpótlás fizikai tulajdonságaira is jó hatással van, különös tekintettel a hajlítószilárdságra.

48 ml kartus, 16 keverőcsőr:

447 100	A1	1 csomag	33.495
447 101	A2	1 csomag	33.495
447 102	A3	1 csomag	33.495
447 103	A3,5	1 csomag	33.495
447 104	B1	1 csomag	33.495
447 105	BW	1 csomag	33.495

10 ml Automix-fecskendő, 10 keverőcsőr:

447 106	A1	1 csomag	19.945
447 107	A2	1 csomag	19.945
447 108	A3	1 csomag	19.945
447 109	B1	1 csomag	19.945
000 282	M+W keverőcsőrök, 50 db: 1:1/2:1, kék	1 csomag	9.325
	3 csomagtól	csomagonként	8.995
347 119	Automix keverőcsőr, regular, 10 db	1 csomag	3.555



ÚJDONSÁG



Structur 2 SC (voco)

Ideiglenes korona- és hídanyag.

normál csomag, 50 ml kartus, typ. 6 keverőcsőr:

075 276	A1	1 csomag	37.535
075 277	A2	1 csomag	37.535
075 278	A3	1 csomag	37.535
075 279	B1	1 csomag	37.535
075 280	B3	1 csomag	37.535
075 282	keverőcsőr typ. 6, 50 db	1 csomag	16.725





Structur 3 (voco)

Kitűnő minőségű, önkötő kompozit ideiglenes korona, híd, inlay, onlay, részleges korona, veneer és ideiglenes csap vagy akár tartós provizórium készítéséhez. Kompozit, polikarbonát vagy fém előregyártott ideiglenes koronákhoz alábélelőként is használható. Rendkívül stabil és kiváló esztétikájú. Gyorsan és könnyen lehet vele dolgozni.

50 ml kartus:

475 186	nr. 2503, A1	1 csomag	39.975
475 187	nr. 2504, A2	1 csomag	39.975
475 188	nr. 2505, A3	1 csomag	39.975
475 189	nr. 2506, A3.5	1 csomag	39.975
475 190	nr. 2507, B1	1 csomag	39.975
475 191	nr. 2508, B3	1 csomag	39.975
475 192	nr. 2509, C2	1 csomag	39.975
475 193	nr. 2510, BL	1 csomag	39.975



Protemp 4 (3M)

Új, kompozit alapú, nano-töltőanyaggal megerősített ideiglenes korona- és hídanyag. Jellemzői: polírozás nélkül magas fényű felület, hosszú távú színtabilitás, kimagasló törési ellenállás, kiváló kopásállóság, pontos széli záródása miatt egyszerűbb a végleges beragasztás, gingivális zárásnál könnyebben tisztítható, minimalizált plakkretenció.

bevezető készlet:

50 ml kartus A2, 16 Garant kék keverőcsőr,

420 275	1 Garant kinyomópisztoly 10:1	1 csomag	59.995
---------	-------------------------------	----------	--------

utántöltő, 50 ml kartus, 16 Garant kék keverőcsőr:

420 276	A1	1 csomag	38.885
420 277	A2	1 csomag	38.885
420 278	A3	1 csomag	38.885
420 279	Bleach	1 csomag	38.885
420 280	B3	1 csomag	38.885
320 265	kinyomópisztoly 4:1/10:1	1 db	34.995
320 264	keverőcsőr, kék, 50 db	1 csomag	16.995



Luxatemp Plus (DMG)

Bis-akrilát bázisú ideiglenes korona- és hídanyag, 10:1-es kartusban. Indikációk: ideiglenes korona, híd, inlay, onlay, részleges korona, veneers és tartós provizórium. Kitűnően illeszkedik, megfelelően kopásálló, jól hajlítható, biokompatibilitása kiváló.

76 g kartus, 15 Automix-Tips:

298 275	A2	1 csomag	34.125
298 276	A3,5	1 csomag	34.125



tempofit regular (DETAX)

Önkötő kompozit ideiglenes korona- és hídanyag rövidtávú és tartós provizóriumok készítésére., 1:1 kartusban. Különösen törés- és kopásálló, természetűen transzlucens és esztétikus. Induló keménysége nagy, kötési ideje rövid. Az elastikus fázisban könnyen eltávolítható, a polimerizáció során a hőfejlődés csekély. Kiválóan csiszolható, polírozható, ízsemleges. Smartrepair anyaggal javítható.

50 ml, 10 rövid, kék keverőcsőr:

030 120	A1	1 csomag	25.595
030 121	A2	1 csomag	25.595
030 122	A3	1 csomag	25.595
030 123	A3,5	1 csomag	25.595

Csomagolási szimbólumok:

Termékeink csomagolásán különféle szimbólumokat talál:
A legfontosabbak:

LOT

= széria (sarzs) szám, gyártási tétele szám

STERILE

= steril áru



= felhasználható ... időpontig



= **gyártási (csomagolási) dátum**

(a szimbólum nélkül feltüntetett dátum ugyancsak a gyártási időpontot jelöli)

Ref.

= **a gyártó rendelési száma**



= **a termék nem újrafelhasználható**



= **a felbontástól számítva felhasználható... időpontig**

(pl. a felnyitott termék a felnyitástól számítva legalább 6 hónapig felhasználható)

Ideiglenes ragasztócementek

implantlink semi (DETAX)

Műanyag alapú, duálkötésű implantátum ragasztócement tartós provizórikus ellátásokhoz. Kiválóan alkalmas szuprakonstrukciók harapásstabil rögzítésére illetve sérülésmentes eltávolítására. Ellenállása érezhetően kisebb más cementekénél. Különösen vékony rétegben, ezáltal maximálisan pontosan használható. A felesleg könnyen eltávolítható és nem köt a lágy szövethez. Műanyag szerkezetének köszönhetően széli zárása tökéletes. Antibakteriális hatása, semleges szagú és ízű. Szín: natural opak.

130 250	5 ml kartus mini-mix, 10 barna 4:1 keverőcsőr,	1 csomag	18.995
	1 képes használati utasítás		



implantlink semi Forte (DETAX)

Erős kötést biztosító, nagy hajlítási rugalmasságú, műanyag bázisú implantátum cement (4:1) elsősorban kis ragasztási felületű vagy kis méretű felépítmények tartósan ideiglenes ragasztására. A restauráció hosszabb hordási idő után is sérülésmentesen eltávolítható. Csekély filmvastagságának és ellenállásának köszönhetően a felépítmény pontosan pozicionálható. A plasztikus fázisban a felesleg könnyen eltávolítható. Duálkötésű, minden anyagkombinációval kompatibilis. Szín: natur-opak.

130 252	alapsomag: 5 ml mini-mix kartus, 10 barna keverőcsőr 4:1,	1 csomag	20.785
	1 használati útmutató		



tempolink single (DETAX)

Ideiglenes, polikarboxilát bázisú ragasztócement. Önkötő, eugenolmentes, hidrofób. Tökéletes, hézag nélküli zárás, maximális kötés. A preparációtól nem vonja el a hidrogént, könnyen eltávolítható. Két kiegészítés, a kötési idő 60 másodperc.

030 260	single csomag: 5 ml kartus mini-mix, 8 barna keverőcsőr 1:1	1 csomag	13.375
---------	---	----------	--------



tempolink clear (DETAX)

Ideiglenes, duálkötésű, műanyag bázisú ragasztócement. Jelentősen kisebb az ellenállása, mint a hagyományos cementeké. Optimális fényreklotésének köszönhetően rugalmas a feldolgozási idő. Ideális frontfogterületen héjak, koronák és hidak ragasztására esztétikai kompromisszumok nélkül. Eugenolmentes, minden permanens cementtel kompatibilis. Triklózán tartalma miatt antibakteriális hatású. Szagmentes és semleges ízű. Praktikus mini-mix kézi kartusos kiegészítésben. Szín: transzparens.

030 262	5 ml kartus mini-mix, 8 barna keverőcsőr 4:1	1 csomag	15.885
---------	--	----------	--------



Harvard Implant Semi-permanent (HARVARD)

Duálkötésű, eugenolmentes ragasztó kompozit, koronák és hidak ideiglenes rögzítésére implantátumokon. A Harvard Implant tartós provizórikus rögzítést tesz lehetővé - lehetővé téve ezáltal az implantáció sikerének tartós megfigyelését - a végleges rögzítés előtt. A pótlás biztosan rögzül, mégis könnyen eltávolítható. Az anyag nem zsugorodik, pontos peremzárást biztosít. A cement cink-oxid tartalma antibakteriális hatású. A megkötött Harvard Implant tömítje a rágási nyomást az implantátumon és ezáltal a csonton, támogatva ezzel az implantátum biztos tartását a csontban.

062 213	Harvardmix 5 ml, 10 keverőcsőr	1 csomag	14.995
---------	--------------------------------	----------	--------



Fuji Temp LT (GC)

Kétkomponensű üvegionomer cement tartós, ideiglenes rögzítésekhez univerzális színben. Pozitív tulajdonságaival kiváltképp alkalmas teljes kerámia, rezin, akrilát és fémvázis koronák, hidak ragasztására. Csekély filmvastagságot képez, tartósan stabil és könnyen eltávolítható. Nem befolyásolja a végleges rögzítést. Past-pak adagolóban, egyszerűen kezelhető.

398 129	2 x 13,3 g Paste Pak kartus, 1 db nr. 22 keverőblokk	1 csomag	53.235
---------	--	----------	--------





TempoSIL 2 (COLTÈNE)

A-szilikon bázisú ideiglenes ragasztóanyag ideiglenes koronák és hidak, valamint végleges restaurációk rögzítésére, a TempoSIL továbbfejlesztett változata. Az 5 ml-es dupla fecskendő segítségével az anyag automatikusan keverhető és közvetlenül applikálható. Különösen thixotrop, nyomás alatt folyékony, egyébként szilárd. Tökéletesen kitölti a pótlás és a csont közti rést, tökéletes peremzárást biztosít. A felesleg könnyen, maradék nélkül eltávolítható. A fejlesztés célja az volt, hogy az anyag - a kiváló kezelési tulajdonságok megtartása mellett - erősebb adhéziót biztosítson a legkülönbözőbb felületeken (természetes fog, csontfelépítő anyag, fémötvözet, zirkónia) Dentin és fehér színben kapható.

próbakészlet:

026 214	5-5 ml fehér, dentin fecskendő, 15 keverőcsőr	1 csomag	11.575
---------	---	----------	--------

bevezető készlet,

2 x 5 ml fecskendő, 15 keverőcsőr:

026 216	fehér	1 csomag	11.575
---------	-------	----------	--------

026 215	dentin	1 csomag	11.575
---------	--------	----------	--------

4 x 5 ml fecskendő:

026 218	fehér	1 csomag	17.995
---------	-------	----------	--------

026 217	dentin	1 csomag	17.995
---------	--------	----------	--------

026 210	keverő csőr, 40 db	1 csomag	13.495
---------	--------------------	----------	--------



RelyX Temp E / NE (3M)

Ideiglenes ragasztócement.

cinkoxid-eugenol tartalmú (E)

320 250	25 g bázis, 18 g aktivátor, 1 keverőblokk	1 csomag	15.995
---------	---	----------	--------

eugenolmentes, cinkoxid tartalmú (NE)

917 352	36 g bázis, 16 g katalizátor, 1 keverőblokk	1 csomag	11.995*
---------	---	----------	---------

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Temp Bond / NE (KERR)

Temp Bond: cinkoxid-eugenol tartalmú. **Temp Bond NE:** eugenolmentes.

Temp Bond, normál csomag:

036 214	50 g paszta, 16 g katalizátor	1 csomag	10.795
---------	-------------------------------	----------	--------

Temp Bond NE, normál csomag:

036 212	50 g paszta, 16 g katalizátor	1 csomag	10.795
---------	-------------------------------	----------	--------

Temp Bond Automix:

036 223	2 x 11,8 g fecskendő, 20 Automix keverőcsőr	1 csomag	19.995
---------	---	----------	--------

Temp Bond NE Automix:

036 224	2 x 11,7 g fecskendő 20 Automix keverőcsőr	1 csomag	19.995
---------	--	----------	--------

036 225	Automix keverőcsőr, 50 db	1 csomag	18.995
---------	---------------------------	----------	--------

Temp Bond, unidose:

036 217	50 x 2,4 g	1 csomag	18.995
---------	------------	----------	--------

Temp Bond NE, unidose:

036 218	50 x 2,4 g	1 csomag	18.995
---------	------------	----------	--------



Temp Bond Clear (KERR)

Műanyag bázisú, dual kötésű, transzluens ideiglenes cement koronák, hidak, inlay-k, onlay-k ideiglenes rögzítésére. Eugenolmentes.

036 226	7 g fecskendő, 10 Automix keverőcsőr	1 csomag	16.795
---------	--------------------------------------	----------	--------

036 225	Automix keverőcsőr, 50 db	1 csomag	18.995
---------	---------------------------	----------	--------

Freegenol Temporary Pack (GC)

Ideiglenes ragasztócement provizórikus koronákhoz és hidakhoz. Eugenolmentes, így nincs szövet-irritáció és nem színezi el a műanyagot, továbbá nem hagy olajos felszínt, így a végleges ragasztás erősebb lesz. Kötési ideje kb. 3 perc, íze kellemes.

047 200	55 g bázis, 20 g katalizátor, 2 g Cleaner, keverőblokk	1 csomag	17.125
---------	--	----------	--------



Provicol (voco)

Eugenolmentes, kalcium-hidroxid tartalmú ideiglenes ragasztócement provizórikus koronák, hidak, inlay-k ragasztásához és ideiglenes záráshoz.

normál csomag:

075 251	25 g bázis, 25 g katalizátor	1 csomag	13.485
---------	------------------------------	----------	--------

nagy csomag:

075 252	5 x 25 g bázis, 5 x 25 g katalizátor	1 csomag	61.825
---------	--------------------------------------	----------	--------



Provicol QM (voco)

Provicol praktikus QuickMix fecskendőben. Nem kell keverni, közvetlenül applikálható.

075 250	5 ml fecskendő, keverőcsőr typ. 10	1 csomag	13.425
075 249	keverőcsőr typ. 10, 50 db	1 csomag	16.725



Provicol QM Plus (voco)

Eugenolmentes kalcium-hidroxid tartalmú ideiglenes ragasztócement, ideiglenes koronák, hidak és inlay-k rögzítésére. Különösen ajánlott olyan esetekben, ahol fogcsonk és a provizórium között csekély retenciós felület áll rendelkezésre.

075 255	Provicol QM Plus: 5 ml fecskendő	1 csomag	15.445
	2 x 5 ml fecskendő Provicol QM,		
075 256	1 x 5 ml fecskendő Provicol QM Plus	1 készlet	37.415



TempoCem NE (DMG)

Eugenolmentes, ideiglenes ragasztócement ideiglenes és végleges koronák, hidak, inlay-k és onlay-k ideiglenes ragasztására. Gyanta alapú restaurációs anyagokra nincs hatással, optimális kötést biztosít. A felesleg könnyen és tisztán eltávolítható.

2 x 11 g Smartmix dupla fecskendő,

298 285	20 db Smartmix keverőcsőr	1 csomag	15.995
098 131	Smartmix-Tips barna (rövid), 50 db	1 csomag	11.995

60 g automix kartus,

298 286	35 db automix keverőcsőr	1 csomag	21.995
698 126	keverőcsőr (kék), 50 db	1 csomag	12.945
298 265	adagolópisztoly, 25 ml-es kartushoz	1 db	26.995



OptiClean (Kerr)

Forgó műszer ideiglenes ragasztócementek eltávolítására. Pillanatok alatt eltávolít minden ideiglenes cement maradékot és tökéletesen megtisztított felületet biztosít a végleges beragasztáshoz. Optimálisan megválasztott abrazív részecskéinek köszönhetően tökéletes tisztítást biztosít, miközben kíméletes marad a dentinnek.

025 200	OptiClean készlet: 12 db műszer	1 csomag	8.995
---------	---------------------------------	----------	-------



UltraTemp (ULTRADENT)

Az UltraTemp paszta-paszta típusú anyag, amely ideiglenes tömőanyagként és ragasztó cementként egyaránt használható koronák, hidak, inlay-k rögzítésére. A keverés és adagolás egy lépésben kivitelezhető az UltraMixer vég segítségével. Az anyag feldolgozási ideje 2-2,5 perc, a teljes megkötéséhez 4-5 perc van szükség. Ez utóbbi anyaggal a „walking bleach” technikával végzett fogfehérítés során a pulpakamra hosszabb időre biztonságosan lezárható.

917 580	UltraTemp fecskendő 5 ml / 8 gr	1 csomag	13.995
---------	---------------------------------	----------	--------



Fogsor alábélelő anyagok



mollosil® (DETAX)

Kézi keverésű, tartósan puhán maradó, hidegen kötő A-szilikon bázisú fogsor alábélelő anyag. Biztosan köt a fogsorakriláthoz. Adagolás 1:1. Biokompatibilis, illat- és ízmentes. Direkt és indirekt fogsoralábéleléshez is használható. Gingiva színű.

kezdő csomag:

030 905	30 ml bázis, 30 ml katalizátor, 5 ml adhezív, 2 x 5 ml LUSTROL lakk, 2 pipetta	1 csomag	23.395
---------	---	----------	--------

standard csomag:

030 902	50 ml bázis, 50 ml katalizátor, 5 ml adhezív, 2 x 6 ml LUSTROL lakk, 2 pipetta	1 csomag	38.795
030 903	adhezív, 5 ml	1 csomag	3.575



Ufi Gel P (voco)

Hidegen kötő, A-szilikon bázisú alábélelő anyag részleges és teljes protézisek alábélelésére. Tartósan elasztikus marad. Tubusos kiszerezésben.

készlet nr. 2070:

075 890	50 ml bázis, 50 ml katalizátor, 10 ml glazing bázis, 10 ml glazing katalizátor, adhezív, tartozékok	1 készlet	51.795
075 891	nr. 2071: 50 ml bázis, 50 ml katalizátor	1 csomag	37.495
075 892	nr. 2076: 10 ml adhezív	1 csomag	8.775



Ufi Gel SC (voco)

Tartósan puhán maradó A-szilikon bázisú alábélelő anyag. Kartusos kiszerezés. Adagolópisztoly szükséges.

készlet nr. 2041:

075 925	50 ml kartus, 10 ml adhezív, 10 ml glazing bázis, 10 ml glazing katalizátor, keverőcsőr typ. 8	1 készlet	65.375
075 926	nr. 2040: 50 ml kartus, keverőcsőr typ. 8	1 csomag	34.125
075 917	nr. 2029: 10 ml adhezív	1 csomag	13.125
075 934	nr. 2187: keverőcsőr typ. 8 (piros), 50 db	1 csomag	16.725



Ufi Gel hard (voco)

Kemény, direkt alábélelőanyag protézisekhez, metilmetakrilát-mentes.

készlet nr. 2210:

075 920	60 g por, 40 ml folyadék, 20 ml kondicionáló, tartozékok	1 készlet	43.645
075 921	nr. 2211: por, 60 g	1 csomag	21.555
075 922	nr. 2212: folyadék, 40 ml	1 csomag	14.995
075 923	nr. 2213: kondicionáló, 20 ml	1 csomag	7.895



Ufi Gel hard C (voco)

Kemény alábélelő anyag, kartusos kiszerezésben, 1:1 arányú adagolás. Egyszerű felhasználás, kötési idő szájon belül 3-6 perc, csekély hőképződés (< 39°C), színtabilis, íz- és illatanyagmentes. Metilmetakrilát-mentes.

készlet nr. 2215:

075 930	80 g kartus, 10 ml adhezív, tartozékok	1 készlet	52.245
075 932	nr. 2216: 80 g kartus	1 csomag	44.685
075 933	nr. 2217: 10 ml adhezív	1 csomag	9.725
075 934	nr. 2187: keverőcsőr typ. 8 (piros), 50 db	1 csomag	16.725



Kooliner (GC)

Kemény, metakrilát tartalmú, közvetlen alábélelő anyag, a beteg szájában keményedik ki.

047 903	80 g por, 55 ml folyadék, 16 ml Coe-Lubricant, tartozékok	1 csomag	22.995
---------	--	----------	--------



PUHÁN MARADÓ, HIDEGEN KÖTŐ, SZILIKON BÁZISÚ FOGSOR ALÁBÉLELŐ

- Csúcsminőségű alábélelő szilikon
- Teljes alábélelés egyetlen ülésben
- Biokompatibilis (metakrilát-mentes)
- Szagtalan és íztelen
- Stabil, esztétikus szín, kaméleon effektussal
- Minden PMMA-bázisú protézishez

Ufi Gel® SC

Tubusos
változatban is elérhető
(Ufi Gel P)



VOCO képviselő

tel. 06 70-6 07 13 62 · tel. 06 20-4 82 03 08 · info@voco.com