



Minden, amire szüksége van.



SZÍNES LATEX KESZTYŰ

a terméket a 147. oldalon találja



SZÍNES NITRIL KESZTYŰ

a terméket a 149. oldalon találja



SZÍNES SZÁJMASZK

a terméket a 153 - 154. oldalon találja

Egyszerhasználatos szikék	143
Fecskendők, tűk	143 - 146
Latex kesztyűk (nem steril)	147 - 149
Nitril kesztyűk	149 - 151
Vinyl kesztyűk	151 - 152
Latex OP kesztyűk (steril)	152 - 153
Szájmaszkok	154 - 156
Nyálkendők, szalvéták, tálcabetétek	156 - 162
Műtéti felszerelések	162 - 168
Vatta és vlies termékek	168 - 172
Egyszerhasználatos nyálszívók / Sebészeti elszívók	172 - 173
Öblítőpoharak	174 - 175
Egyszerhasználatos kéztörölők	176 - 177
Egyszerhasználatos lenyomatkanalak	178 - 179
Egyéb egyszerhasználatos termékek	180 - 181



Önnek milyen színű a rendelője?

		kék	zöld	narancs	lila	pink	fukszia
	SZÍNES LATEX KESZTYŰ, PÜDERMENTES						
	XS:	500 560	500 577	500 581	500 574	500 568	500 571
	S:	500 561	500 578	500 582	500 575	500 569	500 572
	M:	500 562	500 579	500 583	500 576	500 570	500 573
147. OLDAL >>>	L:	500 563	500 580	500 584			
	SZÍNES SZÁJMASZK						
	gumis:	500 553	500 551	500 557	500 554		500 555
153 -154. OLDAL >>>	megkötős:	500 593	500 591	500 597	500 594		500 595
	TÁLCABETÉT						
	18 x 28 cm	300 586	098 507	098 552	198 533	198 534	300 587
162. OLDAL >>>	28 x 36 cm	500 542	500 539	500 537	500 538	500 536	500 544
	FEJTÁMLAVÉDŐ TASAK						
161. OLDAL >>>	25 x 33 cm	500 527	500 526	500 528	500 524	500 523	500 529
	PROFESSZIONÁLIS NYÁLKENDŐ						
159. OLDAL >>>	45 x 33 cm	085 502	085 504	085 503	085 505	085 506	
	PLASTIJECT PLUS						
156. OLDAL >>>	53 x 61 cm	075 556	075 560	075 562	075 563	075 564	
	ÖBLÍTŐPOHÁR						
174. OLDAL >>>	180 ml	300 588	200 591	200 593	200 595	400 559	400 555
	ELSZÍVÓKANÜL						
	felőtt:	300 603	300 602	300 604	300 605	300 606	
229. OLDAL >>>	gyermek:	300 613	300 612	300 614	300 615	300 616	
	NYÁLSZÍVÓ						
172. OLDAL >>>	1000 db	059 502	059 503	059 509			
	ULTRAFRESH EH FOGKEFE						
320. OLDAL >>>	100 db	400 820	400 821	400 822		400 823	

Az egyes termékek a fentiekől árnyalatban eltérhetnek!

Egyszerhasználatos szikék

Egyszerhasználatos szike (Aesculap)

Steril, védőtokkal. 10 db/csomag.



002 510	BA 210	1 csomag	2.125
002 511	BA 211	1 csomag	2.125
002 512	BA 212	1 csomag	2.125
002 515	BA 215	1 csomag	2.125
002 518	BA 218	1 csomag	2.125
	3 csomagtól	csomagonként	1.995



Cutfix egyszerhasználatos szike (B. BRAUN)

Steril, stabil, közepén rögzített pengével. 10 db/csomag.

055 560	forma 10	1 csomag	1.875
055 561	forma 11	1 csomag	1.875
055 562	forma 12	1 csomag	1.875
055 563	forma 15	1 csomag	1.875
	3 csomagtól	csomagonként	1.775


 Kiváló minőség,
 nagyszerű ár!


Fecskendők, tűk

Norm-Jekt egyszerhasználatos fecskendők (Henke-Sass Wolf)

Luer-csatlakozással. Steril. 100 db/csomag.


055 566	2 ml	1 csomag	1.425
	5 csomagtól	csomagonként	1.345
055 567	5 ml	1 csomag	1.945
	5 csomagtól	csomagonként	1.845



Injekt egyszerhasználatos fecskendők (B. BRAUN)

Luer csatlakozás. Steril. 100 db/csomag.

055 530	2 ml	1 csomag	1.545
	5 csomagtól	csomagonként	1.445
055 531	5 ml	1 csomag	2.125
	5 csomagtól	csomagonként	1.995



Omnifix egyszerhasználatos fecskendők (B. BRAUN)

Kiválóan csúszó természetes kaucsuk dugattyú Luer csatlakozás. Steril, latex és PVC mentes. 100 db/csomag.

055 528	3 ml	1 csomag	2.595
	5 csomagtól	csomagonként	2.445
055 535	5 ml	1 csomag	3.785
	3 csomagtól	csomagonként	3.655



Omnifix egyszerhasználatos Luer Lock fecskendők (B. BRAUN)

Latex- és PVC mentes, steril egyszerhasználatos fecskendők fehér dugattyúval és Luer Lock csatlakozással. Különösen alkalmasak gyökércsatorna- és tasak öblítésre. 100 db / csomag

055 529	3 ml	1 csomag	7.345
055 526	5 ml	1 csomag	8.675
055 527	10 ml	1 csomag	10.495





már **1.195 Ft-tól**



EGYSZERHASZNÁLATOS TŰK

Luer Lock fecskendőkhöz. 100 db / csomag.

300 595	25 rövid, 0,5 x 25 mm	1 csomag	1.395
300 596	25 hosszú, 0,5 x 40 mm	1 csomag	1.395
300 597	27 rövid, 0,4 x 25 mm	1 csomag	1.395
300 598	27 hosszú, 0,4 x 38 mm	1 csomag	1.395
	3 csomagtól	csomagonként	1.295
	6 csomagtól	csomagonként	1.195



Sterican egyszerhasználatos tűk (B.BRAUN)

Steril tűk Luer Lock fecskendőkhöz. 100 db/csomag.

055 540	17/23, Ø 0,5 mm, narancs	1 csomag	1.995
055 541	17/42, Ø 0,5 mm, narancs	1 csomag	1.995
055 542	30/23, Ø 0,4 mm, szürke	1 csomag	1.995
055 543	30/42, Ø 0,4 mm, szürke	1 csomag	1.995
	3 csomagtól	csomagonként	1.845



EGYSZERHASZNÁLATOS TŰK

Egyszerhasználatos steril kanülök cylinderampullákhoz. A speciális fazettacsiszolás csökkenti a szúrás okozta fájdalmat. 100 db/csomag.

200 580	G 25 long = 0,5 x 42 mm, piros	1 csomag	3.145
200 581	G 25 rövid = 0,5 x 25 mm, piros	1 csomag	3.145
200 582	G 27 hosszú = 0,4 x 42 mm, sárga	1 csomag	3.145
200 583	G 27 rövid = 0,4 x 25 mm, sárga	1 csomag	3.145
Intraligamentális érzéstelenítéshez			
200 584	G 30 rövid = 0,3 x 25 mm, zöld	1 csomag	3.145
200 585	G 30 x-rövid = 0,3 x 13 mm, zöld	1 csomag	3.145
	3 csomagtól	csomagonként	2.945

már **2.945 Ft-tól**



Egyszerhasználatos tűk (3M)

Cylinderampullás fecskendőkhöz. A háromszög alakú lándzsacsiszolás és a szilikonozott tűszár csaknem fájdalommentes szúrást biztosít. 100 db / csomag

020 504	0,3 x 12 mm, sárga	1 csomag	4.495
020 503	0,3 x 25 mm, sárga	1 csomag	4.495
020 502	0,4 x 25 mm, szürke	1 csomag	4.495
020 501	0,4 x 30 mm, szürke	1 csomag	4.495
020 500	0,4 x 42 mm, szürke	1 csomag	4.495
	3 csomagtól	csomagonként	4.245

Carpule (Kulzer)

Egyszerhasználatos steril kanülök cylinderampullákhoz. Az ampullák minden szokásos fecskendőrendszerrel alkalmazhatóak infiltrációs, vezetési és intraligamentális érzéstelenítéshez. A dupla fazettacsiszolás és a különleges szilikon bevonat biztosítja, hogy a tű könnyedén csússzon át a szövetrétegeken. 100 db/csomag. Méret: tű átmérője / tű hossza mm-ben.

917 500	30G 03/12	1 csomag	4.695
917 501	30G 03/16	1 csomag	4.695
917 502	30G 03/21	1 csomag	4.695
917 503	27G 04/25	1 csomag	4.695
917 504	27G 04/38	1 csomag	4.695
917 505	30G 03/25	1 csomag	4.695
	3 csomagtól	csomagonként	4.545

Egyszerhasználatos tűk (transcodent)

Cilinderampullás fecskendőkhöz. A fájdalomra különösen érzékeny páciensek számára. Segédjelöléssel az optimális szűrőárhoz. A sterilizálás dátuma és felhasználhatósága a tűn olvasható. Műanyag csatlakozás, szilikon bevonat, lancetta csiszolással. Steril. 100 db/csomag.

098 591	G 25 long = 17/42, Ø 0,5 mm, piros	1 csomag	3.975
098 528	G 25 = 17/37, Ø 0,5 mm	1 csomag	3.975
098 592	G 25 short = 17/23, Ø 0,5 mm, piros	1 csomag	3.975
098 593	G 27 long = 30/42, Ø 0,4 mm, sárga	1 csomag	3.975
098 529	G 27 = 30/37, Ø 0,4 mm	1 csomag	3.975
098 594	G 27 short = 30/23, Ø 0,4 mm, sárga	1 csomag	3.975
098 595	G 30 short = 40/23, Ø 0,3 mm, zöld	1 csomag	3.975
098 596	G 30 extra-short = 40/13, Ø 0,3 mm, zöld	1 csomag	3.975
098 560	G 30 = 40/10, Ø 0,3 mm, zöld	1 csomag	3.975
	3 csomagtól	csomagonként	3.845



Septoject egyszerhasználatos tűk (septodont)

Cilinderampullás fecskendőkhöz. Polipropilén, csavaros műanyag sapkával. Szilikonozott tű, lancetta csiszolás. Steril. 100 db/csomag.

038 500	G 25 long = 17/42, Ø 0,5 mm, piros	1 csomag	4.375
038 501	G 25 short = 17/25, Ø 0,5 mm, piros	1 csomag	4.375
038 502	G 27 long = 30/42, Ø 0,4 mm, sárga	1 csomag	4.375
038 503	G 27 short = 30/25, Ø 0,4 mm, sárga	1 csomag	4.375
	intraligamentális érzéstelenítéshez:		
038 505	G 30 short = 40/25, Ø 0,3 mm, zöld	1 csomag	4.375
	intraligamentális érzéstelenítéshez:		
038 506	G 30 extra short = 40/10, Ø 0,3 mm, ibolyakék	1 csomag	4.375
	3 csomagtól	csomagonként	4.195



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Septoject XL egyszerhasználatos tűk (septodont)

Azonos külső átmérő mellett nagyobb belső átmérővel rendelkező szilikonozott, steril kanülök háromszoros csiszolással és jelöléssel az optimális beszűrési pozícióhoz. A nagyobb átteresztő képességnek köszönhetően (akár 43.5%-kal nagyobb, más kanülökhöz képest) csökkenthető a nyomás, lassabban és több érzéstelenítő jut a szövetbe. Steril, 100 db csomag.

038 515	G 27 rövid = 30/25 Ø 0,4 mm, narancssárga	1 csomag	5.195
038 516	G 27 hosszú = 30/42 Ø 0,4 mm, sárga	1 csomag	5.195
	Intraligamentális érzéstelenítéshez:		
038 517	G 30 rövid = 40/25 Ø 0,3 mm, kék	1 csomag	5.195
038 518	G 30 extra-rövid = 40/10 Ø 0,3 mm, ibolyakék	1 csomag	5.195
	3 csomagtól	csomagonként	4.995



Septoject Evolution (septodont)

A tű penge formájú csiszolása megkönnyíti a beszűrést és csekélyebb fájdalmat okoz a betegnek. A szűrőárhoz 29%-kal kisebb erőre van szükség, így a kezelő jobban kontroll alatt tarthatja a műveletet. Centralizált hegy, 32%-kal kisebb elhajlás, még nagyobb pontosság. Steril. 100 db / csomag.

038 529	G 27, Ø 0,40 mm, 9 mm, barna	1 csomag	5.995
038 525	G 27, Ø 0,40 mm, 16 mm, sárga	1 csomag	5.995
038 526	G 27, Ø 0,40 mm, 25 mm, sárga	1 csomag	5.995
	Intraligamentális érzéstelenítéshez:		
038 530	G 30, Ø 0,30 mm, 9 mm, viola	1 csomag	5.995
038 527	G 30, Ø 0,30 mm, 16 mm, kék	1 csomag	5.995
038 528	G 30, Ø 0,30 mm, 25 mm, kék	1 csomag	5.995
	3 csomagtól	csomagonként	5.825



Csomagolási szimbólumok:

Termékeink csomagolásán különféle szimbólumokat talál:
A legfontosabbak:

LOT

= széria (sarzs) szám, gyártási tételszám

STERILE

= steril áru



= felhasználható ... időpontig



= gyártási (csomagolási) dátum

(a szimbólum nélkül feltüntetett dátum ugyancsak a gyártási időpontot jelöli)

Ref.

= a gyártó rendelési száma



= a termék nem újrafelhasználható



= a felbontástól számítva
felhasználható... időpontig

(pl. a felnyitott termék a felnyitástól számítva legalább 6 hónapig felhasználható)



már **3.245 Ft-tól**



GYÖKÉRCSATORNA-ÖBLÍTŐ TŰK

Tompa és hajlékony kanülök Luer, illetve Luer Lock csatlakozású fecskendőkhöz. 100 db, steril.

059 506	23 mm, Ø 0,3 mm, sárga	1 csomag	4.145
059 507	23 mm, Ø 0,4 mm, szürke	1 csomag	3.675
059 508	38 mm, Ø 0,5 mm, narancs	1 csomag	3.245



Anel egyszerhasználatos tűk (Henke-Sass Wolf)

45°-ban hajlított, steril tűk Luer-Lock csatlakozással tasaköblítéshez, illetve alacsony viszkozitású savak (pl. M+W sav) applikálására. 100 db/csomag.

198 519	18 x 0,6 mm	1 csomag	6.245
---------	-------------	----------	-------



Pasztabevívő és gyökércsatorna-öblítő tűk (transcendent)

Tompa, hajlítható Luer-tűk, a gyökércsatornák és tasakok öblítéséhez is. Steril. 100 db/csomag.

öblítő:			
198 581	23 mm, Ø 0,3 mm	1 csomag	5.945
198 582	23 mm, Ø 0,4 mm	1 csomag	4.545
098 588	42 mm, Ø 0,5 mm	1 csomag	3.775
pasztabevívő:			
198 539	23 mm, Ø 0,6 mm	1 csomag	3.625
098 599	23 mm, Ø 0,9 mm	1 csomag	3.195
098 589	42 mm, Ø 0,9 mm	1 csomag	3.575



Mirajet Endo Luer (Hager & Werken)

Tompa, hajlítható egyszerhasználatos Luer-tűk a gyökércsatorna öblítéséhez. 40 mm, 100 db/csomag.

022 508	Ø 0,3 mm	1 csomag	3.695
022 509	Ø 0,5 mm	1 csomag	3.695



Medibox (B. BRAUN)

Műanyag, egyszerhasználatos injekcióstű gyűjtődoboz.

055 300	0,7 liter	1 db	1.095
055 597	2,4 Liter	1 Box	1.295
055 598	4,7 Liter	1 Box	1.795
055 599	5,7 Liter	1 Box	1.995

Több mint 20.000 termék nagyszerű áron

Válasszon webáruházunk több mint 20.000 cikkszama közül és takarítson meg további 2%-t online kedvezményünkkel!

Regisztráljon hírlevelünkre online akcióinkért!

www.mwdental.hu



Latex kesztyűk (nem steril)



LATEX KESZTYŰ (ENYHÉN PÚDEREZETT)

Nem steril, **enyhén púderezett latex kesztyű**. (AQL 1,5) Különösen vékony, de jó szakítószilárdságú, kényelmes viselet. 100 db/csomag.

300 580	extra kicsi (minta 300 550)	1 csomag	1.995
300 581	kicsi (minta 300 551)	1 csomag	1.995
300 582	közepes (minta 300 552)	1 csomag	1.995
300 583	nagy (minta 300 553)	1 csomag	1.995
300 584	extra nagy (minta 300 554)	1 csomag	1.995
	5 csomagtól	csomagonként	1.895



már **1.895 Ft-tól**

Vasco púderezett kesztyű (B. BRAUN)

Elastikus természetes latexből készült púderezett, thiurammentes vizsgálókesztyű, érdesített felülettel. 100 db/csomag.

155 531	6-7, S	1 csomag	3.125
155 532	7-8, M	1 csomag	3.125
155 533	8-9, L	1 csomag	3.125
	5 csomagtól	egységenként	2.995



SZÍNES LATEX KESZTYŰK (PÚDERMENTES)

Púdermentes, mikroérdesített felszínű latex kesztyű, göngyölt szegéllyel. Rendkívül rugalmas, biztos tapintást biztosít. AQL 1,5, EN 455. 100 db / csomag.

minta (1-1 db): XS fukszia, XS rózsaszín, S lila, S mentazöld,

500 585 M frisszöld, M narancs, L kobaltek 1 csomag ingyenes

Szín / méret	XS	S	M	L
kobaltek	500 560	500 561	500 562	500 563
frisszöld	500 564	500 565	500 566	500 567
rózsaszín	500 568	500 569	500 570	–
fukszia	500 571	500 572	500 573	–
lila	500 574	500 575	500 576	–
mentazöld	500 577	500 578	500 579	500 580
narancs	500 581	500 582	500 583	500 584
1 csomag	2.995			
5 csomagtól csomagonként	2.795			



már **2.795 Ft-tól**



PRÉMIUM LATEX KESZTYŰ (PÚDERMENTES)

Kiváló minőségű púdermentes latex vizsgáló kesztyű mikroérdesített ujjbegyekkel. Kiváló tapintást és egyúttal biztos fogást biztosít nedves körülmények között is. A kétszeres chlorinálás és a többszöri mosás a gyártás során akadályozza az allergia és a bőrirritáció kialakulását. (AQL 1,5, EN 455) Színe fehér. 100 db / csomag

100 516	extra kicsi (minta 300 545)	1 csomag	2.695
100 517	kicsi (minta 300 546)	1 csomag	2.695
100 518	közepes (minta 300 547)	1 csomag	2.695
100 519	nagy (minta 300 548)	1 csomag	2.695
100 520	extra nagy (minta 300 549)	1 csomag	2.695
	5 csomagtól	csomagonként	2.545



már **2.545 Ft-tól**



már **2.545 Ft-tól**



PRÉMIUM POLIMER KESZTYŰ (PÚDERMENTES)

Kiváló minőségű púdermentes latex vizsgáló kesztyű mikroérdesített ujjbegyekkel. Kiváló tapintást és egyúttal biztos fogást biztosít nedves körülmények között is. A belső speciális polimer réteg megkönnyíti a kesztyű fel- és lehúzását. A kétszeres chlorinálás és a többszöri mosás a gyártás során akadályozza az allergia és a bőrirritáció kialakulását. (AQL 1.5, EN 455), Színe fehér) 100 db / csomag

100 505	5-6, extra kicsi (minta 300 540)	1 csomag	2.695
100 506	6-7, kicsi (minta 300 541)	1 csomag	2.695
100 507	7-8, közepes (300 542)	1 csomag	2.695
100 508	8-9, nagy (300 543)	1 csomag	2.695
100 509	9-10, extra nagy (300 544)	1 csomag	2.695
	5 csomagtól	csomagonként	2.545



Safetec latex kesztyű, púdermentes (UNIGLOVES)

Nem steril, púdermentes, mikroérdesített. 100 db/csomag

300 533	XS	1 csomag	2.495
300 534	S	1 csomag	2.495
300 535	M	1 csomag	2.495
300 536	L	1 csomag	2.495
300 537	XL	1 csomag	2.495
	5 csomagtól	csomagonként	2.345



Aloe Vera
bevonattal

Aloecare Gentle Skin kesztyű (Meditrade)

Nem steril, púdermentes latex kesztyű, Aloe Vera bevonattal. Színe: zöld. 100 db/csomag.

000 545	kicsi (S)	1 csomag	3.145
000 546	közepes (M)	1 csomag	3.145
000 547	nagy (L)	1 csomag	3.145
	5 csomagtól	csomagonként	2.995



Lanolin / E-vitamin gél
bevonattal

LANO-E GEL (UNIGLOVES)

Nem steril, púdermentes, lanolin / E-vitamin gél bevonattal rendelkező, hipoallergén, extra lágy, mikroérdesített kézfelületű, kiváló tapintást biztosító kesztyű. AQL 1,5. 100 db/csomag.

200 530	extra kicsi (XS)	1 csomag	3.075
200 531	kicsi (S)	1 csomag	3.075
200 532	közepes (M)	1 csomag	3.075
200 533	nagy (L)	1 csomag	3.075
200 534	extra nagy (XL)	1 csomag	3.075
	5 csomagtól	csomagonként	2.925



Peha-soft púdermentes (Hartmann)

Nem steril, púdermentes, hipoallergén, mikrobolyhozott. 100 db/csomag.

198 530	kicsi	1 csomag	3.425
198 531	közepes	1 csomag	3.425
198 532	nagy	1 csomag	3.425
	5 csomagtól	csomagonként	3.195



Vasco Basic (B. BRAUN)

Nem steril, púdermentes, mikroérdesített felületű kesztyű nagyon rugalmas természetes latexből, texturált ujjkialakítással. Jó tapintást biztosít. 100 db / csomag.

155 515	XS	1 csomag	2.875
155 516	S	1 csomag	2.875
155 517	M	1 csomag	2.875
155 518	L	1 csomag	2.875
155 519	XL (90 db / csomag)	1 csomag	2.875
	5 csomagtól	csomagonként	2.675

Vasco Sensitive latex kesztyű (B. BRAUN)

Nem steril, púdermentes rendkívül elastikus naturlatex vizsgálókesztyű. Peremes, tiurammentes.

100 db/csomag

055 577	extra kicsi (5-6)	1 csomag	3.145
055 574	kicsi (6-7)	1 csomag	3.145
055 575	közepes (7-8)	1 csomag	3.145
055 576	nagy (8-9)	1 csomag	3.145
055 578	extra nagy	1 csomag	3.145
	5 csomagtól	csomagonként	2.995



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Manufix Sensitive latex kesztyű (B. BRAUN)

Nem steril, hipoallergén púdermentes latex kesztyű mikroérdesített felülettel, szintetikus belső bevonattal. 100 db/csomag

055 580	kicsi	1 csomag	3.895
055 581	közepes	1 csomag	3.895
055 582	nagy	1 csomag	3.895
	5 csomagtól	csomagonként	3.695



Nitril kesztyűk

simplee nitril kesztyű

Púdermentes nitril vizsgálókesztyű mikroérdesített ujjbegyekkel. (AQL 1.5, EN 455) Vegyszervédő kesztyűként is engedélyezett (EN 374) Színe fehér. Gazdaságos - 200 db / csomag - kiszerezésben.

156 520	S	1 csomag	3.595
156 521	M	1 csomag	3.595
156 522	L	1 csomag	3.595
156 523	XL	1 csomag	3.595



200 db/csomag
(100db=1.798 Ft)

M+W select SZÍNES NITRIL KESZTYŰ

Púdermentes nitril vizsgálókesztyű mikroérdesített ujjbegyekkel. (AQL 1.5, EN 455) Vegyszervédő kesztyűként is engedélyezett (EN 374) 100 db / csomag.

minta (1-1 db):

XS viola és kobaltkék, S zafír és magenta, M menta, pink és piros,

600 520 L opál és zöld, XL fehér 1 csomag ingyenes

Szín / méret	XS	S	M	L	XL
fehér	600 501	600 502	600 503	600 504	600 505
zafír	600 506	600 507	600 508	600 509	600 510
opál	600 511	600 512	600 513	600 514	-
menta	600 515	600 516	600 517	600 518	600 519
viola	400 530	400 531	400 532	400 533	-
pink	400 534	400 535	400 536	400 537	-
piros	600 521	600 522	600 523	600 524	-
kobaltkék	600 525	600 526	600 527	600 528	600 529
magenta	600 550	600 551	600 552	600 553	-
zöld	600 554	600 555	600 556	600 557	600 558
1 csomag	2.895				
5 csomagtól csomagonként	2.745				



már 2.745 Ft-tól

M+W select PRÉMIUM NITRIL KESZTYŰ

Kiváló minőségű púdermentes nitril vizsgáló kesztyű mikroérdesített ujjbegyekkel. Kiváló tapintást és egyúttal biztos fogást biztosít nedves körülmények között is. A kétszeres chlorinálás és a többszöri mosás a gyártás során akadályozza az allergia és a bőrirritáció kialakulását. (AQL 1.5, EN 455) Színe krémfehér. 100 db / csomag

200 525	6-7, kicsi (minta 300 555)	1 csomag	3.125
200 526	7-8, közepes, (minta 300 556)	1 csomag	3.125
200 527	8-9, nagy, (minta 300 557)	1 csomag	3.125
200 528	9-10, extra nagy, (minta 300 558)	1 csomag	3.125
	5 csomagtól	csomagonként	2.995



már 2.995 Ft-tól

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Soft Nitril blue púdermentes nitril kesztyű (UNIGLOVES)

Kék, nem steril, púder és latexmentes, mikroéresített nitril kesztyű.

300 575	kicsi, 6-7	1 csomag	2.785
300 576	közepes, 7-8	1 csomag	2.785
300 577	nagy, 8-9	1 csomag	2.785
300 578	extra nagy, 9-10	1 csomag	2.785
	5 csomagtól	csomagonként	2.595

ÚJDONSÁG



Top Touch Plus Nitril Ultrasoft (Akzentia)

Rendkívül puha felületű nitril kesztyű. A kiváló minőségű anyag különösen erős terhelés mellett is biztos védelmet biztosít. Vékony, szakítószilárdsága mégis magas. Kiváló tapintást biztosít. 100 db / csomag.

Szín / méret	XS	S	M	L
horizont pink (1)	159 750	159 751	159 752	-
Amalfi kék (2)	159 753	159 754	159 755	159 756
smaragd zöld (3)	159 757	159 758	159 759	159 760
varázslatos kék (4)	159 761	159 762	159 763	159 764
forró narancs (5)	159 765	159 766	159 767	159 768
1 csomag	3.495			
5 csomagtól csomagonként	3.245			

1 2 3 4 5

ÚJDONSÁG



One Nitril (Akzentia)

Speciális zab keverékkel bevont nitril kesztyű. A bevonat védőréteget képez a bőr és a kesztyű között. A keverék speciális flavonoidot, keményítő- és zab peptidet tartalmaz, melyek megkötik a vizet és az izzadságot. A zab megakadályozza a bőr irritációját és védi a kiszáradástól. Kiváló rugalmassága és magas szakítószilárdsága mellett kitűnő tapintást biztosít. A felhasznált zabszemek 100%-ban természetes eredetűek, hipoallergének. Világosszürke. 100 db / csomag.

359 596	XS	1 csomag	3.995
359 597	S	1 csomag	3.995
359 598	M	1 csomag	3.995
359 599	L	1 csomag	3.995
	5 csomagtól	csomagonként	3.675



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Nitril NextGen (Meditrade)

Púdermentes nitril kesztyű. A finom tapintást és - a texturált ujjaknak köszönhetően - biztos fogást biztosít. Jól tágul. Világoskék. 100 db / csomag.

400 590	XS, extra kicsi	1 csomag	2.675
400 591	S, kicsi	1 csomag	2.675
400 592	M, közepes	1 csomag	2.675
400 593	L, nagy	1 csomag	2.675
400 594	XL, extra nagy	1 csomag	2.675
	5 csomagtól	csomagonként	2.495



Nitril Magenta (Meditrade)

Púder- és szilikonmentes nitril kesztyű magenta színben. Speciális selyem sericin bevonata antimikrobiális hatású, ápolja a bőrt, természetes nedvességet biztosít. Kollagénújsító, megvéd vörössédtől, irritációktól, bőrkárosodástól, feszesítő hatású. Felszíne biztos fogást nyújt. 100 db/csomag.

400 585	S méret	1 csomag	3.425
400 586	M méret	1 csomag	3.425
400 587	L méret	1 csomag	3.425
	5 csomagtól	csomagonként	3.195



Vasco Nitril light (B. BRAUN)

Nem steril, púdermentes, kitűnő tapintást biztosító finom nitril kesztyű. Színe: levendula.

055 572	XS, 100 db	1 csomag	3.125
055 583	S, 100 db	1 csomag	3.125
055 584	M, 100 db	1 csomag	3.125
055 585	L, 100 db	1 csomag	3.125
055 586	XL, 90 db	1 csomag	3.125
	5 csomagtól	csomagonként	2.995

Vasco Nitril Soft white (B. BRAUN)

Különösen puha, kiváló tapintást biztosító nitril kesztyű. Púdermentes, érdesített. Színe: fehér.

155 535	XS, 200 db	1 csomag	4.195
155 536	S, 200 db	1 csomag	4.195
155 537	M, 200 db	1 csomag	4.195
155 538	L, 200 db	1 csomag	4.195
155 539	XL, 180 db	1 csomag	4.195
	5 csom. egységtől	egységenként	3.995



200 (180 db)/csomag
(100db 1.998 Ft-tól)

AloeVate nitril kesztyű (Jovident)

Púdermentes, nem steril nitril kesztyű aloe vera bevonattal. Kényelmes viselet mikro felülettel.

Szín: világoszöld. 100 db /csomag.

059 552	extra kicsi	1 csomag	4.495
059 553	kicsi	1 csomag	4.495
059 554	közepes	1 csomag	4.495
059 555	nagy	1 csomag	4.495
059 556	extra nagy	1 csomag	4.495
	5 csomagtól	csomagonként	4.275



Aloe Vera
bevonattal

Peha-soft nitrile fino (Hartmann)

Új, korszerűbb nitrilkaucsuk anyag. Puha, elastikus, ezáltal rendkívül kényelmes viselet. Kiváló minőség, latex- és púdermentes. Megbízható védelmet nyújt baktériumok és vírusok ellen, latexallergia esetén is ajánlott. A Peha-soft nitrile fino rendelkezik a természetes latex kesztyűk előnyös tulajdonságaival, sőt még jobb tapintási érzetet ad. Lila, **150 db / csomag.**

598 540	extra kicsi	1 csomag	4.675
598 541	kicsi	1 csomag	4.675
598 542	közepes	1 csomag	4.675
598 543	nagy	1 csomag	4.675
598 544	extra nagy	1 csomag	4.675
	5 csomagtól	csomagonként	4.395



150 db/csomag
(100db 2.930 Ft-tól)

Vinyl kesztyűk



VINYL KESZTYŰ

Kiválóan illeszkedő, varrásmentes, szakadásbiztos prűderezett vinyl kesztyű. 100 db/csomag.

000 515	5-6, extra kicsi (minta 300 563)	1 csomag	1.895
000 516	6-7, kicsi (minta 300 564)	1 csomag	1.895
000 517	7-8, közepes (minta 300 565)	1 csomag	1.895
000 518	8-9, nagy (minta 300 566)	1 csomag	1.895
	5 csomagtól	csomagonként	1.795



már 1.795 Ft-tól



PRÉMIUM VINYL KESZTYŰ

Kiválóan illeszkedő púdermentes vinyl kesztyű (AQL 1,5). Nem tartalmaz allergén proteinek. 100 db / csomag.

000 528	5-6, extra kicsi (minta 300 559)	1 csomag	1.995
000 535	6-7, kicsi (minta 300 560)	1 csomag	1.995
000 536	7-8, közepes (minta 300 561)	1 csomag	1.995
000 537	8-9, nagy (minta 300 562)	1 csomag	1.995
	5 csomagtól	csomagonként	1.895



már 1.895 Ft-tól



Premium Vinyl kesztyűk (UNIGLOVES)

Púdermentes, nem steril, komfortos viselet, hypoallergén, sodort széllel. 100 db/csomag.

100 500	méret 5-6, extra kicsi	1 csomag	2.345
100 548	méret 6-7, kicsi	1 csomag	2.345
100 549	méret 7-8, közepes	1 csomag	2.345
100 550	méret 8-9, nagy	1 csomag	2.345
100 551	méret 9-10, extra nagy	1 csomag	2.345
	5 csomagtól	csomagonként	2.125
100 552	minta	1 csomag	ingyenes

Latex OP kesztyűk (steril)



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Reference műtési kesztyű, steril (Meditrade)

Púderezett, steril műtési kesztyűk természetes latexből. Nagy szakítószilárdságú, rendkívül rugalmas, bőrbarát anyag. Gammasugárzással sterilizált. Párosával sterilen csomagolva. 50 pár/csomag.

000 570	méret 6	1 csomag	9.875
000 571	méret 6 1/2	1 csomag	9.875
000 572	méret 7	1 csomag	9.875
000 573	méret 7 1/2	1 csomag	9.875
000 574	méret 8	1 csomag	9.875
000 575	méret 8 1/2	1 csomag	9.875
	3 csomagtól	csomagonként	9.495



Expert Plus műtési kesztyű (UNIGLOVES)

A kézhez kiválóan illeszkedő steril, púdermentes latex operációs kesztyű, mikroéresített felszínnel. Fehér. 50 pár / adagolókarton.

600 570	méret 6,5	1 csomag	13.495
600 571	méret 7	1 csomag	13.495
600 572	méret 7,5	1 csomag	13.495
600 573	méret 8	1 csomag	13.495
600 574	méret 8,5	1 csomag	13.495



ÚJDONSÁG

Vasco OP, púderezett (B. BRAUN)

Steril, enyhén púderezett, anatómiailag tökéletesen illeszkedő, érdesített latex OP kesztyű göngyölt szegéllyel. Kiváló tapintást, biztos fogást biztosít nedves állapotban is. Páronként sterilen csomagolva. 50 pár / csomag.

155 540	méret 6	1 csomag	14.495
155 541	méret 6,5	1 csomag	14.495
155 542	méret 7	1 csomag	14.495
155 543	méret 7,5	1 csomag	14.495
155 544	méret 8	1 csomag	14.495



Vasco OP sensitive műtési kesztyű (B. BRAUN)

Szintetikus belső bevonatának köszönhetően könnyen felhúzható, steril, púdermentes, latex műtési kesztyű, göngyölt szegéllyel. Tökéletesen illeszkedik, mikroéresített, kiváló tapintást, valamint nedvesen is biztos fogást biztosít. 40 pár / adagoló karton.

055 590	méret 6	1 csomag	16.995
055 591	méret 6 1/2	1 csomag	16.995
055 592	méret 7	1 csomag	16.995
055 593	méret 7 1/2	1 csomag	16.995
055 594	méret 8	1 csomag	16.995
055 595	méret 8 1/2	1 csomag	16.995
055 596	méret 9	1 csomag	16.995

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Vasco OP Grip (B. BRAUN)

Púdermentes latex operációs kesztyű, latexmentes belső polimer bevonattal. A felhasználó részére optimális komfortot és biztos fogást biztosít. A kesztyű vastagsága a kézrészén átlagosan 0,22 mm.

40 pár / adagolókarton.

155 520	méret 5,5	1 csomag	18.495
155 521	méret 6	1 csomag	18.495
155 522	méret 6,5	1 csomag	18.495
155 523	méret 7	1 csomag	18.495
155 524	méret 7,5	1 csomag	18.495
155 525	méret 8	1 csomag	18.495
155 526	méret 8,5	1 csomag	18.495
155 527	méret 9	1 csomag	18.495



Peha-neon latexmentes OP kesztyű (Hartmann)

Tökéletesen illeszkedő, steril, belül polimerrel bevont latex- és púdermentes OP kesztyű. Rendkívül elasztikus, szakadásbiztos, érdesített felületének köszönhetően optimális fogást és kiváló tapintást biztosít. A belső polymer bevonat megkönnyíti a felhúzást akár dupla kesztyű használatakor vagy kesztyűcserekor. 50 pár / csomag.

598 590	nr. 6	1 csomag	36.995
598 591	nr. 6,5	1 csomag	36.995
598 592	nr. 7	1 csomag	36.995
598 593	nr. 7,5	1 csomag	36.995
598 594	nr. 8	1 csomag	36.995
598 595	nr. 8,5	1 csomag	36.995




Szájmaszkok

simplee szájmaszk

Üvegszál- és szőszmentes gumis szájmaszk, hosszabbított orrnyereggel. Szűrőteltjesítmény $\geq 98\%$ (EN 14683 Typ II). 50 db / csomag.

156 510	fehér	1 csomag	995
156 511	kék	1 csomag	995
156 512	zöld	1 csomag	995



SZÍNES SZÁJMASZK (GUMIS)

Háromrétegű üvegszál- és szőszmentes gumis szájmaszk. Bőrbarát, könnyű légzést biztosít, ellenáll a folyadékoknak. A nikkelformát tartalmazó orrnyereg optimálisan illeszkedik az arc vonalához. Szűrőteltjesítmény $\geq 98\%$ (EN 14863 Typ IIR). 50 db / csomag

500 550	fehér	1 csomag	1.795
500 551	zöld	1 csomag	1.795
500 552	világoskék	1 csomag	1.795
500 553	középkék	1 csomag	1.795
500 554	lila	1 csomag	1.795
500 555	fukszia	1 csomag	1.795
500 556	sárga	1 csomag	1.795
500 557	narancs	1 csomag	1.795
500 558	frisszöld	1 csomag	1.795
	5 csomagtól	csomagonként	1.645
500 559	minta (1-1 darab színenként)	1 csomag	ingyenes



már **1.645 Ft-tól**



már **1.645 Ft-tól**



SZÍNES SZÁJMASZK (MEGKÖTŐS)

Háromrétegű üvegszál- és szőszmentes megkötős szájmaszk. Bőrbarát, könnyű légzést biztosít, ellenáll a folyadékoknak. A nikkeltmentes orrnyereg optimálisan illeszkedik az arc vonalához. Szűrőteljesítmény $\geq 98\%$ (EN 14863 Typ IIR). 50 db / csomag

500 590	fehér	1 csomag	1.795
500 591	zöld	1 csomag	1.795
500 592	világos	1 csomag	1.795
500 593	középkék	1 csomag	1.795
500 594	lila	1 csomag	1.795
500 595	fukszia	1 csomag	1.795
500 596	sárga	1 csomag	1.795
500 597	narancs	1 csomag	1.795
500 598	frisszöld	1 csomag	1.795
	5 csomagtól	csomagonként	1.645
500 599	minta (1-1 darab színenként)	1 csomag	ingyenes

5



Monoart szájmaszk (Euronda)

3-rétegű gumis szájmaszk. 99 % szűrőteljesítmény, latex- és üvegszálmentes, vattával bevont gumiszalag, extra hosszú fém orrnyereg. 50 db/csomag.

498 561	zöld	1 csomag	2.475
498 560	fehér	1 csomag	2.475
498 564	narancs	1 csomag	2.475
498 563	sárga	1 csomag	2.475
498 562	kék	1 csomag	2.475
498 565	lila	1 csomag	2.475
498 566	pink	1 csomag	2.475
498 569	almazöld	1 csomag	2.475
	5 csomagtól	csomagonként	2.345
virágmintás:			
127 163	pink	1 csomag	2.995
498 556	borvörös	1 csomag	2.995
498 557	lila	1 csomag	2.995
498 558	kék	1 csomag	2.995
498 559	almazöld	1 csomag	2.995
	5 csomagtól	csomagonként	2.845



Monoart megkötős szájmaszk (Euronda)

3-rétegű megkötős szájmaszk 99 % szűrőteljesítmény, latex- és üvegszálmentes, ultrahangos szegélyvarrás, extra hosszú fém orrnyereg. 50 db/csomag.

598 545	kék	1 csomag	2.475
598 546	zöld	1 csomag	2.475
598 547	fehér	1 csomag	2.475
598 548	sárga	1 csomag.	2.475
598 549	rózsaszín	1 csomag	2.475
598 550	narancs	1 csomag	2.475
598 551	lila	1 csomag	2.475
598 575	almazöld	1 csomag	2.475
	5 csomagtól	csomagonként	2.345



Monoart Protection 4 szájmaszk (Euronda)

4-rétegű latex- és üvegszálmentes gumis szájmaszk, folyadékoknak ellenálló polimer szűrővel. Szűrési teljesítmény $>99\%$. A fém orrnyereg különösen hosszú, a gumiszalagok vattával borítottak.

598 552	zöld, 50 db	1 csomag	5.995
598 553	kék, 50 db	1 csomag	5.995
598 554	narancs, 50 db	1 csomag	5.995
	5 csomagtól	csomagonként	5.745

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Szájmaszk "Paradise Edition" (Akzenta)

3 rétegű, latexmentes, gumis szájmaszk.

359 575	lila, 50 db	1 csomag	2.195
359 576	fukszia, 50 db	1 csomag	2.195
359 577	friss zöld, 50 db	1 csomag	2.195
359 578	kék, 50 db	1 csomag	2.195
	5 csomagtól	csomagonként	1.995



One Velvet szájmaszk (Akzenta)

Extra puha 3-rétegű szájmaszk. Hosszan hordva sem irritálja a bőrt. A lág, kerek gumiszalag ugyancsak kellemessé teszi a maszk viseletét. Typ IIR, 98% szűrési teljesítmény.

359 573	koral, 50 db	1 csomag	2.695
359 574	kék, 50 db	1 csomag	2.695
359 572	fehér, 50 db	1 csomag	2.695
	5 csomagtól	csomagonként	2.475



The Lite One (HALYARD)

Hajlítható orrnyereg, fülgumis, kényelmes viselet. 99,7%-os szűrési hatékonyság.

50 db/csomag.

059 548	világoskék	1 csomag	3.145
	5 csomagtól	csomagonként	2.995



Coldex (Attends)

99,7%-os szűrési hatékonyság a 0,1 mikronnál nagyobb részecskéknél. Üvegszál- és latexmentes, természetes anyagból, mindkét oldala hordható (zöld/fehér).

071 503	zöld, 50 db	1 csomag	4.675
	5 csomagtól	csomagonként	4.495



roeko Protecta active carbon szájmaszk (COLTÉNE)

Latexmentes 4-rétegű sebészeti szájmaszk aktív szénrel. Ellenáll a folyadékoknak, magába szívja a szagokat. Szűrési teljesítmény >99%.

117 384	zöld, 50 db	1 csomag	7.245
117 858	minta	1 db	ingyenes



Smily maszk (Akzenta)

3 rétegű gumis szájmaszk.

159 596	50 db	1 csomag	1.995
	5 csomagtól	csomagonként	1.745



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Szájmaszk „maci” (HALYARD)

Fehér szájmaszk elasztikus gumival, macis motívummal. 95%-os szűrési hatékonyság.

059 549	50 db	1 csomag	4.995
	3 csomagtól	csomagonként	4.745



Thienelino szájmaszk (THIENEL)

Latexmentes szájmaszk elasztikus szalaggal és műanyaggal bevont orrnyereggel. Színe fehér, színes „Otto jegesmaci” motívummal.

059 580	50 db	1 csomag	3.275
	5 csomagtól	csomagonként	3.145



Clean Air védőmaszk

Könnyű, latexmentes védőmaszk. A beépített szelep növeli a komfortot, segít elvezetni a nedves, meleg kilélegzett levegőt. A dupla gumiszalag és a habgumis orrperem optimális illeszkedést biztosít bármilyen fejforma esetén. Más védőöltőzettel (pl. sapkával) együtt is viselhető, szemüvegesek is használhatják. Védelmet nyújt a következő anyagokat tartalmazó szilárd és folyékony aeroszolokkal és gőzökkel szemben: kerámia, cement, vastartalmú fémek, üvegszál, kvarc, alumínium, baktériumok, mikroorganizmusok.

023 928	10 darab	1 csomag	6.275
---------	----------	----------	-------

Nyálkendők, szalvéták, tálcabetétek



PLASTIJECT

Nyálkendő polietilén fóliából, tekercsben. 55 x 80 cm. 200 db / tekercs

048 505	fehér	1 csomag	4.845
048 507	kék	1 csomag	4.845
048 509	zöld	1 csomag	4.845
	3 csomagtól	csomagonként	4.595

már **4.595 Ft-tól**



PLASTIJECT PLUS

Polietilén nyálkendő kiváló nedvszívóképességű cellulóz bevonattal, megkötőszalaggal, perforált tekercsben. 53 x 61 cm. 80 db / tekercs.

075 555	fehér	1 csomag	4.595
075 556	kék	1 csomag	4.595
075 560	zöld	1 csomag	4.595
075 561	sárga	1 csomag	4.595
075 562	narancs	1 csomag	4.595
075 563	lila	1 csomag	4.595
075 564	rózsaszín	1 csomag	4.595
	3 csomagtól	csomagonként	4.345

már **4.345 Ft-tól**

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Nyálkendő

Perforált, megkötős polietilén fólia, 55 x 80 cm.

300 527	zöld	1 tekercs	4.995
300 528	kék	1 tekercs	4.995
300 529	fehér	1 tekercs	4.995
	3 tekercstől	tekercsenként	4.795



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Nyálkendő Plus

Perforált, megkötős, vékony PE fólia nedvességszívó réteggel. 54 x 59 cm.

300 525	fehér	1 tekercs	4.995
300 526	kék	1 tekercs	4.995
	3 tekercstől	tekercsenként	4.795



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

roeko Simplex-Plus (COLTÉNE)

Perforált nyálkendő vékony polietilén fóliából nedvszívó réteggel, tekercsben, megkötős, 57 x 54 cm. 80 db/csomag.

063 550	fehér	1 csomag	8.845
063 551	kék	1 csomag	8.845



roeko Simplex-Plus Maxi (COLTÉNE)

Perforált nyálkendő polietilén fóliából, nedvszívó vlies-anyaggal, a páciens vállát is befedi. Extra széles (59 x 60 cm), tekercsben, adagolóval. 80 db/csomag.

063 535	fehér	1 csomag	7.495
063 536	kék	1 csomag	7.495
063 537	zöld	1 csomag	7.495



Thienelino gyermekszalvéták (THIENEL)

Kétrétegű (1 réteg cellulóz, 1 réteg neylon) szalvéta vidám gyermekmotívumokkal. Kétirányú nyak-kivágásának köszönhetően függőleges és vízszintes irányban is használható. 32 x 40 cm, 100 db / tekercs.

159 516	Koala / kenguru motívum	1 tekercs	2.295
159 515	Bárány motívum	1 tekercs	2.295
159 518	Maci motívum	1 tekercs	2.295
159 517	Balerina motívum	1 tekercs	2.295



Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



ÚJDONSÁG



Zsebes nyálkendő (Akzenta)

Egyszerhasználatos nyálkendő nyakkivágással, megkötő szalaggal és zsebbel. 1 réteg polietilén fólia, 1 réteg papír. 38 x 46 cm. **6 x 100 db.**

359 590	fehér	1 karton	12.945
359 591	kék	1 karton	12.945
359 592	friss zöld	1 karton	12.945
359 593	narancs	1 karton	12.945
359 594	fukszia	1 karton	12.945
359 595	lila	1 karton	12.945



TENA Bib (Essity)

A Meprotec szalvéták új, továbbfejlesztett minőségű változata. A háromrétegű anyag (cellulóz - polietilén - cellulóz) nedvszívó, egyben nedvesség át nem eresztő tulajdonságú. Zsebekkel, rögzítőszalaggal. Színe: fehér. 150 db / csomag.

031 535	S/M, 37 x 48 cm	1 csomag	6.745
	3 csomagtól	csomagonként	6.595
031 536	M/L, 37 x 68 cm	1 csomag	9.795
	3 csomagtól	csomagonként	9.495



Valafit band szalvéta (Hartmann)

3-rétegű védőszalvéta kiemelkedően jó tulajdonságokkal: jó nedvszívó, a fólia nem ereszt át a nedvességet, tissue-hátoldal, gyűjtőzseb. 70 cm hosszú és 38 cm széles.

098 585	fehér, 100 db	1 csomag	5.725
	3 csomagtól	csomagonként	5.495



Denta páciensgallér (roeko)

Műanyag, mosható páciensgallér, visszahajtott véggel és tépőzárral. 70 x 60 cm.

063 030	sötétkék	1 db	6.975
---------	----------	------	-------



simplee betegszalvéták

Kétrétegű betegszalvéták (egy réteg papír, egy réteg polietilén fólia). 33 x 45 cm. 500 db / csomag.

156 525	fehér	1 csomag	4.975
156 527	zöld	1 csomag	4.975
156 526	sötétkék	1 csomag	4.975



SOFT TOWELS

2 rétegű nyálkendő egy extra puha, nagy nedvszívó képességű papírból, illetve egy nedvességet át nem eresztő PE fóliából. 37 x 37 cm

085 510	fehér	1 csomag	5.695
085 511	frisszöld	1 csomag	5.695
085 512	capri kék	1 csomag	5.695
085 513	fukszia	1 csomag	5.695
085 514	sárga	1 csomag	5.695
085 515	narancs	1 csomag	5.695
085 516	világoskék	1 csomag	5.695
085 517	lila	1 csomag	5.695
	3 csomagtól	csomagonként	5.445



már **5.445 Ft-tól**



PROFESSZIONÁLIS NYÁLKENDŐ

Háromrétegű (2 réteg vlies, 1 réteg polietilén fólia), kiváló nedvszívó, ugyanakkor nedvességet át nem eresztő nyálkendő. 45 x 33 cm. 500 db/csomag.

085 500	fehér	1 csomag	6.975
085 502	sötétkék*	1 csomag	6.975
085 503	narancs	1 csomag	6.975
085 504	zöld / türkisz	1 csomag	6.975
085 505	lila	1 csomag	6.975
085 506	rózsaszín	1 csomag	6.975
085 507	sárga	1 csomag	6.975
	3 csomagtól	csomagonként	6.745

* 2 rétegű



már **6.745 Ft-tól**

Monoart Towel Up (Euronda)

Kiváló nedvszívóképességű, nedvességet át nem eresztő kendők, egy polietilén és egy speciális cellulóz rétegből. 45 x 33 cm. 500 db/csomag.

198 521	capri (sötétkék)	1 csomag	7.195
198 522	narancssárga	1 csomag	7.195
198 520	sárga	1 csomag	7.195
598 555	almazöld	1 csomag	7.195
598 559	világoskék	1 csomag	7.195
598 558	lila	1 csomag	7.195
598 563	borvörös	1 csomag	7.195



Fasana nyálkendő (Akzenta)

3 rétegű, 33 x 33 cm-es nyálkendő. 4 x 250 db.

598 571	kék	1 csomag	16.495
598 572	sárga	1 csomag	16.495
598 573	zöld	1 csomag	16.495



ÚJDONSÁG

Nyálkendő „Paradise Edition” (Akzenta)

1-1 papír illetve polietilén rétegből készült szalvéta. 33 x 37 cm. 500 db/csomag.

359 583	lila	1 csomag	7.995
359 584	fukszia	1 csomag	7.995
359 585	friss zöld	1 csomag	7.995
359 586	kék	1 csomag	7.995



ÚJDONSÁG

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Smily nyálkendő (Akzenta)

Kétrétegű (cellulóz / polietilén fólia) gyermek nyálkendő. 33 x 37 cm.

159 597	500 db	1 csomag	6.995
---------	--------	----------	-------



M+W select KREPP SZALVÉTA

Nedvszívó, nedvzáró krepp szalvéták adagolódobozban. 34 x 38 cm.

098 513	fehér, 1.000 db	1 csomag	6.995
---------	-----------------	----------	-------

csak **6.995 Ft**




M+W select EGYSZERHASZNÁLATOS SZALVÉTATARTÓ

A lágy krepp szalag a kívánt hosszra húzható, így gyermekek és felnőttek számára is egyaránt használható. Öntapadós, így használata egyszerűbb a hagyományos szalvétatartókénál. Mivel egyszerhasználatos, megfelel a higiéniai követelményeknek is.

200 516	250 db	1 csomag	2.795
---------	--------	----------	-------

csak **2.795 Ft**

A.M. Edelingh



A.M. Edelingh szalvétatartó

Színes szalvétatartó. A kiszélesített nyaki rész kellemes viseletet biztosít a beteg számára. Hossza kb. 48 cm. 125°C-ig autoklávozható.

készlet:			
144 539	5 db (1-1db sötétkék, zöld, rózsaszín, narancs, lila)	1 csomag	5.745
utántöltő: 10 db / csomag			
144 546	világoskék	1 csomag	7.995
144 547	sötétkék	1 csomag	7.995
144 543	zöld	1 csomag	7.995
144 544	zöldessárga	1 csomag	7.995
144 545	rózsaszín	1 csomag	7.995
144 542	narancs	1 csomag	7.995
144 541	sárga	1 csomag	7.995
144 540	lila	1 csomag	7.995

A PRÉMIUM MÁRKA


Kizárólag az M+W Dental Magyarország Kft-től.

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Szalvétatartó lánc

Krómozott.


098 098	nem állítható, hossza 37,5 cm	1 db	1.595
098 099	állítható, hossza 45 cm	1 db	1.875



Mira-Clip szalvétatartó (Hager & Werken)

Színes műanyag, fém csíptető, autoklávozható, hossza kb. 37 cm.


022 034	fehér	1 db	1.945
022 035	kék	1 db	1.945
022 036	sárga	1 db	1.945
022 037	ibolyakék	1 db	1.945



Jumbo szalvétatartó (Dentorama)

Színes szalvétatartó.

059 560	türkisz	1 db	1.655
059 561	ibolyakék	1 db	1.655
059 562	pink	1 db	1.655
059 563	fehér	1 db	1.655
059 564	sárga	1 db	1.655
059 565	piros	1 db	1.655
059 566	kék	1 db	1.655
059 567	zöld	1 db	1.655



Nyálkendő adagoló (Euronda)

Használható a következő termékekhez: M+W Plastiject-/Plus, Simplex-Plus, szemeteszsákok, fejtámlavédők. 1 tekercshez, beige színben. 12 x 34 x 14 cm.

048 510	adagoló	1 db	7.495
---------	---------	------	-------



5



FEJTÁMLAVÉDŐ TASAK

A kétrétegű (egy réteg papír, egy réteg polietilén fólia) huzat megvédi a kezelőegység fejtámláját a szennyeződésektől. Univerzális méretének (25 x 33 cm) köszönhetően valamennyi készülék típusához használható. 500 db / csomag

500 520	fehér	1 csomag	12.775
500 521	világoskék	1 csomag	12.775
500 522	sárga	1 csomag	12.775
500 523	rózsaszín	1 csomag	12.775
500 524	lila	1 csomag	12.775
500 525	frisszöld	1 csomag	12.775
500 526	menta zöld	1 csomag	12.775
500 527	capri kék	1 csomag	12.775
500 528	narancs	1 csomag	12.775
500 529	fukszia	1 csomag	12.775



csak **12.775 Ft**



Szeretne a jövőben is értesülni újdonságainkról?
Szeretne értesítést kapni legújabb akcióinkról?
Szeretné kihasználni csak néhány napig tartó kedvezményes ajánlatainkat?

**Regisztráljon hírlevelünkre honlapunkon,
vagy Termékkatalógusunk 425. oldalán
található hozzájáruló nyilatkozat segítségével.**



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



roeko fejtámlavédő tasak (COLTÉNE)

A fejtámlát védi a különböző hajsprayk-tól, hajfestékektől, izzadságtól, szennyeződésektől. Tekercsben, nedvszívó vlies-anyaggal, nem eresztí át a nedvességet. 100 db/csomag.

27 x 28 cm:			
063 575	fehér	1 csomag	9.425
063 585	kék	1 csomag	9.425
27 x 31 cm:			
063 576	fehér	1 csomag	9.895
063 586	kék	1 csomag	9.895
27 x 34 cm:			
063 577	fehér	1 csomag	10.245
063 587	kék	1 csomag	10.245



Thienelino fejtámla huzat gyermek motívumokkal (THIENEL)

Cellulózzal bevont polietilén fóliából készült fejtámlavédő huzat a kis betegek kezelésére két vidám motívummal: az egyik oldalán bárányokkal, a másikon Ottóval, a bátor mackóval. 28 x 27 cm. 100 db / csomag.

159 510	100 db	1 csomag	4.995
---------	--------	----------	-------



már **1.695 Ft-tól**



TÁLCABETÉT (18 X 28 cm)

Magas nedvszívóképességű tálcabetétek normál méretű tálcához. 250 db/csomag.


198 533	lila	1 csomag	1.895
198 534	rózsaszín	1 csomag	1.895
098 530	fehér	1 csomag	1.895
098 507	zöld	1 csomag	1.895
098 508	világoskék	1 csomag	1.895
098 512	sárga	1 csomag	1.895
098 552	narancssárga	1 csomag	1.895
300 585	friss zöld	1 csomag	1.895
300 586	capri kék	1 csomag	1.895
300 587	fukszia	1 csomag	1.895
5 csomagtól		csomagonként	1.695



TÁLCABETÉT (28 X 36 cm)

Magas nedvszívóképességű tálcabetétek nagyméretű tálcához. 250 db / csomag.

500 535	fehér	1 csomag	3.745
500 536	rózsaszín	1 csomag	3.745
500 537	narancs	1 csomag	3.745
500 538	lila	1 csomag	3.745
500 539	zöld	1 csomag	3.745
500 540	sárga	1 csomag	3.745
500 541	frisszöld	1 csomag	3.745
500 542	capri kék	1 csomag	3.745
500 543	világoskék	1 csomag	3.745
500 544	fukszia	1 csomag	3.745
5 csomagtól		csomagonként	3.595



már **3.595 Ft-tól**

Műtési felszerelések



Monoart Bandana műtési sapka (Euronda)

Sapka változatos színekben. A tarkón megköthető, ezáltal a mérete egyénileg állítható. 121°C hőmérsékleten autoklávozható.

598 520	világoszöld	1 db	6.995
598 521	sötétzöld	1 db	6.995
598 522	világoskék	1 db	6.995
598 523	sárga	1 db	6.995
598 524	narancssárga	1 db	6.995
598 525	sötétkék	1 db	6.995
598 526	rózsaszín	1 db	6.995
598 527	fehér	1 db	6.995
598 528	lila	1 db	6.995
598 529	fekete	1 db	6.995

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Klinidrape műtési sapka (Mölnlycke Health Care)

Orvosi sapka. Puha vlies-anyagból, kényelmes viselet, zöld, nem steril.

031 545	Műtési sapka „Jack”, 150 db	1 csomag	13.995
031 546	Műtési sapka „Tuck”, 120 db	1 csomag	12.495



Jack



Tuck

Nővérsapka. Puha vlies-anyagból, kényelmes viselet, zöld, nem steril.

031 516	Műtési sapka „Annie”, 150 db	1 csomag	7.275
031 547	Műtési sapka „Peggy”, 120 db	1 csomag	10.995



Annie



Peggy

Barett-sapkák (UNIGLOVES)

Nővérsapkák légáteresztő, szakadásmentes anyagból. 100 db/csomag.

000 540	zöld	1 csomag	3.995
000 541	kék	1 csomag	3.995
	3 csomagtól	csomagonként	3.745



Cipővédő (UNIGLOVES)

Gumis cipővédő, kb. 40 cm hosszú, 35 mm.

200 578	100 db	1 csomag	1.795
	3 csomagtól	csomagonként	1.645



BARRIER steril védőköpeny (Mölnlycke Health Care)

Steril védőköpeny vlies-anyagból, övvel, nem ereszt át a nedvességet, 120 cm hosszú.

031 600	sötétkék	1 db	1.995
	5 darabtól	darabonként	1.845
	10 darabtól	darabonként	1.695
	20 darabtól	darabonként	1.495



Barrier steril

BARRIER nem steril védőköpeny (Mölnlycke Health Care)

Nem steril védőköpeny, nyakon és derékban megkötős, elasztikus kötőkkel. A vlies-anyag nedvtaszító, kényelmes viselet. Zöld. 10 db/csomag.

031 519	méret L (mellszélesség kb. 65 cm, hossz 114 cm)	1 csomag	7.995
	5 csomagtól	csomagonként	7.495
031 520	méret XL (mellszélesség kb. 75 cm, hossz 127 cm)	1 csomag	8.395
	5 csomagtól	csomagonként	7.995



Barrier nem steril

Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



Műteti köpeny, steril (OMNIA)

Steril, egyszerűhasználatos műteti köpeny Vlies-anyagból, a karján gumis kötővel. Hossza 110 cm.


798 650	zöld	1 db	1.495
798 651	világoskék	1 db	1.495
	5 darabtól	darabonként	1.345
	10 darabtól	darabonként	1.225
	20 darabtól	darabonként	1.095



Foliodress gown Protect standard, steril (Hartmann)

Többretegű víztaszító vliesből készült egyszerűhasználatos steril műteti köpeny. Köszönhetően a hengeres ujjnak, a széles átfedésnek a háton, valamint a tépőzárnak a nyakrészénél kényelmes viseletet biztosít. A betegdokumentációhoz csatolható nyomonkövethetőségi jelzéssel rendelkezik. Közepes időtartamú és nedvességű műtétekhez ajánlott. EN 13795, 1-3. Szín: kék

259 580	M méret	1 db	1.765
259 581	L méret	1 db	1.765
259 582	XL méret	1 db	1.765
259 583	XXL méret	1 db	1.765
	5 darabtól	darabonként	1.595
	10 darabtól	darabonként	1.445



BARRIER Dental-Set (Mölnlycke Health Care)

Steril műteti kendő készlet implantológiai, parodontológiai és állcsont-sebészeti beavatkozásokhoz.

Tartalma: 1 asztalkendő 75 x 100 cm, 2 tömlőhuzat 8 x 120 cm, 2 műteti szalag a tömlőhuzat rögzítésére 5 x 15 cm, 2 műteti szalag a páciens kendő rögzítésére 9 x 24 cm, 2 fedőkendő 45 x 75 cm, 1 fogászati kendő 150 x 150 cm (nyílás 10 x 13 cm).

031 515	BARRIER Dental-Set	1 készlet	5.195
	5 készlettől	készletenként	4.995
	10 készlettől	készletenként	4.745



BARRIER OP takarókendők (Mölnlycke Health Care)

Egyesével sterilen csomagolt kétrétegű OP takarókendők a beteg és az eszközök lefedésére. 40 µm-es polietilén fólia, 23 gr-os vlies. Zöld. 100 db / csomag.

031 540	45 x 75 cm, 112 db	1 csomag	15.995
	3 csomagtól	csomagonként	15.745



Implant Set (Omnia)

Teljes készlet az egész team (1 orvos, 2 asszisztens) steril ruházatára, valamint a beteg letakarására. Tartalma: 1db műteti köpeny mandzsettával, 2db gumírozott műteti köpeny, 1db műteti sapka nedvsvívó vlies anyagból, megkötővel, 2db kerek, gumírozott műteti sapka, 1db 3-rétegű megkötős szájmász, 2 db 3-rétegű gumis szájmász, 2db nedvességtaszító takarókendő (50 x 75 cm), 1db nedvességtaszító takarókendő U-kivágással (75 x 90 cm), 1db transzparens tömlőhuzat rögzítő gumival (120 x 7 cm).

798 506	Implant Set	1 készlet	4.995
	5 készlettől	készletenként	4.745

**100% SAFETY
DOCTOR - PATIENT
GOAL REACHED**

Állítsa össze saját operációs készletét!



Készletek az operációs környezet biztonságos
és praktikus előkészítésére.



Több mint 20 éve, cégünk alapítása óta kiváló minőségű,
innovatív termékek fejlesztésére specializálódunk,
melyekkel megelőzhetők a keresztfertőzések
és a fertőzések a műtőkben.


A személyreszóló operációs készletek azokat az egyszerhasználatos
eszközöket tartalmazzák, melyeket a műtéti team választott ki.
A készletek tartalma így tökéletesen megfelel az egyes
sebészeti beavatkozások által támasztott igényeknek.
Az egyéni operációs készletek használatával időt és munkaköltséget
takaríthat meg, valamint még több figyelmet fordíthat betegére.
Részletek weboldalunkon: www.mwdental.hu

OMNIA®
Disposable Medical Devices

OMNIA S.p.A. Via F. Delnevo, 190 - 43036 Fidenza (PR) Italy
Tel. +39 0524 527453 - Fax +39 0524 525230
VAT. IT 01711860344 - R.E.A. PR 173685
Company capital € 200.000,00

www.omniaspa.eu

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Dental-Set Basic plus (IMP)

Teljes takarókendő készlet az operációs team, a beteg és az eszközök számára. A betegtakaró kendő kerek nyakkivágással és arckivágással rendelkezik.

Set Basic plus: 1 x betegtakaró kendő 120 x 160 cm, 2 x OP-ragasztószalag 5 x 15 cm, 1 x takarókendő 50 x 70 cm,			
259 596	1 x műszerasztal takaró 75 x 90 cm, 1 x OP-fólia 20 x 20 cm	1 készlet	3.845
	5 készlettől	készletenként	3.695
	10 készlettől	készletenként	3.495

Set Basic plus M-L: 1-1 OP-kötény M és L, 1 x betegtakaró kendő 120 x 160 cm, 2 x OP-ragasztószalag 5 x 15 cm, 1 x takarókendő 50 x 70 cm, 1 x műszerasztal takaró 75 x 90 cm, 1 x OP-fólia 20 x 20 cm			
259 597		1 készlet	5.995
	5 készlettől	készletenként	5.795



roeko Steri-Quick (COLTÉNE)

Takarókendő. Gyors, egyszerű és sokoldalú lehetőséget nyújt a fogorvos számára az optimális higiéniai feltételek megteremtéséhez. Egyenként sterilén csomagolva, hajtogatási segédlettel, magas nedvszívóképesség, vízlepergető réteg. Zöld színű.


163 630	350 x 500 mm, 80 db	1 csomag	25.995
163 631	500 x 700 mm, 50 db	1 csomag	22.295
163 632	700 x 1000 mm, 25 db	1 csomag	18.145



Foliodrape Protect takarókendők (IVF Hartmann)

Páciensek és eszközök lefedésére. Egy oldalon vlies-anyaggal. A nedvességet, csírákat nem ereszt át, kopásálló, nem bolyhosodik. Sterilen egyesével csomagolva, zöld színű.

198 544	45 x 75 cm, 65 db	1 csomag	13.995
	3 csomagtól	csomagonként	13.495



clavidrape takarókendő (THIENEL)

134°C-ig autoklávozható egyszerhasználatos takarókendő különösen erős speciális fóliából, kiváló nedvszívóképességű cellulóz bevonattal. Használata különösen gazdaságos, hiszen műtét előtt - a normál sterilizálási folyamat részeként - sterilizálható.


159 500	Standard, 35 x 54 cm, tekercs, 120 db	1 csomag	6.745
159 501	Comfort, 70 x 54 cm, tekercs, 60 db	1 csomag	6.745



clavilax betegtakaró kendő (THIENEL)

134°C-ig autoklávozható egyszerhasználatos, 3 rétegű (cellulóz - fólia - cellulóz) izoláló kendő komfortos kezelőnyílással. Megkötve rögzíthető, a beteg számára kényelmes. Használata különösen gazdaságos, hiszen műtét előtt - a normál sterilizálási folyamat részeként - sterilizálható.

159 502	Standard, 60 x 60 cm, tekercs, 40 db	1 csomag	6.745
159 503	Comfort, 60 x 90 cm, tekercs, 30 db	1 csomag	6.745



BARRIER tömlőhuzat (Mölnlycke Health Care)

Steril, 8 cm x 120 cm, teleszkópos.

031 601	tömlőhuzat	1 db	1.275
	5 darabtól	darabonként	1.175
	10 darabtól	darabonként	1.075

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Tömlőhuzat (OMNIA)

Higiénikus, steril huzat a kezelőegység kábeleéhez és tömlőihez.

tömlőhuzat latexmentes rögzítőgumival, 50 db:			
798 500	120 x 7 cm	1 csomag	15.995
798 501	240 x 7 cm	1 csomag	24.945
tömlőhuzat ragasztószalaggal, 50 db:			
117 504	120 x 7 cm	1 csomag	17.575
798 504	240 x 7 cm	1 csomag	24.945



roeko tömlőhuzat (COLTÉNE)

A tömlők higiénikus lefedésére sebészeti beavatkozások során. Fólia bevonat, nedvszívó vlies, szélessége 7,5 cm.

063 580	nem steril, 100 m	1 tekercs	14.995
063 699	nem steril rögzítőszalag, 5 db	1 csomag	3.295
063 698	steril (Steri-sleeve), 100 cm, rögzítőszalaggal, 25 db	1 csomag	20.795



Öntapadós fólia (OMNIA)

Steril, öntapadós takarófólia (20 x 20 cm) kis felületek és markolatok (pl. operációs lámpa) higiénikus letakarására. A fólia az eltávolítást követően nem hagy ragacsos nyomot maga után.

798 505	10 steril csomag, egyenként 5-5 db fóliával	1 csomag	13.995
---------	---	----------	--------



HŰTŐTASAKOK

Egyszerhasználatos hűtőtásakok. Az aktiváláshoz a tasakot erősen nyomjuk meg, majd rázzuk fel. Méret: 15 x 17 cm.

100 695	10 db	1 csomag	3.325
---------	-------	----------	-------



csak **3.325 Ft**

TOP FROST (Akzenta)

Egyszerhasználatos hűtőtásak (korábbi nevén Easy Ice). A tasak nyomásra aktiválódik. 30 percig tartja a hideget.

298 612	Top Frost, 10 db	1 csomag	3.995
	5 csomagtól	csomagonként	3.745
	10 csomagtól	csomagonként	3.495



Hűtőtásakok (Coollike)

Egyszerhasználatos hűtőtásakok. Hűtőben illetve fagyasztóban kell tárolni, 14 x 6,5 cm. Anyaga pamut természetes kamilla és borsmenta kivonattal. Kezelés után ajándékként is adható.

298 045	50 db	1 csomag	9.875
	3 csomagtól	csomagonként	9.495



Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Hűtőtasak

Sokrétűen és többször felhasználható hűtő-/ melegítőtasakok. 8 x 18 cm. 50 db / csomag.

159 018	50 db	1 csomag	12.995
	3 csomagtól	csomagonként	12.575



Thienelino hűtőtasak (THIENEL)

Többször használatos hűtő-/ melegítőtasak vidám jegesmaci motívummal. Különösen puha felület, 11 x 7 cm, egyesével csomagolva.

259 013	sárga jegesmaci	1 db	595
259 014	kék jegesmaci	1 db	595
	10 darabtól	darabonként	495

5

Vatta és vlies termékek



M+W select VATTAGOLYÓK

100% pamutból készült, klórmentesen fehéřített, nem steril vattagolyók. A higiénikus tárolást biztosító műanyag doboz praktikus adagolónyílással rendelkezik.

400 570	méret 1, 3 mm, 2,5 g	1 csomag	3.425
400 571	méret 2, 4 mm, 4 g	1 csomag	3.995
400 572	méret 3, 5,5 mm, 4 g	1 csomag	3.115
400 573	méret 4, 7 mm, 10 g	1 csomag	3.295

már **3.115 Ft-tól**



Vattagolyók (PD)

Előreadagolt, (6 adag – 3g/adag) – vattagolyó:

238 500	méret 1, nagy	1 csomag	4.375
238 501	méret 2, közepes	1 csomag	4.375
238 502	méret 3, kicsi	1 csomag	6.125
238 503	méret 4, x-kicsi	1 csomag	8.195
238 504	méret 5, xx-kicsi	1 csomag	10.395

Vattagolyók ömlesztve:

238 509	32 g: méret 1, nagy	1 csomag	3.925
238 510	32 g: méret 2, közepes	1 csomag	3.925
238 511	18 g: méret 3, kicsi	1 csomag	5.665
238 512	18 g: méret 4, x-kicsi	1 csomag	8.175
238 513	18 g: méret 5, xx-kicsi	1 csomag	9.875



roeko vattagolyók (COLTÈNE)

Solomathoz (fém), klórmentesen fehéřítve, műanyag dobozban.

063 505	méret 000, Ø kb. 3 mm, 1,5 g	1 csomag	5.875
063 512	méret 00, Ø kb. 4 mm, 4 g	1 csomag	6.785
063 510	méret 0, Ø kb. 4,8 mm, 4 g	1 csomag	5.545
063 506	méret 1, Ø kb. 6,3 mm, 10 g	1 csomag	4.995
063 507	méret 2, Ø kb. 7,6 mm, 10 g	1 csomag	4.295

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft



SZIVACSGOLYÓK

Gyógyszeres kezeléshez.

000 521	4 mm, 3.000 db	1 csomag	5.695
000 522	5 mm, 1.000 db	1 csomag	5.495
000 523	8 mm, 500 db	1 csomag	4.495
000 542	ék alakú: 8 x 6 mm, 500 db	1 csomag	4.495



már **4.495 Ft-tól**

simplee vattatekercs

Klórmentesen fehérített, 100 % pamut vattatekercs. 300g / csomag

156 505	nr. 1, Ø 0,8 cm	1 csomag	1.395
156 506	nr. 2, Ø 1,0 cm	1 csomag	1.395
156 507	nr. 3, Ø 1,2 cm	1 csomag	1.395



VATTATEKERCEK

Pamut és viszkóz szálaból készült, nagy nedvszívóképességű szőszmentes vattatekercs. A viszkóz szálab a tekercsket formatartóvá teszik, a tiszta pamut felszín kiváló betegkomfortot biztosít. Hossza 38 mm. 300g/ csomag

500 530	nr. 1, Ø 0,8 cm	1 csomag	1.995
500 531	nr. 2, Ø 1,0 cm	1 csomag	1.995
500 532	nr. 3, Ø 1,2 cm	1 csomag	1.995
500 533	nr. 4, Ø 1,4 cm	1 csomag	1.995
	10 csomagtól	csomagonként	1.895
	20 csomagtól	csomagonként	1.795



már **1.795 Ft-tól**

roeko Luna vattatekercs (COLTÉNE)

Hossza 38 mm, klórmentesen fehérített.

063 514	méret 1, Ø 8 mm, 300 g	1 csomag	3.145
063 515	méret 2, Ø 10 mm, 300 g	1 csomag	3.145
063 516	méret 3, Ø 12 mm, 300 g	1 csomag	3.145
063 517	méret 4, Ø 14 mm, 300 g	1 csomag	3.145
	5 csomagtól	csomagonként	2.995



roeko Luna Gold vattatekercs (COLTÉNE)

A Vlies-bevonat megakadályozza a tekercs elcsúszását és megnöveli a nedvszívást. Nem irritálja a páciens tapadása és nedvszívása révén. Nincs kontaktallergia és bőrirritáció. Nem bolyhosodik. Klórmentes. Hossza 38 mm.

063 519	Gr. 1, átmérő 8 mm, 300 g	1 csomag	4.645
063 518	Gr. 2, átmérő 10 mm, 300 g	1 csomag	4.645
063 545	Gr. 3, átmérő 12 mm, 300 g	1 csomag	4.645



Színes vattatekercs (Alan)

100% pamut. Hossza 36 mm. 600 db / csomag.

000 597	méret 2, sárga	1 csomag	2.975
000 598	méret 2, zöld	1 csomag	2.975
000 599	méret 2, kék	1 csomag	2.975
100 512	méret 2, rózsaszín	1 csomag	2.975
100 513	méret 2, lila	1 csomag	2.975
	5 csomagtól	csomagonként	2.845



Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



Vattatekercs-tartó (POLYDENTIA)

Rozsdamentes acélból, bármelyik módon sterilizálható. Száraz munkafelületet biztosít.

098 562	vattatekercs-tartó, 4 db	1 csomag	11.495
---------	--------------------------	----------	--------



M+W select VATTATEKERCS-ADAGOLÓ

Vattatekercs higiénikus tárolására és adagolására. 43 x 85 x 95 mm.

063 513	fehér	1 db	2.995
063 531	sárga	1 db	2.995
063 532	kék	1 db	2.995

csak **2.995 Ft**



roeko Roll-o-mat (COLTÉNE)

Vattatekercs-adagoló. Az adagolóra gyakorolt rövid nyomás hatására mindig csak egy vattatekercs válik szabaddá, a többi érintetlenül az adagolóban marad. Többféle méretre állítható. Kompakt, stabil és formatervezett.

Roll-o-mat polikarbonátból:			
063 556	fehér, autoklávozható, 10 x 4,8 x 13,4 cm	1 db	16.495
Roll-o-mat króm-nikkel-acélból:			
063 557	autoklávban és vegyszerrel sterilizálható, 10 x 4,35 x 13,4 cm	1 db	96.995



roeko Parotisroll anatomic (COLTÉNE)

Rugalmas fémszállal erősített vattatekercs. A fémszállnak köszönhetően a tekercs rögzíti önmagát. A Parotisroll anatomic mindkét vége lapított. Ez kellemesebb érzést biztosít a beteg számára és egyúttal csökkenti a nyelési ingert. 100 db/csomag.

063 521	méret 1, Ø 9 mm, H 80 mm, 100 db	1 csomag	6.995
063 522	méret 2, Ø 10 mm, H 80 mm, 100 db	1 csomag	6.995
063 523	méret 3, Ø 10 mm, H 100 mm, 100 db	1 csomag	6.995
063 520	méret 5, Ø 8 mm, H 100 mm, 100 db	1 csomag	6.995



roeko Parotimat (COLTÉNE)

Vattatekercs-adagoló Parotisroll-hoz.

063 533	Parotimat	1 db	11.995
---------	-----------	------	--------



Dry Tips (Microbrush)

Többrétegű (carboxymethyl-cellulóz), nylon háló, polietilén film közvetlenül parotis mirigyre helyezhető nedvességszívó lapocskák. 50 db / csomag.

031 500	kicsi (zöld)	1 csomag	4.575
031 501	nagy (kék)	1 csomag	4.575

Dry Tips, fényvisszaverő felülettel (Microbrush)

Többrétegű - carboxymethyl-cellulóz nylon háló, polietilén film - közvetlenül parotis mirigyre helyezhető nedvességszívó lapocskák. A lapocskák ezüst színű fényvisszaverő felülete jobb megvilágítást biztosít a munkaterület számára. 50 db/csomag.

141 107	kicsi	1 csomag	5.795
140 578	nagy	1 csomag	5.795



A.M. Edelingh Comfort Dry


Még erőteljesebb nyálmennyiség csökkentés a beteg még magasabb komfortja mellett. Az A.M. Edelingh ComfortDry az orvos és a beteg elvárásainak figyelembevételével készült. Új habszerkezetének köszönhetően nincs már szükség polietilén fóliára. Így nincs tükröződés, a lapocska jobban illeszkedik a szájhoz, kényelmesebb a beteg számára. Az anyag tökéletesen puha és nagy mennyiségű nyálat képes megkötni. A kezelés során percenként átlagban 1-3 ml nyál keletkezik. Csupán 2 db A.M. Edelingh ComfortDry Parotis és 1 db A.M. Edelingh ComfortDry Sublingival lapocska egy kb. 30 perces kezelés alatt akár 16 ml nyálat is felvesz. Teljesen új forma áll rendelkezésre a nyál megkötésére a nyelv alatt nyálmirigy területére. A speciális forma ebben a régióban is optimális szárítást biztosít. Az A.M. Edelingh ComfortDry lapocskák használatával többé már nem okoznak gondot az elmozduló vattatekercsek.

A.M. Edelingh ComfortDry Parotis:

144 585	kicsi, 50 db	1 csomag	3.425
144 586	nagy, 50 db	1 csomag	3.425

A.M. Edelingh ComfortDry Sublingual:

144 587	kicsi, 50 db	1 csomag	5.995
144 588	nagy, 50 db	1 csomag	5.995



AM. Edelingh

A PRÉMIUM MÁRKA



PAPÍRVATTA

Pur-Zellin-Box és Askina Brauncel adagolóval kompatibilis. 4 x 5 cm, 2 tekercs = 1.000 db.

000 550	2 tekercs	1 csomag	1.895
	5 csomagtól	csomagonként	1.695




már 1.695 Ft-tól

Pur-Zellin (IVF Hartmann)

Papírvatta adagoló, használható M+W, Hartmann (Pur-Zellin) és B.Braun (Askina Brauncel) papírvattákhoz.

198 559	Pur-Zellin adagoló	1 db	8.345
198 524	Pur Zellin. 1 tekercs = 500 db papírvatta	1 csomag	1.445
	5 csomagtól	csomagonként	1.325





GÉZTÖRLŐ

Új, 100% pamutból készült, nem szálasodó kiváló nedvszívóképességű géz steril csomagolásban.

400 574	borsó méretű, 500 db (1)	1 csomag	6.495
400 575	mogyoró nagyságú, 500 db (2)	1 csomag	7.275
400 576	dió nagyságú, 500 db (3)	1 csomag	10.275
400 577	szilva nagyságú, 300 db (4)	1 csomag	10.275
400 578	tyúktojás nagyságú, 150 db (5)	1 csomag	10.275
400 579	minta csomag (méreteenként 1-1 db)	1 db	ingyenes

már **6.495 Ft-tól**

Egyszerhasználatos nyálszívók / Sebészeti elszívók



EGYSZERHASZNÁLATOS NYÁLSZÍVÓK

Rugalmas nyálszívók, levehető sapkával.

100 db:			
059 500	fehér	1 csomag	885
059 501	átlátszó	1 csomag	885
	10 csomagtól	csomagonként	785
10 x 100 db:			
059 502	kék	1 csomag	7.845
059 503	zöld	1 csomag	7.845
059 504	piros	1 csomag	7.845
059 505	sárga	1 csomag	7.845
059 509	narancs	1 csomag	7.845
	2 csomagtól	csomagonként	7.495
	4 csomagtól	csomagonként	6.995

már **785 Ft-tól**



Monoart nyálszívó (Euroart)

15 cm hosszú nyálszívó levehető sapkával és rézdrót erősítéssel. Könnyen hajlítható, formatartó.

598 577	transparens, 100 db	1 csomag	1.295
598 578	kék, 100 db	1 csomag	1.295



AsaFresh (ASA)

Hajlítható egyszerhasználatos nyálszívó menta ízzel és puha, levehető sapkával. Szín: zöld-átlátszó, fehér véggel.

059 550	100 db	1 csomag	1.495
	5 csomagtól	csomagonként	1.345



Top Flex Plus nyálszívó (Akzenta)


Flexibilis egyszerhasználatos nyálszívó. Hossza 150 mm. 1.000 db / csomag.

059 572	transparens	1 csomag	8.995
059 573	kék	1 csomag	8.995
059 574	fehér	1 csomag	8.995
259 537	sötétzöld	1 csomag	8.995
259 538	fukszia	1 csomag	8.995
259 539	frisszöld	1 csomag	8.995

Total-Comfort Soft-Tip nyálszívók (ASA)

155 mm hosszú, 100%-ig latexmentes nyálszívó extra lágy levehető sapkával érzékeny vagy feldagadt ínyű betegek számára. A puha sapka megakadályozza a lágy részek beszívását.

	transzparens nyálszívók kék,		
200 562	levehető sapkával. 100 db / csomag	1 csomag	1.845
	5 csomagtól	csomagonként	1.775
	10 csomagtól	csomagonként	1.665



Hygoformic nyálszívó (Orsing)

Spirál formájú, puha, latexmentes nyálszívó. Az öt nyílás kiváló elszívási kapacitást biztosít. A nyílások a spirál belsejében helyezkednek el, így nem érhetnek a nyelvhez és a lágy szövetekhez, blokkolva az elszívást. Könnyen hozzáigazítható a beteg egyéni szájméretéhez és formájához. Úgy helyezhetjük el a szájban, hogy könnyen hozzáférhessünk a hátsó fogakhoz és közben eltartsuk vele a beteg nyelvét.

normál csomag: 100 db, 5 adapterrel:

098 516	fehér	1 csomag	2.295
159 566	kék	1 csomag	2.295
159 567	zöld	1 csomag	2.295
159 568	pink	1 csomag	2.295

nagy csomag: 2.000 db, 60 adapterrel


098 517	fehér	1 csomag	29.995
098 519	adapter, 100 db	1 csomag	1.995



roeko Surgitip (COLTÉNE)

Steril, 180 mm hosszú, sebészeti egyszerhasználatos elszívókanül adapterrel.


063 605	szívónyílás Ø 2,5 mm, 20 db	1 csomag	13.995
063 606	szívónyílás Ø 2,5 mm, 100 db	1 csomag	54.495
063 604	szívónyílás Ø 4,8 mm, 20 db	1 csomag	12.475
063 609	szívónyílás Ø 4,8 mm, 100 db	1 csomag	48.795



roeko Surgitip-micro (COLTÉNE)

Steril, egyesével csomagolt, 1,2 mm átmérőjű, mikrosebészeti elszívókanül nagyító és mikroszkóp alatt végzett munkához, autoklávozható dupla adapterrel.


263 680	20 kanül, 1 dupla adapter	1 csomag	14.495
263 681	100 kanül, 5 dupla adapter	1 csomag	63.995



roeko Surgitip-endo (COLTÉNE)

Endodonciai elszívókanül mozgatható és rugalmas sapkával gyökércsatornához. Használata mellett a csatorna könnyen hozzáférhető marad. Canal Tip ISO 60, belső átmérő 0,35 mm. EN ISO 14644 szerint tiszta helységben gyártott.

263 682	20 kanül, 1 dupla adapter	1 csomag	15.595
---------	---------------------------	----------	--------



Sebészeti egyszerhasználatos elszívókanül (Dürr Dental)

Steril, egyesével csomagolt sebészeti egyszerhasználatos elszívókanül biztonsági légbeszívóval, amely megakadályozza a visszafolyást az elszívórendszerből. Hossza 17 cm.

013 505	Ø 2,5 mm, 20 db	1 csomag	10.395
013 506	Ø 2,5 mm, 100db	1 csomag	41.495



Omniasurg sebészeti elszívókanül (Omnia)

Egyszerhasználatos sebészeti elszívókanül 2,5 mm átmérőjű elszívónyílással. A kanül átmérője 6,5 mm. Egyesével, sterilen csomagolva adapterrel.


798 510	20 db	1 csomag	9.995
---------	-------	----------	-------



Sebészeti elszívókanül csontszűrővel (Omnia)

Egyszerhasználatos nyálszívó integrált csontszűrővel. Csontforgácsok higiénikus összegyűjtése, vér-víz és nyálszűrés. A szívónyílás átmérője 2,5 mm. A csontszűrő fázistól tisztítására nincsen szükség. A steril csomagolásnak köszönhetően megfelel az aktuális higiénia-irányelveknek.

798 511	5 db egyesével, sterilen csomagolva	1 csomag	16.795
---------	-------------------------------------	----------	--------



Elszívó tömlő (Omnia)

Egyszerhasználatos, steril sebészeti elszívótömlő ergonómikus kialakítású tömlővel. A tömlőhöz Osteotrap csontszűrő csatlakoztatható.

798 515	elszívó tömlő, 2,5 méter, 5 db	1 csomag	16.475
	Osteotrap, elszívó tömlőhöz		
798 516	csatlakoztatható csontszűrő, 5 db	1 csomag	16.475



Öblítőpoharak



ÖBLÍTŐ POHÁR

Polisztirol, 180 ml. Magasság 8,3 cm, felső Ø 7 cm, alsó Ø 4,7 cm. 3000 db.

000 500	fehér	1 karton	18.995
300 588	kapri-kék	1 karton	18.995
200 590	kobaltkék	1 karton	18.995
200 591	zöld	1 karton	18.995
200 592	sárga	1 karton	18.995
200 593	narancs	1 karton	18.995
200 594	piros	1 karton	18.995
200 595	orgonalila	1 karton	18.995
400 558	menta zöld	1 karton	18.995
400 559	pink	1 karton	18.995
400 557	világoskék	1 karton	18.995
400 556	sötétzöld	1 karton	18.995
400 555	fukszia	1 karton	18.995
200 596	vegyes színekben	1 karton	18.995
	2 kartontól	kartononként	17.995

már **17.995 Ft-tól**



ÚJDONSÁG



PAPÍR POHÁR

Polietilén bevonatú keménypapírból készült öblítőpohár, a műanyag pohár környezetbarát alternatívája. 180 ml, fehér.

400 500	1000 db	1 karton	16.495
---------	---------	----------	--------

csak **16.495 Ft**

A.M. Edelingh



A.M. Edelingh Bicolor öblítő poharak

Polisztirolból készült öblítő poharak üde bicolor színekben. Széle lekerekített, formája praktikus. Űrtartalma 200 ml, általában használatos poháradagolóba helyezhető. 100%-ban újrahasznosítható. Csomagolása higiénikus, a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően gyártása, csomagolása teljesen mechanikus. 1.200 db / karton.

144 520	kék-világos kék	1 karton	17.995
144 521	narancs-sárga	1 karton	17.995
144 522	fukszia-rózsaszín	1 karton	17.995
144 523	sárga-zöld	1 karton	17.995
144 524	ibolyakék-zöld	1 karton	17.995

A PRÉMIUM MÁRKA

Kizárólag az M+W Dental Magyarország Kft-től.



ÚJDONSÁG

Öblítő pohár "Paradise Edition" (Akzent)

Színes, mintás öblítő poharak. 180 ml. 1000 db/csomag.

359 579	lila	1 karton	9.995
359 580	fukszia	1 karton	9.995
359 581	friss zöld	1 karton	9.995
359 582	világoskék	1 karton	9.995

Cikkszám

Termékleírás

Rendelési egység

Ft

Color Line öblítő pohár (Akzenta)

Polisztirol öblítő pohár, 180 ml, magasság 8,3 cm, felső Ø 7 cm, alsó Ø 4,7 cm. 6 barátságos, élénk színben. 1500 db / csomag.

198 526	piros-átlátszó	1 karton	10.795
098 557	sárga	1 karton	10.795
198 527	zöld-átlátszó	1 karton	10.795
198 525	sötétkék-átlátszó	1 karton	10.795
198 528	narancssárga	1 karton	10.795
298 518	fukszia	1 karton	10.795
198 541	Vegyes színekben	1 karton	10.795



Papírpohár - „védd az óceánt” (Akzenta)

180 ml-es papír öblítő pohár. 1000 db/csomag.

198 518	1000 db, kék	1 karton	19.995
---------	--------------	----------	--------



ÚJDONSÁG

Thienelino pohár gyerekeknek (THIENEL)

Öblítőpohár kemény papírból PE-réteggel. Stabil és könnyen kézben tartható, gyerekeknek ideális. Jegesmáci motívummal, úrtartalom 160 ml.

059 581	100 db	1 csomag	2.875
---------	--------	----------	-------



Smily öblítő poharak (Akzenta)

Polipropilén öblítő poharak. 180 ml, Felső Ø 70 mm, magasság 82 mm, fehér.

159 595	50 db	1 csomag	895
---------	-------	----------	-----



Poháradagoló

Fehér, műanyag adagoló kb. 50 db 7 cm felső perem átmérőjű egyszerhasználatos pohárhoz.

098 584	poháradagoló	1 db	6.995
---------	--------------	------	-------



POHÁRALÁTÉT

Rozsdamentes matt acél alátét. Stabilizálja a megtöltött öblítő poharat, egyúttal biztosabb fogást biztosít. Felső átmérő 5,5 cm, alsó átmérő 4,8 cm.

000 679	M+W poháralátét	1 db	4.175 Ft
---------	-----------------	------	----------



csak 4.175 Ft

Egyszerhasználatos kéztörők



„C” hajtogatás

A kendők egymáson fekszenek az adagolóban.

Előnye:

Nagyméretű kendők helytakarékos tárolási módja.



„Z” hajtogatás

A kendők egymásba hajtogatottak.

Előnye:

A kihúzott kendő maga után húzza a következőt, így az azonnal kihajtogatva használható.



„Interfold” hajtogatás

A kendők többszörösen egymásba hajtogatottak.

Előnye:

Egy kendő mindig teljesen kihajtogatottan rendelkezésre áll.



Tork Premium (Essity)

Új TAD technológiával készült, kétrétegű, fehér, kéztörő csomag.

	23 x 23 cm - nr. 10.02.78, puha		
200 555	Z hajtogatású, 3000 db	1 csomag	20.795
	34 x 21 cm - nr. 10.02.88,		
000 556	„Interfold” hajtogatású 2.310 db	1 csomag	20.645
	34 x 21,2 cm - nr. 10.02.97, extra puha		
000 506	„Interfold” hajtogatású 2.100 db	1 csomag	20.645



Tork Advanced, fehér (Essity)

Kétrétegű, nyomott mintás, fehér, jó nedvszívóképességű, újrahasznosított papírból készült kéztörő.

000 583	25 x 50 cm, 1.400 db, C hajtogatás, nr. 29.02.75	1 karton	16.635
000 560	25 x 41 cm, 1.680 db, C hajtogatás, nr. 29.02.67	1 karton	16.635
000 581	25 x 31 cm, 2.400 db, C hajtogatás, nr. 29.02.64	1 karton	19.755
200 556	25 x 23 cm, 3.750 db, Z hajtogatás, nr. 29.01.63	1 karton	23.915
000 557	26 x 21 cm, 3.780 db, „interfold” hajtogatás, nr. 12.02.89	1 karton	22.875



Tork Advanced, zöld (Essity)

Kétrétegű, újrahasznosított papírból készült, zöld színű kéztörő.

000 568	25 x 41 cm, 1.680 db, C hajtogatás, nr. 29.02.87	1 karton	12.995
000 582	25 x 31 cm, 2.400 db, C hajtogatás, nr. 29.02.80	1 karton	14.815
200 557	25 x 23 cm, 3.750 db, Z hajtogatás, nr. 29.01.79	1 karton	18.195



Tork gyorsan oldódó kéztörők (Essity)

Hófehér, kétrétegű, 100% cellulóz tartalmú, „Z” hajtogatású kendők, melyek vízzel érintkezve feloldódnak.

200 558	Nr. 29.01.90, 23 x 23 cm, 3.750 db	1 karton	27.865
---------	------------------------------------	----------	--------



Tork Universal törölkendő (Essity)

Kétrétegű perforált papírtörölkendő a szokásos törölközi feladatokra, valamint kéztörésre, kis tekercsekben. 200 lap à 23 x 27,5 cm (55 m / tekercs).

	Tork standard papírtörölkendő:		
000 588	fehér, 10 tekercs (2.000 lap), Nr. 12.92.65	1 csomag	12.475
	Tork erős, sokrétűen használható papírtörölkendő:		
513 563	zöld, 10 tekercs (2.000 lap), Nr. 12.92.55	1 csomag	17.155
	Tork tekercsadagoló: ütésálló műanyagból, fekete-transzparens, méret: 29,6 x 17,1 x 17,1 cm	1 db	7.275

simplee papír kéztörölő

1 réteg, Z hajtogatás, 24 x 21 cm, 5000 db:

156 535	fehér	1 karton	9.845
156 536	zöld	1 karton	9.495

2 réteg, Z hajtogatás, 25 x 23 cm 3200 db:

159 550	fehér	1 karton	12.995
159 551	zöld	1 karton	12.495

2 réteg, C hajtogatás, 23 x 33 cm, 2880 db:

156 537	fehér	1 karton	13.495
---------	-------	----------	--------



Tork extra erős törölkendő (Essity)

Nagy szakítószilárdságú (nedvesen is) és kiváló nedvszívóképességű törölkendő. A nyomott felső rétegnek köszönhetően gyorsan felszívja a nedvességet, akár olajat is. Többször használható és nagy felületek tisztítására is alkalmas. 1-rétegű vlies-anyag textil felső réteggel, mérete: 38,5 x 32 cm. Fehér.

000 544	45 kendő	1 csomag	2.995
---------	----------	----------	-------



Tork extra lágy kozmetikai kendők (Essity)

Kétrétegű, "Z" (cikk-cakk) hajtogatású kendők praktikus adagoló dobozban. 20,0 x 20,8 cm.

200 559	20,0 x 20,8 cm, 100 db kendő	1 csomag	895
---------	------------------------------	----------	-----



5



UNIVERZÁLIS PAPÍRADAGOLÓ

Zárható, fehér, műanyag adagoló átlátszó ablakkal hajtott kéztörölkéhez. Kapacitása 600 darab. Minden C- és Z-, valamint - az opcionális adapter segítségével - Interfold-hajtogatású papírtörölővel használható. Méretei: Ma 365 x Szé 276 x Mé 130 mm.

100 502	M+W univerzális papíradagoló	1 db	7.995
100 503	adapter Interfold-hajtogatású kéztörölőhöz	1 db	845



csak **7.995 Ft**

Tork adagoló (Essity)

Fehér fali adagoló kontroll ablakkal. Lezárható vagy gombnyomással nyitható.

200 552	fali adagoló nr. 553000, „Z” hajtogatás / „C” hajtogatás Ma: 439 x Szé: 333 x Mé: 136 mm	1 db	17.325
200 553	mini fali adagoló nr. 553100, „Z” hajtogatás / „C” hajtogatás Ma: 291 x Szé: 332 x Mé: 135 mm	1 db	11.955
200 550	fali adagoló nr. 552000, „Interfold” hajtogatás Ma: 444 x Szé: 302 x Mé: 102 mm	1 db	15.595
200 551	mini fali adagoló nr. 552100, „Interfold” hajtogatás Ma: 295 x Szé: 302 x Mé: 101 mm	1 db	10.395



TorkXpress nemesacél adagoló (Essity)

Zárható adagoló Multifold / Interfold hajtogatású kéztörölő kendők számára. A könnyen tisztítható nemesacél felületen nem látszanak az ujjlenyomatok. Higiénikus, mindig csak a következő kendőt kell érinteni. Attraktív, helytakarékos, lapos kivitel.

200 548	Xpress nemesacél fali adagoló H2 Multifold / Interfold hajtogatású kendőkhöz, Ma: 46,8 x Szé: 31,7 x Mé 10,1 cm	1 db	22.665
200 549	Xpress nemesacél asztali adagoló H2 Multifold / Interfold hajtogatású kendőkhöz, Ma: 21,8 x Szé 32,3 x Mé: 11,6 cm	1 db	21.315



Egyszerhasználatos lenyomatkanalak



Miratray egyszerhasználatos lenyomatkanalak (Hager & Werken)

Elefántcsont színű, perforált, kosárka-retenciókkal, nyéllel, filccel feliratozható, polisztirolból.

teljes kanalak, 50 db:			
022 524	felső S1, kicsi	1 csomag	7.275
022 525	felső S2, közepes	1 csomag	7.275
022 526	felső S3, nagy	1 csomag	7.275
022 527	alsó L1, kicsi	1 csomag	7.275
022 528	alsó L2, közepes	1 csomag	7.275
022 529	alsó L3, nagy	1 csomag	7.275
részleges kanalak, 12db:			
022 541	bal PL	1 csomag	2.045
022 542	közép PM	1 csomag	2.045
022 543	jobb PR	1 csomag	2.045
részleges kanálkészlet:			
022 540	33 db balos 33 db jobbos, 34 db közép	1 készlet	15.495

Lenyomatkanál (3M)

Ergonómikus kialakítású egyszerhasználatos lenyomatkanál. A kanálban található retenciós viasz helyettesíti a kanálragasztó használatát. 10 db / csomag.

520 270	felső S	1 csomag	6.995
520 271	felső M	1 csomag	6.995
520 272	felső L	1 csomag	6.995
520 273	alsó S	1 csomag	6.995
520 274	alsó M	1 csomag	6.995
520 275	alsó L	1 csomag	6.995

Transform lenyomatkanál (Loser)

A termoplasztikus lenyomatkanalak anatómiaiailag formálhatóak, bármely szituációhoz pontosan illeszkednek a szájban. A megerősített perem és a nyílások pontos lenyomatot és erős retenciót biztosítanak. Egy- és többfázisú precíziós lenyomatvéthez egyaránt használható. 20 másodpercig forró vízben tartva lágygá és könnyen formálhatóvá válik. 3 színkódolt méretben, fogas vagy fogatlan állkapocshoz egyaránt rendelhető.

készlet fogas állkapocshoz:			
259 540	2-2 db kicsi, közepes és nagy méret alsó és felső állkapocshoz.	1 csomag	7.995
készlet fogatlan állkapocshoz:			
259 541	2-2 db kicsi, közepes és nagy méret alsó és felső állkapocshoz.	1 csomag	7.995
felső, fogas, 12 db:			
259 547	kicsi	1 csomag	7.995
259 545	közepes	1 csomag	7.995
259 543	nagy	1 csomag	7.995
alsó, fogas, 12 db:			
259 546	kicsi	1 csomag	7.995
259 544	közepes	1 csomag	7.995
259 542	nagy	1 csomag	7.995
felső, fogatlan, 12 db:			
259 553	kicsi	1 csomag	7.995
259 551	közepes	1 csomag	7.995
259 549	nagy	1 csomag	7.995
alsó, fogatlan, 12 db:			
259 552	kicsi	1 csomag	7.995
259 550	közepes	1 csomag	7.995
259 548	nagy	1 csomag	7.995

Miratray Implant (Hager & Werken)

A szabadalmaztatott fóliatechnikának köszönhetően egyszerűen használható új lenyomatkanál. Nincs szükség egyéni illesztésre, a felépítmény a fólián keresztül jól látható. Költségtakarékos, hiszen feleslegessé teszi az egyéni kanál készítését. A fogorvos és betege számára megtakarít egy további kezelést. Tiszta és pontos lenyomat – a lenyomatanyag nem folyik át a felépítménynél. Valamennyi lenyomatanyaggal és minden kedvelt implantátum rendszerrel használható. 6 db / csomag.

Bevezető készlet:			
122 600	1-1 db OK/UK kicsi, közepes, nagy	1 csomag	13.195
méretenként 6db/csomag:			
122 601	OK S1 kicsi	1 csomag	13.195
122 602	OK S2 közepes	1 csomag	13.195
122 603	OK S3 nagy	1 csomag	13.195
122 604	UK I1 kicsi	1 csomag	13.195
122 605	UK I2 közepes	1 csomag	13.195
122 606	UK I3 nagy	1 csomag	13.195



Implant lenyomatkanál (ASA)

Egyszerhasználatos alumínium lenyomatkanál implantációs lenyomatvételhez. Gazdaságos alternatívája a speciális kanálrendszereknek. Fűrés során nem forgácsolódik, 6 különböző méretben felső és alsó állkapocshoz. **OK - felső, UK - alsó.**

059 531	készlet: 12 db, (1-1 db valamennyi méretben)	1 csomag	11.995
059 532	OK, nr. XXS	1 db	1.145
059 533	OK, nr. XS	1 db	1.145
059 534	OK, nr. S	1 db	1.145
059 535	OK, nr. M	1 db	1.145
059 536	OK, nr. L	1 db	1.145
059 537	OK, nr. XL	1 db	1.145
059 538	UK, nr. XXS	1 db	1.145
059 539	UK, nr. XS	1 db	1.145
059 540	UK, nr. S	1 db	1.145
059 541	UK, nr. M	1 db	1.145
059 542	UK, nr. L	1 db	1.145
059 543	UK, nr. XL	1 db	1.145
	5 darabtól	darabonként	995



Multi Tray (Kettenbach)

Egyszerhasználatos részleges lenyomatkanál szituációs- és/vagy precíziós lenyomatvételhez.

237 265	poszterior, 50 db	1 csomag	17.295
237 267	anterior, 30 db	1 csomag	10.995
237 268	részleges, 30 db	1 csomag	10.995



Akár 7% automatikus kedvezmény

20.000 forint
feletti rendelés

Ingyenes szállítás

50.000 forint
feletti rendelés

2% kedvezmény

100.000 forint
feletti rendelés

3% kedvezmény

200.000 forint
feletti rendelés

4% kedvezmény

300.000 forint
feletti rendelés

5% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházás megrendelések esetén)

2% kedvezmény

4% kedvezmény

5% kedvezmény

6% kedvezmény

7% kedvezmény

Egyéb egyszerűhasználatos termékek



EGYSZERHASZNÁLATOS SZŰRŐ

Univerzálisan használható, kiváló szűrőképességű egyszerűhasználatos szűrő fogászati kezelőegységek szeparátor automatikájához.

100 562	12 db	1 csomag	7.645
---------	-------	----------	-------

csak **7.645 Ft**



Egyszerhasználatos szűrő, sárga (Dürr Dental)

Szeparáló automatikákhoz és szelektív berendezésekhez. 12 db/csomag.


013 501	sárga	1 csomag	10.395
---------	-------	----------	--------



Műanyag szűrő (KaVo)

Műanyag szűrő KaVo kezelőegységek elszívóberendezéseihez. 10 db/csomag.

082 505	fehér	1 csomag	10.745
---------	-------	----------	--------



Variator készlet (Hager & Werken)

Egyszerhasználatos készlet. Kiválóan használható rendelőn kívül végzett kezelések során, kockázatos betegek esetén vagy balesetek alkalmával. Egy csomag 10 steril készletet tartalmaz.

213 914	Variator készlet: 10 db egyszerűhasználatos készlet	1 csomag	4.445
---------	---	----------	-------



Egyszerhasználatos tálca

Környezetbarát, fehér műanyag tálcák műszerek, folyadékok, paszták és egyéb apró eszközök tárolására. 400 db.

159 575	18 x 14 cm, beosztással	1 csomag	10.395
159 576	20 x 15 cm, beosztás nélkül	1 csomag	10.395
159 558	28 x 18 cm, beosztással	1 csomag	12.795



Hűtőtömlő sebészeti gépekhez (OMNIA)

998 090	hűtőtömlő Elcomed 200/ 100 W&H géphez	1 db	3.795
998 096	hűtőtömlő KaVo IntraSurg 300/ 500 géphez	1 db	3.795
998 095	hűtőtömlő Elcomed SA 200 W&H 19 cm pumpa/ Innova Corp-Straumann/Frioss Unit E géphez	1 db	3.795
998 094	hűtőtömlő Nobel Biocare80/ Implantmed W+H/ Frioss Unit S/ Ace/ Straumann/ Innova Corp. 3L/ Centerpulse/Lifecore géphez	1 db	3.795
998 093	hűtőtömlő Surgic II XT NSK géphez	1 db	3.795
998 091	hűtőtömlő Nouvag 3000/ 7000/ MD10 Strauman model Nouvag géphez	1 db	2.995

