



Minden, amire szüksége van.



MŰSZERFERTŐTLENÍTŐ PLUS

a terméket a 240. oldalon találja



FERTŐTLENÍTŐSPRAY PLUS

a terméket a 242. oldalon találja



FERTŐTLENÍTŐ  
KENDŐ PLUS

a terméket a 242. oldalon találja



MŰSZERFERTŐTLENÍTŐ KÁD

a terméket a 241. oldalon találja



<b>Kézfertőtlenítés, tisztítás</b>	<b>240</b>
<b>Műszerfertőtlenítés, tisztítás</b>	<b>240 - 241</b>
<b>Alkoholos gyorsfertőtlenítés / fertőtlenítő spray-k / kendők</b>	<b>242 - 244</b>
<b>Felületfertőtlenítés, tisztítás</b>	<b>245 - 246</b>
<b>Lenyomatfertőtlenítés, tisztítás</b>	<b>246 - 247</b>
<b>Fúró- és gyémántcsiszoló-fertőtlenítés, tisztítás</b>	<b>247</b>
<b>Elszívórendszer-fertőtlenítés, tisztítás</b>	<b>248 - 250</b>
<b>Tisztító és fertőtlenítő oldatok ultrahangos készülékekhez</b>	<b>250 - 252</b>
<b>Kéz- és bőrápoló szerek</b>	<b>252</b>
<b>Segédeszközök</b>	<b>253 - 254</b>
<b>Műszerápoló szerek</b>	<b>254 - 255</b>

## Kézfertőtlenítés, tisztítás



### M+W select KÉZFERTŐTLENÍTŐ

Propan-2-ol 70% (V/V). Baktericid, tuberkulocid, fungicid higiéniai és sebészeti kézfertőtlenítő oldat. Közvetlenül a bőrön használható, parfüm- és színezőanyagmentes. Nyílt sebek fertőtlenítésére nem használható. Mellékhatások: bedörzsölésekor bőrpír és enyhe égő érzés léphet fel. Nincs spóraölő hatása, ezért nem alkalmas steril műszerek és fecskendők tárolására. Tűzveszélyes! Jól lezárva tárolandó, alkoholt tartalmaz, gyúlékony. Mielőtt elektromos berendezést használna, várja meg, amíg a bőre teljesen megszárad.

100 781	flakon, 500 ml	1 flakon	1.995
100 782	flakon, 1 l	1 flakon	2.745
	3 flakontól	flakononként	2.495

már **1.995 Ft-tól**



### M+W select FOLYÉKONY KÉZMOSÓ SZAPPAN

Kellemesen friss illatú, vitamin tartalmú orvosi kézmosó szappan, bőrbarát pH értékkel. Gyakori kézmosás mellett sem szárít. Vitaminjainak és zsírtartalmú alkotórészeinek köszönhetően ápolja és feszesíti a bőrt. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Színe: kék.

200 745	adagoló flakon, 500 ml	1 flakon	1.595
200 746	adagoló flakon, 1 l	1 flakon	1.995
200 747	kanna, 10 l	1 kanna	12.995

már **1.595 Ft-tól**



### HD 435 (Dürr Dental)

Gyengéd kézmosó oldat. A bőr védőrétegét helyreállítja, pH értéke 5,4. Alkáli- és szappanmentes, bőr-ápoló és hidratáló anyagokat, valamint allantoint tartalmaz. Antibakteriális hatású.

013 774	500 ml	1 flakon	4.145
014 705	1 l	1 flakon	5.645
013 730	2,5 l	1 flakon	9.875

## Műszerfertőtlenítés, tisztítás



### M+W select MŰSZERFERTŐTLENÍTŐ PLUS

Kellemes illatú koncentrátum orvosi kéziműszerek és forgó eszközök tisztítására, fertőtlenítésére. Anyagbarát, véd a korróziótól. Hatásspektruma már rövid behatási idő mellett is széles. (1,5% - 15 perc, 1% - 60 perc). Ultrahangos készülékben is használható. Hatásspektrum: baktériumok, candida albicans, burkos vírusok (pl. HBV, HIV, HCV), TbB (Mycobacterium terrae)

200 723	2 l	1 flakon	10.995
	3 flakontól	flakononként	9.995
917 746	5 l	1 kanna	18.995
	3 kannától	kannánként	17.995

már **9.995 Ft-tól**



### M+W select TISZTÍTÓ/FERTŐTLENÍTŐ POR

Kvaterner ammóniumsó alapú por műszerek tisztítására és egyidejű fertőtlenítésére. Kis koncentrációban alkalmazandó, így használata gazdaságos és anyagbarát. Teljeskörű hatásspektrummal bír a sebészeti műszerek és fűrészek tisztítása, valamint fertőtlenítése terén. Ultrahangos készülékben is használható.

100 715	5 kg	1 vödör	17.675
---------	------	---------	--------

már **17.995 Ft-tól**

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

### ID 212 forte (Dürr Dental)

Friss illatú, aldehidmentes műszertisztító és fertőtlenítő koncentrátum. Aldehidmentes, baktericid, fungicid, korlátozottan virucid (burkos vírusok, beleértve HBV, HCV, HIV, nem burkos Adenovírusok). Gyors hatás (30 perc/4%), ultrahangos készülékhez is használható (15 perc/2%).

013 710 2,5 l 1 flakon 19.995



### ID 213 (Dürr Dental)

Aldehidmentes koncentrátum általános és sebészeti eszközök fertőtlenítéséhez és tisztításához. Teljes virucid hatásspektrum, hatékony az összes burkos és nem burkos vírus ellen, beleértve a HBV, HCV és HIV vírusokat is. Ultrahangos készülékekhez is használható (10 perc/2%). Menta illat.

013 712 2,5 l 1 flakon 21.495



### ID 215 (Dürr Dental)

Koncentrátum műszerek fertőtlenítés előtti kézi, enzimátikus tisztítására. Hatásspektrum: baktericid, levurocid, korlátozottan virucid (burkos vírusok, beleértve HBV, HCV és HIV). Mikrobiocid hatásának köszönhetően védi a munkatársakat. Behatási idő: 1%-os oldatként 30 perc vagy 2%-os oldatként 15 perc. Használható ultrahangos készülékben is. (1%-os oldatként 15 perc vagy 2%-os oldatként 1 perc.)

014 770 2,5 l koncentrátum 1 flakon 20.495



### Hygobox kék (Dürr Dental)

Műszerfertőtlenítő doboz ellenálló polipropilénből, fogantyúval. Folyadékszint jelzés: 1, 2 és 3 liternél. A szűrőbetét billenésbiztos csöpögtető pozícióval rendelkezik. Mosogatógépbe is helyezhető. Nem hőálló. Méret (Ma x Sz x Mé): 13 x 32,5 x 21 cm.

013 755 Hygobox kék 1 db 22.875



7

### M+W select MŰSZERFERTŐTLENÍTŐ KÁD

Az összes fertőtlenítőszerhez, tetővel és csöpögtető szűrőbetéttel. 60°C-ig hőálló. Méret (Ma x Sz x Mé): 3 literes kád: 12 x 32 x 21 cm, 5 literes kád: 15 x 39,5 x 26 cm.

000 761 3 l 1 db 14.245  
000 760 5 l 1 db 20.995



már **14.245 Ft-tól**

## Alkoholos gyorsfertőtlenítés / fertőtlenítő spray-k / kendők



Friss illatú

Alma illatú

Citrom illatú

### M+W select FERTŐTLENÍTŐ SPRAY PLUS

Aldehydmentes, széles hatásspektrumú fertőtlenítőszer felületek és orvosi eszközök szóró- valamint törölő fertőtlenítésére. Ne használja alkoholra érzékeny felületeken (pl. akrilüveg, kárpit). Hatásspektrum: baktericid, levurocid (candida albicans), tuberkulocid (Mycobacterium terrae), korlátozottan virucid (hatékony burkos vírusok, pl. HBV, HIV, HCV valamint adeno-, noro- és rota vírusokkal szemben)

<b>M+W fertőtlenítő spray AF, friss illatú</b>		
917 735	szóróflakon, 1 l, szórófej nélkül	1 flakon 2.595
	3 flakontól	flakononként 2.145
917 747	kanna, 5 l	1 kanna 9.995
	3 kannától	kannánként 8.995
<b>M+W fertőtlenítő spray AF, alma illatú</b>		
917 737	szóróflakon, 1 l, szórófej nélkül	1 flakon 2.595
	3 flakontól	flakononként 2.145
917 749	kanna, 5 l	1 kanna 9.995
	3 kannától	kannánként 8.995
<b>M+W fertőtlenítő spray AF, citrom illatú</b>		
917 736	szóróflakon, 1 l, szórófej nélkül	1 flakon 2.595
	3 flakontól	flakononként 2.145
917 748	kanna, 5 l	1 kanna 9.995
	3 kannától	kannánként 8.995
000 749	szórófej 1 literes flakonhoz	1 db 995

már **2.145 Ft-tól**



Friss illatú

Alma illatú

Citrom illatú

### M+W select FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ PLUS

Alkoholtartalmú oldattal átitatott puha, nem szálasodó, 14x22 cm méretű kendők, kis felületek, orvosi eszközök tisztítására és fertőtlenítésére. Aldehydmentes, hatásspektruma széles. Ne használja alkoholra érzékeny felületeken (pl. akrilüveg, kárpit). Hatásspektrum: baktericid (beleértve MRSA), levurocid (candida albicans), tuberkulocid (Mycobacterium terrae), korlátozottan virucid (hatékony burkos vírusok, pl. HBV, HIV, HCV valamint adeno-, noro- és rota vírusokkal szemben)

<b>M+W fertőtlenítő kendő AF, friss illatú</b>		
917 740	doboz, 100 kendő	1 doboz 1.795
	3 doboztól	dobozonként 1.645
200 736	utántöltő, 100 kendő	1 csomag 1.495
	10 csomagtól	csomagonként 1.395
	20 csomagtól	csomagonként 1.295
<b>M+W fertőtlenítő kendő AF, alma illatú</b>		
917 744	doboz, 100 kendő	1 doboz 1.795
	3 doboztól	dobozonként 1.645
200 740	utántöltő, 100 kendő	1 csomag 1.495
	10 csomagtól	csomagonként 1.395
	20 csomagtól	csomagonként 1.295
<b>M+W fertőtlenítő kendő AF, citrom illatú</b>		
917 742	doboz, 100 kendő	1 doboz 1.795
	3 doboztól	dobozonként 1.645
200 738	utántöltő, 100 kendő	1 csomag 1.495
	10 csomagtól	csomagonként 1.395
	20 csomagtól	csomagonként 1.295

már **1.295 Ft-tól**



### M+W select BIG FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ

Fertőtlenítő kendők, 275 x 275 mm. Az átitatáshoz 1,4 liter M+W fertőtlenítő spray AF-t ajánlunk. A Quattro tárolódobozban nem száradnak ki a kendők.

000 716	utántöltő, 150 kendő (adagoló vödör nélkül)	1 tekercs 4.995
	3 csomagtól	csomagonként 4.645
100 751	Quattro vödör (üres)	1 db 2.425

már **4.645 Ft-tól**



## M+W select PREMIUM WIPES BIG

Prémium minőségű, nem átitatott, nagy fertőtlenítőkendő. Szakadásbiztos és nem szőszőlődik. Praktikus méretének, 280 x 280 mm köszönhetően egy kendő is elég a kezelőhelyiséghez. Kb. 15 kis törlőkendőt tesz ki, ezáltal kedvezőbb árfekvésű és környezettudatosabb a gyorsfertőtlenítés. Átitatáshoz 1-1,5 liter M+W fertőtlenítő spray AF-t ajánlunk. A Quattro tárolódobozban nem száradnak ki a kendők.

100 750	utántöltő, 75 kendő (adagoló vödör nélkül)	1 tekercs	5.715
	3 csomagtól	csomagonként	5.195
100 751	Quattro vödör (üres)	1 db	2.425



már **5.195 Ft-tól**

## FD 322 (Dürr Dental)

Aldehidmentes törlőfertőtlenítő, aeroszol mentes alkalmazáshoz. Csíkmentesen szárad.

014 751	1 l	1 flakon	6.495
013 711	2,5 l	1 flakon	14.995
014 721	szórófej a 800 ml-es / 1 literes flakonhoz	1 db	2.795
<b>parfümmentes:</b>			
014 735	2,5 l flakon	1 flakon	14.995



## FD 322 top wipes / FD 322 premium wipes (Dürr Dental)

Alkoholos, gyors hatású kendő orvosi eszközök és berendezési tárgyak tisztítására és fertőtlenítésére. Baktericid (beleértve Tb), korlátozottan virucid plusz (burkos vírusok, pl. HBV, HCV, HIV, burok nélküli vírusok, pl. adenovírusok, polyomavírusok SV 40, norovírusok). Rövid behatási idő (1 perc VAH szerint, 4-felület-teszt). Száradáskor nem hagy nyomot. Top wipes: 17,5 x 25 cm. Premium wipes: 14 x 19 cm

<b>FD 322 top wipes:</b>			
014 775	4 x 50 kendő	1 csomag	4.145
<b>FD 322 premium wipes:</b>			
014 776	doboz, 80 kendő	1 doboz	3.115
014 777	utántöltő: 12 x 80 kendő	1 csomag	29.295



## FD 333 (Dürr Dental)

Aldehidmentes törlőfertőtlenítő, citrom illatú, aeroszolmentes alkalmazáshoz. Gyors, csíkmentes száradás. Teljes virucid hatásspektrum.

014 752	1 l	1 flakon	6.975
013 707	2,5 l	1 flakon	15.725
014 721	szórófej a 800 ml-es / 1 literes flakonhoz	1 db	2.795



Táblázatunk megkönnyíti a fertőtlenítőszer pontos adagolását.

A fertőtlenítő oldat teljes mennyiségét a fertőtlenítő koncentrátum, valamint a hozzáadott víz együttes mennyisége adja.

	0,1%	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
<b>1 Liter</b>	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
<b>2 Liter</b>	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
<b>3 Liter</b>	3 ml	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
<b>4 Liter</b>	4 ml	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
<b>5 Liter</b>	5 ml	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml
<b>6 Liter</b>	6 ml	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml
<b>7 Liter</b>	7 ml	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml
<b>8 Liter</b>	8 ml	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml
<b>9 Liter</b>	9 ml	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml
<b>10 Liter</b>	10 ml	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml

## ADAGOLÁSI SEGÉDLET



Cikkszám      Termékleírás      Rendelési egység      Ft



### FD 333 forte (Dürr Dental)

Teljes mértékben virucid használatra kész oldat orvosi eszközök, berendezési tárgyak felszínének tisztítására és fertőtlenítésére. Hatásspektrum: baktericid (beleértve Tb), fungicid, virucid. Behatási idő: 1 perc. Friss citrom illatú, gyorsan szárad.

014 766	flakon, 1 l	1 flakon	6.975
014 765	flakon, 2,5 l	1 flakon	15.725
014 721	szórófej 800 ml-es / 1 literes flakonhoz	1 db	2.795



### FD 333 forte wipes (Dürr Dental)

Teljes mértékben virucid átítatott kendő orvosi eszközök, berendezési tárgyak felszínének tisztítására és fertőtlenítésére. Hatásspektrum: baktericid (beleértve Tb), fungicid, virucid. Behatási idő: 1 perc. Parfümentes. 20 x 30 cm.

014 760	Adagoló doboz 100 db kendővel	1 csomag	11.325
014 761	utántöltő: 4 x 100 db kendő	1 csomag	35.995



### FD 366 sensitive (Dürr Dental)

Aldehidmentes fertőtlenítőszer érzékeny felületek gyorsfertőtlenítésére. Csekély alkoholtartalmának köszönhetően olyan érzékeny anyagok fertőtlenítésére is alkalmas, mint az akrilüveg vagy a műbőr. Behatási ideje csupán 1 perc, gyorsan szárad. Hatásspektruma széles: baktericid, tuberkulocid, fungicid, korlátozottan virucid (burkos vírusok, mint Vaccinia vírusok, BVDV beleértve HBV, HCV, HIV).

014 753	1 l	1 flakon	6.495
013 727	2,5 l	1 kanna	15.495
014 721	szórófej a 800 ml-es / 1 literes flakonhoz	1 db	2.795



### FD 366 sensitive top wipes (Dürr Dental)

Használatkész, parfümentes oldattal átítatott törölkendő, érzékeny felületekhez. Baktericid (beleértve Tb), korlátozottan virucid (burok nélküli vírusok, pl. noro-vírus). Rövid behatási idő (1 perc VAH szerint, 4-felület-teszt). A finoman strukturált, nem szálasodó vliés kendő nem karcolja meg a felületeket. Hatóanyag: alkohol (17%), kvaterner ammóniumvegyületek. Kendőméret: 17,5 x 25 cm.

014 778	4 x 50 kendő	1 csomag	3.995
---------	--------------	----------	-------

7



**Szeretne a jövőben is értesülni újdonságainkról?  
Szeretne értesítést kapni legújabb akcióinkról?  
Szeretné kihasználni csak néhány napig tartó  
kedvezményes ajánlatainkat?**

**Regisztráljon hírlevelünkre honlapunkon,  
vagy Termékkatalógusunk 425. oldalán  
található hozzájáruló nyilatkozat segítségével.**



## Felületfertőtlenítés, tisztítás

### M+W select FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ AF

Aldehid- és fenolmentes fertőtlenítő és tisztító koncentrátum különböző felületekhez, orvosi berendezésekhez. Különösen ajánlott azokon a területeken, ahol kellemetlen szagokat kell megszüntetni. Baktericid, fungicid, virucid (HBV, HIV és papovavírusok) hatású. Hatóideje: 1%-os koncentrátum esetén 1 óra, 2%-os koncentrátum esetén 15 perc (HBV és HIV). Permetező fertőtlenítésre nem alkalmas!

917 738	flakon, 2 l	1 flakon	4.995
917 739	kanna, 5 l	1 kanna	9.995

**Amíg a készlet tart!**



már **4.995 Ft-tól**

### M+W select FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ PLUS

Aldehidmentes, kellemes, könnyű illatú koncentrátum nagyobb felületek, berendezési tárgyak tisztítására a rendelőben és azon kívül. Kizárólag a címkén szereplő koncentrációban alkalmazza! Ne használja spray-ként. Hatásspektrum: baktériumok, candida albicans, burkos vírusok (pl. HBV, HIV, HCV), TbB (Mycobacterium terrae).

200 733	2 l	1 flakon	7.495
	3 flakontól	flakononként	6.995
200 734	5 l	1 kanna	13.995
	2 kannától	kannánként	12.995



már **6.995 Ft-tól**

### FD 300 (Dürr Dental)

Aldehidmentes koncentrátum lemosható felületek és tárgyak, praxis eszközök, készülékek, padlózat, falak fertőtlenítésére és tisztítására. Alkalmas az összes nedvesen törölhető padlóhoz. Használata takarékos: 2,5 l koncentrátumból 500 l 0,5%-os használatra kész oldat készíthető.

013 719	2,5 l	1 flakon	20.995
---------	-------	----------	--------



### FD 300 top wipes (Dürr Dental)

Használatra kész, alkoholmentes, extra nagy kendők (17,5 x 28 cm) kezelőegységek, orvosi gépek stb. felületének fertőtlenítéséhez és tisztításához rendelőben és fogtechnikai laborban. Intenzív tisztítóhatású, kellemes illatú és anyagbarát. Hatóideje különösen rövid (2 perc). Hatásspektruma széles: bakteri-cid, tuberkulocid, fungicid, virucid HIV/HBV/HCV.

013 726	4 utántöltő csomag (50 db/ csomag)	1 csomag	13.495
---------	------------------------------------	----------	--------



### FD 360 (Dürr Dental)

Mélyen a pórusokba hatoló anyagbarát tisztító folyadék műbőr kárpitok tisztítására, ápolására, állagmegőrzésére. Intenzíven tisztít és selyemfényt ad. A speciális szivacs segítségével a makacs szennyeződések és elszíneződések is gyorsan, a pórusokba hatóan eltávolíthatók. Az oldat többek között avokádó olaj alapú ápoló összetevőket tartalmaz.

013 764	500 ml, 10 db speciális szivacs	1 csomag	11.275
---------	---------------------------------	----------	--------





Cikkszám      Termékleírás      Rendelési egység      Ft



## Praxipolish Plus (Hager & Werken)

Tisztító hab kezelőegységek kárpitjához, műanyag és fa felületekre.

022 700	flakon, 400 ml	1 flakon	3.795
---------	----------------	----------	-------

## Lenyomatfertőtlenítés, tisztítás



## M+W select SEPTOPRINT PLUS

Anyagbarát használatkész oldat bármely lenyomatanyag vagy fogpótlás fertőtlenítésére. Anyagbarát, hatásspektruma - már 1 perces behatási idő mellett is - széles. Hatásspektrum: baktériumok (beleértve MRSA), Candida albicans, burkos vírusok (pl. HBV, HIV, HCV), TbB (Mycobacterium terrae)

200 725	5 l	1 kanna	14.995
000 770	adagoló pumpa 5 l-es és 10 l-es kannához, 1 adag 20 ml: a tömlőt méretre lehet vágni	1 db	3.245
000 771	nyitókulcs kannához	1 db	1.575
000 772	csap kannához	1 db	2.995

csak **14.995 Ft**



## M+W select SEPTOPRINT KONCENTRÁTUM

Koncentrátum a szokásos lenyomatanyagok (A-/C-szilikonok, hirokolloidok, alginátok, poliéterek), valamint fogpótlások fertőtlenítésére. Különösen gazdaságos, 1 liter koncentrátumból 50 liter fertőtlenítő oldat készíthető. Anyagbarát, nem befolyásolja a gipszmintákat. Baktericid, fungicid, a rotavírusokat, illetve a tokos vírusokat (HBV/HCV/HIV) - 2%-os oldat formájában - 15 perc alatt inaktíválja. A lenyomatokat kiöntés előtt tiszta vízzel öblítse le.

100 725	1 liter, adagoló flakonban	1 flakon	9.795
---------	----------------------------	----------	-------

csak **9.795 Ft**



## MD 520 (Dürr Dental)

Formaldehidmentes, használatra kész oldat lenyomatok, valamint mindennemű protetikai munka fertőtlenítéséhez, tisztításához.

013 736	2,5 l	1 flakon	13.995
013 741	10 l	1 kanna	49.995



## Lenyomatfertőtlenítő doboz (Dürr Dental)

Maximum 2 lenyomatkanál egyidejű, MD 520 oldattal történő merítő fertőtlenítéséhez és tisztításához. Szükséges időtartam: 5 perc. Termodezinfektorba nem helyezhető.

013 757	lenyomatfertőtlenítő doboz	1 db	9.725
---------	----------------------------	------	-------

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

**Hygobox sárga (Dürr Dental)**

Fertőtlenítő doboz ellenálló polipropilénből, merítő fertőtlenítéshez, max. 6 lenyomatig. Feltöltése: 1, 2 és 3 literig. A szűrőbetét billenésbiztos csöpögtető pozícióval rendelkezik. Hőfertőtlenítésre nem alkalmas. Méret (Ma x Sz x Mé): 13 x 32,5 x 21 cm.

013 756	Hygobox sárga	1 db	22.875
---------	---------------	------	--------



**Fúró- és gyémántcsiszoló-fertőtlenítés, tisztítás**



**FÚRÓFERTŐTLENÍTŐ PLUS**

Használatkész oldat fogorvosi forgó eszközök fertőtlenítésére. Ne használjuk csiszolókövekhez, polírozókhoz, műanyag- és alumínium eszközökhöz. Ultrahangos tisztítóban is használható. Már rövid behatási idő (5 perc) mellett is széles hatásspektrummal rendelkezik. Hatásspektrum: baktériumok, candida albicans, burkos vírusok (pl. HBV, HIV, HCV), TbB (Mycobacterium terrae)

200 720	2 l	1 flakon	4.795
	3 flakontól	flakononként	4.395
200 722	5 l	1 kanna	10.995
	2 kannától	kannánként	10.295
200 721	10 l	1 kanna	19.695
	2 kannától	kannánként	18.695



**már 4.395 Ft-tól**

**ID 220 (Dürr Dental)**

Fúrófürdő: aldehidmentes használatra kész oldat fúrók tisztításához és fertőtlenítéséhez. Gyors hatás (1 perc). Ultrahangos tisztításhoz is használható (5 perc). Biológiailag lebomlik. Korrozíó elleni anyagot tartalmaz.

013 739	2,5 l	1 flakon	12.785
---------	-------	----------	--------



**BR-Box**

Műanyag, fehér fúrotisztító doboz. A fúró és gyémánt instrumentek használat után a tisztítóoldattal teli doboz fedelén lévő lyukba dobhatók. Ø 9 cm, magasság 7 cm. Nem sterilizálható.

000 092	BR-Box	1 db	2.375
---------	--------	------	-------



**A legnagyobb választék a leggyorsabban**

- **98% feletti szállítási késztség**
- **a 15 óráig megrendelt áru Budapesten kettő, Budapesten kívül három munkanapon belül átvehető a megadott címen**
- **ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft rendelési érték felett**



## Elszívórendszer-fertőtlenítés, tisztítás



### M+W select ULTRASUC SUPER

Aldehid-, fenol- és klórmentes fertőtlenítő és tisztító koncentrátum fogászati elszívórendszerekhez. Amalgámleválasztós és anélküli berendezésekhez is ajánlott. Szagtalanító hatású, nem habzik. Hatásspektruma: baktericid (TBC-re is), fungicid, virucid (HBV, HCV, HIV). Hatóideje: 2% - 15 perc, átlátszó.

000 787	5 l	1 kanna	13.995
	2 kannától	kannánként	13.295

már **13.295 Ft-tól**



### M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER

Hatékony tisztító koncentrátum. Elszívórendszerek és amalgámleválasztó készülékek alapos tisztításához. Leoldja a makacs lerakódásokat, fehérje szennyeződések stb. Különösen ajánlott homokfúvó készülékek használata esetén, illetve lefolyók, szennyvíz-elvezetők takarításához, problematikus vezetékes víz vagy kedvezőtlen szintkülönbség esetén. Használata hetente ajánlott 5-10%-os oldatként, hatóideje kb. 1,5 - 2 óra.

000 779	2 l	1 flakon	7.495
	3 flakontól	flakononként	6.895

már **6.895 Ft-tól**



### M+W select KÖPÖCSÉSZE TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ

Használatrakész oldat köpöcsészek alapos tisztítására és fertőtlenítésére praktikus szóróflakonban. Eltávolítja a vért, vízkövet, plakkszínező- és lenyomatanyag maradványokat. Hatásos baktériumokkal és gombákkal szemben.

100 732	flakon, 750 ml	1 flakon	3.725
	3 flakontól	flakononként	3.375

már **3.375 Ft-tól**



### Dekaseptol gél (KaVo)

Fertőtlenítő, ápoló és tisztító gél fogászati elszívórendszerekhez. Egyszerű használat: öblítse ki vízzel az elszívótömlőket, nyomja meg egyszer az adagoló pumpát, így 15 ml Dekaseptol gélhez jut, amivel közvetlenül kitisztíthatja az elszívórendszert. Elegendő naponta egyszer használni. Biológiailag lebomlik.

082 725	bevezető készlet: 3 x 1 l gél, 1 adagoló pumpa	1 készlet	35.995
082 726	kanna, 6 l	1 kanna	27.995
082 727	adagoló pumpa	1 db	7.195
082 728	áttöltő csap 6 literes kannához	1 db	5.995



### Oxygenal 6 (KaVo)

Vízfertőtlenítő szer. Kizárólag KaVo vízcsírátlanító berendezésekhez. Hatóanyag 6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

082 700	1 l	1 flakon	11.695
---------	-----	----------	--------



Minden, amire szüksége van.



## ULTRASUC SUPER CLEANER

a terméket a 248. oldalon találja



## KÖPŐCSÉSZE FERTŐTLENÍTŐ

a terméket a 248. oldalon találja



## UNIVERZÁLIS SPRAY

a terméket a 254. oldalon találja

Cikkszám      Termékleírás      Rendelési egység      Ft



### MD 550 (Dürr Dental)

Antibakteriális hatású, aldehidmentes, használatra kész oldat köpöcsészék tisztítására és fertőtlenítésére. Nem habzik, minden berendezéshez ajánlott. Könnyedén távolítja el a vízkövet, vért, színezőtabletta-maradványokat, stb.

013 750	750 ml	1 flakon	5.395
---------	--------	----------	-------



### Orotol plus / OroCup (Dürr Dental)

Aldehidmentes koncentrátum fogászati elszívőrendszerek és amalgámleválasztó készülékek fertőtlenítésére, illatosítására, tisztítására és ápolására. Nem habzik. Intenzív tisztító hatás. Eltávolítja a makacs lerakódásokat is. Széles hatásspektruma révén biztos védelmet nyújt a fertőzések ellen. Biológiailag lebomlik.

013 700	2,5 l koncentrátum, 125 l használatra kész oldathoz	1 flakon	18.995
---------	---	----------	--------

**Basis Set:** 2,5 l Orotol plus, 2,5 l MD 555 cleaner,

750 ml MD 550, 1 OroCup (**megtakarítás az egyenkénti**

013 769	<b>vásárláshoz képest: 12.885 Ft)</b>	1 csomag	42.995
---------	---------------------------------------	----------	--------

**OroCup**, 2 liter használatra kész oldathoz, adapterrel

013 705	az elszívőtömlőkhöz	1 db	17.995
---------	---------------------	------	--------



### MD 555 (Dürr Dental)

Kiváló hatékonyságú speciális koncentrátum elszívőrendszerek és amalgámleválasztó készülékek alapos tisztítására. Feloldja a makacs lerakódásokat, szennyeződéseket. Különösen ajánlott homokfúvó készülékek használata esetén, illetve lefolyók, szennyvíz-elvezetők takarításához, problematikus vezetékes víz vagy kedvezőtlen szintkülönbség esetén.

013 742	2,5 l	1 flakon	13.495
---------	-------	----------	--------

## Tisztító és fertőtlenítő oldatok ultrahangos készülékekhez



### MD 535 gipszeltávolító (Dürr Dental)

Használatra kész oldat gipszek, alginátok eltávolítására lenyomatkanalakról, keverőspatulákról, mérő- és keverőedényekről (vákuumos készülékekről is), mindenfajta protetikai anyagról, fogszabályozó készülékekről stb. Ultrahangos készülékekhez is használható.

013 746	2,5 l	1 flakon	19.235
---------	-------	----------	--------



### MD 530 cementeltávolító (Dürr Dental)

Használatra kész oldat savban oldódó cementek eltávolítására koronákról, hidakról, spatulákról és üvegről. A protéziseket is megtisztítja a fogkőtől, cigarettafoltoktól, korróziótól. Ultrahangos készülékhez is használható. Szervetlen savakat, tenzideket tartalmaz.

013 745	2,5 l	1 flakon	10.425
---------	-------	----------	--------





# A BIZALOM

nélkülözhetetlen a praxisban



- Az Orotol® plus és az MD 555 cleaner tökéletesen kiegészítik egymást és gondoskodnak az elszívóberendezés hosszú élettartamáról
- Együttesen megvédik az elszívó tartozékait a lerakódásoktól, a csíráképződéstől, a károsodástól és az anyagkárosodástól
- Az MD 555 cleaner feloldja a legmakacsabb profilaxis por maradékokat is

Cikkszám Termékleírás

Rendelési egység

Ft



## M+W select TRAY CLEANER

Speciális hatóanyag koncentrátum nem rozsdásodó lenyomatkanalak, műszerek kíméletes tisztításához. Nagyon gyorsan leoldja az alginát, cinkoxid-eugenol, karboxilát és foszfátcement maradványokat, csakúgy, mint a hőre lágyuló lenyomatanyagokat, viaszokat. A lenyomatkanál ragasztót is oldja. Alkalmazása: 5-10%-os oldatként, nagyon erős szennyeződés esetén koncentráltan is. Az oldat ultrahangos készülékekben is használható. Króm-nikkel és alumínium tartozékok együtt nem tisztíthatók.

100 700	1 l	1 flakon	6.845
---------	-----	----------	-------

csak **6.845 Ft**

## Kéz- és bőrápoló szerek



### HD 440 (Dürr Dental)

Ápolókrém az erősen igénybevett és érzékeny bőrre, parfüm- és színezékmentes. Védi a bőrt és megelőzi a gyulladásokat, a bőr kiszáradását. Keze bársonyossá válik. Különösen takarékos, gyorsan felszívódik. Varázsdíó kivonatot, ápoló olajokat, allantoint és A-vitamint tartalmaz.

014 704	500 ml	1 flakon	5.125
014 719	adagoló pumpa	1 db	3.795



### Sensiva regeneráló krém (S&M)

Kéz- és bőrápoló krém. Segít a sérült bőr regenerálásában.

068 709	tubus, 50 ml	1 db	1.695
---------	--------------	------	-------



### sensiva protective emulzió (S&M)

Színező anyag- és parfümmentes víz-olaj emulzió. Védi, ápolja és hidratálja a bőrt. Gyorsan felszívódik.

168 783	150 ml	1 flakon	1.385
168 745	500 ml	1 flakon	3.245



### esemtan skin lotion (S&M)

Színezőanyagmentes testápoló normál bőrre. Jojoba olajat és méhviaszt tartalmaz. Gyorsan felszívódik, nem hagy maga után kellemetlen zsíréteget.

268 710	150 ml	1 flakon	1.385
268 711	500 ml	1 flakon	3.245

## Segédeszközök

### M+W select UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐSZER ADAGOLÓ

Univerzális fertőtlenítőszer- és szappan adagoló 500 ml-es és 1 literes flakonokhoz. A stabil adagolókar könyökkel könnyen kezelhető. Az átlátszó borító lap, a cserélhető pumpa, valamint az opcionálisan rendelhető csepptálca még teljesebbé teszi a napi higiénéért. Az adagolt mennyiség szabadon állítható. A csomagban egy üres flakon is található. Méret: 31 cm x 10 cm x 9 cm. (teljes mélység adagolókkal 22 cm)

400 520	M+W univerzális fertőtlenítőszer adagoló	1 db	16.995
400 521	Csepptálca*	1 db	3.845
400 522	Tartalék pumpa	1 db	1.425

\*400 520 cikkszám a képen látható csepptálcát nem tartalmazza, az opcionálisan rendelhető



csak **16.995 Ft**

### Univerzális adagoló (TEMCA)


Minden forgalomban lévő kézfertőtlenítő- és tisztítószerrel használható alumínium adagoló kivehető, sterilizálható nemesacél pumpával. Egyénileg beállítható az adagolás. Az üres flakon benne van a csomagban. (Az adott méretek a konzollal együtt értendők.)

098 703	500 ml, hosszú karral, (MaxSzéxMé): 24,5 x 8,2 x 23 cm	1 db	19.995
098 704	1000 ml, hosszú karral, (Ma x Szé x Mé): 29 x 9,5 x 23 cm	1 db	23.995
298 790	500 ml rövid karral, (Ma x Szé x Mé): 27 x 8,1 x 16 cm	1 db	19.995
298 791	1000 ml rövid karral, (Ma x Szé x Mé): 32 x 9,4 x 16 cm	1 db	23.995



### Sterilizáló ragasztószalag

098 712	indikátorszalag gőzsterilizáláshoz, 19 mm széles, 50 m hosszú	1 tekercs	2.595
---------	---	-----------	-------



### Plasteril A

Sterilizációs fólia hőlégmentesítéshez. Poliamid, 180°C-ig sterilizálható. Hossza 100 m.

#### színtelen:

059 709	50 mm széles, 0,03 mm vastag	1 tekercs	8.675
059 710	75 mm széles, 0,03 mm vastag	1 tekercs	10.395
059 711	100 mm széles, 0,03 mm vastag	1 tekercs	12.475

#### zöld:

059 706	50 mm széles, 0,05 mm vastag	1 tekercs	9.795
059 707	75 mm széles, 0,05 mm vastag	1 tekercs	10.925
059 708	100 mm széles, 0,05 mm vastag	1 tekercs	13.995



HŐLÉGSTERILIZÁTORHOZ

7


### M+W select KOMBIFÓLIA

Sterilizációs tekercs, papír/fólia kombináció, indikátorsíkkal, autoklávhoz és kemiklávhoz.

000 752	50 mm x 100 m	1 tekercs	3.115
000 753	75 mm x 100 m	1 tekercs	4.555
000 754	100 mm x 100 m	1 tekercs	5.715
000 722	50 mm x 200 m	1 tekercs	5.195
000 723	75 mm x 200 m	1 tekercs	7.635
000 724	100 mm x 200 m	1 tekercs	9.825

Normál méretű tálcák és kazetták fóliázására, 5 cm-es oldalsó redővel.

000 725	200 mm x 100 m	1 csomag	18.995
---------	----------------	----------	--------



már **3.115 Ft-tól**

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft



## PeelVue+ sterilizációs tasak (Kerr)

Öntapadós, könnyen nyitható sterilizációs zacskók külső és belső indikátorral. Egy tömítés megakadályozza, hogy a műszerek érintkezzenek az indikátorral. 200 db/csomag.

094 700	70 x 230 mm, nr. 31611	1 csomag	7.995
094 701	90 x 230 mm, nr. 31612	1 csomag	7.995
094 702	55 x 100 mm, nr. 31613	1 csomag	6.545
094 703	135 x 165 mm, nr. 31614	1 csomag	11.325
094 704	215 x 380 mm, nr. 31615	1 csomag	28.895
094 705	83 x 305 mm, nr. 31616	1 csomag	10.395
094 706	110 x 305 mm, nr. 31617	1 csomag	12.825
094 707	205 x 305 mm, nr. 31618	1 csomag	20.275
094 708	135 x 305 mm, nr. 31619	1 csomag	15.285
094 710	335 x 510 mm, nr. 31647	1 csomag	56.675
094 711	90 x 135 mm, nr. 31610	1 csomag	9.875



## Nitril kesztyű "Xtreme" (UNIGLOVES)

Pamutttal bélelt, extra hosszú és erős kesztyű. Megvédi a kezét a vegyszerektől a műszerek és berendezési tárgyak fertőtlenítése során. Párosával csomagolva. 12 pár/csomag.

400 700	M	1 csomag	6.495
400 701	L	1 csomag	6.495
400 702	XL	1 csomag	6.495
400 703	XXL	1 csomag	6.495



## M+W select STERILIZÁCIÓS INDIKÁTOR

Az indikátor csík megmutatja, hogy a sterilizációs ciklus az autoklávban rendben lezajlott-e. (EN ISO 11140-1)

200 702	200 indikátorcsík	1 csomag	7.995
---------	-------------------	----------	-------

csak **7.995 Ft**



## M+W select BOWIE & DICK TEST

Egyszerhasználatos teszt B-autoklávokhoz a gőzbehatolás ellenőrzésére a sterilizációs folyamat során. (EN ISO 11140-4.) Az előírás szerű dokumentáció érdekében a teszt írófelülettel rendelkezik.

200 700	M+W Bowie&Dick teszt	1 csomag	2.175
---------	----------------------	----------	-------

csak **2.175 Ft**

## Műszerápoló szerek



## M+W select UNIVERZÁLIS SPRAY

Turbinákhoz, kézi- és könyökdarabokhoz.

037 712	500 ml	1 flakon	4.995
	6 flakontól	flakononként	4.345
	12 flakontól	flakononként	3.745
	univerzális fém adapter Intramatic-csatlakozáshoz (kézi- és könyökdarabokhoz),		
100 704	134°C-ig autoklávozható	1 db	2.275
100 705	kiegészítő műanyag adapter könyökfejekhez	1 db	995
	fém adapter W+H turbinákhoz,		
100 706	134°C-ig autoklávozható	1 db	2.275
	fém adapter KaVo turbinákhoz		
100 707	(Multiflex csatlakozás), 134°C-ig autoklávozható	1 db	2.275

már **3.745 Ft-tól**

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

**KaVo Spray / QUATTROcare plus Spray (KaVo)**

**KaVo Spray:**

turbinákhoz illetve intra-instrumentekhez.

082 715	500 ml	1 flakon	11.345
082 716	műanyag szórófej turbina könyökdarabhoz	1 db	2.495
082 717	műanyag szórófej kézidarabokhoz	1 db	2.495

**KaVo QUATTROcare plus Spray:**

Ápoló és tisztító spray KaVo QUATTROcare készülékekhez.

**Kizárólag géppel együtt használható!**

082 736	flakon, 500 ml	1 flakon	12.495
---------	----------------	----------	--------



**Pana Spray Plus (NSK)**

Alkoholos olajspray, NSK turbinákhoz. E-típusú fúvókával az összes kézi- és könyökdarabhoz, melyek ISO E csatlakozóval rendelkeznek.

498 700	500 ml	1 flakon	9.795
		3 flakontól	flakononként 9.245
498 701	E-típusú sprayfúvóka, kézidarabokhoz	1 db	2.725



**M+W select T-OLAJSPRAY**

Sirona kézi- és könyökdarabok, valamint turbinák ápolására.

100 703	250 ml	1 flakon	6.495
		6 flakontól	flakononként 5.695



**már 5.695 Ft-tól**

**T1 Spray (Sirona)**

Sirona kézi- és könyökdarabok, illetve turbinák ápolásához.

098 780	250 ml	1 flakon	9.995
		6 flakontól	flakononként 9.495



**Service Oil F1 MD 400 (W&H)**

Valamennyi W&H kézi- és könyökdarabhoz, valamint turbinához.

098 760	400 ml	1 flakon	9.175
		3 flakontól	flakononként 8.995
098 761	szórófej adapterrel W&H kézi- és könyökdarabokhoz	1 db	2.995
098 762	szórófej adapterrel 600/700/800 szériás turbinákhoz	1 db	2.995

