

PRODUKT-DATENBLATT



- Tiefziehfolien -

Produktname	Chemische Bezeichnung	Bemerkungen
BIOCRYL 'C' 1,5 - 3,0 mm	Polymethylmethacrylat (PMMA)	<b>enthält kein:</b> - Dibenzoylperoxid - Benzoylhydroperoxid
BIOCRYL 'M' 2,0 mm	laminiertes Copolymer (PVC)	<b>enthält kein:</b> P-tert botylphenol - Formaldehydharz
BIOPLAST 1,0 - 5,0 mm	Ethylencopolymer und Vinylacetat (EVA)	<b>enthält kein:</b> - Phenolformaldehydharz - Diethylentriamin - Benzoylperoxid - Collophonium - Weichmacher -Phenylquecksilberazetat - Phthalate - Neomycinsulfat - N-isopropyl-N-phenyl-4-phenylendiamin - Quecksilber(II)-amidchlorid - (Chlor) Methylisothiazolon - Bis-Phenol A - Hydroxychinolin
COPYPLAST 0,5 - 2,0 mm	Polyethylen (PE)	<b>enthält kein:</b> - Benzoylperoxid - Collophonium
COPYPLAST "C" 1,0 mm	Polyethylen-Blend (PE-Blend)	
DURASOFT 1,8 / 2,5 mm	Thermoplastisches Polyurethan (TPU) / Polycarbonat (PC)	<b>enthält kein:</b> - Benzoylperoxid, - N,N-Dimethyl-p-toluidine - 2-Mercapto-benzothiazole - n-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide - Di-(benzothiazolyl-2)disulfide - N-Morpholino-2-benzothiazolylsulfenamide - Latex - 4-tert-Butylphenol - Formaldehydharz - Bis-gma - Methylmethacrylat - Hydroxychinolin

PRODUKT-DATENBLATT



- Tiefziehfolien -

Produktname	Chemische Bezeichnung	Bemerkungen
HARDCAST 0,4 - 0,8 mm	Polypropylen (PP)	
IMPRELON 'S' 0,5 - 3,0mm	Polycarbonat (PC)	<b>enthält kein:</b> - Ethylendiamin - Benzoylperoxid und ohne Verwendung von Phenylendiaminen und deren Derivaten - Phthalate - Methylmethacrylat - Hydroxychinolin
DURAN 0,5 - 3,0 mm	Copolyester (PET-G)	<b>enthält kein:</b> - Ethylendiamin - Benzoylperoxid - Collophonium - Perubalsam - Bisphenol A - Methylmethacrylat - Gluten
IMPRELON 2,0 - 3,0 mm	POLYSTYROL (PS)	<b>enthält kein:</b> - Benzoylperoxid -Phenylquecksilberazetat
ISOFOLAN 0,1 mm	Polyethylen (PE)	Lebensmittelecht
Platzhalterfolie 0,1 mm	Polymerisat des Vinylchlorids (PVC)	
Kaschierfolie	Polymerisat des Vinylchlorids (PVC)	