

Handelsname: WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR

## 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname:



WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR

Hersteller/Lieferant:

WHITEsmile GmbH  
Weinheimer Str. 6, D-69488 Birkenau  
Tel.: +49-6201-84321-90, Fax +49-6201-84321-99  
www.whitesmile.de, info@whitesmile.de  
Tel.: +49-6201-84321-90

Notfallauskunft:

## 2. Mögliche Gefahren

Einstufung: entfällt

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Beschreibung: Lichthärtendes Material auf Urethandimethacrylatbasis zum Gingivaschutz beim In-Office-Bleaching

Gefährliche Inhaltsstoffe

Produkt	Gew %	Einstufung
Tetrahydrofurfuryl-2-methacrylat	2,5-10%	R38; Xn ☒
Nonylphenolpolyglykoether	< 2,5%	R22/38; Xn ☒

zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

## 4. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren

Nach Verschlucken

Keine Gefährdung bei kleinen Mengen im Rahmen der normalen Anwendung. Sonst viel Wasser einnehmen und bei Übelkeit oder Unwohlsein sofort Arzt aufsuchen.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Säurebinder,

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,

Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

## 7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Behälter dicht geschlossen halten.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Handelsname: WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR

**Lagerung:**

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

**Zusammenlagerungshinweise:**

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Staubfrei und trocken aufbewahren. Bei 15-30°C lagern.

nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen lagern.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

-

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen**

**Allgemeine Schutzmaßnahmen**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

**Allgemeine Schutzmaßnahmen**

Schutzbrille tragen

**Hygienemaßnahmen**

berufsübliche Hygienemaßnahmen einhalten.

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Form**

pastös

**Farbe**

hellblau

**Geruch**

Schwacher Eigengeruch

**Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit:**

	Wert	Temperatur	bei	Methode
Schmelzpunkt	n.b.			
Siedepunkt	178°C			
Flammpunkt	91°C			
Selbstentzündlichkeit	Nein			
Explosionsgefahr	Nein			
Dichte	n.b.			
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar			
Organische Lösungsmittel	0,0%			

**10. Stabilität und Reaktivität**

**Thermische Zersetzung:**

Keine, bei Gebrauch gemäß den Anweisungen

**Zu vermeidende Bedingungen:**

Hitze, Lichteinwirkung, direktes Sonnenlicht.

**Zu vermeidende Stoffe:**

Laugen, Metalle, Metalloxide

**Gefährliche Zersetzungsprozesse**

nicht bekannt

**11. Angaben zur Toxikologie**

**Akute Toxizität/Reizwirkung/Sensibilisierung**

	Wert/Bewertung	Spezies	Methode	Bemerkung
LD50 Akut Oral	4000 mg/kg (Lit.)	Ratte		Tetrahydrofurfurylmethacrylat

**12. Angaben zur Ökologie**

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

**13. Hinweise zur Entsorgung**

**Produkt:**

Empfehlung: Kleine Mengen können mit Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

**Ungereinigte Verpackungen:**

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.  
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

**14. Angaben zum Transport**

**Sonstige Angaben:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

**15. Vorschriften**

Kennzeichnung: keine

Nationale Vorschriften: -

**16. Sonstige Angaben**

Handelsname: **WHITEsmile GINGIVA PROTECTOR**

---

**Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.**

**Wortlaut Kapitel 3 angegebene R-Sätze (Nicht Einstufung der Zubereitung!)**

22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

38 Reizt die Augen/Haut.